

# FOREO



## BEAR™ mini

TONIFICANTE FACIAL INTELIGENTE  
CON MICROCORRIENTES





## INICIO

Te felicitamos por dar el primer paso para descubrir un cuidado de la piel más inteligente con BEAR™ mini. Antes de comenzar a disfrutar de todos los beneficios de la sofisticada tecnología para un cuidado facial desde la comodidad de tu hogar, tómate unos segundos para leer atentamente las instrucciones de este manual.

No olvides LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR este producto y úsalo únicamente para el fin descrito en este manual.

**USO PREVISTO:** BEAR™ mini está diseñado para la estimulación de cara y cuello, y para un uso cosmético sin receta médica.

**⚠ ADVERTENCIA:** NO SE PERMITEN MODIFICACIONES EN EL DISPOSITIVO

## PRESENTACIÓN DE BEAR™ mini

Te presentamos a BEAR™ mini, el dispositivo inteligente de tonificación facial que combina microcorrientes y pulsaciones T-Sonic™ para alisar y reafirmar la piel. Lucirás un rostro joven y sano... ¡en cuestión de minutos!

Puedes utilizar BEAR™ mini en tu rutina de cuidado facial, por la mañana o por la noche. Desde la aplicación, puedes escoger entre varias rutinas de entrenamiento facial y seleccionar uno de los 3 niveles de intensidad para regenerar la piel y reducir los signos de envejecimiento. Durante la rutina de entrenamiento facial con microcorrientes, las pulsaciones T-Sonic™ masajean e iluminan la piel y mejoran la absorción del SERUM SERUM SERUM y de los productos de cuidado facial que apliques en tu rostro al finalizar el tratamiento.

BEAR™ mini incluye Anti-Shock System™, un sistema integrado que utiliza sensores inteligentes para escanear y medir la resistencia de la piel a la electricidad a una velocidad de 100 veces por segundo, ajustando la intensidad de las microcorrientes en sólo 0,002 segundos... ¡un abrir y cerrar de ojos! Gracias a esta tecnología, todos los tratamientos se ajustan a las necesidades específicas de tu piel. El sistema Anti-Shock System™ elimina cualquier posibilidad de que las microcorrientes produzcan un choque eléctrico en la piel, por lo que todos los tratamientos tendrán un máximo nivel de seguridad y eficacia.

## FAMILIARÍZATE CON BEAR™ mini

### ESFERAS CON MICROCORRIENTES

Transmiten microcorrientes sobre la piel para tonificar y reafirmar el rostro.

### PULSACIONES T-SONIC™

Mejoran la absorción de los productos de belleza, masajean suavemente el rostro y lo iluminan.

### DISEÑO INTELIGENTE SUECO

Suavemente curvado para adaptarse al contorno de la piel, ligero y fácil de transportar

### PUERTO DE CARGA

Hasta 90 usos por carga\*.

### ANTI-SHOCK SYSTEM™

Escanea la resistencia de la piel y ajusta la intensidad de las microcorrientes para una máxima seguridad y confort.

### BOTÓN CENTRAL


Enciende y apaga el dispositivo y activa la sincronización por Bluetooth

### LUZ INDICADORA BLUETOOTH

Parpadea cuando el dispositivo está en modo de emparejamiento por Bluetooth.

### 3 LUCES INDICADORAS DE INTENSIDAD

Se iluminan para indicar la intensidad de las microcorrientes del dispositivo.



### MUESTRA DE SÉRUM DE 2 ML

Obtén mejores resultados y una conductividad óptima



### CABLE USB

Carga en cualquier momento, en cualquier lugar



### APLICACIÓN INTERACTIVA

Accede a diferentes rutinas y ajusta la intensidad de las microcorrientes



### SOPORTE

Protege y sujeta tu dispositivo BEAR™ mini

\*Basado en tratamientos de 1 minuto de duración

## IMPORTANTE

### PARA UNA SEGURIDAD ÓPTIMA

- El efecto tonificador de BEAR™ mini debe ser agradable. Si sientes alguna molestia o irritación, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un médico.
- No lo uses en la zona del pecho, alrededor de los ojos (en la zona del músculo orbicular de los ojos), en la línea media del cuello, o en la zona de las ingles y los genitales.
- No lo uses en zonas con rojeces, con lunares, en arterias principales (por ejemplo la carótida), en capilares dilatados, en implantes metálicos, en zonas con infecciones o en zonas sin sensibilidad.
- No uses el dispositivo para tratar la rosácea, los lunares, las verrugas, las llagas abiertas, las lesiones o cualquier problema de la piel.
- No lo uses si sufres algún problema de salud como la epilepsia, una enfermedad hemorrágica, cáncer, tumores o alteraciones de la percepción.
- No uses el dispositivo después de un tratamiento con láser, un peeling químico o si tu piel ha sido expuesta a cualquier otro tipo de lesión.
- No lo uses si tu rostro ha sido sometido a una operación de cirugía estética.
- No lo uses si tienes implantado un dispositivo médico, o cualquier tipo de instrumento electrónico o prótesis.
- Es posible que cualquier sistema de monitorización electrónica, como los monitores de constantes vitales o las alarmas de electrocardiograma, no funcionen correctamente cuando estés usando el dispositivo.
- BEAR™ mini no debería ser usado por niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas, y tampoco cerca de ellos. Es necesario supervisar el uso de este dispositivo si se utiliza, se limpia o se guarda cerca de niños o personas con capacidades físicas o mentales reducidas.
- Se desconocen los efectos de las microcorrientes a largo plazo.
- La seguridad de este dispositivo durante el embarazo no ha sido investigada. Si estás embarazada, consulta a tu médico antes de usar el dispositivo.
- Si tienes un problema en la piel o cualquier enfermedad, consulta a tu médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si te han diagnosticado un problema cardíaco o sospechas que puedas tenerlo, consulta a tu médico qué precauciones debes tomar.
- Ten especial cuidado al usar el dispositivo sobre el contorno de los ojos, y no establezcas contacto directo entre el dispositivo y los párpados o los ojos.
- Puede que percibas luces parpadeantes durante el uso del dispositivo debido a la estimulación del nervio óptico. Si continúas viendo estas luces cuando no estés usando el dispositivo, consulta a tu médico.
- Puede que sientas una ligera sensación de hormigueo cuando uses el dispositivo, lo que es normal y no debe preocuparte. Si bajas la intensidad, es posible que reduzcas o elimines esta sensación.
- Debido a la alta eficacia de las rutinas tonificantes de FOREO, no recomendamos que utilices BEAR™ mini durante más de 3 minutos seguidos.
- Por razones de higiene, no recomendamos que compartas BEAR™ mini con otra persona.
- No uses este dispositivo mientras conduzcas o manejes maquinaria pesada.
- No uses el dispositivo cuando esté cargando.
- No insertes objetos en las aperturas del dispositivo.
- No uses el dispositivo si se ha sobrecalentado o sospechas que no está funcionando correctamente.
- Evita dejar tu BEAR™ mini expuesto a la luz directa del sol y nunca lo expongas a calor extremo o agua hirviendo.
- BEAR™ mini tiene que estar completamente seco antes de activar las microcorrientes. No uses el dispositivo si ha estado sumergido en agua, y no lo utilices con las manos mojadas.
- Este dispositivo solo debería cargarse con un adaptador de corriente SELV.
- Se recomienda la utilización de adaptadores de corriente con certificación IEC60950 para cargar el dispositivo.
- Antes de cargar el dispositivo, comprueba que el cargador y el puerto de carga estén secos. En caso contrario, podría causar un choque eléctrico, un cortocircuito o incluso un fuego.
- No utilices el dispositivo mientras esté cargando. Interrumpe su uso en caso de que el dispositivo o el cargador no funcionen correctamente, o sospeches que están dañados. Utiliza solamente el cable suministrado por FOREO.
- Retira la batería del dispositivo antes de desecharlo. El dispositivo debe estar desconectado en el momento de retirar la batería, y debes desecharla de forma segura.
- Este producto no tiene piezas recambiables.
- Este dispositivo está diseñado para realizar un tratamiento cosmético en el rostro y el cuello. Cualquier consecuencia negativa debido a un uso inadecuado, como la utilización del dispositivo en otras partes del cuerpo, el uso de una fuente de voltaje incorrecta, suciedad en las esferas con microcorrientes, o cualquier otro tipo de uso incorrecto y contrario a lo señalado en este manual, no es responsabilidad de FOREO.
- Usa este dispositivo sólo para el uso que se describe en este manual. Si no encuentras respuesta a una pregunta en específico, o si tienes cualquier duda sobre el funcionamiento del dispositivo, visita [foreo.com/support](https://foreo.com/support).



## MODO DE USO DE BEAR™ mini

**AVISO IMPORTANTE:** BEAR™ mini TIENE QUE ESTAR COMPLETAMENTE SECO ANTES DE COMENZAR EL TRATAMIENTO DE MICROCORRIENTES

Para desbloquear y registrar tu dispositivo, descarga la aplicación FOREO For You. Enlaza tu dispositivo con tu móvil o tablet a través de Bluetooth y presiona el botón universal de BEAR™ mini para sincronizar el dispositivo con la aplicación. Ajusta tus preferencias de uso.

- 1 Limpia y seca tu rostro y cuello, eliminando todos los residuos.
- 2 Aplica SERUM SERUM SERUM en tu piel, y distribúyelo uniformemente sobre la zona que quieras tratar. Masajea la piel hasta que se absorba por completo.
- 3 **Para iniciar una rutina preestablecida:**  
Selecciona un tratamiento de microcorrientes en la aplicación FOREO For You y sigue las instrucciones. *El dispositivo se apagará automáticamente una vez finalizado el tratamiento.*

**Para iniciar el Modo Manual:**

I) Pulsa el botón central para activar las microcorrientes. Las luces situadas debajo del botón central indican el nivel de intensidad de las microcorrientes. Puedes cambiar la intensidad pulsando rápidamente el botón central. También puedes apagar las pulsaciones T-Sonic™ pulsando dos veces el botón central. Usa la app para acceder a todos los niveles de intensidad de las microcorrientes.

II) Presiona ligeramente las dos esferas metálicas sobre tu rostro, y desliza delicadamente el dispositivo sobre tu frente y pómulos, alrededor de tus labios, y sobre tu mandíbula y cuello, según desees. Comprueba que las dos esferas están tocando tu piel. Desliza lentamente el dispositivo con movimientos ascendentes, y presiona ligeramente para conseguir unos resultados óptimos.

III) Cuando finalices tu tratamiento, presiona el botón central durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

- 4 Si lo deseas, puedes aplicar tus productos de cuidado facial favoritos.



## LIMPIA TU BEAR™ mini

Limpia siempre BEAR™ mini después de cada uso. Limpia las esferas metálicas y la superficie de silicona con agua y jabón, y a continuación aclara el dispositivo con agua tibia. Sécalo con una toalla o paño no abrasivo. Después de cada uso, recomendamos usar el limpiador FOREO Silicone Cleaning Spray y aclarar con agua tibia para unos resultados óptimos.

**IMPORTANTE:** Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, acetona o petróleo, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de tener problemas con el rendimiento de BEAR™ mini, toma las siguientes medidas:

Si BEAR™ mini no se activa al pulsar el botón central:

- La batería está descargada. Recarga la batería con el cable USB durante 1.5 horas o hasta que esté totalmente cargada, y a continuación pulsa el botón central para reiniciar el dispositivo.

Si BEAR™ mini no se apaga ni se enciende y/o el botón central no responde:

- El microprocesador no está funcionando correctamente. Mantén presionado el botón central hasta que el dispositivo se reinicie.

Si BEAR™ mini no se sincroniza con la aplicación FOREO For You:

- Desactiva el Bluetooth, actívalo de nuevo e intenta conectar el dispositivo.
- Cierra la aplicación FOREO For you y ábrela de nuevo para comenzar el proceso.
- Comprueba si la aplicación necesita actualizarse en la App Store de tu móvil.

## TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

### REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el producto en la aplicación FOREO For You, o visita la página web [foreo.com/product-registration](http://foreo.com/product-registration) para más información.

### GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS después de la fecha original de compra contra defectos de fabricación o derivados del uso normal del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del dispositivo. La garantía NO cubre el deterioro cosmético causado por un desgaste normal, o daños causados por accidente, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía.

Si descubres un defecto y lo notificas a FOREO durante el período de garantía, FOREO, a su criterio, reemplazará el dispositivo sin cargo. Las reclamaciones bajo garantía deben estar respaldadas por evidencia razonable de que la fecha del reclamo está dentro del período de garantía. Para validar la garantía, conserva el recibo de compra original con estas condiciones de la garantía durante la duración del período de garantía.

Para reclamar tu garantía, debes iniciar sesión con tu cuenta en [www.foreo.com](http://www.foreo.com) y luego seleccionar la opción que te permite realizar un reclamo de garantía. Los gastos de envío no son reembolsables. Este compromiso es adicional a tus derechos legales como consumidor y no afecta esos derechos de ninguna manera.

## INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y DESECHO

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida de residuos separados).



EUROPEAN  
CONFORMITY



RESTRICTION OF  
HAZARDOUS SUBSTANCES  
COMPLIANT



PACKAGING IS MADE  
OF RECYCLABLE  
MATERIAL



GARBAGE WASTE  
ELECTRICAL & ELECTRONIC  
EQUIPMENT DIRECTIVE


Este dispositivo no debe considerarse como basura doméstica, sino que debe ser llevado a un punto de recolección que sea adecuado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar que este dispositivo se desecha de forma adecuada, estás ayudando a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que puede ocasionar desechar este dispositivo de forma inadecuada. Además, el reciclaje de los materiales contribuye a conservar los recursos naturales.

Para obtener más información sobre el reciclaje del dispositivo, comunícate con el servicio local de eliminación de residuos domésticos o con el lugar de compra.

# CÓMO EXTRAER LA BATERÍA

**IMPORTANTE:** Este proceso no es reversible. Si abres el dispositivo anularás su garantía. Este proceso solo debe realizarse si vas a desechar el dispositivo.

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio que debe retirarse antes de desechar el dispositivo, y no debe eliminarse con los residuos domésticos. Para extraer la batería, corta la capa exterior de silicona, abre la carcasa interior de plástico y retira la batería para desecharla en conformidad con la regulación medioambiental. Por motivos de seguridad, usa guantes durante todo el proceso. A continuación, se muestran instrucciones visuales detalladas:



## ESPECIFICACIONES

**MATERIALES:** Silicona segura para la piel,

ABS, PC y aleación de zinc cromada

**COLOR:** Rosa y Lavanda

**TAMAÑO:** 57 X 56 X 32 mm

**PESO:** 52 G

**BATERÍA:** Li-Ion 520mAh 3.7V

**USO:** Hasta 90 usos por carga\*.

**EN ESPERA:** 90 días

**FRECUENCIA:** 185 Hz

**NIVEL MÁXIMO DE RUIDO:** <50 dB

**INTERFAZ:** 1 botón

*\*Basado en tratamientos de 1 minuto de duración.*

**Exoneración de responsabilidad:** Los usuarios de este dispositivo lo utilizan bajo su propio riesgo. Ni FOREO ni sus distribuidores asumen cualquier responsabilidad por lesiones o daños, físicos o de cualquier tipo, derivados del uso directo o indirecto de este dispositivo. FOREO se reserva el derecho a revisar esta publicación y realizar los cambios que considere oportunos sin obligación de notificar a nadie sobre dichas revisiones o cambios.

**ADVERTENCIA:** Cualquier cambio o modificación en este dispositivo no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas, podría anular el derecho del usuario para utilizar este producto.

### NOTA:

1) Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede confirmar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o cambia la ubicación de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulta al distribuidor o a un técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

2) Este dispositivo cumple con la norma CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia en Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo puede no causar interferencias.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado

Con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias canadienses, este transmisor de radio solo puede funcionar usando una antena de un tipo y ganancia máxima (o inferior) aprobada para el transmisor por el Ministerio de Industria de Canadá. Para reducir las posibles interferencias de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos teniendo en cuenta que la Potencia Isótropa Radiada Equivalente (P.I.R.E) no puede ser superior a la necesaria para una buena comunicación.

El modelo puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

## PREGUNTAS FRECUENTES

### CONCEPTOS BÁSICOS DE BEAR™ mini

#### ¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE RECIBIR MI DISPOSITIVO BEAR™ MINI?

¡Felicidades, has descubierto una forma más inteligente de cuidar tu piel! Lo primero es lo primero: descarga la aplicación gratuita FOREO For You para desbloquear y registrar tu dispositivo. (Para obtener más información, consulta la sección "LA APLICACIÓN", que se encuentra más adelante).

#### ¿CÓMO EMPIEZO MI PRIMER TRATAMIENTO?

Primero limpia y seca tu rostro y cuello con cuidado. A continuación, aplica SERUM SERUM SERUM sobre la piel y distribúyelo uniformemente sobre todas las zonas que desees tratar. Por último, selecciona una rutina de entrenamiento facial desde la aplicación, o sigue los pasos para utilizar el dispositivo en Modo Manual. Puedes encontrar la guía de uso en este manual o en el manual de usuario que se incluye con tu dispositivo BEAR™ mini.

#### ¿CÓMO ENCIENDO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

Para encender el dispositivo, pulsa el botón central. La luz indicadora parpadeará cuando el dispositivo esté en modo de emparejamiento por Bluetooth.

#### ¿CÓMO APAGO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

Mantén presionado el botón central 3 segundos hasta que se apague el dispositivo. Después de completar una de las rutinas preestablecidas, el dispositivo se apagará automáticamente.

#### ¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

1 dispositivo BEAR™ mini, 1 muestra de sérum de 2 ml, 1 cable de carga USB, 1 manual de usuario, 1 guía de inicio rápido y 1 soporte.

### EL DISPOSITIVO BEAR™ mini

#### ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO USAR MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

BEAR™ mini es seguro y agradable, y puedes usarlo todos los días a la hora que desees. Recomendamos usar BEAR™ mini una vez al día (cada 24 horas), en tratamientos de 3 minutos de duración.

#### ¿LAS MICROCORRIENTES SON SEGURAS?

La tecnología de microcorrientes de BEAR™ mini es segura y agradable, siempre que utilices el dispositivo con sérum para una óptima conductividad. No actives NUNCA BEAR™ mini cerca de fuentes de agua o superficies mojadas.

#### ¿EL DISPOSITIVO ES MÁS EFICAZ SI AUMENTO LA INTENSIDAD DE LAS MICROCORRIENTES?

Sí. A mayor nivel de intensidad, más potencia, lo que se traduce en una mejor penetración y en un aumento de la energía que entra en tu piel. Sin embargo, todas las pieles son diferentes. Por este motivo, recomendamos comenzar a usar el dispositivo (siempre con SERUM SERUM SERUM) en el nivel 1, la intensidad de microcorrientes más baja, y subir poco a poco la intensidad hasta el nivel que mejor se adapte a tu piel.

#### ¿PUEDO AJUSTAR EL NIVEL DE INTENSIDAD DE LAS MICROCORRIENTES?

Sí, puedes ajustar manualmente la intensidad de las microcorrientes pulsando rápidamente el botón universal, una vez por cada nivel, o seleccionando la intensidad que prefieras a través de la aplicación.

#### ¿PUEDO AJUSTAR LA INTENSIDAD DE LAS PULSACIONES T-SONIC™?

Sí, puedes ajustar la intensidad de las pulsaciones T-Sonic™ a través de la aplicación. Si prefieres un tratamiento sin pulsaciones T-Sonic™, pulsa dos veces el botón universal del dispositivo para desactivar las pulsaciones T-Sonic™.

#### ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN BEAR™ Y BEAR™ mini?

Tanto BEAR™ como BEAR™ mini cuentan con microcorrientes que estimulan la cara y el cuello, reafirmando y tonificando la piel para mejorar la apariencia. Sin embargo, BEAR™ mini ha sido diseñado teniendo en cuenta una rutina facial más focalizada. Sus esferas son más pequeñas para penetrar en los surcos del rostro, y tiene un rango de solo 3 intensidades de microcorrientes. Por otro lado, BEAR™ cuenta con esferas de tamaño mediano para cubrir una mayor superficie y al mismo tiempo tratar cada zona con precisión. BEAR™ ofrece 5 intensidades de microcorrientes, y tiene más potencia que BEAR™ mini.

#### ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS DISPOSITIVOS BEAR™ DE OTROS DISPOSITIVOS CON MICROCORRIENTES?

Los dispositivos BEAR™ se diferencian de otros dispositivos de microcorrientes para el hogar en dos puntos muy importantes. Por una parte, los dispositivos BEAR™ son los únicos dispositivos para el hogar que cuentan con el sistema Anti-Shock System™, una exclusiva tecnología que elimina cualquier posibilidad de que las microcorrientes provoquen un choque eléctrico. Este sistema los convierte en los dispositivos de microcorrientes más seguros del mundo. Por otra parte, BEAR™ ofrece más niveles de intensidad que ningún otro dispositivo para el hogar, lo que permite que el tratamiento sea más personalizado, y por lo tanto más eficaz.

#### ¿CUÁNTO DURA CADA TRATAMIENTO DE MICROCORRIENTES PREESTABLECIDO?

La duración de las rutinas varía entre 1-3 minutos según las zonas en las que se centren.

## LA APLICACIÓN

### ¿POR QUÉ NECESITO DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FOREO ANTES DE USAR MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

Todos los productos de FOREO que se puedan sincronizar con la aplicación deben activarse y desbloquearse a través de la app FOREO For You antes del primer uso. Esto te protege de las copias o falsificaciones de los productos de FOREO, facilita el registro de la garantía y protege tu inversión.

### ¿CÓMO CONECTO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini CON LA APLICACIÓN DE FOREO?

Descarga la aplicación FOREO For You en tu smartphone o tablet y activa el Bluetooth. Pulsa el botón central de tu dispositivo para activarlo. Una luz blanca parpadeante indica que tu dispositivo está en modo de conexión. Sigue las instrucciones en la aplicación para registrar y conectar tu dispositivo BEAR™ mini 2.

### ¿MI DISPOSITIVO BEAR™ mini FUNCIONA SIN LA APLICACIÓN?

Sí, puedes usar el dispositivo manualmente sin necesitar la aplicación FOREO For You. Sin embargo, antes del primer uso debes registrar tu dispositivo a través de la aplicación FOREO For You para desbloquearlo y seleccionar tus preferencias.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

### ¿CÓMO SÉ SI ESTOY USANDO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini CORRECTAMENTE?

Cuando uses tu dispositivo BEAR™ mini, comprueba que las dos esferas de microcorrientes tocan tu piel en todo momento. Si las dos esferas no están tocando tu piel, el botón central se mantendrá iluminado. Si la luz se apaga, estás usando el dispositivo correctamente.

### ¿POR QUÉ PARPADEA LA LUZ DE MI DISPOSITIVO?

Una luz que parpadea alrededor del botón central indica que el dispositivo está en modo de emparejamiento Bluetooth o que necesita cargar la batería. Sigue las instrucciones de la aplicación para sincronizar el dispositivo.

### ¿CÓMO CARGO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

BEAR™ mini se carga por USB y cada carga de 1,5 horas alcanza para 90 usos (en tratamientos de 1 minuto de duración). Las luces indicadores de intensidad, ubicadas debajo del botón central, parpadean cuando el dispositivo se está cargando para indicar el nivel de la batería. Cuando todas las luces indicadoras estén iluminadas, el dispositivo estará completamente cargado.

### ¿CÓMO LIMPIO MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

Comprueba que el dispositivo está apagado, y a continuación lávalo con agua y jabón, acláralo con agua tibia y sécalo con un paño sin pelusas o una toalla no abrasiva. Te recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de FOREO y aclararlo de nuevo con agua tibia para obtener resultados óptimos.

## SERUM SERUM SERUM

### ¿TENGO QUE USAR SERUM SERUM SERUM DE FOREO CON MI DISPOSITIVO BEAR™ mini?

Sí, es fundamental que uses SERUM SERUM SERUM con el dispositivo. El sérum crea una barrera conductora que transmite las microcorrientes del dispositivo hacia la piel de forma segura y eficaz.

### ¿POR QUÉ SERUM SERUM SERUM ES COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS DE MICROCORRIENTES?

SERUM SERUM SERUM está especialmente formulado con ingredientes conductores como la glicerina, lo que permite que los dispositivos de microcorrientes como BEAR™ mini funcionen sin problemas y sin sensaciones desagradables en la piel.

### ¿SERUM SERUM SERUM NO HA SIDO TESTADO EN ANIMALES?

Así es. SERUM SERUM SERUM es Cruelty Free, lo que significa que no ha sido testado en animales.

### ¿SERUM SERUM SERUM CONTIENE DISRUPTORES HORMONALES?

No, nuestra fórmula es saludable y ha sido desarrollada sin disruptores hormonales.

### ¿SE PUEDE RECICLAR EL FRASCO DE SERUM SERUM SERUM DESPUÉS DE USARLO?

Sí, el frasco es reciclable.

©2018/19 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

DIRECCIÓN EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCOLMO, SUECIA.

DIRECCIÓN EEUU: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DIRECCIÓN AUSTRALIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SWEDEN.

FABRICADO PARA FOREO AB.

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)