

FOREO
SWEDEN

issa™
baby



BEBEKLER
İÇİN SONİK
DİŞ FIRÇASI



ONLINE KILAVUZ

TAM KULLANIM KILAVUZU

BAŞLANGIÇ

ISSA™ baby ile çocuğunuzun ağız hijyeni alışkanlıklarını geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye yönelik ilk adımı attığınız için tebrikler! Evinizin rahatlığında bu şık, sonik diş fırçasının tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzu okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

KULLANIM AMACI: Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizleyerek genel ağız hijyenini desteklemek amacıyla evde kullanılır.

Lütfen **KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN** ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın.

UYARI: Şiddetli çiğneme zamanla diş fırçasının silikonuna zarar verebilir. Bebekler ve küçük çocuklar kullanım sırasında her zaman sorumlu bir yetişkin tarafından denetlenmelidir. Silikonun hasarlı veya delinmiş olduğunu fark ederseniz kullanmayı bırakın ve yerel çevre düzenlemelerine göre cihazı geri dönüşüme kazandırın. Çocuğunuzun ISSA™ baby, diş fırçasının herhangi bir parçasını yuttuğundan şüpheleniyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun.

⚠ **UYARI:** Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.

ISSA™ baby GENEL BAKIŞ

Tamamen tıbbi silikondan yapılan ve küçük yaşta diş fırçalama meraklılarının ağız bakım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan ilk sonik diş fırçası ISSA™ baby, etkili olduğu kadar naziktir- diş etlerine masaj yaparak tahrişi azaltır. Bebeğinizin süt dişleri çıktıktan sonra etkili bir şekilde fırçalamaya başlayabilirsiniz. 2 dakikalık sabah ve akşam rutinini teşvik eden eğlenceli gülen yüzler ile diş fırçalama rutini artık sıkıcı değil!

ISSA™ ailesinin diğer üyeleriyle aynı teknolojiyi kullanan ISSA™ baby, manuel diş fırçası ile aynı şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1 saatlik USB şarj ile 480'e kadar kullanım sunan olağanüstü pil ömrüne sahiptir.

ISSA™ baby İLE TANIŞIN

BAKTERİLERE DAYANIKLI SİLİKON

Dişler için yumuşak, diş etleri için nazik ve naylon kıllardan 10,000 kata kadar daha hijyenik medikal silikon.

2 FIRÇALAMA MODU

Masaj Modu diş etlerine nazikçe masaj yapar ve yiyecek parçalarını temizlerken Fırça Modu dişleri temiz ve sağlıklı tutar.

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ

Cihazı açar ve kapatır.

GÖSTERGE IŞIĞI

Ağzın yeni bir bölgesine geçmeniz gerektiğini ve cihazın şarj edilmesi gerektiğini belirtmek için yanıp söner.

GÜVENİLİR İSVEÇ TASARIMI

Yerleşik fırça başlığı, %100 su geçirmez ve düşmeye karşı dayanıklı, yumuşak, esnek başlık yapısı.

SONİK TİTREŞİM TEKNOLOJİSİ

Keyifli bir temizleme ve diş eti masajı için dakikada 6,000 hassas titreşim sunar.

NEŞELİ/SOMURTKAN

Çocuğunuzu düzenli diş fırçaladığında ödüllendirmek için Neşeli ve Somurtkan ifadelerle teşvik eder.

ŞARJ NOKTASI

Uzun ömürlü şarj - tek bir USB şarj ile 480 güne kadar kullanım.



ISSA™ baby AĞIZ BAKIMININ FAYDALARI

İLK DİŞTEN ÖNCE

- Hafif sonik titreşimler çok fazla baskı uygulamadan diş etlerine masaj yapar.
- Yiyecek parçalarını ve kalıntıları temizleyerek ağızdaki bakterileri azaltır.
- Diş çıkarmadan kaynaklanan hassasiyeti gidermek için diş etlerindeki tahrişi yatıştırır.

İLK DİŞLERDEN SONRA

- Gerçek ve hassas bir diş temizliği her dişi ayrı ayrı kapsar.
- Ultra yumuşak silikon bebeklerin diş etlerine nazik, diş minelerine yumuşak etki eder.
- İyi bir ağız bakımı alışkanlığı oluştururken bebeğinizi diş fırçalamaya alıştıırır.

ISSA™ baby NASIL KULLANILIR



1. Fırça Modu için evrensel güç düğmesine bir kez, Masaj Modu için iki kez basın. Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak diş hekimi tarafından önerilen miktarda bebek formülü içeren yatıştırıcı jel veya diş macunu ile kullanın.
2. Çocuğunuz, ISSA™ baby diş fırçasını diş etlerine dairesel hareketlerle 2 dakika masaj yaparak manuel diş fırçaları gibi kullanmaya teşvik edin. 2 dakika dolduğunda harika bir iş çıkardığı için çocuğunuz ödüllendiren “Neşeli” ifade yazar!
3. ISSA™ baby diş fırçanızı kapatmak için evrensel güç düğmesine tekrar basın.
4. ISSA™ baby diş fırçanızı ılık su ile durulayın ve hava ile kuruması için bırakın.

DİKKAT: Çocuğunuz ISSA™ baby kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederse derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın. Fırça yüzeyinde herhangi bir kan görürseniz lütfen diş fırçasını sabun ve su ile temizleyin.

ISSA™ baby’NİN TEMİZLENMESİ

Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirip fırçayı ılık su ile yıkayarak ISSA™ baby’i temizleyin. Ardından diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin.

ISSA™ baby diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna koyabilirsiniz ancak bu işlem silikonun rengini etkileyebilir. Ayrıca diş fırçanızı 1 saatlik yıkama/durulama modunda 30 dakika kurutma ile maksimum 80°C sıcaklık ayarında veya maksimum 100°C sıcaklığa sahip biberon sterilizatörü kullanarak bulaşık makinanızda de 20 dakikadan fazla olmayacak şekilde temizleyebilirsiniz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın. Cihaz ile beyazlatıcı diş macunları kullanmaktan kaçınınız.

ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI ŞARJ ETME

Titreşimlerin gücü azalıyor veya gösterge ışığı yanıp sönmeye başladıysa ISSA™ baby'i şarj etme zamanı gelmiştir. Cihaz USB şarj kablosu ile 1 saatte şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda ISSA™ baby diş fırçanız tamamen şarj olmuştur.

DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj portunda ve şarj cihazında su ve diş macunu kalıntısı olmadığından emin olun. ISSA™ baby şarj olurken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Yalnızca FOREO tarafından sunulan USB şarj kablosunu kullanın.

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Bu cihaz, çocuklar tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir. Çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler için gözetim ve kullanım talimatları gereklidir.
- ISSA™ baby diş fırçalamak ve diş etlerine masaj yapmak için tasarlanmıştır. Çiğneme oyuncakları olarak KULLANILMAMALIDIR. Çocuğunuzun silikon gövdeyi çiğnemesi durumunda cihazı kullanmayı bırakın ve bu kılavuzdaki talimatlar dahilinde yerel çevre düzenlemelerine göre cihazı geri dönüşüme kazandırın.
- Herhangi bir tıbbi endişeniz varsa ISSA™ baby'i kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Eğer çocuğunuz ağız sağlığı ile ilgili bir tedavi görüyorsa bu cihazı kullanmadan önce diş doktorunuza danışın.
- Çocuğunuz ISSA™ baby'i kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederse fırçayı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. (fırça başlığı, fırça gövdesi, şarj) Cihazda servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihaz yalnızca koruyucu topraklama şebekesi kaynağına bağlanmalıdır.
- ISSA™ baby veya şarj cihazı hasar görmüşse kullanmayın ve yalnızca FOREO tarafından ISSA™ baby ile birlikte sunulan şarj cihazını kullanın.

SORUN GİDERME

ISSA™ baby diş fırçasının performans değişikliği durumunda alınması gereken önlemler.

Güç düğmesine basıldığında ISSA™ baby çalışmıyorsa:

- Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 1,5 saat boyunca şarj edin ve ardından evrensel güç düğmesine basılı tutarak ISSA™ baby diş fırçanızı yeniden başlatın.

ISSA™ baby kapanmıyorsa ve/veya evrensel güç düğmesi cevap vermiyorsa:

- Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun.

USB şarj kablosu bağlandığında ISSA™ baby'nin ışığı yanıp sönmüyorsa:

- 480 gün kullanıma hazır şekilde pil tamamen şarj olmuştur.
- Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika alabilir.
- USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için visit foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için fırça başlığını çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME:	Medikal Silikon, PC + ABS
RENK:	Strawberry Rose Lion, Pearl Pink Bunny, Sunflower Yellow Squirrel, Kiwi Green Panda, Bubble Blue Dino
BOYUT:	148 × 31 × 25 mm
AĞIRLIK:	54g
PİL:	Li-Ion 420mAh 3.7V
KULLANIM SÜRESİ:	480 kullanıma kadar
BEKLEME:	180 gün
FREKANS:	166 Hz
ARAYÜZ:	1- düğme
TİTREŞİM/DAKİKA:	6,000'e kadar

KULLANIM İÇİN UYGUN ÇEVRE KOŞULLARI:

SICAKLIK:	5°C - 40°C
NEM:	%40 - %80
ATMOSFER BASINCI:	800 - 1,060 hPa

DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN UYGUN ÇEVRE KOŞULLARI:

SICAKLIK:	-10°C - 50°C
NEM:	%30 - %80
ATMOSFER BASINCI:	500 - 1,060 hPa

SORUMLULUK REDDİ

Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BAŞLANGIÇ

1. ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI NASIL AÇARIM / KAPATIRIM?

ISSA™ baby diş fırçanızı açmak ve kapatmak için evrensel güç düğmesine basın.

2. ISSA™ baby İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1 ISSA™ baby diş fırçası, 1 USB Şarj Kablosu, 1 ISSA™ Serisi Kılavuz.

3. ISSA™ baby KULLANMAYA KAÇ YAŞTAN İTİBAREN BAŞLANABİLİR?

ISSA™ baby, 0-4 yaş arası bebekler ve çocuklar için uygundur. 5 yaşından büyük çocuklar için ISSA™ kids kullanmanızı öneririz.

CİHAZ

4. ISSA™ baby NE SIKLIKLA KULLANILABİLİR?

ISSA™ baby diş fırçanızı sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, her seferinde 2 dakika kullanmanızı öneririz. Diş fırçasındaki ifadeler, 2 dakika boyunca fırçalama sonrası "Neşeli" ve 12 saatten fazla fırçalamadığınızda "Somurtkan" yanarak size yardımcı olacaktır.

5. ISSA™ baby KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ Mİ?

Evet, ISSA™ baby, 0 yaş ve üzeri çocuklar için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Tıbbi silikon ve PBT'den üretilmiştir, BPA ve ftalat içermez. Dişler ve diş etleri üzerinde hoş ve yatıştırıcı hissettiren hafif sonik titreşimlere sahip ISSA™ baby, çocuklara tam bir ağız bakımı sunarken diş minesinin zarar görmesini ve diş eti tahrişini önler.

6. ÇOCUKLAR, ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI KENDİ BAŞINA KULLANABİLİR Mİ?

ISSA™ baby, çocukların diş fırçasını kolayca tutabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Yine de kullanım sırasında denetlemek ve en etkili sonuçlar için, ayrıca fırçayı nasıl doğru şekilde kullanacaklarını öğretmek amacıyla her zaman bir ebeveyn veya yetişkin bulunmalıdır.

7. DİŞ ÇIKARAN BEBEKLER, ISSA™ baby DİŞ FIRÇASINI ÇİĞNEYEBİLİR Mİ?

ISSA™ baby, diş fırçalamak ve diş etlerine masaj yapmak için tasarlanmıştır. Çiğneme oyuncacı olarak KULLANILMAMALIDIR. Cihaz üzerinde şiddetli çiğneme, silikon fırça başlığına ve kıllara zarar verebilir.

8. ISSA™ baby HERHANGİ BİR AĞIZ SORUNU OLAN ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILABİLİR Mİ?

ISSA™ baby, çocukların diş ve diş etleri için nazik ve etkili bir temizlik için geliştirilmiştir. Hassas diş ve diş etlerine sahip çocuklar için idealdir. Bununla birlikte, sizin veya çocuğunuzun tıbbi endişeleri varsa ISSA™ baby kullanmadan önce diş hekiminize danışmanızı öneririz.

9. ISSA™ baby İLE NE TÜR DİŞ MACUNU KULLANILABİLİR?

ISSA™ baby, bebekler için formüle edilmiş herhangi bir yatıştırıcı jel, diş macunu, diş tozu, diş cilası veya çocuğunuzun yaşı için önerilen diğer diş temizleme ürünleri ile kullanılabilir. Cihazla birlikte ağartıcı içeren herhangi bir diş macunu kullanmayınız.

10. SONİK TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞU AYARLANABİLİR Mİ?

ISSA™ baby, erken ağız hijyeni ihtiyaçları için 2 optimal moda sahiptir - Masaj Modu ve Fırça Modu. Sonik titreşimlerin yoğunluğu, optimum konfor ve gelişmiş sonuçlar için bu modların her ikisi için de önceden ayarlanmıştır, bu nedenle değiştirilemez.

11. ISSA™ kids & ISSA™ baby ARASINDAKİ FARK NEDİR?

ISSA™ kids ve ISSA™ baby arasındaki temel fark, ISSA™ baby diş fırçasının 0-4 yaş arası bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış olmasıdır ve bu nedenle çıkarılabilir parçası yoktur, ayrıca diş etleri ve yumuşak bebek diş minesini için ekstra nazik tıbbi silikondan yapılmış olmasıdır. Bununla birlikte ISSA™ kids, 5-12 yaş arası çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve plak üzerinde güçlü ve diş etinde nazik bir etki için tıbbi silikon ve PBT polimer kılardan yapılmıştır, çıkarılabilir bir hibrit fırça başlığına sahiptir.

12. ISSA™ baby, ÇOCUKLAR İÇİN DİĞER ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇALARINDAN NASIL FARKLIDIR?

ISSA™ baby, çocuklar için diğer elektrikli diş fırçalardan üç şekilde farklıdır. İlk olarak, tamamen tıbbi silikondan yapılmıştır, bu nedenle bebeğinizin yumuşak diş minesini çizmesi veya diş eti dokusuna zarar vermesinden endişelenmenize gerek yoktur. İkinci olarak, yedek fırça başlıklarına sahip diğer diş fırçalarından farklı olarak ISSA™ baby fırça başlığının değiştirilmesi gerekmez. Çıkarılabilir hiçbir parçasının olmaması onu ultra güvenli kılar. Üçüncüsü, tek bir şarjla 480 kullanıma kadar dayanan ISSA™ baby, piyasadaki diğer bebek diş fırçalarından çok daha uzun süre dayanır!

SORUN GİDERME & BAKIM

13. ISSA™ baby ÜZERİNDEKİ IŞIĞIN SÜREKLİ YANIP SÖNMESİ NE ANLAMA GELİR?

ISSA™ baby üzerindeki ışık sürekli yanıp sönüyorsa bu, cihazın şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir.

14. ISSA™ baby NASIL ŞARJ EDİLİR?

ISSA™ baby diş fırçanız USB şarj kablosu ile şarj edilir, 1 saatlik şarj ile 480'e kadar kullanım sunar. Cihazınızın alt kısmındaki yoğunluk gösterge ışığı, cihaz şarj olurken cihazınızın ne kadar pili olduğunu göstermek için yanıp söner. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda ISSA™ baby diş fırçanızın tamamen şarj olduğu anlamına gelir.

15. ISSA™ baby NASIL TEMİZLENİR?

ISSA™ baby diş fırçanızın kapalı olduğundan emin olun. Ardından parmaklarınızı fırça kollarının arasından geçirip fırçayı ılık su ile yıkayarak ISSA™ baby'i temizleyin. Her kullanımdan sonra fırçanızı bu şekilde yıkamanızı öneririz. Yıkadıktan sonra diş fırçanızın havayla kurummasına izin verin. ISSA™ baby diş fırçanızı UV sanitasyon kutusuna koyabilirsiniz ancak bu işlem silikonun rengini etkileyebilir. Ayrıca diş fırçanızı 1 saatlik yıkama/durulama modunda 30 dakika kurutma ile maksimum 80°C sıcaklık ayarında veya maksimum 100°C sıcaklığa sahip biberon sterilizatörü kullanarak bulaşık makinenizde de 20 dakikadan fazla olmayacak şekilde temizleyebilirsiniz.