

FOREO

ISSA™ play

享受口腔护理应有的快乐！





完整版使用手册

开始使用

恭喜您购买到ISSA™ play，成功迈出拥有亮白牙齿和迷人微笑的第一步。当您在舒适的家中准备享受专业口腔护理带来的好处之前，请先仔细阅读本使用说明书。

使用前请阅读所有指南并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

警告: 请勿对产品进行任何改装。

ISSA™ play 概览

ISSA™ play 采用灵活且符合人体工程学的设计提供迄今为止最具活力的口腔护理解决方案。其耐用的混合刷头结合了超卫生的硅胶和PBT聚合物刷毛，清洁更高效，同时对牙龈保持温和。体验声脉冲技术的力量，感受与手动牙刷一样轻松自如。



使用 ISSA™ play

预期用途： 在家中使用，通过清洁牙齿和牙龈来促进整体口腔卫生。在非充电模式下可使用多达800次。

建议护理流程

我们建议每日两次使用ISSA™ play内置的2分钟的口腔护理流程以达到最佳效果：



涂抹牙膏

将牙膏涂抹于 ISSA™ play，按下通用电源按钮开机。



清洁牙齿

打圈刷牙2分钟；每个区域的牙齿清洁30秒。



漱净口腔

按下通用电源按钮管关闭牙刷，漱口并用清水清洁 ISSA™ play。每日两次，轻松拥有清新健康的笑容。

注意： 如果您在使用FOREO设备时感到任何不适，请立即停止使用并咨询医生。如果在刷子表面发现任何血迹，请用水或FOREO的硅胶清洁喷雾清洁设备。

清洁ISSA™ play

每次使用后，用温水清洗牙刷，同时手指穿过刷毛仔细清洁。我们建议在设备上喷洒FOREO硅胶清洁喷雾，然后用温水冲洗，以获得最佳效果。让牙刷自然风干。

注意： 勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁产品。避免使用含有漂白剂的牙膏。

为了最佳安全性

- 在使用前，如果您有任何顾虑，请及时咨询您的医生。
- 如果您正在接受任何口腔疾病的治疗，请在使用前咨询牙医。
- 请避免将牙刷放在阳光直射的地方，切勿将其暴露于高温或沸水中。
- 当儿童或身体机能衰退及精神病患者使用设备时，须密切监督。
- 如果本产品出现任何形式的损坏，请停止使用。本产品包含不可维修的部件。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。



该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。

更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

规格

材料:	硅胶 + PBT 聚合物
颜色:	炫酷黑 / 宝蓝色 / 夏日蓝 / 草莓色 / 粉红色
尺寸:	159毫米 x 30毫米 x 24毫米
重量:	61克
电池:	1A电池, 不可充电
待机时长:	180 天
频率:	216赫兹
最大噪音水平:	<50 分贝
操作界面:	一键式

免责声明：产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外，FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利，且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

产品模型可能会因改进而有变化，恕不另行通知。

©2021 FOREO AB 版权所有。

欧洲进口商和经销商:FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

美国进口商和经销商:FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

澳洲进口商和经销商:6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

为FOREO AB生产，由FOREO 瑞典设计研发。

制造商名称:上海焯智电子科技有限公司 地址:中国上海市金山区亭林镇林盛路58号

WWW.FOREO.COM