

FOREO



ISSATM mikro

UREĐAJ ZA DENTALNU NJEGU
ZA NAŠE NAJMLAĐE!



KORISNIČKI PRIRUČNIK



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Čestitamo Vam na kupnji ISSA™ mikro električne četkice za zube, prvom koraku prema dentalnom zdravlju Vašeg djeteta. Prije nego počnete uživati u prednostima sofisticirane dentalne tehnologije u udobnosti Vašeg doma, molimo odvojite par minuta i pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

Molimo pročitajte SVE UPUTE ZA KORIŠTENJE PRIJE PRVE UPOTREBE i koristite uređaj samo za namjene opisane u ovom priručniku.

⚠ UPOZORENJE: Nisu dopuštene nikakve preinake uređaja.

ISSA™ mikro PREGLED

ISSA™ mikro, prva električna četkica od silikona za dentalnu njegu najmlađih od 0-4 godine, koristi istu tehnologiju kao i ISSA™. Učinkovita ali nježna, ISSA™ mikro je savršen odabir za masažu desni, ublažavanje iritacija, kao i nježno čišćenje prvih zubića čim počnu rasti.

ISSA™ mikro koristi se kao i obična četkica za zube, s najboljim rezultatima ako se koristi 2 minute ujutro i navečer.

PREDNOSTI ISSA™ mikro ČETKICE ZA ZUBE

PRIJE PRVIH ZUBIĆA

- Umanjuje količinu bakterija u ustima i uklanja ostatke hrane
- Smiruje iritaciju desni i umanjuje osjetljivost i svrbež kod pojave prvih zubića
- Stvara dobru naviku higijene i čišćenja zuba

NAKON PRVIH ZUBIĆA

- Precizno čišćenje – obuhvaća svaki zub zasebno, sa svih strana
- Nježna masaža desni koja umanjuje iritaciju kod osjetljivih desni nakon pojave prvih zubića

SONIC PULSE TEHNOLOGIJA

Do 6000 nježnih pulsacija u minuti koje:

1. Rade mikro pokrete koji zajedno sa silikonskim vlaknima razbijaju plak sa zuba i desni
2. Nježno masiraju desni i pomažu da izgledaju zdravije
3. Ugodne za dječje zube i pružaju olakšanje kod neugode i svrbeža pri rastu prvih zubića

2 Moda za različite potrebe dentalne njege

- Mod za četkanje – za nježno četkanje zuba
- Mod za masažu – za nježnu masažu desni

SILIKON

- Ekstra nježan: najnježnije četkanje za dječje osjetljive desni i prve zubiće
- Sprječava prejak pritisak na zube i desni, i struganje nježne dječje cakline
- Ultra higijenski: neporozan i brzo se suši za sprječavanje nakupljanja bakterija
- Na njemu se nakuplja manje plijesni i do 10000x manje bakterija od uobičajenih četkica s najlonskim vlaknima*
- Ima dugi rok trajanja i otporan je pa se glava četkice ne mora nikada mijenjati

* Prema kliničkim istraživanjima, rezultati na zahtjev

NOVI OBLIK

- Ergonomski dizajn – ne klizi iz ruke i ugodna je za držanje, a glava četkice obuhvaća zub u cijelosti
- 1 sat punjenja USB kablom – 480 korištenja
- Ekstra tihi rad

SIGURNA

- Bez BPA i ftalata
- Neodvojiva glava četkice
- 100% vodootporna – za korištenje u kadi ili pod tušem

KORIŠTENJE ISSA™ mikro ČETKICE

NAMJENA: Za upotrebu kod kuće i stvaranje zdravih dentalnih navika kod djece. Samo za četkanje zuba i masažu desni.

ISSA™ MIKRO ZNAČAJKE

- 100% vodootporna, sa zaštićenim utorom za punjenje
- Ugrađen tajmer: pulsacije će nakratko zastati s radom svakih 30 sekundi kako bi mogli preći na drugi kvadrant dječjih usta. Uređaj će nakratko zastati s radom 3 puta nakon 2 minute kako bi znali da je rutina čišćenja gotova
- ISSA™ mikro će se sama ugaziti nakon 3 minute, kako se ne bi potrošila baterija
- Smješko i Ljutko: Smješko će se pojaviti nakon 2 minute četkanja, a Ljutko ako dijete nije četkalo zube više od 12 sati ili ako nije pralo zube pune 2 minute.

PREPORUČENA RUTINA ČETKANJA

Preporučamo sljedeću tehniku četkanja ISSA™ mikro četkicom:



1. Pritisnite gumb jednom za Mod za četkanje ili dvaput za Mod za masažu

* Ovisno o dobi djeteta, koristite preporučenu količinu dječje paste ili gela za zube po preporuci zubara



2. Koristite kao i običnu četkicu za zube, četkajte zubiće i masirajte desni kružnim pokretima 2 minute. Pritisnite gumb treći put za gašenje ISSA™ mikro četkice



3. Isperite

UPOZORENJE: Ako Vaše dijete osjeti bilo kakvu neugodu za vrijeme korištenja FOREO uređaja, prestanite s korištenjem i savjetujte se s liječnikom. Ako na četkici primijetite krv, očistite uređaj vodom ili FOREO sprejom za čišćenje silikona.

ČIŠĆENJE ISSA™ mikro ČETKICE

Operite četkicu toplom vodom nakon svake upotrebe i prođite prstima po silikonskim vlaknima. Osušite uređaj na zraku. Korištenje UV svjetla za dezinfekciju četkice je dopušteno, ali moglo bi utjecati na boju silikona.

ISSA™ mikro četkicu možete prati i u perilici za suđe na 80 stupnjeva maksimalno sat i pol ili je možete dezinficirati u uređaju za sterilizaciju bočica za bebe na maksimalnoj temperaturi od 100 stupnjeva, ne više od 20 minuta.

NAPOMENA: Nikad nemojte koristiti sredstva za čišćenje koji sadrže alkohol, benzin ili aceton. Ne koristite pastu za izbjeljivanje zubi s ISSA™ mikro četkicom.

PUNJENJE

Vaš FOREO uređaj je punjiv priloženim USB kablom. Jedan sat punjenja dovoljan je za 480 punih rutina čišćenja.

Umetnite USB stranu kabla u USB utor na kompjuteru ili punjaču za mobitel. Vrijeme punjenja je 1 sat na 5 V i 400 mAh s prosječnom snagom od 1.55 W. Svjetlosni indikator će isprekidano svijetliti za vrijeme punjenja uređaja. Kada je baterija puna, svjetlosni indikator svijetliti će neisprekidano. Uklonite USB kabel nakon što je uređaj napunjen.

Kada je baterija slaba, svjetlosni indikator svijetliti će isprekidano (kada nije na punjaču). Kada se baterija potpuno isprazni motor će stati s radom. Tada napunite ISSA™ mikro četkicu USB kablom.

NAPOMENA: Vijek trajanja ISSA™ mikro baterije je 5 godina.

OPREZ: Prije punjenja, provjerite da li je utor za punjenje četkice čist i suh. Ne koristite Vaš FOREO uređaj prilikom punjenja i ne puniti ga više od 24 sata. Koristite samo priloženi FOREO USB punjač.

VAŽNO

Za optimalnu sigurnost:

- Ako ISSA™ mikro uređaj koriste djeca, potreban je nadzor odrasle osobe. Djeca moraju dobiti točne upute za sigurno korištenje i biti nadzirana prilikom korištenja uređaja. Isto vrijedi i za djecu sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima.
- Konzultirajte se s liječnikom prije korištenja ISSA™ mikro četkice ako Vaše dijete ima poteškoća sa zdravljem.
- Ako Vaše dijete obavlja bilo kakav zahvat koji se tiče dentalnog zdravlja, prije korištenja četkice konzultirajte se sa zubarom.
- Ako Vaše dijete osjeti bilo kakvu neugodu za vrijeme korištenja FOREO uređaja, prestanite s korištenjem i savjetujte se s liječnikom. Ako na četkici primijetite krv, očistite uređaj vodom ili FOREO sprejom za čišćenje silikona.
- Ne izlažite uređaj direktnom sunčevom svjetlu, visokim temperaturama ili kipućoj vodi.
- Prestanite s korištenjem uređaja ako je oštećen (glava četkice, tijelo ili punjač). Ovaj uređaj ne sadrži niti jedan dio koji se može servisirati.
- Kako bi izbjegli strujni udar, uređaj i oprema mora moraju biti spojeni na utičnicu s uzemljenjem.
- Nikad ne koristite uređaj ili punjač ako je oštećen, i koristite samo priloženi FOREO punjač.

UKLANJANJE PROBLEMA

Mjere opreza u slučaju promjena u radu ISSA™ mikro četkice.

ISSA™ mikro ne želi se uključiti pritiskom na gumb?

- Baterija je prazna, napunite ISSA™ mikro četkicu

ISSA™ mikro ne želi se isključiti i/ili gumb ne reagira?

- Mikroprocesor trenutno ne radi. Uključite četkicu na punjač kako bi opet proradila.

ISSA™ mikro svjetlosni indikator ne svijetli kada je na punjaču?

- Baterija je napunjena do kraja, i spremna za 480 korištenja.
- Baterija je potpuno prazna i potrebno je par minuta da prepozna punjač.
- Punjač nije dobro spojen. Provjerite USB utičnicu i utor za punjenje na četkici.

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA

ISSA™ mikro je pala u vodu i smočio se utor za punjenje?

- Osušite uređaj i nastavite s korištenjem.

Je li Sonic Pulse Tehnologija (pulsacije) sigurna za korištenje kod beba i male djece?

- Pulsacije FOREO Sonic Pulse Tehnologije potpuno su sigurne za bebe i djecu i pružaju ugodan osjećaj i olakšanje za zube i desni.

Mogu li bebe žvakati ISSA™ mikro četkicu?

- Da, ISSA™ mikro siguran, ergonomski i lagan dizajn omogućuje maloj djeci da četkicu koriste sami, ali preporučamo nadzor roditelja pri korištenju.

*We do not recommend using tooth powder for kids, since it can feel too aggressive for kids sensitive gums and tooth enamel. Also avoid products with bleach.

Kako funkcionira ISSA™ mikro?

- Kombinacijom pulsacija kanaliziranih kroz meka silikonska vlakna, ISSA™ uređaji učinkovito čiste zube i istovremeno pružaju ugodnu masažu desni

Koliko često moram mijenjati ISSA™ mikro četkicu?

- Zamijenite četkicu ako je oštećena uslijed normalnog korištenja ili ako je neki dio nefunkcionalan ili potrgan.

Može li se ISSA™ mikro koristiti s prahom za zube iz kućne izrade?

- ISSA™ mikro uređaji sigurni su za korištenje s bilo kojom dječjom pastom za zube ili bilo kojim dječjim proizvodom za njegu i čišćenje zuba. Ne preporučamo korištenje praha za zube jer bi mogao agresivno djelovati na dječje osjetljive desni i caklinu. Također izbjegavajte proizvode za izbjeljivanje zuba.

Može li moje dijete koristiti ISSA™ uređaje ako ima ulkus, karijes, bolest desni ili neku drugu bolest zuba ili usne šupljine?

- Preporučamo posavjetovati se sa zubarom ako dijete ima bilo kakvu bolest zuba ili usne šupljine prije korištenja ISSA™ mikro četkice.

Ako niste pronašli odgovor na Vaše pitanje u ovom odjeljku, ili imate bilo kakvih drugih pitanja o radu uređaja, molimo posjetite sekciju Korisnička podrška na foreo.com i ispunite obrazac.

UVJETI GARANCIJE I OGRANIČENOG JAMSTVA

Za aktivaciju 2-godišnjeg ograničenog jamstva i 10-godišnje garancije na kvalitetu, registrirajte broj s autentifikacijske kartice na www.foreo.com, sekcija Jamstva i Povrati na stranici Korisničke podrške.

2-GODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO

FOREO jamči za ovaj uređaj na razdoblje od DVIJE (2) GODINE, nakon datuma kupnje, od svih nedostataka uzrokovanih pogrešnom izradom. Ako otkrijete kvar i obavijestite FOREO tijekom jamstvenog razdoblja, FOREO će Vam o svom trošku zamijeniti uređaj besplatno.

Jamstvo pokriva radne dijelove koji utječu na funkciju uređaja. Jamstvo ne pokriva estetske nedostatke uzrokovane trošenjem uređaja ili oštećenja uzrokovana prilikom nesreće, neispravnog rukovanja ili zanemarivanja. Svaki pokušaj otvaranja ili rastavljanja uređaja (ili njegovih dodataka) će poništiti jamstvo.

Zahtjevi za popravak u jamstvenom roku moraju biti podržani dokazom da je datum poslanog zahtjeva u jamstvenom roku. Da biste ostvarili jamstvo, molimo Vas sačuvajte račun zajedno s jamstvenim listom sve dok traje razdoblje jamstva.

Da biste ostvarili svoje jamstvo, registrirajte se i prijavite na svoj račun na www.foreo.com, a zatim odaberite opciju za ostvarivanje jamstvenog prava. Dobit ćete svoj broj za Autorizaciju Povrata Robe (RMA – Return Merchandise Authorisation) koji treba biti dostavljen zajedno s pokvarenim uređajem u najbliži FOREO ured. Troškovi dostave se ne refundiraju. Ova obveza je propisana zakonskim pravom potrošača i ne utječe na ta prava na bilo koji način.

10-GODIŠNJA GARANCIJA KVALITETE

Kao nastavak na DVIJE (2) GODINE jamstva FOREO daje i 10 - GODIŠNJU garanciju na kvalitetu koja omogućuje vlasnicima da kupe novi uređaj s www.foreo.com uz 50% popusta na navedenu cijenu ako je u tom roku otkriven kvar.

INFORMACIJE ZA ODLAGANJE

Odlaganje stare elektroničke opreme (prema propisanim pravilima Europske unije i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada). Precrtan simbol kante za otpatke znači da se ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već se mora odložiti u pripadajuće mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.




Europska Medicinska Direktiva 93/42/EEC. u skladu s ANSI/AAMI Std. ES60601-1 i CAN/CSA Std. C22.2 No. 6061-1. direktivom ograničenja za opasne supstance. Zaštita od udara tip BF. Pročitajte upute prije upotrebe. Elektronički uređaji i oprema ne smiju biti bačeni u ostali kućni otpad. IPX razina vodootpornosti do 1 m dubine. ISO 10993 - i ISO 7405 certificirano.

UKLANJANJE BATERIJE

NAPOMENA: ovaj proces nije reverzibilan. Otvaranje uređaja poništava jamstvo. Uklonite bateriju jedino ako je uređaj spreman za recikliranje/bacanje u smeće.

Budući da uređaj sadrži litij-ionsku bateriju, ona mora biti uklonjena prije odlaganja u otpad i ne smije biti bačena u ostali kućni otpad. Za uklanjanje baterije, iščupajte glavu četkice, ogulite silikonski pokrov, otvorite plastični pretinac i uklonite bateriju koja mora biti bačena u skladu s lokalnim pravilima gospodarenja otpadom. Za sigurno uklanjanje, bateriju uklonite rukavicama. Detaljni proces uklanjanja prikazan je niže na grafikama:



SPECIFIKACIJE

MATERIJALI:	silikon i ABS
DIMENZIJE:	148 x 32 x 25 mm
MASA:	53,4 g
BATERIJA:	Li-ion 420 mAh
KORIŠTENJE:	do 480 korištenja
STANJE MIROVANJA:	180 dana
FREKVENCIJA:	166 Hz
MAKS. RAZINA BUKE:	50 dB
SUČELJE:	1 gumb

Mod rada: kontinuirani rad

Ciljna skupina: djeca, 0-4 godine starosti

Preporučena mjesta korištenja: kućanstva i hoteli

Okolišni uvjeti korištenja:

Temperatura: 5-40 stupnjeva Celzijusa

Vlažnost zraka: 40% do 80%

Tlak zraka: 800 do 1060 hPa

Okolišni uvjeti za skladištenje i dostavu:

Temperatura: -10-50 stupnjeva Celzijusa

Vlažnost zraka: 30% do 80%

Tlak zraka: 500 do 1060 hPa

Disclaimer: Korisnici uređaj koriste na vlastiti rizik. Ni FOREO niti maloprodajni kanali na sebe ne preuzimaju odgovornost ili obavezu za bilo koje ozljede ili oštećenja, fizičke ili druge prirode koje su direktno ili indirektno nastale uslijed korištenja ovog uređaja.

Model se može mijenjati i poboljšati bez prethodne obavijesti.

©2016 FOREO AB. SVA PRAVA PRIDRŽANA

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA EU:

FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, ŠVEDSKA

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SAD: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159,

LAS VEGAS, NV 89109, SAD

PROIZVEDENO ZA FOREO AB

DIZAJNIRANO I RAZVIJENO, FOREO ŠVEDSKA

www.foreo.com