

FOREO

ISSA™ play

진정한 구강 케어 루틴을
만나보세요!



전체 사용 설명서



시작하기


구강 케어 전동칫솔 ISSA™ play 를 구매하시고 하얗고 밝은 미소로 한 발짝 더 나아가게 되심을 축하드립니다. 본격적으로 세련된 치아 관리 기술을 집에서 즐기시기에 앞서 설명서를 잠시만 훑어보아주세요.

사용 전 모든 지침 사항을 자세히 읽으시고 이 설명서에 쓰여진 사용 목적으로만 제품을 사용하시기 바랍니다.

△ 사용 전 모든 지침 사항을 자세히 읽으시고 이 설명서에 쓰여진 사용 목적으로만 제품을 사용하시기 바랍니다.

ISSA™ play 개요

유연하고 인체 공학적인 디자인을 선보이며, 교체 가능한 AAA 배터리를 사용하는 ISSA™ play가 지금껏 가장 다이나믹한 구강 케어 솔루션을 체험시켜 드립니다. 내구성이 강한 하이브리드 브러시 헤드와 잇몸에는 부드럽고 플라그에는 더 강한 세척 작용을 주는 PBT 폴리머 빗살을 결합시켰습니다. 기존 일반 칫솔과 같이 쉬운 동작으로 소닉 펄스 기술을 경험해보세요.



ISSA™ play 사용하기

사용 목적: 가정에서 편리하게 치아와 잇몸을 세척하여 구강 전체의 위생을 증진하도록 만들어졌습니다.

권장드리는 양치 패턴

가장 효과적인 양치 결과를 위해서 다음 ISSA™ play 기술을 하루에 2번씩 2분 동안 사용할 것을 권장합니다:



치약 바르기

평소에 쓰는 치약을 사용하여 주시고 중앙 버튼을 눌러 ISSA™ play의 작동을 활성화시켜주세요.



뉘기

일반 수동 칫솔을 사용하는 것처럼 2분동안 원을 그리며 치아를 닦아주세요. 30초 마다 입안의 각각의 사분면으로 이동하세요.



헹구기

중앙 버튼을 눌러 기기를 종료하시고, 입안과 ISSA™ play를 물로 헹궈내 주세요. 더 상쾌하고 밝은 미소를 위해 하루에 2번이면 충분합니다!

경고: 사용 중 불편감을 느낀다면 당장 사용을 중지하시고 의사와 상담해주세요. 만약 브러시 표면에 피가 묻었다면, 물 또는 FOREO 실리콘 클리닝 스프레이로 세척하세요.


ISSA™ play 세척하기

사용하신 후에는 항상 따뜻한 물과 손가락으로 솔 부분을 닦아주세요. 최적의 세척 효과를 위해서 FOREO의 실리콘 클리닝 스프레이 사용을 추천드립니다. 세척 후에는 자연 건조 해주세요.


주의:알코올, 휘발유, 아세톤 등의 성분이 들어간 세척 제품을 절대 사용하지 마세요. 미백 성분이 들어간 치약을 함께 사용하지 마세요.

배터리 교체하기


배터리 제거를 하시려면 실리콘 베이스 밑 앞뒤면에 손가락을 놓고 누르며 잡아 당겨 분리합니다. 새로운 AAA 배터리 2개를 교체한 후에 베이스 부분을 다시 부착한 후 단단히 닫습니다.




1.실리콘 본체 밑 부분을 부드럽게 잡아 당겨 베이스를 분리합니다.



2. 사용하신 배터리를 제거합니다.



3. AAA 배터리 2개를 교체합니다.



4. 베이스 밑을 다시 부착한 후 꼭 닫습니다.

최적의 안전성을 위해:

- 의학적 우려가 있으시다면 ISSA™를 사용하시기에 앞서 전문의와 상담해 주세요.
- 치과 치료를 받고 계시다면 사용 하시기에 앞서 치과 전문의와 상담해 주세요.
- 직사 광선에 기기 보관을 금지하며, 아주 뜨거운 열기나 끓는 물 등과의 접촉을 피해주세요.
- 어린이들 및 신체적 혹은 정신적 능력이 본 연령에 비해 미달하는 어린이들이 직접 사용하거나 어린이들 주위에서 사용될 때에는 엄격한 감독이 필요합니다.
- 제품이 손상 되었을 경우 사용을 중지하세요. 이 제품은 수리할 수 있는 부품이 포함되어있지 않습니다.

폐기 처리 관련 정보

오래된 전자 제품의 폐기 처리(별도의 폐기물 집하 장치를 사용하는 EU 및 기타 유럽 국가에 한하여 적용).



사선으로 줄이 그어진 휴지통 표시는 이 제품이 일반 가정용 쓰레기로 취급 되어서는 안되고 전자 제품을 재활용하는 장소에서 폐기되어야 함을 나타냅니다. 이 장치를 올바르게 폐기함으로써 잘못된 전자제품 폐기 처리가 초래하는 자연 과 인체 건강에 미칠 악영향을 올바른 폐기처리로 예방하실 수 있습니다. 자재의 재활용 또한 천연자원 보존을 도우실 수 있습니다.

제품의 재활용에 관한 자세한 정보를 원하시면 해당 지역의 가정용 폐기물 처리 업체 또는 제품 구입처로 연락하여주세요.

제품 사양

재질:	실리콘 + PBT 폴리머
컬러:	블랙/코발트블루/썸머스카이/와일드스트로베리/핑크
사이즈:	159 x 30 x 24 mm
중량:	61g
배터리:	AAA 배터리 2개
대기시간:	180 일
주파수:	216 Hz
최대 소음 레벨:	<50 dB
인터페이스:	1-버튼

면책조항: 이 제품 사용자는 유사 시 모든 책임을 본인이 지셔야 함을 알려드립니다. 직접 혹은 간접적인 제품 사용으로 초래된 그 어떠한 부상 혹은 손실, 신체적 혹은 정신적 피해에 대한 책임도 FOREO와 대리판매자 모두에게 없음을 명시합니다. 아울러 FOREO는 출판물에 대한 수정의 권리가 있으며 어느 때에나 그 누구에게도 별도 공지의 의무 없이 수정하고 바꿀 수 있는 권리가 있습니다.

모델은 제품의 향상을 위해 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.

©2017 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

유럽내 수입 및 배급자: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

미국내 수입 및 배급자: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA

FOREO AB에 의하여 제조되고

FOREO SWEDEN에 의하여 디자인되고 개발되었습니다.

www.foreo.com