

# FOREO

ISSA™ play

DESCUBRA COMO UMA ROTINA DE  
CUIDADO ORAL DEVE SER!



# MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO



## INTRODUÇÃO


Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para um sorriso mais branco e luminoso ao adquirir esse aparelho de cuidado oral ISSA™ play. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado dental no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

Por favor, **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR** e utilize o produto somente conforme previsto e descrito neste manual.

**⚠️ ADVERTÊNCIA:** Não é permitida nenhuma modificação nesse equipamento.

## INTRODUÇÃO AO ISSA™ play

Com um design flexível, ergonômico e movido a pilhas AAA, o ISSA™ play é a solução de cuidado oral mais dinâmica já vista. Sua cabeça híbrida é durável e combina cerdas de silicone ultra-higiênico com cerdas de polímero PBT para uma limpeza mais vigorosa porém delicada com as gengivas. Experimente a potência da Tecnologia de Pulsações Sônicas usando o mesmo movimento que com uma escova manual.



## COMO USAR O ISSA™ play

USO PREVISTO: Usar em casa para limpar somente dentes e gengivas de modo a promover melhor higiene oral.

### ROTINA DE ESCOVAÇÃO RECOMENDADA

Recomendamos usar a técnica abaixo com o seu ISSA™ play durante 2 minutos, duas vezes ao dia para uma limpeza mais eficaz:



#### APLICAR PASTA DE DENTE

Use uma pasta de dente comum e pressione o botão central para ligar o seu ISSA™ play.



#### ESCOVAR

Escove os dentes usando movimentos longos e circulares durante 2 minutos, sendo 30 segundos para cada quadrante da boca.



#### ENXAGUAR

Desligue seu aparelho pressionando o botão central novamente. Enxágue a boca e o ISSA™ play. Repita duas vezes ao dia para um sorriso mais fresco e luminoso!

**CUIDADO:** Se você sentir algum desconforto ao usar o seu aparelho FOREO, descontinue imediatamente o uso e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, por favor limpe o aparelho com água ou com o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO


## COMO LIMPAR O ISSA™ play

Após usar, limpe o aparelho com água morna e esfregue levemente as cerdas com os dedos. Recomendamos utilizar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores resultados. Deixe secar ao ar.


**OBSERVAÇÃO:** Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

## COMO TROCAR AS PILHAS


Para remover as pilhas, segure o aparelho pela base do cabo de silicone, com os dedos na parte da frente e de trás do cabo, e aperte para remover o fundo. Substitua as 2 pilhas AAA e acople novamente o fundo, apertando bem.




1. Aperte cuidadosamente a base do cabo de silicone do ISSA™ play e solte o fundo.



2. Remova as pilhas usadas.



3. Insira 2 novas pilhas AAA, respeitando a polaridade correspondente.



4. Acople novamente o fundo, apertando bem.

## IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA

- Se tiver qualquer preocupação médica, consulte um médico antes de usar o ISSA™ play.
- Se estiver fazendo qualquer tratamento oral, consulte o seu dentista antes de usar.
- Evite deixar o aparelho diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso deste produto se parecer danificado. Este produto não contém peças reparáveis.

## INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Européia e outros países europeus com sistema de reciclagem).



O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais. Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

Para mais informações de como reciclar seu aparelho, por favor contate o serviço local de eliminação de resíduos domésticos ou o local onde a compra do aparelho foi realizada

## ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone biocompatível & polímero PBT
COR:	Black/Cobalt Blue/Summer Sky/Wild Strawberry/Pink
TAMANHO:	159mm x 30mm x 24 mm
PESO:	61 g
BATERIA:	2x pilhas AAA
MODO DE ESPERA:	180 dias
FREQUÊNCIA:	216 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:	<50 dB
INTERFACE:	1 botão

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

©2017 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTOCOLMO, SUÉCIA  
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, EUA  
PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA  
FABRICADO POR FOREO AB  
[www.foreo.com](http://www.foreo.com)