

FOREO



UFO™

PAMETNA MASKA

S LED I TERMO DJELOVANJEM

KORISNIČKI PRIRUČNIK



PRVI KORACI

Dobrodošli u svijet vrhunske njege kože koju vam pruža UFO uređaj. Prije nego što počnete uživati u svim prednostima sofisticirane tehnologije nanošenja maske iz udobnosti vašeg doma, odvojite nekoliko trenutaka kako biste pročitali ovaj priručnik.


PAŽLJIVO PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE KORIŠTENJA. Koristite ovaj uređaj samo kako je predviđeno i opisano u ovom priručniku.

⚠ UPOZORENJE: NISU DOZVOLJENE NIKAKVE IZMJENE BILO KOJEG DIJELA UREĐAJA.

UFO SAŽETAK

Najsofisticiranija pametna maska za lice UFO kombinira iznimno učinkovite tehnologije njege kože s ekskluzivnim korejskim maskama za profesionalnu njegu lica u svega 90 sekundi. UFO ujedinjuje termoterapiju i krioterapiju s T-Sonic pulsacijama kako bi pospješio djelotvornost UFO Maske za lice i postigao maksimalni učinak koristeći unaprijeđenu Hyper-Infusion tehnologiju. Zahvaljujući RGB LED svjetlosnoj terapiji cijelog spektra boja, UFO pomaže u potpunosti revitalizirati kožu i postići ujednačen, blistavi ten.


UPOZNAJTE SVOJ UFO



UFO MASKA ZA LICE
Ekskluzivno proizvedena za UFO tehnologiju



FOREO APLIKACIJA
Automatski sinkronizira unaprijed programirane tretmane s UFO uređajem



STALAK
Zaštite i izložite svoj UFO kako bi se brže osušio



USB PUNJAČ
Napunite uređaj bilo gdje, bilo kada

KAKO KORISTITI UFO

- 1 Preuzmite FOREO aplikaciju.
- 2 Pritisnite tipku kako biste uključili UFO uređaj.
- 3 Skenirajte barkod maske putem aplikacije te slijedite upute.



Ovdje preuzmite svoju FOREO aplikaciju



4 Skinite prsten za pričvršćivanje s UFO uređaja.



5 Izvadite UFO Masku za lice iz vrećice.



6 Pričvrstite masku na uređaj vraćanjem plastičnog prstena na mjesto s FOREO logom okrenutim prema gore.




7 Uživajte u tretmanu lica pametnom maskom.

DODAVANJE NOVIH MASKI

Make My Day i Call It a Night tretmani unaprijed su uprogramirani u vaš uređaj. Sve preostale tretmane morate aktivirati kroz aplikaciju prilikom prvog korištenja. Nakon toga, pojedinom tretmanu moći ćete pristupiti putem aplikacije ili pritiskom na univerzalnu tipku.



Svi preostali tretmani



KORIŠTENJE UFO UREĐAJA BEZ APLIKACIJE

- 1 Pritisnite univerzalnu tipku kako biste uključili UFO.
- 2 Pritisnite univerzalnu tipku još jednom za aktivaciju tretmana Make My Day ili još dvaput za tretman Call It a Night, i tako za sve ostale maske. Na primjer, ako se tretman za H2Overdose masku nalazi na trećoj poziciji u vašoj aplikaciji, pritisnite univerzalnu tipku kako biste uključili UFO te je zatim pritisnite još 3 puta kako biste aktivirali H2Overdose tretman.
- 3 Tretman će započeti nakon 10 sekundi treperenja ružičastog svjetla.

ZA ONE KOJI ŽELE VIŠE

Ako vam jedan UFO tretman nije bio dovoljan, ponovno pritisnite univerzalnu tipku unutar 30 sekundi od završetka prethodnog tretmana kako biste ga iznova započeli!

PRIMJENA

- 1 Započnite tretman na čistoj, suhoj koži. Preporučamo da lice najprije očistite LUNA četkom za čišćenje lica kako biste postigli najbolje rezultate. Nježno prelazite UFO uređajem preko lica, ravnomjerno raspoređujući sadržaj maske.
- 2 Umasirajte formulu u kožu pomoću UFO-a kružnim pokretima. Pomičite uređaj u smjeru kazaljke na satu počevši od brade, preko lijevog obraza do čela. Nastavite niz desni obraz do brade i vrata. Ponavljate ovaj pokret sve do završetka tretmana.
- 3 Kada tretman završi, nježno utapkajte ostatke maske u kožu, ili višak uklonite blazinicom.
- 4 Nakon toga nanesite svoj omiljeni hidratantni losion.

*Prilikom nanošenja maske za njegu očiju, naizmjenično prelazite područjem oko lijevog i desnog oka do završetka tretmana.



ČIŠĆENJE UFO UREĐAJA

Skinite s uređaja prsten za pričvršćivanje i bacite masku. Budući da je UFO 100% vodootporan, možete isprati uređaj i prsten pod toplom tekućom vodom. Zatim osušite uređaj čistim ručnikom nježno ga tapkajući, ponovno pričvrstite prsten i vratite uređaj na stalak.

NAPOMENA: Nikada nemojte koristiti proizvode za čišćenje koji sadrže alkohol, benzin ili aceton koji bi mogli iritirati kožu ili oštetiti silikon.

VAŽNO ZA OPTIMALNU SIGURNOST:

- UFO uređaj namijenjen je za korištenje isključivo u kombinaciji s kompatibilnim maskama. Uređaj se nikada ne smije prislanjati direktno na kožu bez maske kada je uključen.
- Ako imate neku kožnu bolest ili bilo kakvih zdravstvenih problema, posavjetujte se s dermatologom prije početka korištenja.
- Korištenje UFO uređaja trebalo bi biti ugodno – osjetite li neugodu prilikom korištenja, odmah prekinite upotrebu i posavjetujte se s liječnikom.
- Budite oprezni prilikom korištenja UFO uređaja oko očiju i ne dovodite uređaj u kontakt s kapcima ili očima.
- Preporučamo da svoj UFO koristite isključivo vi te da ga ne dijelite s drugima iz higijenskih razloga.
- Izbjegavajte izlaganje UFO uređaja izravnoj sunčevoj svjetlosti i nikada ga nemojte izlagati ekstremnim vrućinama ili stavljati u kipuću vodu.
- Potreban je poseban nadzor kada uređaj koriste djeca ili se on koristi u njihovoj blizini. Isto vrijedi i za osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima.
- Ako primijetite da je bilo koji dio vašeg uređaja oštećen, odmah ga prestanite upotrebljavati. Uređaj ne sadrži dijelove koji se mogu popraviti.

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

Mjere opreza koje je potrebno poduzeti u slučaju promjene u radu UFO uređaja.

Ako UFO ne započne s radom nakon pritiska univerzalne tipke:

- Baterija je prazna. Punite svoj UFO uređaj putem USB punjača sve dok svjetlosni indikator ne počne svijetliti postojano. Potpuno punjenje od 2,5 sati omogućit će do 40 tretmana.

Ako se UFO ne može isključiti i/ili tipke na uređaju ne reagiraju na pritisak:

- Mikroprocesor privremeno ne radi ispravno. Držite tipku za uključivanje da biste ponovno pokrenuli uređaj.

Ako se UFO ne želi sinkronizirati s FOREO aplikacijom:

- Isključite Bluetooth i zatim ga ponovno uključite da biste se pokušali ponovno spojiti.
- Zatvorite FOREO aplikaciju, a potom je ponovno pokrenite.

Ako niste pronašli odgovor na svoje pitanje u sekciji za otklanjanje poteškoća ili imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi rada uređaja, posjetite www.foreo.com/support.

JAMSTVENI UVJETI I ODREDBE

REGISTRACIJA JAMSTVA

Za aktivaciju svog dvogodišnjeg ograničenog jamstva i desetogodišnje garancije kvalitete, registrirajte se putem FOREO aplikacije.

DVOGODIŠNJE OGRANIČENO JAMSTVO

FOREO jamči za ovaj uređaj u razdoblju od DVIJE (2) GODINE od prvotnog datuma kupnje za sve nedostatke uzrokovane neispravnom izradom ili materijalima, a koji se javljaju uslijed uobičajenog korištenja uređaja. Jamstvo obuhvaća sve dijelove uređaja koji utječu na njegov ispravan rad. Jamstvo NE POKRIVA estetske nedostatke nastale normalnim korištenjem uređaja, kao ni štetu nastalu uslijed nezgode, pogrešnog rukovanja ili nemara. Svaki pokušaj otvaranja ili rastavljanja uređaja (ili njegovih nastavaka) poništava jamstvo.

Uočite li kvar i o njemu obavijestite FOREO tijekom jamstvenog razdoblja, FOREO će vam o svome trošku besplatno zamijeniti uređaj. Za zahtjeve koje pokriva jamstvo potrebno je utemeljenim dokazima potkrijepiti da je datum podnošenja zahtjeva unutar jamstvenog razdoblja. Kako biste mogli ostvarili jamstvo, čuvajte originalni račun zajedno s ovim jamstvenim listom tijekom trajanja jamstvenog razdoblja. Barkod koji se nalazi s donje strane kutije s maskama jamči autentičnost maski.

Kako biste ostvarili jamstveno pravo, morate se prijaviti na svoj račun na www.foreo.com i zatim izabrati opciju za podnošenje jamstvenog zahtjeva. Nema povrata troškova dostave. Ova obveza u skladu je sa zakonskim pravom potrošača i ne utječe na ta prava ni na koji način.

DESETOGODIŠNJA GARANCIJA KVALITETE

Kao nastavak na uvjete FOREO-ova DVOGODIŠNJE (2) ograničenog jamstva, FOREO daje i DESETOGODIŠNJU (10) garanciju na kvalitetu, koja omogućava vlasnicima kupovinu novog uređaja putem www.foreo.com uz 50% popusta na navedenu cijenu.

INFORMACIJE O ODLAGANJU


Zbrinjavanje stare elektroničke opreme (prema propisima Europske unije i ostalih europskih zemalja sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada).



Precrtani simbol kante za otpad ukazuje na to da se ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već ga je potrebno odložiti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog uređaja pomoći ćete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi koje bi neodgovarajuće zbrinjavanje otpada moglo izazvati. Recikliranje materijala također će pomoći očuvanju prirodnih resursa.

Za dodatne informacije o recikliranju uređaja obratite se lokalnoj službi za zbrinjavanje kućanskog otpada ili kontaktirajte mjesto na kojem ste kupili uređaj.

UKLANJANJE BATERIJE



SPECIFIKACIJE

MATERIJAL:	Silikon koji je siguran za tijelo, polikarbonat (PC) + akrilonitril butadien stiren (ABS)
BOJE:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
VELIČINA:	72,5 mm x 31,4 mm
TEŽINA:	146,2 g
BATERIJA:	Litij-ionska 1050mAh 3.7V
TRAJANJE BATERIJE:	do 40 korištenja uz jedno punjenje
STANDBY:	180 dana
FREKVENCIJA:	180 Hz
MAKSIMALNA RAZINA JAKOSTI ZVUKA:	<50 dB
SUČELJE:	1 tipka

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Uređaj koristite na vlastitu odgovornost. FOREO, kao ni njegovi distributeri ne preuzimaju nikakvu odgovornost ni obavezu za bilo kakve ozljede ili štetu, tjelesne ili druge vrste, uzrokovane izravno ili neizravno korištenjem ovog uređaja. FOREO zadržava pravo revizije i izmjene ovog priručnika bez obveze obavještanja o istome.

Bilo kakva promjena ili izmjena koju izričito nije odobrila strana odgovorna za usklađivanje mogla bi poništiti korisnikovo pravo na rukovanje opremom. Ovaj uređaj u skladu je s FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Rad ovog uređaja podliježe sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj neće prouzročiti štetne smetnje.
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad uređaja.

IZJAVA O IZLOŽENOSTI ZRAČENJU: Oprema je u skladu s ograničenjima o izlaganju zračenju koje je FCC propisao za nekontrolirano okruženje te zadovoljava opće zahtjeve izloženosti radijskoj frekvenciji. Uređaj se može koristiti u stanju izloženosti prijenosnoj radijskoj frekvenciji bez ograničenja.

Model se može mijenjati i unaprjeđivati bez prethodne najave.

©2018 FOREO AB. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

UVOZNIK I DISTRIBUTER ZA SAD: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA

PROIZVEDENO ZA FOREO AB, DIZAJNIRA I RAZVIJA FOREO SWEDEN.

WWW.FOREO.COM