

# FOREO



## UFO™ mini

MÁSCARA INTELIGENTE  
TERMOATIVADA POR LED



# MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO



## INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o UFO mini, o primeiro passo para um cuidado da pele como você nunca viu. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia de máscaras sofisticadas no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize o produto somente conforme previsto e descrito neste manual.

⚠️ ADVERTÊNCIA: NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO NESSE EQUIPAMENTO.

## APRESENTAÇÃO DO UFO mini

Pequeno, simples e projetado para aplicar uma máscara de maneira mais inteligente, o UFO mini oferece um tratamento facial completo, em casa ou na rua. Esse aparelho vibrante conta com terapia de luz LED e a deliciosa termoterapia. Graças às pulsações T-Sonic, a tecnologia inovadora do UFO mini faz com que a essência da máscara penetre profundamente na pele, para selfies deslumbrantes em 90 segundos.


## DESCUBRA SEU UFO mini



**MÁSCARA UFO-ATIVADA**  
Exclusivamente formulado para tecnologia UFO



**APLICATIVO FOREO**  
Sincroniza automaticamente os tratamentos com máscaras inteligentes pré-programados no UFO mini



**SUPORTE**  
Protege e serve de suporte ao UFO mini para que seque mais rápido



**CABO USB**  
Recarregue a qualquer momento, em qualquer lugar

## COMO USAR

- 1 Baixe o aplicativo FOREO.
- 2 Pressione o botão para ligar o UFO mini.
- 3 Acesse o aplicativo, escaneie o código de barras da máscara e siga as instruções.



Baixe o aplicativo FOREO aqui



Remova o anel de fixação do UFO mini.



Remova a Máscara UFO-Ativada da embalagem.




Prenda a máscara no aparelho encaixando o anel de fixação de volta no seu lugar, com a logo da FOREO voltada para cima.



Aproveite o seu tratamento com máscara inteligente.

## ACRESCENTAR UMA NOVA MÁSCARA

Os tratamentos Make My Day e Call It a Night já foram pré-programados no seu aparelho. Todos os demais tratamentos com máscara precisam ser ativados através do aplicativo no primeiro uso. Após a ativação, a rotina poderá ser acessada através do aplicativo ou usando o botão universal.



Tratamentos com máscaras adicionais\*

\*Nem todas as máscaras UFO-ativadas são compatíveis com o UFO mini

## USAR O UFO SEM O APLICATIVO

- 1 Pressione o botão para ligar o UFO mini.
- 2 Pressione uma vez para ativar o tratamento Make My Day, duas vezes para ativar o tratamento Call It a Night, e assim por diante para cada máscara. Por exemplo, se H2Overdose estiver na posição 3 no seu aplicativo, pressione o botão universal uma vez para ligar o UFO mini e em seguida pressione 3 vezes para ativar o tratamento H2Overdose.
- 3 A rotina de tratamento começará após 10 segundos de luz rosa piscando.

## QUER AINDA MAIS?

Se um tratamento UFO mini não foi suficiente, pressione o botão universal novamente nos 30 segundos após o final da rotina para recomençar o mesmo tratamento!

## APLICAÇÃO

- 1 Comece com a pele limpa e seca. Recomendamos a limpeza com o LUNA para melhores resultados. Deslize o UFO mini por toda a pele, para distribuir a essência de maneira uniforme.
- 2 Utilize o UFO mini para massagear a fórmula por toda a pele com um movimento circular. Mova o aparelho pelo rosto no sentido horário, começando pelo queixo, em seguida subindo pela bochecha esquerda e pela testa. Continue descendo pela bochecha direita até o queixo e o pescoço. Repita esse movimento até o final do tratamento.
- 3 Quando o tratamento acabar, aplique cuidadosamente qualquer essência que tiver sobrado na sua pele, ou remova o excesso com um disco de algodão.
- 4 Aplique em seguida o creme hidratante que preferir.

\*No caso da máscara para os olhos, deslize o aparelho cuidadosamente no contorno dos olhos, alternando entre o olho esquerdo e o direito até o final do tratamento.



## COMO LIMPAR O UFO mini

Remova o anel de fixação e descarte a máscara. Como o UFO mini é 100% à prova d'água, você pode enxaguar o UFO mini e o anel de fixação em água morna corrente. Em seguida, basta secar o aparelho com uma toalha limpa, encaixar o anel de fixação e colocar o UFO mini de volta no suporte.

**OBSERVAÇÃO:** Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

## IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA:

- UFO mini foi concebido para ser usado exclusivamente com as máscaras que o acompanham. O aparelho não deve jamais ser colocado diretamente em contato com a pele quando estiver ligado.
- Se tiver qualquer problema de pele ou preocupação médica, consulte um dermatologista antes de usar.
- O uso do UFO mini deve ser confortável - se sentir qualquer desconforto, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Tenha muito cuidado ao usar o UFO mini nas regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.
- Por questões de higiene, não recomendamos que seu UFO mini seja utilizado por qualquer outra pessoa.
- Evite deixar o aparelho diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.

## SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

*Precaução a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do UFO mini.*

**Se o UFO mini não ligar ao pressionar o botão universal:**

- A bateria está vazia. Recarregue o UFO mini com o carregador USB até que o indicador luminoso emita uma luz constante. Uma recarga completa de 2,5 horas dura até 40 tratamentos.

**Se o UFO mini não desliga e/ou os botões da interface não respondem:**

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o UFO mini não sincroniza com o aplicativo FOREO:

- Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar.
- Feche o aplicativo FOREO e abra-o novamente.

Se não encontrou a resposta para sua pergunta nesta seção, ou tiver quaisquer dúvidas sobre a operação do aparelho, por favor acesse [www.foreo.com/support](http://www.foreo.com/support).

## TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

### REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos e Garantia de Qualidade de 10 anos, registre o produto através do aplicativo FOREO.

### GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do Uso Normal deste produto. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia. O código de barras localizado na parte inferior da caixa das máscaras comprova a sua autenticidade.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em [www.foreo.com](http://www.foreo.com) e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

### GARANTIA DE QUALIDADE DE 10 ANOS

Além dos termos da Garantia Limitada de DOIS (2) anos da FOREO, a Garantia de Qualidade de DEZ (10) anos permite aos donos de aparelhos comprarem um novo em [www.foreo.com](http://www.foreo.com), a um custo 50% menor que o valor listado.

## INFORMAÇÃO DE DESCARTE


Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem).



O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

## REMOÇÃO DA BATERIA



## ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone & PC biocompatível + ABS
COR:	Pearl Pink/Mint/Fuschia
TAMANHO:	72,5 mm x 31,4 mm
PESO:	100 g
BATERIA:	Li-Ion 1050 mAh 3.7V
USO:	Até 40 usos por carga completa
BATERIA NO MODO DE ESPERA:	180 dias
FREQUÊNCIA:	180 Hz
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:	<50 dB
INTERFACE:	1 botão

**Renúncia:** Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. A FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

- (1) Este aparelho não pode provocar interferências nocivas.
- (2) Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que podem causar uma operação indesejada.

**Declaração sobre exposição a RF:** Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação em casos de ambientes não controlados estabelecidos pela FCC. Este aparelho foi avaliado para atender a requisitos gerais de exposição a RF. O aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrição.

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.

©2018 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 ESTOCOLMO, SUÉCIA

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA

FABRICADO POR FOREO AB.

PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.

WWW.FOREO.COM