


FOREO



UFO™

LED-TERMOAKTIVERAD
SMARTMASK

FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING



KOMMA IGÅNG

Gratulerar, du har tagit det första steget mot en innovativ hudvård genom att köpa din UFO. Vänligen läs igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar med innovativ, hemmabaserad maskteknologi.


LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd endast produkten för dess avsedda användningsområden och i enlighet med den här manualen.

⚠ VARNING: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT PÅ NÅGOT SÄTT MODIFIERA UTRUSTNINGEN.


UFO ÖVERSIKT

UFO, världens mest sofistikerade smarta mask, kombinerar effektiva hudvårdsteknologier med en exklusiv maskformula för en hudvårdsupplevelse på professionell nivå. UFO använder hyper-infusion-teknologi, som integrerar värme - och kryoterapi med T-Sonic-pulseringar för att förbättra de UFO-aktiverade maskerna och dess fördelar. Utrustad med fullspektrum LED-ljusterapi hjälper UFO att ta fram en mer ungdomlig, förfinad och strålande hy.


LÄR KÄNNA DIN UFO



UFO-AKTIVERAD MASK
Formulerad exklusivt för UFO-teknologi



FOREO APP
Synkar automatiskt förprogrammerade smartmaskbehandlingar till UFO



STÄLL
Skyddar och förvarar din UFO samtidigt som den hjälper den torka snabbare



USB-KABEL
Ladda var och när du vill

HUR DU ANVÄNDER UFO

- 1 Ladda ner FOREO-appen.
- 2 Tryck på knappen för att starta UFO.
- 3 I appen, skanna maskens streckkod och följ instruktionerna.



Ladda ner FOREO-appen här



Ta av plastringen från UFO.



Ta ur UFO-aktiverade masken ur förpackningen.



Fäst masken på enheten genom att klicka tillbaka plastringen på sin plats, med FOREO-loggan uppåt.




Njut av din smartmaskbehandling.

ATT LÄGGA TILL EN NY MASK

Make My Day och Call It a Night är redan förprogrammerade i din enhet, alla övriga masker måste aktiveras via appen vid första användningen. Därefter kan rutinen nås via appen eller genom universalknappen.



Övriga maskbehandlingar



ATT ANVÄNDA UFO UTAN APPEN

- 1 Tryck på knappen för att starta UFO.
- 2 Tryck ytterligare en gång för att aktivera Make My Day-behandlingen eller två gånger för att aktivera Call It a Night-behandlingen och fortsätt på samma sätt för varje mask. Till exempel, om H2Overdose är på plats tre i din app, tryck på universalknappen för att starta UFO och tryck därefter tre gånger för att aktivera H2Overdose-behandlingen.
- 3 Behandlingsrutinen kommer starta efter att tio sekunder av ett blinkande rosa ljus.

VILL DU HA MER?

Om en UFO-behandling inte var tillräckligt, tryck på universalknappen igen inom 30 sekunder efter rutinens slut, för att starta samma behandling ännu en gång!

APPLICERING

- 1 Starta med rengjord, torr hy. Vi rekommenderar att rengöra med din LUNA först för bästa resultat. För din UFO varsamt över huden och fördela essensen jämnt.
- 2 Använd UFO för att massera formulan in i din hy med cirkulära rörelser. Flytta enheten i en cirkel över ansiktet genom att börja vid kinden och sedan fortsätta upp mot den vänstra kinden och pannan. För därefter enheten ner mot höger kind och nacken. Upprepa den här rörelsen tills behandlingen slutar.
- 3 När behandlingen är slut, klappa försiktigt in överflödigt essens in i din hy eller ta bort överflöd med en bomullsrandell.
- 4 Avsluta med din favoritfuktkräm.

*För ögonmasken, för försiktigt enheten runt hela ögonområdet och alternera mellan höger och vänster öga tills behandlingens slut.



ATT RENGÖRA UFO

Ta av plastringen från enheten och kasta masken. Då UFO är 100% vattentät, kan du skölja båda UFO och plastringen under varmt rinnande vatten. Avsluta med att torka enheten torr med en ren och torr handduk, sätt tillbaka plastringen och placera enheten på sitt ställ.

NOTERA: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensin eller aceton, då de kan irritera huden och skada silikonet.

VIKTIGT FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

- UFO är endast avsedd att användas tillsammans med de medföljande maskerna. Enheten ska aldrig placeras direkt på huden när den är på.
- Om du har en hudåkomma eller andra hudproblem, vänligen konsultera en dermatolog innan användning.
- Att använda UFO ska vara behagligt – om du upplever obehag, avsluta omedelbart användningen och konsultera en läkare.
- Var varsam när du använder UFO runt ögonen och låt aldrig enheten komma i kontakt med ögonlock eller ögon.
- Av hygieniskäl rekommenderar vi inte att du delar din UFO med någon annan.
- Undvik att lämna din UFO i direkt solljus och utsätt den aldrig för extrem värme eller kokande vatten.
- Noga övervakning är nödvändig när enheten används av, på eller i närheten av barn samt för de med nedsatta fysiska och mentala förmågor.
- Avsluta användning om produkten verkar skadad på något vis. Produkten har inga servicedelar.

FELSÖKNING

Försiktighetsåtgärder ska tas vid förändring av UFOs prestanda och funktion.

Om UFO inte aktiveras när man trycker på den universella knappen:

- Batteriet är slut. Ladda din UFO via USB-sladd tills ljuset visar ett stadigt sken. En full 2,5 timmars laddning håller för upp till 40 behandlingar.

Om UFO inte kan stängas av och/eller gränssnittsknapparna inte svarar:

- Mikroprocessorn är temporärt felfungerande. Tryck och håll ner knappen för att återställa enheten.

Om UFO inte ansluter till FOREO-appen:

- Starta om din Bluetooth och försök att återansluta.
- Starta om FOREO-appen.

Om du inte hittar svaret på din specifika fråga i felsökningssektionen eller om du har ytterligare frågor gällande enhetens funktionalitet, vänligen besök www.foreo.com/support.

GARANTIVILLKOR

REGISTRERA GARANTI

Registrera och aktivera din två års produktgaranti via FOREO-appen.

2 ÅRS PRODUKTGARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera din garanti vänligen spara originalkvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. Streckkoden som finns under maskförpackningen garanterar maskens autenticitet.

Om du vill återopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

AVFALLSHANTERING


Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).



Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra sig om att enheten återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din enhet, vänligen kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.

BORTTAGNING AV BATTERI



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäker silikon & PC + ABS
FÄRG:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia
STORLEK:	72,5 mm x 31,4 mm
VIKT:	146,2g
BATTERI:	Li-Ion 1050mAh 3.7V
ANVÄNDNING:	Upp till 40 användningar per laddning
STANDBY:	180 dagar
FREKVENNS:	180 Hz
MAX LJUDNIVÅ:	<50 dB
GRÄNSSNITT:	En knapp

Disclaimer: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för verksamheten kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

- (1) Den här apparaten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Den här enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

RF-exponeringsdeklaration: Denna utrustning överensstämmer med FCC-strålningsexponeringsgränser angivna för en oövervakad miljö. Enheten har utvärderats för att uppfylla det allmänna kravet på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsning.

Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

©2018 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

IMPORTÖR OCH DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA TILLVERKAD FÖR FOREO AB DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SVERIGE.

WWW.FOREO.COM