



FOREO

ESPADA™



FOREO.COM/SUPPORT

EN - English
FR - Français
ES - Español
DE - Deutsch
IT - Italiano
SV - Svenska
PT - Português
PL - Polski
HR - Hrvatski
NL - Nederlands
RU - Русский
TR - Türkçe
CN - 简体中文
TCN - 繁體中文
JA - 日本語
KO - 한국어
AR - العربية



GETTING STARTED: This booklet contains all essential instructions; for additional product resources, visit foreo.com/support.

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Please READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. Use this product only for its intended use as described in this manual.

INTENDED USE: The ESPADA™ has been developed to be used as an at-home device for the treatment of mild to moderate inflammatory acne on the facial area. The device is safe to use on all skin tones. The ESPADA™ quickly, noninvasively and effectively eliminates acne-causing bacteria.

Suitable for:

- Mild acne (whiteheads, blackheads and papules)
- Moderate inflammatory acne (inflamed, sensitive bumps filled with pus)

ESPADA™ FEATURES

1. Treatment surface
2. Antibacterial silicone
3. Start/stop button
4. Charging port
5. Indication light



- **Blue (LED) light** – For killing acne bacteria. Activates when device touches the skin. Flashes 3 times to indicate the start of each routine. Each time the ESPADA™ is switched on, it performs a self-check to ensure blue LED emissions remain at the appropriate level for use. If moved from the skin the light will automatically turn off.
- **T-Sonic™ pulsations** – when the device is turned on, its pulsations will be in a lower intensity and when it touches the skin, the intensity will increase so more blue light can penetrate the pores for increased effectiveness. After the device is moved from the skin, the pulsations will return to a lower intensity setting automatically.
- **Targeting light (red cross-shaped light)** – Targets the exact spot you wish to apply the treatment. Activates when device is away from the skin and turns off when the device touches the skin.
- **Built-in timer** – Every 30 seconds the device will pause its pulsations and flash to indicate the end of each routine. After indication, the device should be moved to the next treatment spot.
- If the device does not make contact with the skin when it is turned on, it will automatically switch off after 3 minutes.

USING YOUR ESPADA™. Cleanse and dry your face before using the device. Press the center button once to activate. Direct it over the blemish you wish to treat with the targeting light for ultimate precision. Gently place the device onto the blemish and hold it there for 30 seconds and wait for the built-in timer to indicate when the treatment is finished. Blemishes can be subjected to more than one 30 second routine, depending on severity. For mild acne, apply two 30 second routines. For moderate acne, 3 to 4 routines. Move the device to another blemish you wish to treat, if any, and repeat the procedure. There is no need to switch off the device between treatments.

NOTE: SKIN WARMTH: The skin may feel warm during treatment, which is normal and not cause for any concern. **TEMPORARY SKIN REDNESS:** The skin may develop a slight redness that fades within 24 hours. **TEMPORARY SKIN DISCOLORATION:** If the skin develops a slight discoloration that lasts more than 24 hours, stop using the ESPADA™.

Before your 1st treatment perform a simple compatibility test. Test the device on a less sensitive area of the skin, such as the inner arm, before beginning treatment on the face following the HOW TO USE instructions exactly. Wait 24 hours and check the treated area. If you don't notice any difference (redness, discoloration or irritation) between the treated and untreated skin, you may begin the Blue Light Acne Treatment.

HAZARDS

Hazards	Effects to user	Caution
Overheating	May cause injury, discomfort or interrupted treatment	Stop use immediately, allow device to cool.
Inadvertent light contact with eyes	May cause discomfort and possibly headache	Use caution to prevent light source from shining directly into the eyes.
Photosensitivity	May cause redness, inflammation and irritation	Contact your physician if you think you may be having a photosensitive reaction.
Adverse reaction with certain medications or supplements	May cause redness, inflammation and irritation	Please read Contraindications before use.
Contact with neck in users with thyroid conditions	Possible stimulation of growth	Please read Contraindications before use.
Incorrect identification of "mild to moderate inflammatory acne"	Attempting to use on more severe forms of acne or other skin conditions may cause adverse results	Please read Intended Use before starting

WARNINGS:

- Consult your dermatologist prior to using the ESPADA™ if you have medical concerns.
- Do NOT use the device for severe, nodular or cystic acne.
- Do NOT use the device on or come in contact with injured skin or skin that has undergone surgery.
- Do NOT use the device on beauty spots/moles, warts, ingrown hairs or irritated skin.
- Do NOT use device in and around the eye and lip area.
- Do NOT use the device if you are particularly sensitive to light.
- Do NOT use the device if you have had sunburn within the past 2 weeks.
- Do NOT apply the treatment to a spot more than 3 times daily. Any more often than this could lead to skin burns or injuries. Leave a minimum time of 4 hours between each treatment.
- Do NOT use device longer than 2 minutes on one blemish. Overuse can lead to skin injury.
- Excessive use beyond the recommended treatment time may cause the device to become warm. The device's temperature will not go beyond 40°C if used at room temperature, but may cause discomfort or prolonged redness.
- If after using device you experience a worsening of the skin (skin feels tense, uncomfortable, irritated, red, burning, etc.), undesired side effects or prolonged redness, stop using the device and consult your doctor. However, a temporary, mild reddening after application is normal.
- Never look directly at the blue light as this could lead to eye injury.
- Do NOT let children use or play with the ESPADA™. The ESPADA™ has not been tested on children and may cause skin injury such as temporary redness or pigment changes (hypo- and hyperpigmentation) or affect their eyes.
- Proper supervision and instructions for safe use should be given to those with reduced physical and mental abilities.
- Do NOT share the ESPADA™ with other people. Sharing the device could transfer bacteria from one person to another.
- Do NOT use the device if it is visibly damaged, and never attempt to open or repair the device. Doing this could result in damage or malfunction to the device, serious eye or skin injury, fire, or possibly fatal electric shock.
- Pregnant or breastfeeding women should not use this device.
- Those who have had a migraine in the past two years should not use this device.
- Do NOT use over a thyroid gland as it may result in growth stimulation.
- If you are taking drugs or steroids for pain or skin conditions that cause light sensitivity, using this device may result in a photosensitive reaction.
- Do not use over or near a steroid injection received within the last six months. Doing so may result in a photosensitive reaction.
- In order to prevent fire or serious burns, immediately turn off device if it begins to overheat. Keep away from aerosol products.

Contraindications

- Do NOT use if you have a history of light triggered seizures.
- Do NOT use the device over a suspicious or cancerous lesion as it can delay proper medical treatment.

Typical characteristics of potentially cancerous lesions include:

- Asymmetry: one half of the abnormal skin area is different than the other half
- Borders: irregular borders
- Color: varies from one area to another with shades of tan, brown, or black (sometimes white, red, blue)
- Diameter: usually (but not always) larger than 6 mm in size (diameter of a pencil eraser)
- Bleeding: Any skin growth that bleeds or will not heal

Emissions test	Emissions test	Emissions test
Acoustic UV	Risk Group 2	UV emitted from this device May result in eye or skin irritation
Near UV	Risk Group 2	UV emitted from this device May result in eye irritation
Blue-light	Risk Group 1	Not required
Retinal Thermal	Exempt Group	Not required
Retinal Thermal, weak visual stimulus	Exempt Group	Not required
Corneal/ Lens IR	Exempt Group	Not required

Spectral irradiance: 0.5lm. Maximum output of optical irradiance: 75mW
CHARGING: Your FOREO device is rechargeable with its included USB cable. It is recommended that IEC60950 standard power suppliers are used to charge the ESPADA™. 1.5 hours of charging delivers a full charge that will provide up to 100 30-second treatments. While charging, the indicator will flash repeatedly. When the battery is full, the indicator will stay steady glow. When the battery is low, the indicator will start to flash repeatedly. **CAUTION:** Before charging, make sure the charging port and charger are free from water. Do NOT use your FOREO device while charging, and do NOT charge for more than 24 hours. Never use the device or charger if they are damaged, and only use the charger supplied by FOREO with the device. To reduce risk of electric shock, do not place the device where it can fall into water or other liquid. If device accidentally falls into water when charging, unplug immediately. The charging chord should be kept away from all heated surfaces. Never insert any object into any openings of the device. Never operate this device if its chord or plug has been damaged or is working improperly.

MAINTENANCE AND SAFETY: To keep your FOREO device in optimum condition, we recommend cleaning the ESPADA™s treatment surface after each use. Clean the device with soap, rinse with warm water and dry with a soft, lint-free cloth. We recommend spraying the device with FOREO's Silicone Cleaning Spray for optimal results. NEVER use cleaning products that are silicone-based or containing alcohol, petrol or acetone as they may damage silicone. **ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS**

Emissions test	Operation	Storage and Transport
Temperature	5 to 40 °C	-10 to 50 °C
Humidity	15 to 93% RH, non-condensing	<=93% RH, non-condensing
Pressure	700 - 1060hPa	700 - 1060hPa

WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

REGISTER WARRANTY: To activate your 2-Year Limited Warranty, register the number provided on the FOREO Magnetic Cord at www.foreo.com/support.

2-YEAR LIMITED WARRANTY: FOREO warrants the device for a period of TWO (2) YEARS after the original date of purchase against defects due to faulty workmanship or materials arising from Normal Use of the device. The warranty covers working parts that affect the function of the device. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear, or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the device (or its accessories) will void the warranty. If you discover a defect and notify FOREO during the warranty period, FOREO will, at its discretion, replace the device free of charge. Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period. To claim your warranty, you must log in to your account at www.foreo.com then select the option to make a warranty claim. Shipping costs are nonrefundable. This undertaking is in addition to your statutory rights as a consumer and does not affect those rights in any way.

FOR AUSTRALIA-BASED CUSTOMERS ONLY: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and a compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Australia Office, FOREO Oceania, Level 1, Suite 10, 1014 Doncaster Road, Doncaster East, VIC, 3109, Australia. Tel: +61 (0) 448 885 779
DISPOSAL INFORMATION: Battery must be recycled or disposed of properly. Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems). The crossed-out dustbin symbol indicates that this device should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment. Please see back page for instructions on how to remove the battery.

BATTERY CARE: It is recommended to regularly use the device to ensure proper performance. The ESPADA™ should be fully charged at least every 3 months to maintain the battery.

GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION: ELECTROMAGNETIC EMISSIONS & IMMUNITY: Medical electrical equipment requires special precautions regarding EMC and must be installed and put into service according to EMC information provided in this document. Portable and mobile RF communications equipment can affect the medical electrical equipment. This declaration currently applies to the ESPADA™ device.

GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION: ELECTROMAGNETIC EMISSIONS & IMMUNITY: The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment-guidance
RF emissions CISPR 15	Group 1	The device is supplied by very low voltage Li-on battery. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Group 2	The device does not need to use an AC adapter to charge, so it's radiated power is very low.

WARNINGS:

- The device should not be used adjacent to other high field equipment or areas. If adjacent use is necessary, the device should be observed to verify normal operation in the configuration in which it will be used.
- This device should not be used adjacent to high-frequency equipment. If the device is adjacent to a short wave device or microwave device, the device's output may be unstable.
- The use of accessories other than those specified for the device is not recommended as it may result in increased emissions or decreased immunity of the device.
- The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should assure that the device is used in such an environment.

Immunity test	IEC60601-1-2 test level	Compliance level	Electromagnetic environment guidance
Electrostatic Discharge(ESD) IEC 61000-4-2	± 6kV contact ± 8kV air	± 6kV contact ± 8kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%.
Electromagnetic field susceptibility IEC61000-4-3	3V/m	3V/m	Because it is not life-supporting equipment, it does not use only shield location.
Magnetic field IEC61000-4-3	3A/m	3A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.
Radio frequency IEC 61000-4-8	40 dBµV/m (3M) 30MHz ~ 230MHz 47 dBµV/m (3M) 230MHz ~ 1000MHz	40 dBµV/m (3M) 30MHz ~ 230MHz 47 dBµV/m (3M) 230MHz ~ 1000MHz	In all frequencies, the radiated strength is less than limited value.

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless), telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the ESPADA™ device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the device.

NOTES: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected. **RECOMMENDED SEPARATION DISTANCES BETWEEN PORTABLE AND MOBILE RF COMMUNICATIONS EQUIPMENT AND THE DEVICE**

The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output power of the communication equipment.

Rated maximum output power of transmitter (W)	Separation distance according to frequency of transmitter (m)		
	30MHz to 80MHz	80MHz to 800MHz d = 1.2µp	800MHz to 1000MHz d = 2.3µp
0.01	d = 1.2µp	0.12	0.23
0.1	d = 1.2µp	0.38	0.73
1	d = 2.3µp	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

For transmitters rated at a maximum output not listed above, the recommended separation distance (d) in meters (m) can be estimated using the equation application to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter's technical data.

NOTES: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

ATTENTION : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

Veuillez LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. L'utilisation de ce produit ne doit être faite qu'aux fins décrites dans ce manuel.

UTILISATION PRÉVUE: ESPADA™ a été conçu pour le traitement de l'acné inflammatoire légère à modérée dans le confort de sa maison. L'appareil peut être utilisé sur tous les types de peau. ESPADA™ élimine rapidement, efficacement et sans agression les bactéries à l'origine de l'acné afin d'effacer les tâches et boutons pour une peau plus nette, plus douce et en pleine santé.

Adapté pour :

- Acné légère pour (points noirs et points blancs, papule)
- Acné inflammatoire modérée (irritation, bosses sensibles remplis de pus)

CARACTÉRISTIQUES D'ESPADA

1. Traitement en surface
2. Silicone antibactérien
3. Bouton ON/OFF
4. Port de chargement
5. Voyant lumineux



- Lumière bleue (LED) – pour tuer les bactéries de l'acné. S'active au contact de l'appareil sur la peau. 3 flashes successifs indiquent le début du traitement de 30 secondes en Mode Continu. Chaque fois qu'ESPADA™ est allumé, il procède à une auto-vérification afin de s'assurer que les émissions de lumière bleue des LED restent à un niveau adapté à l'utilisation. La lumière s'éteint automatiquement si l'appareil n'est plus en contact avec la peau.
- Pulsations T-Sonic™ - au moment où l'appareil est allumé, l'intensité des pulsations est plus basse que lorsqu'il est en contact avec la peau. Au contact de la peau, l'intensité augmente afin que plus de lumière bleue pénètre les pores, renforçant ainsi l'efficacité. Dès que l'appareil n'est plus en contact avec la peau, l'intensité des pulsations baisse à nouveau.
- Lumière ciblée (raie de lumière en forme de croix) - cible le point exact sur lequel vous souhaitez appliquer le traitement. S'active lorsque l'appareil est éloigné de la peau, s'éteint lorsqu'il entre en contact avec la peau.
- Timer intégré - L'appareil marquera une pause dans les pulsations toutes les 30 secondes et clignotera pour indiquer la fin de chaque routine. Une fois la pause ressentie, déplacez l'appareil sur un autre point.
- Si l'appareil n'est pas en contact avec la peau alors qu'il est allumé, il s'éteindra automatiquement au bout de 3 minutes.

UTILISATION DE VOTRE ESPADA™: Nettoyez et séchez votre visage avant d'utiliser l'appareil. Appuyez sur le bouton central pour l'allumer. Pointez-le sur l'imperfection que vous souhaitez traiter à l'aide du rail de lumière ciblée pour une précision extrême. Positionnez votre appareil en douceur sur l'imperfection et maintenez-le pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, vous sentirez une pause dans les pulsations, indiquant que la durée du traitement est terminée. En fonction du degré des imperfections, la routine de 30 secondes peut être renouvelée. Pour l'acné légère, effectuez deux routines de 30 secondes. En cas d'acné modérée, 3 ou 4 routines. Déplacez votre appareil sur une autre imperfection que vous souhaitez traiter et répétez l'opération. Vous n'avez pas besoin d'éteindre l'appareil entre chaque traitement.

NOTE: SENSATION DE CHALEUR : Vous ressentirez peut-être une onde de chaleur sur la peau pendant votre traitement, cette sensation est tout à fait normale. ROUGEUR TEMPORAIRE : Une légère rougeur pourra apparaître sur la zone de peau traitée, elle disparaîtra dans les vingt-quatre heures. DECOLORATION TEMPORAIRE: Si une légère décoloration de la peau apparaît et qu'elle ne s'est pas dissipée au bout de 24 heures, cessez l'utilisation d'ESPADA™.

Avant votre 1er traitement, effectuez un simple test de compatibilité. Testez l'appareil sur une zone de peau moins sensible, telle que la paume de la main, avant de commencer le traitement sur le visage, en suivant les instructions exactes indiquées dans UTILISATION. Attendez 24 heures et vérifiez la zone traitée. Si vous ne remarquez aucune marque (rougeur ou irritation) sur la zone de peau traitée, vous pouvez commencer vos Traitement de l'Acné à la Lumière Bleue.

RIQUES

Dangers	Effets sur l'appareil	Attention
Chauffage excessif	Peut entraîner des blessures, l'inconfort et un traitement interrompu	Cessez immédiatement l'utilisation, éteignez l'appareil.
Contact involontaire avec des yeux	Peut entraîner inconfort et mal de tête	Utilisez l'appareil attentivement afin de ne pas le pointer directement dans l'œil.
Sensibilité à la lumière	Peut entraîner des rougeurs, inflammations ou irritations	Consultez votre médecin si vous pensez être sensible à la lumière.
Effets indésirables en combinaison avec certains médicaments ou compléments alimentaires	Peut entraîner des rougeurs, inflammations ou irritations	Veuillez lire les contre-indications avant toute utilisation de l'appareil
Contact avec le cou chez les utilisateurs avec des problèmes de thyroïde	Possibilité de stimuler son grossissement	Veuillez lire les contre-indications avant toute utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- Consultez votre dermatologue avant toute utilisation d'ESPADA™ en cas de problèmes de santé.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas d'acné sévère, d'acné nodulaire ou d'acné kystique.
- N'utilisez PAS l'appareil sur ou près d'une blessure ou d'un acte de chirurgie récent.
- N'utilisez PAS l'appareil sur les grains de beauté, verrues, points incarnés ou peau irritée.
- N'utilisez PAS l'appareil sur et autour de l'œil et des lèvres.
- N'utilisez PAS l'appareil si vous avez une sensibilité particulière à la lumière.
- N'utilisez PAS l'appareil en cas de coup de soleil reçu dans les 2 semaines précédentes.
- N'utilisez PAS l'appareil sur une même zone plus de 3 fois par jour. Au-delà, la peau pourrait être brûlée ou blessée. Attendez au moins 4 heures entre chaque soin.
- N'utilisez PAS l'appareil plus de 2 minutes sur une imperfection. Une utilisation excessive peut entraîner une blessure de la peau.
- Une utilisation excessive au-delà des recommandations peut entraîner une surchauffe de l'appareil. La température de l'appareil n'excède pas 40°C s'il est utilisé à température ambiante, mais il peut provoquer un inconfort ou des rougeurs.
- Si après utilisation, vous constatez un problème sur votre peau (une sensibilité, tiraillement, un inconfort, une irritation, une rougeur, une sensation de brûlure, etc.), des effets secondaires indésirables ou des rougeurs qui ne partent pas, cessez l'utilisation de l'appareil et consultez un médecin. Une légère rougeur passagère après utilisation reste cependant normale.
- Ne pointez jamais directement la lumière bleue dans l'œil au risque de le blesser.
- Ne laissez PAS les enfants utiliser ou jouer avec ESPADA™. ESPADA™ n'a pas été testé sur des enfants et peut causer des blessures sur leur peau de type rougeur ou modification pigmentaire (hypo ou hyperpigmentation) ou entraîner une blessure oculaire.
- Il est préférable d'opter pour une surveillance adaptée et des instructions de sécurité avec les personnes ayant des capacités physiques ou mentales.
- Ne partagez PAS ESPADA™. Le partage de cet appareil peut entraîner le transfert de bactéries entre utilisateurs.
- N'utilisez PAS l'appareil s'il est visiblement endommagé, et ne tentez jamais de l'ouvrir ou de le réparer. Vous risqueriez de l'endommager, de vous blesser au niveau de la peau ou des yeux, de déclencher un incendie ou de recevoir une décharge électrique mortelle.
- Les femmes enceintes ou qui allaient doivent éviter l'utilisation de cet appareil.
- Les personnes ayant souffert de migraines dans les deux dernières années ne doivent pas utiliser cet appareil.
- N'utilisez PAS cet appareil sur la thyroïde car cela pourrait entraîner le grossissement de celle-ci par stimulation.
- Si vous prenez des médicaments ou des stéroïdes contre la douleur ou des problèmes de peau qui entraînent une sensibilité à la lumière, l'utilisation de cet appareil peut conduire à une réaction photosensible.
- Ne pas utiliser près ou sur une injection de stéroïdes reçue dans les six derniers mois. Cela pourrait entraîner une réaction photosensible.
- Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de brûlure, éteignez immédiatement l'appareil s'il commence à surchauffer. Tenir éloigné des aérosols.

Contreindications

- N'utilisez PAS cet appareil si vous avez déjà souffert de crises déclenchées par la lumière.
- N'utilisez PAS cet appareil sur une lésion cancéreuse ou suspecte car cela pourrait ralentir le traitement médical approprié.

Les caractéristiques typiques d'une lésion cancéreuse :

- Asymétrie: la moitié de la surface de la peau anormale est différente de l'autre moitié

- Contours/teintes variées irrégulières
- Couleur/Teint: varie d'une région à l'autre avec des nuances de bronze, brun ou noir (parfois blanc, rouge, bleu)
- Diamètre: d'habitude (pas toujours) de base de 6mm (diamètre d'une gomme à effacer au sommet d'un crayon)
- Saignement: toute excroissance sur la peau qui saigne ou ne guérit pas

Risque	Classe de Risque	Caution
Actinisme des UV	Classe de Risque 2	Les UV émis par cet appareil peuvent irriter l'œil ou la peau
UV Proches	Classe de Risque 2	Les UV émis par cet appareil peuvent irriter l'œil
Lumière Bleue	Classe de Risque 1	Les UV émis par cet appareil peuvent irriter l'œil
Risques Thermiques pour la Rétine	Groupe Sans Risque	Non requis
Risques Thermiques pour la Rétine, stimulus visuel faible	Groupe Sans Risque	Non requis
Risques Thermiques pour la Rétine, stimulus visuel faible	Groupe Sans Risque	Non requis

Éclairément énergétique : 0,5lm. Puissance maximale de rayonnement optique : 75mW
CHARGEMENT: Votre appareil FOREO est rechargeable à l'aide du câble USB inclut. Il est recommandé d'utiliser des alimentations électriques de norme CEI 60950 pour charger ESPADATM. Une heure et demie de chargement, pour une charge complète, offre jusqu'à 100 routines de 30 secondes. Pendant le chargement, le voyant lumineux clignote. Une fois la batterie pleine, le voyant émet une lumière continue. Dès que la batterie est faible, le voyant se met à clignoter.

ENTRETIEN ET SÉCURITÉ: Pour conserver votre appareil FOREO dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de nettoyer la surface de traitement d'ESPADATM après chaque utilisation. Nettoyez l'appareil avec du savon, rincez-le à l'eau chaude et séchez-le avec un chiffon doux et non pelucheux. Nous recommandons de vaporiser l'appareil avec le Spray Nettoyeur FOREO pour des résultats optimaux. N'utilisez JAMAIS de produits nettoyeurs à base de silicone ou contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone, car ils pourraient endommager le silicone.

Contrôle des Émissions	Fonctionnement	Stockage et Transport
Température	5 à 40°C	-10 à 50°C
Humidité	15 à 93% d'Humidité Relative, sans condensation	<=93% d'Humidité Relative, sans condensation
Pression	700 - 1060hPa	700 - 1060hPa

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS: FOREO garantit cet appareil pour une période de DEUX (2) ANS à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication ou de matériaux apparaissant au cours d'une utilisation normale de l'appareil. La garantie couvre les parties qui affectent le bon fonctionnement de l'appareil. Elle ne couvre PAS les détériorations esthétiques dues à une usage normale ni les dégâts causés par accident, mauvaise utilisation ou négligence. Toute tentative d'ouverture de l'appareil (ou de ses accessoires) entraînera l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut, informez FOREO durant la période de garantie et FOREO, à sa discrétion, remplacera l'appareil sans frais. Pour toute demande d'application de la garantie, il vous sera demandé une preuve d'achat de l'appareil dans la période couverte par la garantie. Pour valider votre garantie, conservez l'original de votre ticket de caisse ainsi que les conditions de la garantie durant toute la période de garantie. Pour réclamer la garantie, vous devez accéder à votre compte sur www.foreo.com puis sélectionner l'option permettant de faire une réclamation de garantie. Les frais d'envoi ne sont pas remboursés. Cet engagement vient s'ajouter à vos droits de consommateur et n'affecte en rien ceux-ci.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS: Élimination des Déchets d'Équipements Électroniques (Applicable dans l'UE et dans les autres pays européens qui appliquent le tri sélectif des déchets). Le symbole de la poubelle barrée indique que cet appareil ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager mais être apporté à un point de recyclage approprié pour le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez lire les consignes pour retirer la batterie au dos de la page.

MAINTENANCE DE LA BATTERIE: Il est recommandé d'utiliser l'appareil régulièrement pour assurer une bonne performance. ESPADATM doit être complètement chargé au moins tous les 3 mois pour une bonne performance de la batterie.

DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT: IMMUNITÉ ET ÉMISSIONS ELECTROMAGNÉTIQUES : Les équipements électriques médicaux requièrent des précautions particulières concernant la CEM et doivent être installés et mis en service selon les informations de la CEM

fournies dans ce document. Les équipements de communication RF mobiles et portables peuvent interférer avec l'équipement électrique médical. Cette déclaration s'applique actuellement à l'appareil ESPADATM.

DIRECTIVES ET DÉCLARATION DU FABRICANT: ÉMISSIONS ELECTROMAGNÉTIQUES: L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de cet appareil doit s'assurer qu'il est bien utilisé dans cet environnement.

Contrôle des Émissions	Conformité	Conformité Environnement Electromagnétique
Ondes Radio CISPR 15	Groupe 1	L'appareil est alimenté par une batterie Li-on très basse tension. Ses émissions radio sont donc très basses et ne sont pas susceptibles d'entraîner des interférences avec d'autres équipements électroniques.
Ondes Radio CISPR 11	Groupe B	L'appareil n'a pas besoin d'un adaptateur AC pour être chargé, sa puissance rayonnée est donc très basse.

AVERTISSEMENTS:

- Cet appareil ne doit pas être utilisé conjointement à d'autres équipements à champ magnétique. Si cela s'avérait nécessaire, vérifiez que l'appareil fonctionne normalement dans la configuration où il doit être utilisé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé conjointement à des équipements à haute fréquence. Si l'appareil est utilisé conjointement à des appareils à microondes ou à ondes courtes, le résultat pourrait être perturbé.
- Utilisation d'accessoires autres que ceux spécifiés pour l'appareil n'est pas recommandée. Cela peut entraîner une augmentation des ondes ou un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'appareil est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de cet appareil doit s'assurer que l'appareil est bien utilisé dans cet environnement.

Essai d'immunité	Niveau d'essai IEC60601-1-2	Niveau de conformité	Recommandations sur l'environnement électromagnétique
Décharge électrostatique IEC 61000-4-2	± 6kV contact ± 8kV air	± 6kV contact ± 8kV air	Les sols doivent être en bois, béton ou céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30%.
Sensibilité électromagnétique IEC 61000-4-3	3V/m	3V/m	Puisqu'il ne s'agit pas de matériel à usage vital, il n'a pas besoin d'être placé dans un lieu protégé.
Champ magnétique à fréquence industrielle IEC 61000-4-3 (50/60Hz)	3A/m	3A/m	Les champs magnétiques à fréquence industrielle doivent être aux niveaux correspondant à un lieu représentatif, à un environnement commercial ou hospitalier classique.
Émissions rayonnées	40 dBµV/m (3M) 30MHz ~ 230MHz 47 dBµV/m (3M) 230MHz ~ 1000MHz	40 dBµV/m (3M) 30MHz ~ 230MHz 47 dBµV/m (3M) 230MHz ~ 1000MHz	À toutes les fréquences, la puissance rayonnée est inférieure à la valeur limitée.

L'intensité du champ des émetteurs fixes, tels que les postes radio (cellulaire/sans fil), téléphones et les radios mobiles terrestres, les radios amateurs, les chaînes radio AM et FM et les chaînes TV ne peut être prédit avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique autour des émetteurs radio fixes, une étude électromagnétique du site peut être nécessaire. Si la mesure de l'intensité du champ dans le lieu d'utilisation d'ESPADATM dépasse le niveau de conformité radio ci-dessus, vérifiez que l'appareil fonctionne normalement. Si des résultats anormaux étaient observés, des dispositions supplémentaires pourraient être nécessaires, telles que la réorientation ou la relocation de l'appareil.

REMARQUES: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est concernée.

DISTANCES RECOMMANDÉES ENTRE LES ÉQUIPEMENTS PORTABLES ET MOBILES RF ET L'APPAREIL

L'appareil est destiné à être utilisé dans un environnement électromagnétique où les perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de l'appareil peut éviter les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale entre les équipements de communication RF portables et mobiles (transmetteurs) et l'appareil comme recommandé ci-dessous, en respectant la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance nominale maximale du transmetteur (w)	Distance de sécurité selon la fréquence du transmetteur (m)		
	30MHz à 80MHz	80MHz à 800MHz d = 1,2/p	800MHz à 1000MHz d = 2,3/p
0.01	d = 1,2/p	0.12	0.23
0.1	d = 1,2/p	0.38	0.73
1	d = 2,3/p	1.2	2.3
10		3.8	7.3
100	12	12	23

Pour les émetteurs à indice de puissance de sortie ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la distance de sécurité recommandée (d) en mètres (m) peut être évaluée grâce à l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (w) selon les données du fabricant de l'émetteur.

REMARQUES: Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par l'absorption et la réflexion de structures, d'objets et de personnes.

ES INTRODUCCIÓN: Este manual contiene las instrucciones esenciales de uso. Visita foreo.com/support para obtener más información.

△ ADVERTENCIA: No se permiten modificaciones en el dispositivo.

Por favor, LEE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO. Este producto solo se debe utilizar para los tipos de acné facial descritos en este documento y el manual de usuario completo.

QUÉ ES ESPADA™: ESPADA™ ha sido concebido como un dispositivo personal para el tratamiento del acné facial leve y moderado. Y es un dispositivo seguro para todos los colores de piel. De manera no invasiva, ESPADA™ elimina ráfaga y eficazmente el acné común, al limpiar espinillas, puntos negros y pápulas para hacer que la piel luzca más sana y suave.

Es ideal para:

- Acné leve (espinillas, puntos negros y pápulas)
- Acné moderado (espinillas inflamadas y papules con pus)

PARTES Y CARACTERÍSTICAS

1. Superficie de contacto
2. Silicona antibacteriana
3. Botón de encendido (ON) y apagado (OFF)
4. Puerto de recarga
5. Piloto indicador



- Luz azul (LED): – elimina el acné bacteriano, Se activa cuando el dispositivo toma contacto con la piel y parpadea 3 veces para indicar el inicio de cada sesión. Cada vez que enciendes ESPADA™, el dispositivo realizará una revisión automática para asegurar que las emisiones del LED son las adecuadas para tu uso. La luz se apaga automáticamente cuando el dispositivo pierde el contacto con la piel.
- Pulsaciones T-Sonic™ – pulsaciones de baja intensidad que aumentan cuando el dispositivo hace contacto con la piel. El incremento de la intensidad permite que más luz azul penetre en los poros de un modo más eficaz. Cuando el dispositivo se aparta de la piel, las pulsaciones vuelven a su estado inicial de baja intensidad, automáticamente.
- Puntero (Luz roja en forma de cruz) – facilita que apuntes exactamente a la zona precisa que quieras tratar. Se activa tras pulsar el botón de encendido/apagado, mientras se mantenga a distancia de la piel, y se apaga cuando toma contacto o se pulsa el botón de encendido/apagado una segunda vez.
- Temporizador integrado – las pulsaciones se detienen cada treinta segundos. En ese momento, la luz azul parpadeará para avisar que se ha finalizado el tratamiento en esa área. Tras la indicación, el dispositivo debería cambiar a otra zona.
- Si pasados 3 minutos, el dispositivo no ha estado en contacto con la piel éste se apagará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE USO: Limpia y seca tu cara antes de usar ESPADA™. Pulsa una vez el botón para encenderlo y dirige el puntero sobre el área que quieras tratar, para máxima precisión. Pon el dispositivo en contacto con la piel suavemente y manténlo durante treinta segundos, hasta que parpadee la luz azul. Dependiendo del tipo de acné que se esté tratando, la luz azul se puede

aportar varias veces, durante otros treinta segundos. Si necesitas para el acné leve, entre 5 y cuatro veces para el moderado. Repite el mismo proceso en otras zonas que quieras tratar. No hay necesidad de apagar el dispositivo antes de cambiar a otra zona.

NOTA: CALENTAMIENTO DE LA PIEL: Puedes sentir calor en la piel durante el tratamiento, lo cual es normal y no habría motivo por el que preocuparse. **PUEDES REALIZAR UNA PRUEBA DE COMPATIBILIDAD ANTES DE TU PRIMER TRATAMIENTO:** Elige una zona de tu cuerpo menos sensible, como la parte anterior del brazo, y sigue exactamente los mismos pasos que describimos en las INSTRUCCIONES DE USO. Comprueba el área donde realices la prueba de compatibilidad 24 horas después. Si no notas alguna alteración (enrojecimiento, decoloración o irritación) en la zona tratada, entonces puedes comenzar el tratamiento de luz azul para la eliminación del acné.

Puedes realizar una prueba de compatibilidad antes de tu primer tratamiento. Elige la zona de tu cuerpo menos sensible, como la parte anterior del brazo, y sigue exactamente los mismos pasos que describimos en las INSTRUCCIONES DE USO. Comprueba el área donde realices la prueba de compatibilidad 24 horas después. Si no notas alguna alteración (enrojecimiento, decoloración o irritación) en la zona tratada, entonces puedes comenzar el tratamiento de luz azul para la eliminación del acné.

ADVERTENCIAS GENERALES

- Por favor, consulta con tu dermatólogo antes de usar ESPADA™, si tuviera cualquier duda de indole médica.
- NO uses el dispositivo si padece acné severo, nodular o quístico.
- NO uses el dispositivo sobre piel que haya sido sometida a cirugía o heridas.
- NO uses el dispositivo sobre lunares, verrugas, pelos enquistados o piel irritada.
- NO uses el dispositivo sobre los ojos o labios ni en el contorno de los mismos.
- NO uses el dispositivo si eres particularmente sensible a la luz.
- NO uses el dispositivo en las dos semanas posteriores a la manifestación de quemaduras por el sol.
- NO repitas el tratamiento a una zona más de 3 veces al día. Podrías generar quemaduras u otras lesiones. Al menos, deben distar 8 horas entre tratamientos.
- NO uses el dispositivo más de 2 minutos sobre la misma zona. El uso excesivo puede producir lesiones en la piel.
- En general, el uso que exceda al tratamiento recomendado, también puede sobrecalentar el dispositivo. Y aunque la temperatura del mismo no sobrepasará los 40°C, si se usa a temperatura ambiente, la propia sobrecalentación puede causar malestar y enrojecimientos prolongados.
- Si experimentas efectos secundarios indeseados, enrojecimiento prolongado o un empeoramiento de la piel (la sientes tensa, incómoda, irritada, roja, quemada, etc.) después de utilizar el dispositivo, detén el uso y consulta con tu médico. Aunque ten en cuenta que un enrojecimiento leve tras el tratamiento es normal.
- Nunca mires directamente a la luz azul, ya que esto podría causarte lesiones oculares.
- NO dejes ESPADA™ al alcance de los niños. ESPADA™ no ha sido probado en niños y podría causar lesiones dermatológicas, como enrojecimientos temporales, cambios en la pigmentación (hipo e hiperpigmentación) o generar daños oculares si mirasen la luz azul directamente.
- Se recomienda supervisar y seguir las instrucciones para un uso seguro en personas con diversidad funcional física y/o mental.
- NO compartas tu ESPADA™ con otras personas. Al hacerlo se podrían transferir bacterias y contraer infecciones.
- NO utilices el dispositivo si estuviera visiblemente dañado, y nunca intentes abrirlo o repararlo. Podrías dañarlo o generar un mal funcionamiento que puede provocar lesiones oculares o en la piel o descargas eléctricas letales.
- No se recomienda usar este dispositivo a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
- No se recomienda usar este dispositivo a personas que hayan sufrido migrañas en los últimos dos años.
- NO uses este dispositivo sobre la glándula tiroidea, dado que podrías estimular su crecimiento.
- Podrías tener una reacción fotosensible al usar este dispositivo si estás tomando esteroides, analgésicos u otras medicinas para enfermedades cutáneas que generen sensibilidad a la luz.

- NO uses este dispositivo sobre o alrededor de una inyección de esteroides que haya recibido en los últimos 6 meses. Podrías tener una reacción fotosensible
- Para prevenir lesiones graves en tu piel y que el dispositivo se queme, apágalo inmediatamente si notas que se sobrecalienta. Mantenlo alejado de los aerosoles.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Contraindicaciones

- NO utilizar si se han tenido episodios de epilepsia.
- NO uses este dispositivo sobre lesiones cancerosas o aquellas que no tengas identificadas, ya que podría afectar sobre el tratamiento médico apropiado.

Las características más frecuentes de lesiones potencialmente cancerosas incluyen:

- Asimetría: cuando la mitad de un lunar, marca de nacimiento o mancha es diferente de la otra mitad.
- Irregularidades: cuando la forma de un lunar o mancha es irregular.
- Color: cuando el color de los lunares o manchas varían de una zona a otra con tonos castaños, marrones o negros (a veces blancos, rojos, azules).
- Diámetro: normalmente (pero no siempre), cuando superan los 6mm de diámetro.
- Sangre: cualquier lunar o mancha que sangre y no se cure.

CARGA: Tu dispositivo FOREO incluye su cable para ser recargado por USB. Una carga de hora y media bastará para recargarlo completamente y proveer hasta 100 tratamientos de 30 segundos. Mientras lo recargues, el indicador parpadeará constantemente hasta que se complete. En este momento, la luz del indicador será constante, sin parpadear. Cuando la batería vaya a agotarse, el indicador comenzará a parpadear, de nuevo.

PRECAUCIONES: Antes de cargarlo, asegúrate de que no hay agua ni en el conector ni en el cargador. NO uses tu dispositivo FOREO mientras se recarga, y NO lo cargues durante más de 24 horas. Nunca uses el dispositivo o el cargador, si están dañados, y utiliza únicamente el cargador suministrado por FOREO.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no lo sitúes en sitios donde pueda caerse al agua u otros líquidos. Si el dispositivo cae accidentalmente en un líquido mientras se está recargando, desconecta el enchufe inmediatamente. El cable de carga no debe acercarse a superficies o aparatos que emitan calor. Nunca introduzcas objetos o cables distintos en los conectores del dispositivo. Y nunca lo recargues si su cable o enchufe estuviesen dañados o funcionasen incorrectamente.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD: Para mantener tu dispositivo FOREO en óptimas condiciones recomendamos limpiar la superficie de tratamiento de ESPADA™ siempre después de usarlo. Limpia el dispositivo con jabón, enjuágalo con agua templada y sécalo con un trapo que no suelte pelusas. Recomendamos utilizar el Spray Limpiador de Silicona de FOREO para obtener mejores resultados. NO USAR NUNCA productos de limpieza con base de silicona o que contengan alcohol, aceite o acetona ya que podrían dañar la silicona.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS: FOREO garantiza este dispositivo por un período de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha original de compra, por defectos de fabricación o del material que se originen del uso adecuado del dispositivo. La garantía cubre las piezas que afecten al funcionamiento del dispositivo. NO cubre el deterioro estético debido al desgaste por uso o el causado por accidentes, uso incorrecto o negligencia. Cualquier intento de abrir o desarmar el dispositivo (o sus accesorios) anulará la garantía. De encontrarse un defecto y ser notificado a FOREO durante el período de garantía, FOREO reemplazará, si procede, el dispositivo sin coste alguno. Las reclamaciones de garantía que

se realicen han de estar respaldadas por evidencias razonables que la fecha de reclamación es dentro del período de garantía. Para validar tu garantía, por favor guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el periodo completo de cobertura. Esta garantía limitada excluye a todas las demás garantías, ya sean orales o escritas, expresas o implícitas. La fabricación, la venta o el uso del producto no originan ninguna garantía implícita. Para hacer valer tu garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta de www.foreo.com y luego seleccionar la opción para realizar una reclamación de garantía. No se reembolsarán los costes de envío. El presente compromiso es adicional a los derechos del consumidor establecidos por ley y no afecta a tales derechos en ningún sentido.

INFORMACIÓN SOBRE DESECHO DE RESIDUOS: Las baterías deben ser recicladas o desechadas apropiadamente. El desecho de equipos electrónicos viejos está regulado por normas aplicables en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de basura. El símbolo "Cubo de basura tachado" indica que este objeto no debe tratarse como residuo doméstico (basura orgánica), sino que deberá ser depositado en el punto de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Puedes ver las instrucciones para sacar la batería en la contraportada de este manual.

CUIDADO DE LA BATERÍA: Se recomienda utilizar el dispositivo con regularidad para asegurar un desempeño óptimo. También, se recomienda hacer una carga completa de ESPADA™, al menos, una vez cada tres meses para mantener la batería en buen estado.

ERSTE SCHRITTE: Diese Anleitung beinhaltet alle wesentlichen Anweisungen; für alle weiteren Informationen zu den Produkten besuchen Sie bitte foreo.com/support.

⚠ WARNUNG: Eine Modifikation dieses Produktes ist unzulässig.

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR DER ANWENDUNG. Verwenden Sie das Produkt nur in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen.

VERWENDUNGSGWEC: ESPADA™ ist für die Anwendung zuhause und wurde für die Behandlung leichter bis mittelgradiger entzündlicher Akne im Gesichtsbereich entwickelt. Das Gerät ist sicher für den Gebrauch jedes Hauttyps. Der ESPADA™ Akne Pen eliminiert schnell, nichtinvasiv und effektiv Akne verursachende Bakterien und bekämpft so Hautunreinheiten und Ausschläge. Für eine klarere, glattere und gesünder aussehende Haut. Geeignet für:

- Leichte Akne (Mitesser, Papeln/Bläschen)
- Mittelgradig entzündliche Akne (entzündete, empfindliche Eiterbeulen/Abszesse)

ESPADA™ EIGENSCHAFTEN

1. Behandlungsfäche
2. Antibakterielles Silikon
3. ON/OFF Taste
4. Ladenschluss
5. LED-Anzeige



- **Blue (LED) Light/Blau/Blau** – eliminiert Akne-Bakterien. Sobald das Gerät mit der Haut in Berührung kommt, wird es aktiviert. Leuchtet dreimal auf, um den Beginn der Routine anzuzeigen. Bei jedem Einschalten der ESPADA™ führt das Gerät eine Selbstkontrolle durch, um zu gewährleisten dass die blauen LED-Emissionen einem angemessenen Gebrauchslicht entsprechen. Wenn das Gerät von der Haut entfernt wird, schaltet sich das Licht automatisch ab.
- **T-Sonic™ Pulsationen** – sobald das Gerät aktiviert ist, laufen die Pulsationen in niedrigerfrequenter Intensität. Bei Berührung mit der Haut wird die Intensität automatisch erhöht. Dies ermöglicht, dass mehr Blaulicht tiefer in die Poren dringen kann – für eine erhöhte Wirksamkeit. Nachdem das Gerät von der Haut entfernt wird, verringern sich die Pulsationen automatisch wieder in die niedrigerfrequente Intensität.
- **Zielbestimmendes Licht (rotes kreuzförmiges Licht)** – ermöglicht die gezielte Behandlung gewisser Gesichtsbereiche. Das Licht ist aktiv, sobald das Gerät von der Haut entfernt wird und schaltet sich ab, wenn es mit der Haut in Berührung kommt.
- **Integrierter Timer** – Alle 30 Sekunden stoppt das Gerät mit den Pulsationen und leuchtet auf um das Ende jeder Routine anzuzeigen. Nach der angeordneten Pause richten Sie das Gerät auf die nächste Hautstelle, die Sie behandeln möchten.
- Wenn das aktivierte Gerät nicht in Berührung mit der Haut kommt, schaltet sich dieses nach 3 Minuten automatisch ab.

VERWENDUNG VON ESPADA™: Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht vor dem Gebrauch dieses Gerätes. Drücken Sie einmal die mittlere Taste um das Gerät anzuschalten. Richten Sie das zielbestimmende Licht auf die gewünschte zu behandelnde Hautunreinheit für die ultimative

Präzisionsbehandlung: Halten Sie das Gerät für 30 Sekunden sanft auf diese Stelle, bis der intensive Teufel die Behandlung als beendet erkennt. Hautunreinheiten können – abhängig von der Entzündung – länger als 30 Sekunden behandelt werden. Bei leichter Akne genügen zwei 30 Sekunden-Routinen. Bei mittelschwerer Akne, 2 bis 3 Behandlungsroutinen. Richten Sie das Gerät anschließend zur nächsten zu behandelnden Stelle (falls vorhanden) und wiederholen Sie den Vorgang. Sie müssen das Gerät zwischen den Behandlungen nicht ausschalten.

ANMERKUNGEN: HAUT WIRD WARM: Die Haut kann sich während der Behandlung warm anfühlen, dies ist normal und kein Grund zur Sorge. TEMPORÄRE RÖTUNG: An der Haut kann eine leichte Rötung entstehen, aber diese Reaktion schwindet nach spätestens 24 Stunden. TEMPORÄRE HAUTVERFÄRBUNG: Falls an der Haut eine leichte Verfärbung entsteht, die länger als 24 Stunden anhält, sollten Sie von der weiteren Verwendung der ESPADA™ absehen.

Bevor Sie mit der ersten Behandlung beginnen, empfehlen wir einen Verträglichkeitstest. Testen Sie das Gerät an einem weniger sensiblen Hautbereich, wie z. B. am Innenarm, bevor Sie mit der Gesichtsbildung beginnen und folgen Sie bitte genau der vorgeschriebenen Anwendung in dieser Anleitung. Warten Sie 24 Stunden und kontrollieren Sie die behandelte Hautoberfläche. Wenn Sie keinen Unterschied (Rötung oder Hautirritation) zwischen der behandelten und unbehandelten Haut bemerken, können Sie mit der Blaulicht-Akne-Behandlung beginnen.

WARNUNGEN:

- Konsultieren Sie Ihren Hautarzt vor dem Gebrauch der ESPADA™, falls Sie medizinische Bedenken haben.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei sehr akuten, knötchen- und blasenartigen Akne.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Hautverletzungen oder operierten Hautstellen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT für Muttermale, Warzen, eingewachsene Haare oder sehr gereizte Haut.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT an der Augen- und Lippenregion.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie besonders lichtempfindlich sind.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Sie in den letzten zwei Wochen einen Sonnenbrand hatten.
- Behandeln Sie NICHT eine Stelle mehr als 3-mal pro Tag. Bei einer Anwendung häufiger als empfohlen, könnte es zu Hautverfärbungen oder Verletzungen führen. Warten Sie mindestens 4 Stunden zwischen den einzelnen Behandlungen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT länger als 2 Minuten auf einer Hautstelle. Zu häufige Anwendungen können zu Hautverfärbungen führen.
- Übermäßiger Gebrauch über der empfohlenen Behandlungsdauer kann das Gerät erwärmen. Die Temperatur des Gerätes wird nicht 40 °C übersteigen, wenn es bei Raumtemperatur verwendet wird, es kann aber zu Unannehmlichkeiten oder längerer Rötung führen.
- Falls Sie eine Verschlechterung des Hautbildes (die Haut fühlt sich gespannt, unangenehm, gereizt an, ist rot, brennt, etc.), unerwünschte Nebenwirkungen oder längere Rötungen bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Hautarzt. Eine temporäre, leichte Rötung nach der Anwendung ist jedoch normal.
- Blicken Sie nie direkt in das blaue Licht, da es zu einer Augenverletzung führen kann.
- Lassen Sie Kinder die ESPADA™ NICHT verwenden. ESPADA™ wurde nicht an Kindern getestet und könnte Verletzungen hervorrufen wie zum Beispiel temporäre Rötungen oder Pigmentveränderungen (Hypo- und Hyperpigmentierung der Haut) sowie Schäden an Augen, Haaren, etc.
- Eine ordnungsgemäße Beachtung und Anweisung für die sichere Verwendung bei Personen mit verringerter körperlicher und/oder geistiger Fähigkeit sollte gegeben werden.
- Verwenden Sie die ESPADA™ NICHT zusammen mit anderen Personen. Die gemeinsame Verwendung des Geräts könnte Bakterien von eine auf die andere Person übertragen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT wenn es sichtbar beschädigt ist und versuchen Sie NIEHALS das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Andernfalls können Schäden oder Funktionsstörungen bei dem Gerät auftreten, ernstzunehmende Augen- oder Hautverletzungen, Feuer oder möglicherweise ein schlimmer Stromschlag.
- Bei Schwangerschaft oder stillenden Frauen sollte die Anwendung des Geräts vermieden werden.
- Personen mit Migränebeschwerden in den letzten 2 Jahren sollten das Gerät nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT über der Schilddrüse, da dies zu Wachstumsstimulation führen kann.
- Sollten Sie Medikamente oder Steroide für Schmerzen oder Hauterkrankungen einnehmen, die empfindlich auf Licht reagieren, kann die Verwendung zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen.
- Sollten Sie in den letzten sechs Monaten eine Steroid-Injektion erhalten haben, verwenden Sie das Gerät nicht auf oder neben dieser Stelle. Dies kann zu einer lichtempfindlichen Reaktion führen.
- Um Brand oder Verbrennungen zu vermeiden, schalten Sie das Gerät bei Überhitzung sofort aus. Halten Sie das Gerät von Sprayprodukten fern.

Nebenwirkungen

- Benutzen Sie das Gerät nicht, sollten Sie in der Vergangenheit von Licht ausgetastet worden sein.
 - Verwenden Sie dieses Gerät NICHT bei einer verdächtigen oder krebsartigen Läsion, da es die ärztliche Behandlung verzögern kann.
- Typische Merkmale von möglichen krebsartigen Veränderungen sind:**
- Asymetrie: Eine Hälfte des veränderten Hautbereichs ist anders als die andere Hälfte
 - Rand: Unregelmäßiger Rand
 - Farbe: Variiert von einem Bereich zum anderen mit Schattierungen von bräunlich, braun oder schwarz (manchmal weiß, rot, bläulich)
 - Durchmesser: Normalerweise (aber nicht immer) größer als 6 mm (Durchmesser eines Radierstiftes)
 - Blutung: Jede Hautveränderung, die blutet oder nicht heilt

LADEVORGANG: Ihr FOREO Gerät ist mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel wiederaufladbar. Für die Aufladung des ESPADA™ wird IEC60950 Standard-Stromversorgung empfohlen. 1,5 Stunden Ladezeit für eine Komplettladung sorgt für bis zu 100 30-Sekunden-Behandlungen. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige, wenn das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige permanent. Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Anzeige erneut. **VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor dem Aufladen, dass der Ladeanschluss und das Ladegerät frei von Wasser sind. Benutzen Sie Ihr FOREO Gerät NICHT während des Ladevorgangs und laden Sie es NICHT länger als 24 Stunden (CHECK). Verwenden Sie das Gerät oder Ladegerät nicht, wenn sie beschädigt sind. Verwenden Sie nur das von FOREO mitgelieferte USB Ladekabel. Um das Risiko eines Elektroschocks zu verringern, darf das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelangen. Wenn das Gerät beim Laden versehentlich in Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Der Ladekontakt sollte von allen wärmenden Flächen ferngehalten werden. Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes ein. Betreiben Sie dieses Gerät niemals, wenn sein Akku oder Stecker beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

PFLEGE UND SICHERHEIT: Um Ihr FOREO Gerät in einem optimalen Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen die ESPADA™ Oberfläche nach jedem Gebrauch zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit Seife, dann mit warmen Wasser abspülen und anschließend mit einem weichen, sauberen Tuch trocknen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von FOREO's Silikon-Reinigungspray. Verwenden Sie NIEHALS Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten, da sie das Silikon beschädigen können.

2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG: FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Ersterwerbs, für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Die Gewährleistung erstreckt sich auf Verschleißteile, die die Funktion des Gerätes beeinträchtigen. Nicht abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen. Zur Inanspruchnahme der Gewährleistung muss glaubhaft belegt werden können, dass die Gewährleistung zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalaufkleb zusammen mit der Garantiebedingungen für den Zeitraum der Gewährleistung auf. Bei Garantieansprüchen legen Sie in Ihren Konto auf www.foreo.com ein. Dann wählen Sie die Option der Garantie-Gewährleistung. Versandkosten werden nicht zurückgestattet. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG: Entsorgung von elektronischen Geräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften). Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Wertstoffaufnahmestelle zur Wiederverwertung elektrischer und elektronischer Geräte gebracht werden muss. Bitte überprüfen Sie auf der Rückseite wie der Akku entfernt werden sollte.

AKKUVORSORGE: Es ist empfohlen das Gerät regelmäßig zu verwenden um die Leistung des Akkus zu unterstützen. Die ESPADA™ sollte alle 3 Monate komplett aufgeladen werden um den Akku zu erhalten.

II. INTRODUZIONE: Questo manuale contiene tutte le istruzioni essenziali; per ulteriori informazioni sui prodotti, visita foreo.com/support.

⚠ ATTENZIONE: Non è permessa alcuna modifica di questo dispositivo

Ti preghiamo di LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'UTILIZZO. Utilizza questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

USO PREVISTO: ESPADA™ è un dispositivo sviluppato per il trattamento di infiammazioni da acne da lieve a moderata. Il dispositivo può essere usato con tutti i tipi di carnagione. ESPADA™ riesce ad eliminare efficacemente, in maniera veloce e non invasiva i batteri che causano acne, le macchie sul viso e le infiammazioni, lasciando la pelle luminosa, purificata, sana e liscia.

- Acne lieve (brufoli bianchi, neri, papule)
- Infiammazioni moderate da acne (infiammazioni, brufoli sensibili con pus)

ESPADATM CARATTERISTICHE



1. Superficie di trattamento
2. Silcone antibatterico
3. Bottone ON/OFF
4. Porta di ricarica
5. Indicatore con luce

- **Luce Blu (LED)** – per uccidere i batteri da acne. Il dispositivo si attiva quando viene a contatto con la pelle. Lampeggerà 3 volte indicando l'inizio del trattamento della durata di 30 secondi nella modalità **Steady Mode**. Ogni volta che ESPADATM viene acceso, effettua una verifica automatica per garantire che le emissioni di Luce Blu (LED) rimangano del livello appropriato all'uso. Se il dispositivo viene spostato dalla pelle la luce si spegnerà automaticamente.
- **Pulsazioni T-SonicTM** – quando il dispositivo è acceso, le pulsazioni avranno un'intensità inferiore mentre, quando a contatto con la pelle, l'intensità aumenterà garantendo alla luce blu di penetrare più in profondità e migliorare l'efficacia. Quando il dispositivo sarà spostato dalla pelle, le pulsazioni torneranno ad un'intensità inferiore automaticamente.
- **Luce di precisione (luce rossa a forma di croce)** – Offre un trattamento mirato. Si attiva quando il dispositivo non è a contatto con la pelle e si disattiva una volta avvenuto il contatto.
- **Timer integrato** – Le pulsazioni effettueranno una pausa ogni 30 secondi indicando la fine di un trattamento di cura. Avvenuta la pausa spostare il dispositivo su un'altra area problematica del viso.
- Una volta acceso, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti se non a contatto con la pelle.

COME UTILIZZARE ESPADATM. Pulisci ed asciughi il viso prima di utilizzare il dispositivo. Premi una volta il tasto centrale per accendere il dispositivo. Puntare la luce di precisione sulla zona che si desidera trattare con la massima accuratezza. Posizionare delicatamente il dispositivo sulla zona per 30 secondi. Dopo 30 secondi una piccola pausa indicherà la fine del trattamento. Applicare il dispositivo su un'altra zona che si desidera trattare e ripetere la procedura. Le imperfezioni causate dall'acne possono essere oggetto di trattamenti della durata di più di 30 secondi; in base alla loro entità. Per forme di acne leggera, applica un trattamento da 30'. Per acne moderata, ripeti il trattamento da 3 a 4 volte. Non è necessario spegnere il dispositivo tra un trattamento e l'altro. **NOTA: CALORE SULLA PELLE:** La pelle potrebbe riscaldarsi durante il trattamento il che è normale. **ARROSSAMENTO TEMPORANEO DELLA PELLE:** la pelle potrebbe presentare un lieve arrossamento che scomparirà entro 24 ore. **SCOLORIMENTO TEMPORANEO DELLA PELLE:** Qualora la pelle dovesse presentare una lieve decolorazione per più di 24 ore, smettere di utilizzare ESPADATM. **Semplice test di compatibilità da effettuare prima del primo trattamento.** Prima di iniziare il trattamento sul viso, seguire tutte le istruzioni d'uso e testare il dispositivo su una zona poco sensibile come ad esempio la parte interna del braccio. Controllare la zona trattata dopo 24h. Se non noterete nessuna differenza tra la zona trattata e non trattata (arrossamento irritazione cutanea), sarà possibile iniziare il Trattamento antiacne a Luce Blu.

ATTENZIONE:

- Consultare il proprio dermatologo prima di utilizzare ESPADATM qualora si abbia una pelle problematica
- Non utilizzare il dispositivo per acne grave, nodulare o cistica
- Non usare il dispositivo né metterlo a contatto con pelle che presenta lesioni o che ha subito interventi chirurgici.
- Non usare il dispositivo su nei, verruche, picciami o pelle irritata.
- Non usare il dispositivo sugli occhi e nella zona perioculare e vicino alle labbra.
- Non utilizzare il dispositivo se si è particolarmente sensibili alla luce
- Non usare il dispositivo se la pelle ha subito una scottatura solare nelle ultime 2 settimane.
- Non ripetere il trattamento nello stesso punto più di 3 volte al giorno. Un uso superiore a quello indicato può portare a bruciature e danni alla pelle. Lascia trascorrere almeno 4 ore tra un trattamento e l'altro.
- Non usare il dispositivo per un tempo superiore a 2 minuti sullo stesso punto. L'uso eccessivo può provocare danni alla pelle.
- L'uso eccessivo oltre il tempo di trattamento raccomandato può provocare il surriscaldamento del dispositivo. La temperatura del dispositivo non supererà i 40°C quando usato a temperatura ambiente, ma può comunque provocare fastidi e arrossamenti prolungati.
- Se, dopo l'uso del dispositivo, assisti a un peggioramento della situazione della pelle (la pelle tira, dà fastidio, risulta irritata, rossa, infiammata, ecc.), effetti collaterali indesiderati o arrossamenti prolungati, sospendi immediatamente l'uso del dispositivo e consulta il medico. Tuttavia, è normale assistere a un lieve arrossamento temporaneo dopo il

- Non guardare mai direttamente la luce blu, poiché potrebbe danneggiare gli occhi.
- Non permettere ai bambini di giocare con ESPADATM. Gli effetti di ESPADATM sui bambini non sono stati testati e potrebbe causare danni alla pelle come arrossamenti temporanei e alterazioni della pigmentazione (ipo- o iperpigmentazione) o danneggiare gli occhi.
- Chi ha ridotte capacità fisiche o mentali dovrebbe ricevere adeguata supervisione e istruzioni per l'uso.
- Non condividere ESPADATM con nessuno. Usare lo stesso dispositivo potrebbe trasferire batteri da una persona all'altra.
- Non usare il dispositivo se appare chiaramente danneggiato e non provare mai ad aprirlo o ripararlo. Questo potrebbe risultare in ulteriori danni o malfunzionamenti del dispositivo, seri danni agli occhi o alla pelle o addirittura in una scossa elettrica fatale.
- Le donne incinte o che allattano non dovrebbero usare il dispositivo.
- Chi ha sofferto di emicrania negli ultimi due anni non dovrebbe usare il dispositivo.
- Non usare il dispositivo sopra la tiroide, poiché potrebbe stimolare un ingrossamento.
- L'assunzione di medicinali o steroidi per il dolore o la cura della pelle può causare una lieve sensibilità e l'utilizzo del dispositivo può risultare in una reazione fotosensibile.
- Non utilizzare sopra o vicino a un'iniezione di steroidi ricevuta entro gli ultimi 6 mesi, in quanto si potrebbe verificare una reazione fotosensibile.
- Per evitare incendi o bruciature gravi, spegnere immediatamente il dispositivo se comincia a surriscaldarsi. Tenere lontano da prodotti per l'aerospazio.

Controindicazioni

- Non usare se hai una storia clinica di crisi innescate dalla luce.
- Non usare il dispositivo sopra una lesione sospetta o precancerosa, poiché può ritardare il trattamento medico appropriato.

Le caratteristiche tipiche di lesioni potenzialmente cancerose includono:

- Asimmetria: una metà della porzione di pelle anormale è diversa dall'altra metà
- Bordi: bordi irregolari
- Colore: varia da una zona all'altra con sfumature di marrone chiaro, marrone o nero (a volte bianco, rosso, blu)
- Dimensioni: solitamente (ma non sempre) superiore a 6 mm (il diametro di una gomma da cancellare)
- Sanguinamento: qualsiasi escrescenza che sanguina o che non cicatrizza

CARICA: Il tuo dispositivo FOREO è ricaricabile con il cavo USB incluso. Si raccomanda di usare alimentatori standard IEC 60950 per caricare ESPADATM. Un'ora e mezza di carica comporta una carica completa che provvede fino a 100 trattamenti di 30 secondi. Durante la carica, l'indicatore si illumina a intervalli. Quando il dispositivo è carico, l'indicatore emette una luce fissa. Quando la batteria è quasi scarica, l'indicatore inizia a emettere luce a intervalli.

ATTENZIONE: Prima della carica, assicurati che sulla presa non ci siano residui di acqua. Non usare il dispositivo FOREO durante la carica e NON caricarlo per più di 24 ore. Non utilizzare o caricare mai il dispositivo se danneggiato e utilizza sempre il cavo USB in dotazione di FOREO. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non appoggiare il dispositivo su superfici da dove potrebbe cadere in acqua o in altri liquidi. Se il dispositivo cade accidentalmente in acqua mentre è in carica, staccare immediatamente la spina. Il cavo da ricarica va tenuto lontano da tutte le fonti di calore e le superfici riscaldate. Non inserire mai nessun oggetto in nessun foro del dispositivo. Non usare il dispositivo se il cavo da ricarica o la spina risultano danneggiata o non funziona adeguatamente.

MANUTENZIONE E SICUREZZA: Per mantenere il dispositivo FOREO in condizioni ottimali, consigliamo di pulire la superficie di ESPADATM dopo ogni utilizzo. Pulire il dispositivo con sapone, sciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno morbido e privo di lanugine. Per ottenere risultati ottimali consigliamo di utilizzare lo Spray FOREO per la pulizia del silicone. Non pulire mai il dispositivo con prodotti a base di silicone o contenenti alcol, benzina o acetone in quanto potrebbero danneggiare il silicone.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI: FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di 2 (due) ANNI dalla data di acquisto contro difetti di manifattura o difetti nei materiali derivanti da un normale utilizzo. La garanzia copre i componenti da cui dipende il funzionamento del dispositivo, mentre non copre il deterioramento causato da usage, incidenti, abuso o trascuratezza. Ogni tentativo di disassemblare il dispositivo (o le sue parti), renderà la garanzia invalida. Se il reclamo viene fatto entro il periodo di garanzia, FOREO, a propria discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. La richiesta di servizio di garanzia deve essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo. Per usufruire della garanzia, effettuare l'accesso al tuo account su www.foreo.com e selezionare l'opzione per far valere la garanzia. La spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO: Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti). Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio

deve essere trattate come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per istruzioni su come rimuovere le batterie, vedere il retro della confezione.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA: Si raccomanda di usare regolarmente il dispositivo per assicurare la migliore prestazione. ESPADA™ va ricaricato almeno ogni 3 mesi per mantenere l'efficienza della batteria.

10 KOMMA IGÅNG: Denna broschyr innehåller grundläggande instruktioner; för ytterligare produktbeskrivningar vänligen besök foreo.com/support.

! VARNING: Inga modifieringar av den här produkten är tillåtna.

LÄS IGENOM ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING. Använd enheten endast för dess avsedda bruk enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

AVSEDD ANVÄNDNING: ESPADA™ har utvecklats för att användas i hemmet som behandling av mild till måttlig inflammatorisk akne på ansiktet. Enheten går att använda för alla hudtoner. ESPADA™ eliminerar snabbt, noninvasivt och effektivt akne-bakterier, samt rengör orenheter och blemmor så att huden ser renare, slätare och friskare ut.

- Lämplig för:
- Lindrig akne (vita och svarta pormaskar)
 - Måttlig inflammatorisk akne (inflammerad, känsliga knölar fyllda med var)

ESPADA™ EGENSKAPER

1. Behandlingsyta
2. Antibakteriellt silkon
3. ON/OFF knapp
4. Laddningsport
5. Indikationsljus



- Blått LED-ljus – som dödar aknebakterier. Aktiveras när enheten är i kontakt med huden. Blinkar tre gånger för att indikera start av varje runda. Varje gång ESPADA™ aktiveras utför enheten självkontroll för att se till att det blåa ljuset går på inom en lämplig nivå. Om den flyttas från huden släcks ljuset automatiskt.

- T-Sonic™ pulseringar – när enheten är påslagen, har dess pulseringar en lägre intensitet och när den kommer i kontakt med huden ökar intensiteten så mer blått ljus kan tränga in i porerna för ökad effektivitet. När enheten flyttas från huden återgår pulseringarna automatiskt till en lägre intensitet.

- Fokuserande ljus (rött korsformat ljus) – Fokuserar på det exakta området du vill behandla. Akne när enheten är bortom huden och släcks när enheten kommer i kontakt med huden.

- Inbyggd timer – Var 30:e sekund stoppar enheten pulseringarna och blinkar för att indikera att behandlingsrundan har avslutats. Efter pausen känns, bör enheten flyttas till nästa behandlingsområde.

- Om enheten inte kommer i kontakt med huden när den är påslagen, kommer den automatiskt att stängas av efter 3 minuter.

ANVÄNDNING AV ESPADA™: Rengör och torka ansiktet innan du använder enheten. Tryck på mittpippen en gång för att aktivera enheten. Rikta enheten mot blemman du vill behandla med hjälp av riktljuset. Placera enheten försiktigt mot blemman och låt kvar den i 30 sekunder och vänta tills den inbyggda timern indikerar att behandlingen är färdig. Blemmorna kan behandlas med mer än en 30-sekundersbehandling, beroende på svårighetsgrad. För mild akne, applicera två 30-sekundersbehandlingar. För måttlig akne, tre till fyra behandlingar. Flytta enheten till nästa blemma du vill behandla och upprepa proceduren. Enheten behöver inte stängas av mellan behandlingarna. **NOTERA! HUDVÄRME:** Huden kan kännas varm under behandlingen vilket inte är någon anledning till oro eftersom det är normalt. TILLFALLIG HUDRODNING AV HUDEN: Sluta. Utför ett enkelt kompatibilitetstest innan din första behandling. Testa enheten på ett mindre känsligt område såsom den inre armen innan du börjar behandlingen i ansiktet genom att följa de exakta instruktionerna för användning. Vänta 24 timmar och kontrollera det behandlade området. Om du inte märker någon skinnad (rodnad eller hudirritation) mellan den behandlade och obehandlade huden, kan du påbörja acnebehandling med blått ljus.

VARNINGAR:

- Rådgröd med din hudläkare innan du använder ESPADA™ om du har medicinska problem.
- Använd INTE enheten vid svår, nodulär eller cystisk akne.
- Använd INTE enheten på skadad eller opererad hud.
- Använd INTE på skönhetsläckor/leverläckor.
- Använd INTE enheten på runt ögat och läpparna.
- Använd INTE enheten om du är särskilt känslig för ljus.
- Använd INTE enheten om du har haft solbränna inom de senaste 2 veckorna.
- Använd INTE behandlingen på en plats mer än 3 gånger dagligen. Öftare än så kan leda till brännskador eller andra skador. Lämna minst 4 timmar mellan varje behandling.

- Använd INTE enheten längre än två minuter på varje behandling. Överanvändning kan orsaka skador på huden.
- Överdriven användning utöver rekommenderad behandlingstid kan göra att enheten blir varm. Enhetens temperatur kommer inte överstiga 40 °C vid rumstemperatur, men kan orsaka obehag eller rodnad.
- Om du efter att ha använt enheten upplever en försämring av huden (huden känns spänd, obehåv, irriterad, röd, bränd, etc.), önskade biverkningar eller långvarig rodnad, sluta använda enheten och kontakta din läkare. Däremot är en tillfällig, mild rodnad efter applicering normal.
- Titta aldrig direkt på det blåa LED-ljuset då detta kan leda till ögonskador.
- Barn får INTE leka med ESPADA™-enheten. ESPADA™ har inte testats på barn och kan orsaka hudska skador som tillfällig rodnad eller pigmentförändring (hypo- och hyperpigmentering) eller påverka deras ögon.
- Ge tydliga instruktioner och var med och kontrollera att personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor använder enheten på ett säkert sätt.
- Dela INTE ESPADA™ med andra människor. Genom att dela enheten kan bakterier spridas mellan användare.
- Använd INTE enheten om den har synliga skador och försök aldrig öppna eller reparera enheten. Detta kan leda till skador eller fel på enheten, orsaka skador på ögon eller hud, brand eller livsfarlig elstöt.
- Använd INTE enheten om du är gravid eller ammar.
- Använd INTE enheten om du har haft migrän under de senaste två åren.
- Använd INTE över sköldkörteln eftersom detta kan orsaka celltillväxt.
- Om du använder smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel mot smärta eller hudkomor som orsakar ljuskänslighet, kan enheten orsaka ljuskänslighetsreaktioner.
- Använd INTE över eller runt område som behandlats med injektion av antiinflammatoriska läkemedel under det senaste halvåret. Detta kan orsaka en ljuskänslighetsreaktion.
- Stäng genast av enheten om den börjar överhettas för att undvika brand eller brännskador.
- Använd INTE i närheten av spreflaskar.

Kontraindikationer

- Använd INTE om du lätt får anfall påverkat av ljus.
 - Använd INTE enheten efter en misstänkt eller elakartad förändring, eftersom detta kan fördröja medicinsk behandling.
- Typiska kännetecken för tänkbara elakartade förändringar inkluderar:**
- Asymmetri: hälften av det avvikande hudområdet är anorolunda än den andra halvan
 - Linjer: oregelbundna linjer
 - Färg: varierar från ett område till ett annat med nyanser av solbränt, brunt eller svart (bland vitt, rött eller blått)
 - Diameter: vanligen, men inte alltid, större än 6 mm i diameter
 - Blödning: Hudtillväxt som blöder eller inte lämnar

LADDNING: Din FOREO-enhet kan laddas om med medföljande USB-kabeln. Vi rekommenderar att du använder den FCC60950-märkta nätsladden för att ladda ESPADA™-enheten. Efter en och en halv timmes laddning är enheten fulladdad, vilket motsvarar upp till 100 30-sekundersbehandlingar. När batteriet är fulladdat starta indikatorlampan att blinka och lysar med ett stadigt sken. Vid låg batterinivå börjar lampan blinka upprepad gång. **OBS:** Före laddning kontrollera att det inte finns vatten på laddningsstället eller laddaren. Använd aldrig FOREO-enheten medan den laddas och låt inte INTE laddas i mer än 24 timmar. Använd aldrig enheten eller laddaren om de är skadade och använd endast den medföljande laddaren. För att minska risken för elstöt, placera inte enheten där den kan ramla ner i vatten eller andra vätskor. Om enheten skulle ramla ner i vatten under laddning, dra omedelbart ut kontakten. Håll laddningsladdan borta från i värmekällor. För aldrig i några föremål i enhetens öppningar. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten har skadats eller inte fungerar.

UNDERHÅLL OCH SÄKERHET: För att hålla din FOREO-enhet i bästa skick, rekommenderar vi att du rengör ESPADA™s behandlingsyta efter varje användning. Rengör enheten med tvål, skölj sedan med varmt vatten och torka med en mjuk trasa som inte luddar. För bästa resultat, rekommenderar vi att du använder FOREO Silikon Cleaning Spray. Använd ALLDRIG rengöringsprodukter som är silikonbaserade eller innehåller alkohol, bensin eller acetone eftersom de kan skada silkonet.

2-ÅRS GARANTI: FOREO utlovar en garanti för den här apparaten som gäller i två (2) ÅR efter inköpsdatum och den omfattar tillverkningsfel eller materialfel som uppkommer under normalt bruk. Garantin täcker rörliga delar som påverkar apparatens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckschändade, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär apparaten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig. Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av inköpsbevis/vitnet som styrker att detta anspråk görs innan garantin har löpt ut. Av denna anledning bör du spara ditt kvitto under hela garantiperioden. Om du vill

garantia, garantindo desde o primeiro login em pássaro ponto na webapp www.foreo.com.
Kosmetika: Para retufar atrás de elite återbeträkningar, detta ämbetsgaller gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsumtion och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM ÅTERVINNING: Hantering av uttjätt elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med system för separering och återvinning av avfall). Symbolen med en överkorsad sladd betyder att denna enhet inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en avsedd uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Vänligen se baksidan av manualen för instruktioner om hur du tar bort batteriet.

SKÖTSEL AV BATTERIET: Det rekommenderas att regelbundet använda enheten för att säkerställa att den fungerar korrekt. ESPADATM bör vara fulladdad åtminstone var tredje månad för att batteriet ska hålla.

COMECANDO: Este folheto contém apenas instruções básicas; para instruções completas sobre como usar, visite foreo.com/support.

Δ ADVERTENCIA: No es permitida ninguna modificación en este equipo.

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. Utilize esse produto somente para o uso previsto e descrito neste manual.


USO PREVISTO: O ESPADATM foi desenvolvido para ser usado em casa no tratamento de acne leve e acne inflamatória moderada na região do rosto. O dispositivo é seguro para uso em todas as tonalidades de pele. O ESPADATM elimina as bactérias que provocam a acne de maneira rápida, não invasiva e eficaz, tratando imperfeições e lesões por uma pele mais lisa, suave e saudável.

Apropriação para:

- Acne leve (espinhas e cravos, pápula)
- Acne inflamatória moderada (erupções inflamadas e sensíveis, contendo pus)

CARACTERÍSTICAS DO ESPADATM

1. Superfície para tratamento
2. Silicone antibacteriano
3. Botão LIGA/DESLIGA (ON/OFF)
4. Porta de carregamento
5. Indicador luminoso



- Luz azul (LED) – destrói bactérias que causam a acne. É ativada quando o aparelho entra em contato com a pele. Acenderá 3 vezes para indicar o início de cada rotina. Cada vez que o ESPADATM for ligado, irá performar uma verificação automática para garantir que as emissões do LED azul permaneçam em um nível apropriado para uso. A luz desliga automaticamente assim que o aparelho é afastado da pele.
- Pulsações T-SonicTM – quando o aparelho é ligado, suas pulsações estão em baixa intensidade e ao encostar o aparelho na pele, a intensidade aumenta de modo que uma maior quantidade de luz azul penetre dentro dos poros para maior eficácia. Ao afastar o aparelho da pele, as pulsações retornam automaticamente para um modo de baixa intensidade.
- Luz de mira (luz vermelha em formato de cruz) – mira exatamente no ponto em que deseja aplicar o tratamento. É ativada ao apertar o aparelho da pele e desligada assim que o aparelho entra em contato com a pele.
- Temporizador integrado – pulsações pausam a cada 30 segundos para indicar o fim da rotina de tratamento. Após sentir a pausa, é hora de seguir para o próximo ponto a ser tratado.
- Se o aparelho não entrar em contato com a pele depois de ser ligado, ele desligará automaticamente após 3 minutos.

COMO USAR O ESPADATM: Limpe e seque o rosto antes de usar o aparelho. Pressione o botão central para ligar o aparelho. Direcione a luz sobre a mancha que você gostaria de tratar para uma maior precisão. Gentilmente coloque o aparelho sobre a mancha e segure por 30 segundos. Aguarde até o temporizador indicar quando o tratamento estiver finalizado. Manchas podem estar sujeitas a mais de uma sessão de 30 segundos, dependendo da severidade da mesma. Para acnes mais leves, aplique duas rotinas de 30 segundos. Para acnes moderadas, 3 a 4 rotinas. Movimente o aparelho para outra mancha que gostaria de tratar, se houver, e repita o procedimento. Não há necessidade de desligar o aparelho entre tratamentos. AVISO: PELE QUENTE: A pele pode ficar quente durante o tratamento e isso não é motivo de preocupação pois é um efeito secundário normal. VERMELHIDÃO TEMPORÁRIA DA PELE: A pele poderá desenvolver uma leve vermelhidão, que desaparecerá após 24 horas. DESCOLORAÇÃO TEMPORÁRIA DA PELE: Se a pele desenvolver uma leve descoloração por mais de 24 horas, descontinue o uso do ESPADATM.

Antes do primeiro tratamento, efetue um simples teste de compatibilidade. Teste o aparelho numa área menos sensível, como a parte interna do braço, antes de começar o tratamento no rosto, seguindo exatamente as instruções do MODO DE USO. Aguarde 24 horas e observe a área tratada. Se não notar nenhuma diferença (vermelhidão ou irritação da pele) entre a zona tratada e o resto da pele, você pode iniciar o Luz Azul de Tratamento para Acne.

ADVERTÊNCIAS

- Consulte seu dermatologista antes de usar o ESPADATM se você tiver qualquer preocupação médica.
- NÃO utilize o aparelho no caso de acne severa, nodular ou cística.
- NÃO use o aparelho na, ou que venha a ter contacto, com a pele machucada ou que tenha passado por cirurgia recentemente.
- NÃO utilize o aparelho em pintas, verrugas, pelos encravados ou pele irritada.
- NÃO utilize o aparelho sobre ou próximo aos olhos e à região dos lábios.
- NÃO utilize o aparelho se você for especialmente sensível à luz.
- NÃO utilize o aparelho caso tenha sofrido queimaduras de sol nas últimas 2 semanas.
- NÃO aplique o tratamento num ponto específico mais do que 3 vezes por dia, pois pode levar a queimaduras ou lesões cutâneas. Dê um intervalo mínimo de 4 horas entre cada tratamento.
- NÃO utilize o aparelho por mais de 2 minutos em uma única mancha. O uso excessivo pode causar machucados na pele.
- O uso excessivo além do tratamento recomendado pode resultar em um super aquecimento do aparelho. A temperatura do aparelho não pode ultrapassar 40°C se utilizado em temperatura ambiente mas pode causar desconforto ou prolongar a vermelhidão.
- Caso observe que a pele piorou após usar o aparelho (pele parece tensa, desconfortável, irritada, avermelhada, etc), ou no caso de efeitos adversos ou vermelhidão prolongada, interrompa imediatamente o uso do aparelho e consulte um médico. No entanto, vale lembrar que uma leve vermelhidão temporária é normal após a aplicação.
- Nunca olhe diretamente para a luz azul, pois isso pode lesionar seus olhos.
- NÃO permita que crianças usem ou brinquem com o ESPADATM. O ESPADATM não foi testado em crianças e pode causar lesões cutâneas como vermelhidão permanente, alterações na pigmentação da pele (hipo e hiperpigmentação) ou afetar seus olhos.
- Instruções e supervisão apropriadas para um uso seguro devem ser explicadas para aqueles que possuem algum tipo de capacidade mental ou física reduzida.
- NÃO compartilhe o ESPADATM com outras pessoas. Dividir o aparelho pode transferir bactérias de uma pessoa para outra.
- NÃO utilize o aparelho se estiver visivelmente danificado e nunca tente abrir ou consertar o aparelho. Ao fazer isso, pode resultar em um mau funcionamento ou danificar o aparelho, machucados sérios na pele ou nos olhos, fogo ou a possibilidade de um choque elétrico fatal.
- Mulheres grávidas ou em período de amamentação não devem utilizar este aparelho.
- Aqueles que tiveram enxaqueca nos últimos dois anos, recomendamos não utilizar este aparelho.
- NÃO use sobre a glândula tireoide pois pode resultar em estímulo para crescimento.
- Se estiver a utilizar medicamentos ou esteróides para dor ou condições da pele que podem causar sensibilidade a luz, utilizar este aparelho pode causar uma reação fotossensível.
- NÃO use sobre ou perto injeções de esteróides recebidas nos últimos seis meses. Caso contrário, pode resultar em uma reação fotossensível.
- Em ordem para prevenir fogo ou sérias queimaduras, desligue imediatamente o aparelho se estiver com contato a super aquecer. Mantenha distante de produtos de aerosol.

Contra-indicações

- NÃO utilize se você tiver histórico de epilepsia.
- NÃO use este aparelho sobre lesões cancerígenas ou suspeitas pois pode prolongar o tratamento medico apropriado.

Características típicas de lesões cancerígenas em potencial incluem:

- Assimetria: metade da área normal da pele é diferente da outra metade
- Bordas: bordas irregulares
- Cor: varia de uma área para outra com tons de bronzeado, marrom ou preto (às vezes branco, vermelho, azul)
- Diâmetro: geralmente (mas não sempre) maior que 6 mm em tamanho (diâmetro de um papadete de lápis)

- Sangramento: qualquer crescimento de pele que sangra ou que não vai curar

RECARGA: Seu aparelho FOREO é recarregável e acompanha um cabo USB. É recomendado carregar as baterias pedras IEC60950 sejam utilizadas para carregar o ESPADATM. 1h30m de carga realiza uma carga completa que permite que o aparelho tenha até 100 tratamentos de 30 segundos. O indicador luminoso piscará repetidamente enquanto o aparelho estiver recarregando. Quando a bateria estiver cheia, o indicador emitirá uma luz constante. Quando a bateria estiver acabando, o indicador começará a piscar repetidamente. **CUIDADO:** Antes de recarregar, certifique-se que a porta de carregamento e o carregador estão secos. NÃO use o seu aparelho FOREO enquanto estiver recarregando e NÃO deixe recarregar por mais de 24 horas. Nunca use o aparelho ou carregador se estiverem danificados e utilize unicamente o carregador fornecido pela FOREO com o aparelho. Para reduzir os riscos de choque elétrico, não coloque o aparelho onde possa cair água ou outro

Ważne! Se o aparelho accidentalmente cair na água, enquanto carregado, retire imediatamente da tomada. O carregador deve ser mantido longe de superfícies que possam aquecer. Nunca insira nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho. Nunca utilize o aparelho se o carregador estiver danificado ou com mal funcionamento.

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA: Para manter seu aparelho FÓREO em boas condições, recomendamos que limpe a superfície de tratamento do ESPADA™ após cada uso. Lave o aparelho com sabão, enxágue com água morna e seque com um pano macio que não solte fiapos. Recomendamos o uso do Spray de Limpeza de Silicône da FÓREO para melhores resultados. Nunca utilize produtos de limpeza à base de silicone ou que contenham álcool ou acetona, pois poderão danificar o silicone.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS: A FÓREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão-de-obra ou materiais, decorrentes do uso normal desse aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia. Se encontrar algum defeito e notificar a FÓREO durante o período de garantia, a FÓREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, por favor, guarde o recibo original de compra junto com as condições de garantia. Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE: Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de reciclagem). O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, e sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos eletrônicos e eletrônicos. Por favor, confira a página anterior para instruções sobre como remover a bateria. **CUIDADOS COM A BATERIA:** É recomendável o uso regular do aparelho para garantir uma performance adequada e correta. ESPADA™ deve ser completamente carregado ao menos uma vez a cada 3 meses para manter o bom funcionamento da bateria.

RE ZANIM ROZPOZNANIE: Nijelasis broszura zawiera najważniejsze informacje. Dla uzyskania dodatkowych informacji o produkcie, prosimy o odwiedzenie strony internetowej foreo.com/support.

Δ OSTRZEŻENIE: Nie należy modyfikować urządzenia.

ΠΡΟΣΟΧΗ: O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM STOSOWANIA. Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PRZECZĄCZENIE: ESPADA™ została stworzona z myślą o leczeniu łagodnych do umiarkowanych stanów zapalnych trądziku, w zaciśnięciu twojego doonu. Urządzenie jest bezpieczne dla wszystkich odcieni skóry. ESPADA™ w szybki, bezinwazyjny i skuteczny sposób eliminuje bakterie, będące przyczyną trądziku, zapobiegając powstawaniu wyprysków i zaskórników, dzięki czemu twoja skóra staje się widocznie czystsza, gładsza oraz zdrowsza.

Odpowiednie dla:

- Łagodnego do umiarkowanego stanu zapalnego trądziku (wrażliwa dotknięta wypryskami ropne w stanie zapalnym)
- Umiarkowanego stanu zapalnego trądziku (wrażliwa dotknięta wypryskami ropnymi w stanie zapalnym)

BUDOWA ESPADA™



1. Powierzchnia zabiegowa
2. Antybakteryjny silikon
3. Przycisk włączania/wyłączania
4. Port ładowania
5. Lampka kontrolna

• Niebieskie (LED) światło - eliminuje bakterie wywołujące trądzik. Na początku światło trytykrozie znaną, aby zainicjować zabieg. Za każdym razem gdy ESPADA™ jest włączona, automatycznie sprawdza czy poziom energii światła jest na bezpiecznym poziomie dla użytkownika.

• Urządzenie trąca bezpośredni kontakt ze skórą, automatycznie wyłącza światło.

• Pulsujące T-sonic™ - włączone urządzenie emituje pulsujące o niskiej częstotliwości. W celu leczenia skóry, ich intensywność jest zwiększona, dzięki czemu niebieskie światło może dokładniej docierać do porów, dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Po odświeżeniu urządzenia od skóry, automatycznie przejdzie w ustawienia niższych pulsacji.

• Wąska kulica (światło czerwone) - skupia się na konkretnym wyprysku, który chcesz zlikwidować. Włącza się gdy urządzenie znajduje się z dala od skóry, a wyciąga się gdy urządzenie dotyka skóry.

• Wbudowany timer - Co 30 sekund, urządzenie odda wyczuwalny impuls, aby poinformować o zakończeniu zabiegu. Następnie należy przejść do następnego partu, który wymaga zabiegu.

• Jeśli włączone urządzenie nie ma kontaktu ze skórą przez 3 minuty, automatycznie wyłączy się samo.

ZASTOSOWANIE ESPADA™: Urządzenie stosuj wyłącznie na czystą i suchą twarz. Naciśnij środkowy

przycisk, aby włączyć urządzenie. Precyzyjnie skieruj światło z obszaru skóry na której występuje trądzik. Delikatnie przyciskaj urządzenie i przyszyjmy przez 30 sekund. Po 30 sekundach, urządzenie odda wyczuwalny impuls, informujący o tym że należy przejść do kolejnej partu twarzy obejmującej zmiany trądzikowe i powtórzmy opisany proces na zakończyć zabieg. Wyprysk może zostać poddany zabiegowi dłuższemu niż 30 sekund dziełemu, w zależności od jego stanu. Dla łagodniejszych stanów trądzikowych zaaplikuj 30-sekundową rutynę 2x. Dla umiarkowanych stanów trądzikowych zaaplikuj 30-sekundową rutynę od 3-4x. Nie ma potrzeby wyłączenia urządzenia pomiędzy sesjami. WSKAZÓWKI: CIEPŁO SKÓRY: Podczas wykonywania zabiegu temperatura skóry może być wyczuwalnie wyższa, jest to normalna reakcja. TYMCZASOWE ZACZERWIENIE SKÓRY: Skóra może być delikatnie zaczerwieniona przez kolejne 24 godziny. TYMCZASOWO ZABURZONY KOLOR SKÓRY: Jeśli skóry kolor różni się od normalnego stanu, a minęło więcej niż 48 h, zaprzestań stosowanie ESPADA™.

Przed pierwszym użyciem wykonaj prosty test tolerancji. Należy zdecydować się na wykonanie zabiegu na twarzy, wypróbuj działanie urządzenia w miejscach na ciele mniej skłonnych do podrażnień, tak jak przykład wewnętrzna część ramienia, kierując się dokładnymi wskazówkami dotyczącymi stosowania opisanymi w niniejszej instrukcji. Jeśli nie zauważysz żadnych zmian (zaczerwienienia lub podrażnienia) w miejscach, gdzie wykonywany był uprzednio zabieg, możesz rozpocząć zabieg na twarzy przy użyciu przeciwtądzikowego niebieskiego światła LED.

UWAGA

- Skonsultuj się ze swoim dermatologiem przed rozpoczęciem stosowania ESPADA™, jeśli posiadasz problemy skórne.
- Nie stosuj urządzenia w przypadku nasilonych form trądziku takich jak guzki i torbiele.
- Nie stosuj urządzenia na uszkodzonej skórze lub skórze poddanej operacji chirurgicznej.
- Nie stosuj urządzenia na znamionach, brodawkach, wrosniętych włosach lub podrażnionej skórze.
- Nie stosuj urządzenia w okolicach oczu i ust.
- Nie stosuj urządzenia jeśli jesteś zupełnie lub częściowo nadwrażliwy na światło.
- Nie stosuj urządzenia jeśli doświadczyłeś oparzenia słonecznego w ciągu ostatnich 2 tygodni.
- Nie stosuj urządzenia punktowo więcej niż 3 x dziennie. Częstsze stosowanie może doprowadzić do poparzeń lub uszkodzeń skóry. Przerwa między kolejnymi zabiegami powinna trwać minimum 4 godziny.
- Nie stosuj urządzenia opisanymi w niniejszej instrukcji, jeśli nie zauważysz żadnych zmian (zaczerwienienia lub podrażnienia) w miejscach, gdzie wykonywany był uprzednio zabieg, możesz rozpocząć zabieg na twarzy przy użyciu przeciwtądzikowego niebieskiego światła LED.
- Nadmierne używanie urządzenia może spowodować podrażnienie. Temperatura urządzenia nie przekroczy 40°C, jeśli jest używane w temperaturze pokojowej, ale może spowodować dyskomfort skóry lub zaczerwienienie.
- Jeśli po użyciu zauważysz pogorszenie się stanu skóry (nieprzemijające napięcie, dyskomfort, podrażnienie, zaczerwienienie, pieczenie skóry itd.), niepożądane skutki uboczne lub nieustające zaczerwienienie, natychmiast zaprzestań stosowania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem. Jednakże tymczasowe, umiarkowane zaczerwienienie po użyciu jest normalną reakcją skóry.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego z niebieskim światłem, ponieważ może spowodować uszkodzenia oka.
- Nie dopuszczaj dzieciom korzystanie lub zabawę urządzeniem. ESPADA™ nigdy nie była poddana testom w kierunku stosowania jej przez dzieci i może przyczynić się do powstania uszkodzeń w skórze, tymczasowych zaczerwienień lub zmian w pigmentacji skóry (hipo i hiperpigmentacji) lub uszkodzeń wzroku.
- Należy zachować odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci, tak jak i tych o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Nie korzystaj z urządzenia ESPADA™ wraz z innymi osobami. Dzielenie urządzenia może spowodować przeniesienie się bakterii.
- Nie korzystaj z urządzenia jeśli jest widocznie uszkodzone i nigdy nie próbuj otwierać lub naprawiać urządzenia. Może to spowodować zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia, a także poważne uszkodzenia oczu, poaż oraz śmiertelne porażenie prądem.
- Urządzenia nie powinny używać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
- Osoby cierpiące na migreny w ostatnich dwóch latach nie powinny stosować tego urządzenia.
- Nie stosuj urządzenia w okolicach gruczołów tarczycy, ponieważ może stymulować jej wzrost.
- Jeśli przyjmujesz leki przeciwbólowe lub sterydy, stosowanie urządzenia może spowodować nadwrażliwość na światło.
- Nie należy stosować jeśli w ciągu 6 miesięcy były przyjmowane zastrzyki sterydowe lub planuje się ich przyjmowanie.
- Należy zachować ostrożność i ostrożność i poparzeń skóry, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, które jest w stanie przegrzania. Trzymaj z dala od aerozoli.

Przewlekłości

- Nie stosuj urządzenia jeśli w przeszłości nastąpiły napady lub reakcje spowodowane światłem.
 - Nie stosuj urządzenia na podrażnioną lub pokąty podrażnioną zmianami nowotworowymi powierzchni skóry, ponieważ może to spowodować opóźnienie procesu leczenia tych zmian.
- Charakterystyczne objawy zmian nowotworowych:
- Asymetria: zmiana kształtu znormalnego z okrągłego na niesymetryczny
 - Brzegi: nierówne lub postępowanie
 - Kolor: różniący się od otoczenia na jednym obszarze od drugiego: ściemnienie, rozjaśnienie lub różne

zabawianie na jednym miejscu (czasem białe, różowe, niebieskie)

• Rozmiar: zarysowany (nie zawsze) kabelk zamykający od 6 mm (średnica gumki od ołwika)

• Kształt: niekiedy krótkie owalowe, czasem okrągłe, które nie wolno zgagiennu

LADOWANIE: Twoje urządzenie FOREO ładuje się za pomocą dedykowanego kabla USB. Zalecamy korzystanie z ładowarek typ: EDC60950. Pełne ładowanie przez 1,5 godziny wystarcza na sto 30-sekundowych zabiegów. Podczas ładowania lampka kontrolna będzie nieprzerwanie migać. Gdy bateria jest w pełni naładowana, lampka będzie świecić światłem stałym. Gdy bateria jest w dużym stopniu naładowana, lampka kontrolna nieprzerwanie miga.

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne. Nie korzystaj z urządzenia FOREO podczas ładowania, i NIE ładuj go ponad 24 godziny. Nie stosuj urządzenia oraz złączonego do niego kabla, gdy są uszkodzone. Używaj kabla dostarczonego wyłącznie z tym urządzeniem. Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem, nie zostawiaj urządzenia w miejscach, gdzie może wpaść do wody. Urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania, należy natychmiast odłączyć je od ładowania. Kabel podczas ładowania powinien być trzymany z dala od nagrzanych powierzchni. Nie wprowadzaj żadnych przedmiotów w otwory urządzenia. Nie stosuj urządzenia jeśli kabel ładowania lub port ładowania jest uszkodzony.

KONSERWACJA I BEZPIECZESTWO: Aby utrzymać urządzenie FOREO w optymalnym stanie, polecamy czyścić powierzchnię urządzenia ESPADA™ po każdym użyciu. Przemij urządzenie mydłem, szpatką ciepłą wody i wysuszyć za pomocą ręcznika lub szmatki białej. Wykaszania optymalnych rezultatów czyszczenia zalecamy użyć Spray do silikonu od FOREO. NIGDY nie stosuj do czyszczenia produktów zawierających alkohol, benzol lub aceton, ponieważ mogą się przyczynić do uszkodzenia silikonu.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA: FOREO udziela 2-letniej gwarancji na niniejsze urządzenie, licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów, tak jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji. Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważył usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO odda własnego urządzenia, bezpłatnie w wymiarze urządzenia. Rozszerzenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętego gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego. Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zgłosić w sprawie na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNICZKI: Użytkowniczka użytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzieleniami systemami zbierania odpadów). Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na ostatniej stronie znajduje się instrukcja wyjmowania baterii.

BATERIA: Zalecamy systematyczne użycie urządzenia w celu prawidłowego działania baterii.

W celu zachowania żywotności baterii, ESPADA™ powinna być ładowana co najmniej co 2 miesiące.

POCĘTAK KORISTENUA: Owa książka sadii osnove upute za koristenje; za ostale informacije posietite foreo.com/support.

UPOZORENJE: Preinale ogv ureadja niso dopustene. Molimo PROCIJATE SVE UPUTE PRIJE KORISTENJA UREDAJA. Koristite ovaj uređaj samo za upotrebu opisanu u ovom priručniku.

NAMJENA: ESPADA™ dizajnirana je za kućno liječenje kože na umjereno upaljenoj koži na području lica, a prikladna je za sve tipove kože. ESPADA™ brzo, nježno i učinkovito uklanja bakterije koje uzrokuju nastanak akni i ublažava crvenilo ostavljajući kožu čistom, zdravom i glatkom na dodir.

Prikladno za:

- Blage akne (prštići, miteseri i papule)
- Umjerene upalne akne (upaljene i osjetljive nakupine gnoj)

• "Tonic" pulsacije: kada se uređaj upravlja, pulsacije su slabije jakne, no kada uređaj dođe do 2. tonusa, intenzitet pulsacija se povećava kako bi više plavog svjetla prodriilo dublje u pore i kako bi se povećala učinkovitost djelovanja. Kada se uređaj odmaka od kože, intenzitet pulsacija će se automatski smanjiti.

• Precizno lasersko svjetlo (crveno svjetlo u obliku kruga) – cilja područje koje želite tretirati. Uključuje se kada je uređaj dobio potrebnu količinu energije i uključuje se kada ga držite u položaju 2. tonusa.

• Ugradien brojčani prikaz 30-sekundni uređaj će se zaustaviti ako bi držite kožu pojedine rutine i prelagaz na sljedeće mjesto koje želite tretirati.

• Ako uključeni uređaj prisloniti uz kožu, upadati će se nakon 1 minute. **KORISTENUE ESPADA™ UREDAJA:** Koristite uređaj, ostavite ga na 2 minute i pritisnite kožu. Želite sredinju tipku kako biste uključili uređaj. Formo precizno lasersko svjetlo, usmjerite ga na područje koje želite tretirati. Nježno prislonite uređaj na prstić i ostavite da djeluje 30 sekundi. Nakon 30 sekundi, osjetit ćete kratku stanicu pulsacija koja označava kraj tretmana. Ovisno o stanju prstića možete tretirati više od jednog puta. Za blage akne primijenite 2 tretmana po 30 sekundi, a za umjerene akne primijenite 3 do 4 tretmana. Premjestite uređaj na drugi prstić koji želite tretirati i ponovite postupak. Između tretmana nije potrebno gasiti uređaj. VAŽNO: OSJEĆAJ TOPLINE NAKO: Za vrijeme tretiranja kože moguće je osjetiti toplinu. To je normalna pojava i ne predstavlja razlog za brigu. TRENUTACNO CRVENILO: Na koži se može javiti lagano crvenilo koje će izbjediti tijekom 24 sata. TRENUTACNO PROMJENA PIGMENTA KOŽE: Ako primijenite lagano promjenu pigmenta kože je prisutna duže od 24 sata, prestanite s korištenjem ESPADA™ uređaja.

Prije prvog tretmana napravite jednostavni test kompatibilnosti. Prije tretiranja lica uređaj testirajte na manje osjetljivoj površini kože, kao što je unutrašnjost nadlaktice. Detaljne upute pronadite u priručniku KORISTENUE ESPADA™ UREDAJA. Pričekajte 24 sata i provjerite tretirano područje. Ako ne primijetite nikakvu reakciju (crvenilo ili iritaciju kože) između tretirane i n tretirane kože, možete početi s upotrebom tretmana plavom svjetlošću za uklanjanje akni.

UPOZORENJE

- U slučaju da imate bilo kakvih zdravstvenih problema, prije upotrebe ESPADA™ uređaja, savjetuje se s dermatologom.
- NEMOJTE koristiti uređaj kod vrlo izraženih, čistih i nodularnih akni.
- NEMOJTE koristiti uređaj na osjetljivoj koži ili koži podvignutog operaciji.
- NEMOJTE koristiti uređaj na madežima, bradavicama, uraslim dlačicama i iritiranoj koži.
- NEMOJTE koristiti uređaj na području usana i očiju.
- NEMOJTE koristiti uređaj ako ste posebno osjetljivi na svjetlost.
- NEMOJTE koristiti uređaj ako ste imali opekline od sunca u protekla 2 tjedna.
- NEMOJTE koristiti uređaj na istom području više od 3 puta dnevno. Čakša upotreba može dovesti do opekline ili oštećenja. Između svakog tretmana potrebna je stanica od minimalno 4 sata.
- NEMOJTE koristiti uređaj duže od 2 minute na jednom prstiću. Preterano korištenje može dovesti do oštećenja kože.

• Preporučena uporaba izvan preporučenog vremena trajanja tretmana može zaprijetiti. Ako se koristi na sobnoj temperaturi, temperatura uređaja neće biti veća od 40°C, ali može izazvati nelagodnu i dugotrajnu crvenilo.

• Ako nakon korištenja uređaja primijetite pogoršanje kože (koža je napeta, neugodna, iritirana, crvena, peče, itit), neželjene nuspojave ili druge crvenilo, prekinite upotrebu i savjetujte se s liječnikom. Međutim, privremeno blago crvenilo nakon korištenja je normalno.

• Uvijek nemojte izravno gledati u plavo svjetlo jer ono može oštetiti oko.

• NEMOJTE dopustiti dječju korištenje ESPADA™ uređaja. Uređaj nije testiran na dječju kožu i može izazvati nježno oštećenje, poput trenutačnog crvenila ili promjene pigmenta kože (hipo i hiperpigmentacija) kao i oštećenje očiju.

• Osobama sa smanjenom fizičkom i mentalnom sposobnošću treba biti osigurana supervizija kao i sigurnosne upute za korištenje uređaja.

• NEMOJTE dijeliti ESPADA™ uređaj s drugima. Dijeljenjem uređaja mogu se prenijeti bakterije s jedne osobe na drugu.

• NEMOJTE koristiti uređaj ako je vidno oštećen i nikada ga nemojte otvarati ili popravljati jer to može rezultirati ozbiljnim oštećenjima očiju pa čak i strujnim udarom.

• Trudnice ili dojilje ne bi smjele koristiti ovaj uređaj.

• Osobe koje su u zadnje dvije godine patile od migrene ne bi smjele koristiti ovaj uređaj.

• NEMOJTE koristiti predstavlja jer to može dovesti do stimulacije rasta.

• Ako uzimate lijekove ili steroide za bol ili kožne bolesti koje uzrokuju osjetljivost na svjetlost, korištenje ovog uređaja može dovesti do fotosenzibilizacije.

• Nemojte koristiti uređaj na području na kojem ste u posljednjih šest mjeseci primili injekciju. Korištenje uređaja na tom području može dovesti do fotosenzibilizacije.

• Ako uređaj do pregrijavanja, kako bi se spriječio požar ili opekline, odmah isključite uređaj te držite podalje od aerosol proizvoda.

Kontraindikacije

- NE KORISTITE ako ste u prošlosti imali napade ili reakcije uzrokovane svjetlom.
- NE KORISTITE ovaj uređaj na područjima kože za koje sumnjate ili su zahvaćene ozbiljnim bolestima jer može usporiti odgovorajući tretman.

Tipične karakteristike potencijalno kancerogenih kćerki lezija/mrlja/zraslina su:

- Asimetričnost: jedna polovica neobičajne kožne površine je drukčija od druge

- Rubov: nepravilni rubovi
- Boja: variëra (dodet) sluckaja, boje se kreću od svijetlosmeđ, smeđe, pa sve do crne (ponekad i bijele, crne, plave)
- Promjer: obično (kao na uvijeku) oko 6mm (promjer gumice na vrhu olovke)
- Krvarjenje: pacijenta izasla (kao krvari i neče zacijeliti)

PUNJENJE: FOREO uređaj može se puniti USB kablom koji je uključiv u pakiranje. Za punjenje ESPADA™ uređaja preporuča se korištenje IEC60950 standarda. Jedan i pol sat punjenja u potpunosti napuni bateriju koja omogućuje do 100 tretmana u trajanju od 30 sekundi. Tijekom punjenja indikator svjetlosti će bljeskati. Kada je baterija puna, indikator svjetlost će neprekidno svijetliti. Kada je baterija prazna, indikator svjetlosti će bljeskati.

PAŽNJA: Prije punjenja uređaja, obavezno provjerite jesu li utori za punjenje i punjač suhi. NEMOJTE koristiti FOREO uređaj tijekom punjenja i NEMOJTE ga puniti dulje od 24 sata. Nemojte koristiti uređaj ni punjač ako su oštećeni i koristite samo punjač koji ste dobili od FOREO uređajem. Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara, ne stavljajte uređaj na mjesta na kojima bi mogao doći u dodir s vodom. Ako uređaj tijekom punjenja slučajno padne u vodu, odmah ga isključite. Kabel je potrebno držati podalje od svih zapaljenih površina. Nikada ne stavljajte uređaj u otvore uređaja. Nemojte koristiti uređaj ako su punjač ili kabel oštećeni ili rade nepravilno.

ODRŽAVANJE I SIGURNOST: Da biste što bolje očuvali svoj ESPADA™ uređaj, preporučujemo da površinu za tretman očistite nakon svakog korištenja. Operite uređaj sapunom, isperite toplom vodom i osušite mekanim ručnikom koji ne ostavlja dlake. Preporučujemo da uređaj poprskate FOREO tekućinom za čišćenje silikona za najbolje rezultate. NIKADA nemojte koristiti proizvode za čišćenje na bazi silikona ili one koji sadržavaju alkohol, benzin ili aceton jer oni mogu oštetiti silikon.

OGRAĐENOST 2-GODIŠNJE JAMSTVO: FOREO jamči za ovaj uređaj u razdoblju od DVIJE (2) GODINE od datuma kupnje, za sve nedostatke uzrokovane pogrešnom izradom ili materijalima, a koji se javljaju prilikom normalnog korištenja uređaja. Jamstvo obuhvaća sve dijelove uređaja koji utječu na funkciju njegovog ispravnog rada. Jamstvo NE POKRIVA estetska oštećenja uzrokovana trošenjem uređaja, kao ni štete nastale uslijed nezgode, pogrešnog rukovanja i nemara. Svakli pokušaj otvaranja ili rastavljanja uređaja (ili njegovih dodataka) poništiti će ovo jamstvo. Ako otkrijete kvar i obavijestite FOREO tijekom jamstvenog razdoblja, FOREO će Vam o svom trošku zamijeniti uređaj besplatno. Prigovori utorničara jamstvenog razdoblja moraju biti potkrijepljeni utemeljenim dokazima koji ukazuju da je datum prigovora utorničara jamstvenog razdoblja. Kako biste ostvarili jamstvo, molimo Vas da čuvate originalni račun zajedno s jamstvenim listom tijekom razdoblja jamstva. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju, registrirajte se i prijavite na svoj račun na www.foreo.com, a zatim odaberite opciju za ostvarivanje jamstvenog prava. Troškovi dostave se ne refundiraju. Ova obaveza je propisana zakonskim pravom potrošača i ne utječe na ta prava na bilo koji način.

INFORMACIJE ZA ODLAGANJE: Zbirnjanje stare elektroničke opreme (prema propisima Europske unije i ostalih europskih zemalja sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada). Precrtani simbol kante za otpad ukazuje da je ovaj uređaj ne smije odlagati zajedno s kućnim otpadom, već se mora odložiti na pripadajuće mjesto za recikliranje elektroničke i elektroničke opreme. Za uputstvo o zamjeni baterije, molimo pogledati zadnju stranicu.

BATERIJE: Za najbolje rezultate i pravilan rad uređaja, preporuča se redovito korištenje. Radi održavanja baterije, ESPADA™ se trebala puniti bar svaka 3 mjeseca.

AAN DE SLAG: Dit boekje bevat alle basisinstructies, voor additionele product informatie, ga naar www.foreo.com.

WAARSCHUWING: Aanpassing van dit apparaat is niet toegestaan.

Gelieve ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOOR GEBRUIK. Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals staat beschreven in deze handleiding.

BEOOGD GEBRUIK: De ESPADA™ is ontwikkeld om als een thuis apparaat te worden gebruikt voor de behandeling van milde tot matige ontsteking van acne op het gezicht. Het apparaat is veilig te gebruiken voor alle huidtinten. De ESPADA™ vermindert acne verozakende bacteriën snel, niet agressief en effectief door vlekken en opholingen te verwijderen, zodat een heldere, soepelere en gezondere huid zichtbaar wordt. Geschikt voor:

- Milde acne (witte en zwarte kopjes, puistjes)
- Matige ontsteking van acne (ontstoken, gevoelige buities gevuld met pus)

Na blauw LED) licht – voor het doden van acne bacteriën. Knippert 3 keer om het begin van elke routine aan te geven. Ledere keer dat de ESPADA™ wordt aangezet, voert het een zelf-check uit om ervoor te zorgen dat de blauwe LED uitstoot op het juiste niveau blijft voor gebruik. Indien het van de huid wordt gehaald zal het licht automatisch worden uitgeschakeld.

- T-Sonic™ pulsaties – als het apparaat is ingeschakeld zijn de pulsaties op een lage snelheid en als het de huid raakt, zal de snelheid worden verhoogd waardoor meer blauw licht de poriën kan doordringen voor verhoogde effectiviteit. Als het apparaat van de huid wordt gehaald, zullen de pulsaties automatisch op een lagere snelheid komen.
- Doelgerichte licht (rood kruisvormig) – mikt de precieze plek waarop je de behandeling wilt toepassen. Actief wanneer het apparaat uit de buurt van de huid is en schakelt uit wanneer het apparaat de huid raakt.
- Elke 30 seconden zal het apparaat zijn pulsaties pauzeren en knipperen om het einde van iedere routine aan te geven. Na de pauze dient het apparaat naar een volgend behandelingsgebied te worden verplaatst.
- Als het apparaat geen contact met de huid maakt, wordt de snelheid van de ingeschakelde, schakelt hij na 3 minuten automatisch uit. Het apparaat knippert 3 keer om het einde van de routine aan te geven.

GEBRUIK VAN HUID ESPADA™ Reinig en droog de huid grondig. Verwijder het apparaat te gebruiken. Druk eenmaal op de centrale knop om het apparaat te bedienen. Richt het op het puntje dat je wilt behandelen met het targeting light dat op de huid wordt geprojecteerd. Precisie. Plaats het apparaat voorzichtig op het puntje en houd het daar gedurende 30 seconden en wacht tot de draaiende timer aangeeft dat de behandeling klaar is. Pustjes kunnen meerdere 30 seconden routines ondergaan, afhankelijk van de ernst. Bij lichte acne, gebruik twee 30 seconden routines. Bij matige acne, 3 tot 4 routines. Verplaats het apparaat naar een ander puntje dat je wilt behandelen, indien aanwezig, en herhaal de procedure. Het apparaat hoeft niet uitgeschakeld te worden tussen behandelingsgebieden. LET OP: HUID WAARTE: De huid kan warm aanvoelen tijdens de behandeling, dit is geen reden tot bezorgdheid gezien dit normaal is. TUEDELJKE ROODHEID VAN DE HUID: De huid kan een lichte roodheid ontwikkelen die binnen 24 uur verdwijnt. TUEDELJKE VERKLEURING VAN DE HUID: Als de huid een lichte verkleuring ontwikkelt die meer dan 24 uur duurt, stop dan met het gebruik van de ESPADA™.

Voor je te behandeling doe je een eenvoudige compatibiliteitstest. Test het apparaat op een minder kwetsbaar gebied, zoals de binnenarm, alvorens met de behandeling op het gezicht te beginnen door de exacte HOW TO USE instructies te volgen. Wacht 24 uur en controleer het behandelde gebied. Als je geen enkel verschijnsel (roodheid of irritatie van de huid) tussen de behandelde en onbehandelde huid opmerkt, kun je beginnen met de Blue Light Acne-Behandeling.

WAARSCHUWINGEN

- Indien je medische klachten hebt, raadpleeg eerst je dermatoloog voordat je de ESPADA™ gaat gebruiken.
- Gebruik het apparaat NIET op ernstige, knobbelige of gezwollen acne.
- Gebruik het apparaat NIET op en/of laat NIET in contact komen met blauw licht of de huid of huid dat een operatie heeft ondergaan.
- Gebruik het apparaat NIET op wratten, ingesnoede haren of geïrriteerde huid.
- Gebruik het apparaat NIET in en rondom het gebied van de ogen en lippen.
- Gebruik het apparaat NIET als je overgevoelig bent voor licht.
- Gebruik het apparaat NIET als je in de afgelopen 2 weken bent verbrand door de zon.
- Pas de behandeling op een bepaalde plek NIET vaker dan 3 keer per dag toe. Vaker gebruik kan brandwonden of schade aan de huid veroorzaken. Houd een minimum van 4 uur tussen elke behandeling.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 2 minuten op het puntje. Overmatig gebruik kan tot huidbeschadiging leiden.
- Overmatig gebruik buiten de aanbevolen behandelingslocatie kan ervoor zorgen dat het apparaat warm wordt. De temperatuur van het apparaat zal hoger worden dan 40°C bij gebruik bij kamertemperatuur, maar kan ongemak of landrucht veroorzaken.
- Als je na het gebruik van het apparaat een verergering van de huid (huid voelt gespannen, onaangenaam, geïrriteerd, rood, branden, etc.), ongewenste neveneffecten of landrucht roodheid ervaart, stop dan met het gebruik van het apparaat en raadpleeg je arts. Echter, een tijdelijke, milde roodheid na gebruik is normaal.
- Kijk nooit direct in het blauwe licht omdat dit tot oogletsel zou kunnen leiden.
- Laat kinderen de ESPADA™ NIET gebruiken. De ESPADA™ is niet getest op kinderen en kan licht beschadigingen veroorzaken zoals tijdelijke roodheid of pigment veranderingen (hypo- en hyperpigmentatie) of hun ogen aantasten.
- Voor veilig gebruik dient goed toezicht en instructies worden gegeven aan personen met verminderde fysieke en mentale vermogens.
- Deel de ESPADA™ NIET met andere mensen. Gezamenlijk gebruik van het apparaat kan bacteriën van de ene naar de andere persoon overdragen.
- Gebruik het apparaat NIET als deze zichtbaar is beschadigd, en probeer het apparaat nooit te openen of te repareren. Dit kan leiden tot schade of defecten aan het apparaat, ernstig oogletsel of huidletsel, brand, of mogelijk een fatale elektrische schok.
- Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven moeten dit apparaat niet gebruiken.
- Personen die in de afgelopen twee jaar migraine hebben gehad, moeten dit apparaat niet gebruiken.
- Gebruik niet over een schildklier, omdat dit kan resulteren in een groei stimulerende.

- Als u medicijnen of steroïden tegen pijn of huidandoeningen gebruikt die lichtgevoeligheid veroorzaken, kan het gebruik van dit apparaat tot een lichtgevoelige reactie leiden.
- Gebruik niet op of in de buurt van een steroïde injectie van de afgelopen zes maanden. Dit kan resulteren in een lichtgevoelige reactie.
- Om brand of ernstige brandwonden te voorkomen, moet het apparaat onmiddellijk uitzet worden wanneer het overhit begint te raken. Houd uit de buurt van spuitbussen.

Contra-indications

- Niet gebruiken als u een beroerte heeft gehad die door licht is veroorzaakt.
- Gebruik dit apparaat niet op een verdacht of kwaadaardig letsel aangezien dit de juiste medische behandeling kan vertragen.

Typische kenmerken van potentiële kankerletsels zijn onder meer

- **Asymmetrie:** de ene helft van het abnormale huidgebied verschilt van de andere helft
- **Borders:** onregelmatige randen
- **Kleur:** varieert van het ene gebied naar het andere met verschillende tinten, bruin of zwart (soms wit, rood, blauw)
- **Diameter:** gewoonlijk (maar niet altijd) groter dan 6 mm (diameter van een potlood gum)
- **Bloeden:** Elke huidgroei die bloedt of niet zal genezen

OPPLADEN: Je FOREO apparaat is oplaadbaar met de meegeleverde USB-kabel. Het wordt aanbevolen om IEC60950 standaard voedingen te gebruiken om de ESPADA™ op te laden. Volledig opgeladen in 1,5 uur biedt ongeveer 100-30 seconden behandelingen.

ET OP: Alvorens het opsladen, zorg ervoor dat de opsladpoort en oplader vrij zijn van water. Gebruik **nooit** FOREO apparaten **NIET** tijdens het opsladen, en laad het NIET langer dan 24 uur. Gebruik het apparaat of de oplader **nooit** als ze beschadigd zijn, en gebruik het apparaat alleen in combinatie met de door FOREO meegeleverde oplader. Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, dient u het apparaat niet op plekken te plaatsen waar het in water of andere vloeistof kan vallen. Als het apparaat per ongeluk in het water valt, verwijdert u het opsladen en u het apparaat meteen ontkoppelen. Houdt het opslad snoer uit de buurt van alle verwarmde oppervlakken. Steek nooit een voorwerp in de openingen van het apparaat. Gebruik dit apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het niet goed werkt.

ONDERHOUD EN VEILIGHEID: Om jouw FOREO apparaat in optimale conditie te houden, raden wij je aan het behandeloppervlak van de ESPADAM[®] na elk gebruik te reinigen. Reinig het apparaat met zeep, spoel af met warm water en droog af met een zachte, pluisvrije doek of handdoek. Wij adviseren FOREO's Siliconen Schoonmaakspray te gebruiken voor optimaal resultaat. Gebruik om het apparaat schoon te maken NOOIT schoonmaakmiddelen die op siliconen gebaseerd zijn of alcohol, benzine of aceton bevatten.

JAAR FABRIEKSGARANTIE: FOREO verzekert dit apparaat voor een periode van TWEE (2) JAAR vanaf de originele aanschaffdatum tegen defecten als gevolg van een productie- of materiaalfout voortvloeiend uit normaal gebruik van uw apparaat. De garantie dekt onderdelen die de werking van het apparaat beïnvloeden. Het dekt geen cosmetische schade veroorzaakt door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Elke poging om het apparaat (of bijbehorende accessoires) te openen of te hakken zal de garantie ongeldig verklaren. Als u een defect ontdekt en FOREO op de hoogte stelt gedurende de garantieperiode, zal FOREO, naar eigen inzicht, het apparaat kosteloos vervangen. Elke garantieclaim dient te worden ondersteund met de gefundeerde bewijzen dat de datum van de claim binnen de garantieperiode valt. Om uw garantie te valideren, bewaart u het originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden gedurende de volledige garantieperiode. Om aanspraak te maken op uw garantie, dient u zich te registreren en in te loggen met uw account op www.foreo.com, en vervolgens de optie om nemen garantieclaim in te dienen te selecteren. Transportkosten worden niet vergoed. Deze verplichting is een toevoeging aan uw statutaire rechten als consument en heeft op geen enkele wijze invloed op uw rechten als consument.

INFORMATIE OVER HET WEGGOOIEN VAN DIT APPARAAT: Weggooiën van oude elektronische apparatuur (toepasbaar in de EU en andere Europese landen met afzonderlijke afvalverzamelingsystemen). Het doorgestreepte symbool van de container geeft aan dat dit apparaat niet behandeld dient te worden als huishoudelijk afval, maar ingeleverd dient te worden bij verzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Zie achterkant pagina voor instructies om de batterij te verwijderen.

BATTERIJ ZORG: Het is raadzaam om het apparaat regelmatig te gebruiken om een goede prestatie te garanderen. De ESPADA™ moet ten minste elke 3 maanden volledig worden opgeladen om de batterij in goede staat te houden.

ВВЕДЕНИЕ: Данный буклет содержит все необходимые инструкции. Дополнительную информацию о продукте вы можете найти на сайте FOREO в разделе foreo.com/support.

ВНИМАНИЕ! Модификации данного прибора запрещены.
Пожалуйста, внимательно ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА.
Используйте прибор только по назначению, описанному в данной инструкции.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: Откройте для себя все прелести профессионального лечения легкой и умеренной форм угревой сыпи и акне в домашних условиях вместе с ESPADA™. Прибор

подходит для любого тона кожи. ESPADA™ быстро и эффективно избавит кожу от бактерий, провоцирующих воспаление, и очистит лицо от покраснений и акне. С ESPADA™ Ваша кожа станет заметно более чистой, гладкой и здоровой.

Рекомендован для:

- Лёгкая форма акне (белые и черные точки, узелки)
- Умеренная форма акне (воспалённые гнойные бугорки)

Вспышки (LED) свет. – Помогает уничтожить бактерии, вызывающие акне. Активируется при соприкосновении прибора с кожей. Лампочка индикатора мигает 3 раза, свидетельствуя о начале каждой новой процедуры. Включённый прибор ESPADA™ автоматически контролирует уровень излучения голубого света LED так, что он не всегда остаётся безопасным для Вашего здоровья. При отстранении прибора с кожи, свет автоматически

- T-Sonic™ пульсация. – Когда устройство включено, его пульсация будет находиться на низкой скорости, но при соприкосновении с кожей, интенсивность будет увеличиваться, таким образом больше синего света может проникать в поры для непревзойденной эффективности. Отстраняя прибор от кожи, пульсация вернется к изначальной настройке с более низкой интенсивностью автоматически.

- Прицельная подсветка (красного цвета в форме X) – Помогает Вам направить прибор именно в ту точку, которая нуждается в лечении. Активируется, когда прибор не касается кожи, и выключается при контакте с ней.

• Встроенный таймер – Каждые 30 секунд пульсации приостанавливаются, что означает окончание процедуры в данной точке. Как только Вы почувствуете аузу в работе прибора.

- Включенный прибор, который не касается кожи, минута

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ESPADA™. Перед использованием прибора, тщательно очистите и насухо вытрите лицо. Включите прибор нажатием на центральную кнопку. Наведите «прицел» ESPADA™ на

показаниями кожной температуры, нуждающейся в лечении, приложить прибор к коже в течение 24 часов. Через 24 часа встаньте в полный ящик и измерьте показания прибора. Если показания прибора не достигли желаемых значений, повторите процедуру. Если показания прибора достигли желаемых значений, достаточно 30-минутной процедуры, а для воздействия на умеренные формы acne по-прежнему требуется 24-часовая процедура. Повторите прибор на другие воспаленные (acne) участки, нуждающиеся в лечении, и повторите процедуру. ПРИМЕЧАНИЕ: ТЕМПЕРАТУРА КОЖИ: На протяжении сеанса лечения Ваша кожа может казаться более теплой – это нормально, и не должно вызывать признаков дискомфорта. Если Вы чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите процедуру. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПОКАЗАНИЯ КОЖИ: Процедура лечения может вызвать покраснение кожи, которое должно исчезнуть в течение 24 часов. ВРЕМЯ НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ ЦВЕТА КОЖИ. Если с момента появления покраснения Вы заметили изменение цвета кожи, продолжайте использовать прибор 24 часа. Прекратите пользоваться прибором ESPADA™. Проведите тест на совместимость между прибором и Вашим сеансом лечения. После использования прибора на коже лица, протестируйте его на менее чувствительной части тела, например запястье, чтобы убедиться, что Вы следуете пошаговой ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. Через 24 часа проверьте тестируемый участок кожи. Если Вы не заметили никаких изменений (покраснений или раздражений), можете смело начать лечение на остальных участках лица.

ВНИМАНИЕ!

- Если у Вас возникли дополнительные медицинские вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием ESPADA™.
- НЕ используйте прибор для лечения тяжелой формы акне, а также узловой и кистозной форм акне.

- ИЗБЕГАЙТЕ контакта прибора с повреждённой или подвергшейся операционному вмешательству кожей.

- НЕ допускайте контакта прибора с родничками, бордовками, вросшими волосами или раздраженной кожей.
- НЕ допускайте контакта прибора с кожей вокруг глаз и губ.
- НЕ используйте прибор, если Вы особенно чувствительны к свету.
- НЕ используйте прибор при солнечных ожогах в течение 2-х недель.
- НЕ применяйте прибор на одном и том же участке кожи более 3-х раз в день. Более частые процедуры могут привести к ожогам кожи или другим повреждениям.
- Время процедуры лечения не должно быть менее 4-х часов.
- После обработки одного проявления акне НЕ ДОЛЖНО превышать 20 минут.
- Чрезмерное использование прибора может привести к травмам кожи.
- Чрезмерное использование прибора, превышающее рекомендованное время

создания может привести к временному нагрыванию прибора. Температура прибора не поднимается выше 40 градусов Цельсия при использовании при комнатной температуре, что в редких случаях может вызвать небольшой дискомфорт или покраснение кожи.

- Если после сеанса лечения Вы почувствуете ухудшение состояния кожи (длительное покраснение, раздражение, жжение, чувство стянутости кожи или дискомфорта), прекратите использование прибора и обратитесь к лечащему врачу. Однако, учтите, что временное покраснение после процедуры - естественно.
- Никогда не смотрите прямо на синий свет – это может привести к травме глаз.
- Прибор ESPADA™ НЕ предназначен для использования детьми. ESPADA™ не тестирована детьми и может привести к травмам чувствительной детской кожи, таким как временное покраснение или изменение пигмента (гипо- и гиперпигментация), а также травме глаз.
- Надлежащий контроль и инструктаж по безопасному использованию прибора необходим людям с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Прибор предназначен ТОЛЬКО для ЛИЧНОГО пользования. Совместное пользование прибором может привести к передаче бактерий от одного человека к другому.
- НЕ используйте прибор, если он поврежден. Никогда не пытайтесь открыть или отремонтировать прибор самостоятельно во избежание получения серьезных травм кожи и глаз, или фатального электрошока. Подобные действия могут привести к повреждению прибора, возгоранию, получению серьезных травм глаз и кожи, а также поражению электрическим током с возможным смертельным исходом.
- Прибор противопоказан к применению беременным и кормящим женщинам.
- Прибор противопоказан к применению лицам, страдающим от мигрени в течение последних двух лет.
- НЕ допускайте контакта прибора с цитовидной железой, так как это может привести к её увеличению.
- Если Вы принимаете обезболяющие препараты или стероиды для лечения болевых симптомов или несовершенств кожи, использование прибора в данном случае может привести к светочувствительной реакции кожи.
- НЕ применяйте прибор на участках кожи, подвергшихся стероидным инъекциям в последние 6 месяцев. Использование прибора может привести к светочувствительной реакции кожи.
- Во избежание возгорания или ожогов немедленно выключите прибор, если он перегрет. Не храните рядом с аэрозолями.

Противопоказания

- НЕ используйте, если у вас случались приступы фотосенситивной эпилепсии.
- НЕ используйте прибор на участках кожи с подозрительными или злокачественными воспалениями, так как это может отсрочить выздоровление.
- Типичные признаки потенциальных злокачественных воспалений:
 - Асимметрия: один участок зоны кожной аномалии отличен от другого
 - Границы: неровные границы воспаления
 - Цвет: оттенки синего, коричневого и черного (иногда белого, красного, синего) цвета варьируются от одного участка кожной аномалии к другому
 - Диаметр: обычно, но не всегда, превышает 6мм в диаметре (размер ластика на кончике карандаша)
- Кровотечение: любые кровотокающие или незаживающие наросты на коже

Для зарядки ESPADA™ мы рекомендуем использовать зарядные устройства стандарта IEC60950. Понтора чаша зарядки обеспечивает проведение до 100 30-секундных процедур.

Для уменьшения риска получения электрошока не допускайте попадания прибора в воду или другие жидкости. Если прибор случайно упал в воду во время зарядки, немедленно отключите устройство от сети питания/розетки. Избегайте контакта кабеля зарядного устройства с горячими поверхностями. Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия прибора. Не используйте прибор если кабель или вилка зарядки были повреждены или возникли сбои в их работе.

УПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ: Для того чтобы Ваш прибор FOREO всегда находился в идеальном состоянии, мы рекомендуем всегда тщательно очищать поверхность ESPADA™ после каждого использования. Промойте прибор: водой с мылом и сполосните чистой водой. Для достижения наиболее оптимальных результатов мы рекомендуем использовать Очищающий Силикон Спрей от FOREO. НИКОГДА не используйте очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон, так как они могут повредить силикон.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА: Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских стран с системой раздельной утилизации мусора). Знак "перечеркнутый мусорный бак" означает, что данный прибор не может быть утилизирован как обычный бытовой отход, а должен быть сдан в пункт приема использованного электронического

и электронного оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Утилизация старого электронного оборудования (для стран Евросоюза и других европейских стран с системой раздельной утилизации мусора). Знак "перечеркнутый мусорный бак" означает, что данный прибор не может быть утилизирован как обычный бытовой отход, а должен быть сдан в пункт приема использованного электронического и электронного оборудования. Пожалуйста прочитайте инструкции по извлечению аккумулятора на обратной стороне ласта.

УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРОМ: Рекомендуется регулярно пользоваться прибором для обеспечения оптимальной работы до полного заряда каждые 3 месяца. Для поддержания аккумулятора необходимо зарядить ESPADA™ до полного заряда каждые 3 месяца.

BASLANGIC: Bu kitapçık tüm temel talimatları içermektedir; ürünle ilgili ek kaynaklar için foreo.com/support sayfasını ziyaret edin.

UYARI: Bu cihazı hiçbir şekilde ılgılgı ile verilmektedir.

Lütfen KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALIMATLARI OKUYUN. Bu ürünü, bu kılavuzla tarif edilmiş gibi tasarlanan kullanımı için kullanın.

TASARLANAN KULLANIM: ESPADA™ yüz bölgesinde hafif ıla orta derede enflematür akne tedavisi için evde kullanılmı cihaz olarak tasarlanmıştır. Bu cihaz her cilt tonunda güvenli kullanıldığında, yüzünüzü temizler, kızamıkçık, mđhaleşse olarak ve etkili biçimde akneye yol açan bakterileri ortadan kaldırmaktadır, böylece daha temiz, daha pürüzsüz ve daha sağlıklı bir cilt görölebilirsin.

Cihazın etkili olduğı alanlar:

- Hafif derede akne (beyaz başlar ve siyah başlar, papül)
- Orta derede enflematür akne (iltihaplı, irinle dolu hassas yumrular)

• Mavi (LED) ışık – akne bakterilerini öldürmek için. Cihaz cilde değdiğinde aktive olur. Cihaz, her seans başlangıcında belirtecek şekilde 3 kez yanıp sönür. ESPADA™ her açıldığında, mavi LED emisyonlarının kullanımı için uygun seviyelerde kalmasını sağlamak için kendi kendini kontrol eder. Deriden uzaklaştıldığında, ışık otomatik olarak kapanır.

• T-Sonic™ titreşimleri – cilt açıldığında, titreşimleri güçlü yoğunlukta olacaktır ve deriyi dokundukunda, yoğunluk artacak böylelikle etkiliğimizi artırmak için gözeneklere daha fazla mavi ışık penetratı edecektir. Cihaz ciltten kaldırıldığında, titreşimler otomatik olarak daha düşük yoğunlukla aynaya geri döner.

• Hedef alma işi (kırmızı hafif, bıçimli ılgık) – Tedaviyi uygulamak istediğiniz tam noktaya hedef alır. Cihaz deriden uzak olduğunda etkindir ve cilt cilde dokundukunda kapanır.

• Dahili zamanlayıcı – Her 30 saniyede cilt, titreşimleri duraklatarak ve her seansın sonunu göstermek için yanıp sönerektir. Duraklama hissedilmeden sonra, cihaz sonraki tedavi lekesine taşınmalıdır.

• Cihaz açıldığında ciltle tema etmiyorsa, 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

ESPADA™ NİZİ KULLANMA: Cihaz kullanıldan önce yüzünüzü temizleyin ve kurulayın. Cihaz etkileşime girmek için doğru düğmesine bir kez basın. Cihaz, net bir tedavi sağlayacak biçimde hedef alma işiyi tedavi etmek istediğiniz lekelerin üzerine doğrultun. Cihazı nazikçe lekelerin üzerine yerleştirin, 30 saniye boyunca orada tutun ve dahili zamanlayıcının balkım bittğinde dırış etmek vermesini bekleyin. Cildin cildiyetne başla olarak lekeler birden fazla 30 saniyelik seansa bittı tutulabilir. Hafızı sıvıcle için ıı 30 saniyelik seans uygulayın. Orta sıvıcle için 3-4 seans uygulayın. Cihazı tedavi etmek istediğiniz bir başla lekeye taşıyın ve prosedürü tekrarlayın. Tedaviler arasında cihazı kapatmaya gerek yoktur. NOT: CİLT SIKALIKÇI: Cilt tedavisinde sık alerjik reaksiyonlar, bu normaldir. Cilt için herhangi bir neden değildir. GEÇİCİ CİLT KIZAMIKÇI: Ciltte 24 saat içinde ortadan kaybolur. Cilt için herhangi bir neden değildir. GEÇİCİ CİLT SÖZMÖSİ: Ciltte 24 saat içinde ortadan kaybolur. Cilt için herhangi bir neden değildir. CİLT TAVANININ SONRA BAŞI: Bu prosedürün ardından ciltte kızamıkçık, mđhaleşse olarak ve etkili biçimde akneye yol açan bakterileri ortadan kaldırmaktadır, böylece daha temiz, daha pürüzsüz ve daha sağlıklı bir cilt görölebilirsin.

UYARILAR:

- Tıbbi endişeleriniz varsa ESPADA™'yı kullanmadan önce dermatoloğunuza danışın.
- Cihazı şiddetli, nodüler veya kistik akneler için KULLANMAYIN.
- Cihazı, yaralı cilt veya ameliyat geçirmiş cilt ile temas ettirmeyin ve cihazı bu gibi durumlarda kullanmayın.
- Cihazı, benler, siğiller, kıl dönmey, veya tahriş olmuş cilt için KULLANMAYIN.
- Cihazı göz ve dudak bölgesi içinde ve etrafında KULLANMAYIN.
- İşığa karşı özel olarak hassasiyetiniz varsa cihazı KULLANMAYIN.

請勿與他人分享使用ESPADM[®]。這可能導致病毒傳播。

產品應受即時消毒使用。請勿嘗試拆卸或維修本產品。這樣可能會造成產品損壞或功能失常，並可能導致嚴重的人員傷害。請牢記：嚴重者可引起致命的電擊。

孕婦和哺乳期婦女請勿使用本品。

過去兩年患有偏头痛的人士請勿使用本品。

請勿在甲狀腺上使用本品，這樣會刺激腺體增長。

如果您正在使用可造成光過敏的疼痛或肌疾藥物或類固醇，使用本品可能造成光過敏反應。

請勿在過去6個月內的類固醇注射處或附近使用本品，這樣將造成光過敏反應。

為防止燃燒或嚴重的灼傷出現，當產品損壞時請立即關閉產品。放置時請遠離噴霧產品。

充電：RUBS[®]產品可以通過內置USB端口充電。建議使用符合IEC60603標準的充電器。充電一個半小時，可使用100次，每次30分鐘。充電時，指示燈持續閃爍。電池充滿后，指示燈發出穩定的光。電池電量低時，指示燈1開始持續閃爍。

注意：充電前，請確保充電插頭和充電器干燥無水。請勿在充電時使用RUBS[®]產品。充電時間請勿超過24小時。請勿在產品或充電器損壞時充電。請使用產品配套的充電器。為降低電擊風險，請將產品放置於可能落入水中或其他液體的地方。如果產品充電時不慎落入水中，立即斷電。確保充電線遠離任何發熱表面。請勿在產品開口處插入任何物體。如果產品線或插頭受損或非常熱，請勿使用本品。

維護與安全：為保持RUBS[®]產品的最佳狀態，我們建議每次使用ESPADM[®]後清潔護理其表面。使用肥皂清洗產品表面，並用溫水沖洗。最後用柔軟的無毛布擦乾。我們建議使用RUBS[®]後將清潔液滴至達到最佳效果。請勿使用磨損性或含酒精、石油或揮發性的產品，因為這些物質可能會損害表面。

2年保質：RUBS[®]產品的質保期為自購買之日起兩年。任何正常使用因產品製造或材料缺陷引起的質量問題均屬於質保範圍。質保範圍包括影響產品功能的零部件質量問題，但不包括由於長期使用造成的外觀磨損或由於錯誤操作、疏忽或意外造成的磨損或損壞。任何嘗試打開或分解產品（或其附屬設備）造成的損壞也不在質保範圍。如果您發現任何缺陷並在質保期內通知RUBS[®]，RUBS[®]將免費為您更換產品。質保範圍需要您提供產品尚在質保期內的合理憑證。為了您的產品品質有保，請在質保期內妥善保存原始購買發票和相關品質保證。若需申請保質，請先登載www.fores.com網站上的賬戶，然後選擇質量索賠。運費需要您自行支付。這樣做是對消費者法律权利的補充，並不影響消費者任何权益。

废弃处理方法：废旧电子设备的废弃处理方法（在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。垃圾箱上画叉的图案表示产品不能按照家庭垃圾处理，而应该送入合适的电气和电子设备回收收集站处理。请参考封底关于如何回收电池的说明。

电池保养：为了产品性能完好，建议经常使用产品。

ESPADM[®]需要每个月至少充满电一次，以维持电池性能。

開始使用：本手冊包含所有的基礎說明；若需要更多有關產品的其他信息，請訪問fores.com/support。

警告：請勿對產品進行任何修改。使用前請仔細閱讀本使用手冊和建議。僅以本手冊所附的指定方式使用使用本品。

指定用途：ESPADM[®]是一款改善面部輕度和中度痘疤的家用護理儀。本產品可在所有肌膚上安全使用。ESPADM[®]可以快速、有效地去除引起痘疤的細菌，溫和清除致痘細菌以去除瑕疵痘疤，而且不磨損肌膚，還您清潔、健康、順滑美肌。

適合於：

- 輕度/中度痘疤

藍光（LED）燈——殺死細菌。破壞細胞可激活產品，指示燈閃爍三次表明模式護理即將開始。每次ESPADM[®]照燈後，將執行自動檢測以保護藍光燈泡處於正常使用狀態。產品閃爍兩次後，指示燈將自動關閉。

ESPADM[®]光療燈發光後，指示燈打開後將產生低頻脈動。接觸護理後，強度增加，更多藍光光線深入毛孔，提升護理效力。產品離開閉鎖期，脈動將自動降低為低頻脈動。

定位紅光（紅色交叉光線）——精確定位痘疤的位置。產品離開閉鎖期後激活定位功能，接觸護理後定位自動關閉。


內置計時器——每30秒脈動將暫停一次，表明此次痘疤護理過程結束。感受到暫停後，應將產品移至下一痘疤位置。

產品打開後若未接觸肌膚將在3分鐘後自動關閉。

使用ESPADM[®]：使用本品前，請將臉部和頸部按一次中央激活產品。將定位光線指向需要治療的兩個區域，使用後再使用。將產品輕輕置於痘疤處，維持約3秒。30秒後，您將感覺到脈動暫停一次，表明使用結束。將產品移至其他需治療的區域，重複上述過程。兩個區域的使用之間無需關閉產品。

注意：肌膚溫度：護理過程中肌膚溫度將升高，此為正常現象。無論如何，短暫性肌膚發紅。ESPADM[®]將輕微加熱，24小時內將褪去。按照第2步第24小時以上，請立即停止使用ESPADM[®]。第一次使用時請進行簡單的適應性測試。按照“如何使用”中的操作開始面部護理前，請先在手腕或頸部區域，如手腕內側，測試本品。等待24小時並觀察該區域，如果未發現任何異樣（紅腫或肌膚敏感），則您可以開始使用ESPADM[®]。

警告：



充電：RUBS[®]產品可以通過內置USB端口充電。建議使用符合IEC60603標準的充電器。充電一個半小時，可使用100次，每次30分鐘。充電時，指示燈持續閃爍。電池充滿後，指示燈發出穩定的光。電池電量低時，指示燈1開始持續閃爍。

注意：充電前，請確保充電插頭和充電器干燥無水。請勿在充電時使用RUBS[®]產品。充電時間請勿超過24小時。請勿在產品或充電器損壞時充電。請使用產品配套的充電器。為降低電擊風險，請將產品放置於可能落入水中或其他液體的地方。如果產品充電時不慎落入水中，立即斷電。確保充電線遠離任何發熱表面。請勿在產品開口處插入任何物體。如果產品線或插頭受損或非常熱，請勿使用本品。

維護與安全：為保持RUBS[®]產品的最佳狀態，我們建議每次使用ESPADM[®]後清潔護理其表面。使用肥皂清洗產品表面，並用溫水沖洗。最後用柔軟的無毛布擦乾。我們建議使用RUBS[®]後將清潔液滴至達到最佳效果。請勿使用磨損性或含酒精、石油或揮發性的產品，因為這些物質可能會損害表面。

2年保質：RUBS[®]產品的質保期為自購買之日起兩年。任何正常使用因產品製造或材料缺陷引起的質量問題均屬於質保範圍。質保範圍包括影響產品功能的零部件質量問題，但不包括由於長期使用造成的外觀磨損或由於錯誤操作、疏忽或意外造成的磨損或損壞。任何嘗試打開或分解產品（或其附屬設備）造成的損壞也不在質保範圍。如果您發現任何缺陷並在質保期內通知RUBS[®]，RUBS[®]將免費為您更換產品。質保範圍需要您提供產品尚在質保期內的合理憑證。為了您的產品品質有保，請在質保期內妥善保存原始購買發票和相關品質保證。若需申請保質，請先登載www.fores.com網站上的賬戶，然後選擇質量索賠。運費需要您自行支付。這樣做是對消費者法律权利的補充，並不影響消費者任何权益。

废弃处理方法：廢舊電子設備的廢棄處理方法（在歐盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用）。垃圾箱上画叉的图案表示产品不能按照家庭垃圾处理，而应该送入合适的电气和电子设备回收收集站处理。请参考封底关于如何回收电池的说明。

电池保养：为了产品性能完好，建议经常使用产品。

ESPADM[®]需要每个月至少充满电一次，以维持电池性能。

はじめに：本書では本製品の使用に関する基本的な情報を紹介しております。その他製品に関する情報fores.com/supportまでアクセスしてください。

注意：本体の改造は禁じられています。ご使用前に本書全体を一読ください。本書で記載されている使用目的以外には本製品をご使用にならないでください。

37

사용해야 합니다.

인도 사용자 목록: ESPADA™는 얼굴 부위에 한 겹에서 중 두 겹 사이의 열증성 여드름을 위한 가장 좋은 장치 사용자에 의해 만들어졌습니다. 이 장치는 다양한 피부 부위에 적용할 수 있습니다. ESPADA™는 빠르게, 비침습이며, 효과적으로 여드름을 발생시키는 박테리아를 제거하여 잡티와 뾰루지 제거를 도우며, 더 깨끗하고 건강한 피부로 바꿔줍니다. 피부 열을 돕습니다.

다음과 같은 피부에 적합.

• 가벼운 여드름(흰 뾰루지, 블랙헤드 그리고 좁쌀 여드름)

• 중도 열증성 여드름(염증이 생기고 고름이 찬 민감한 뾰루지)

- 블루(LED) 라이트 - 여드름 박테리아를 죽이기 위한 것으로, 장치기 피부에 닿으면 실행됩니다. 보통 3번 반복하여 적당히 각 껍질은 사용될 수 있습니다. 때때로 ESPADA™가 실행될 때, 피부는 LED가 사용하게 적합한 수준으로 자극될 수 있으며 독자적 자제를 실행합니다. 만약 피부에서 움직이지 않는 불꽃이 강도로 거칩니다.
- T-Sonic™ - 장치의 전원이 꺼져 있을 때, 낮은 강도의 진동이 각질 제거 피부에 닿으면 진동 강도가 더 증가하여 푸른빛이 피부 모공에 침투되는 효과를 향상시킵니다. 장치를 피부 위에서 제거하십시오. 자동적으로 정지할 때까지 다시 낮은 강도로 실행하십시오.

주의: 레이저(붉은 십자가 모양의 불꽃) - 트리트먼트를 적용할 때 두 부위를 목표하는 빛으로, 장치기 피부에서 멀리 떨어진 실행되고 반면에 장치가 피부에 닿으면 거칩니다.

• 장기간 타이머 - 30초마다 장치를 각 부위에 종료되었음을 알리기 위해 진동을 멈춥니다. 진동이 멈추는 것을 느끼기 다른 장치를 다음 트리트먼트 부위로 옮겨야 합니다.

• 출혈 피부와 접촉이 없는 경우에 3분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

ESPADA™ 사용자: 장치 사용 전 피부를 깨끗하게 세척한 후 건조하십시오. 다음, 출혈 부위를 여러 장치를 환상하십시오. 매우 정확한 트리트먼트를 얻으려면 타겟 레이저로 관리하고 싶은 피부 부위를 가리키며 푸른빛이 여드름 위에 장치를 30초간 올려두고 장치가 닫힌 다음 트리트먼트 세션의 종료로 인해 꺼지기 기다리십시오. 트리트먼트는 장치의 전원을 따로 켜고 끄실 필요가 없습니다. 십자가에 따라 30 초 세션이 한 번 다음 세션으로 진행됩니다. 중도 열증성 여드름을 3-4회의 세션을 적용하십시오. 장치를 닫지 마십시오. 장치를 피부에 닿지 않아서 피부와 피부를 반복하십시오. 트리트먼트 중에는 눈과 눈꺼풀을 따로 켜고 끄실 필요가 없습니다.

주요:

- 피부 열: 트리트먼트를 피부가 따뜻해짐을 느끼게 되며, 이는 정상인지 걱정할 필요가 없습니다.
- 일시적인 피부 홍조: 피부에 열은 홍조 증상이 발생할 수 있으며, 이는 24시간 이내에 사라집니다.
- 일시적인 피부 발진: 만약 24시간 이내 지속되는 피부 발진 증상이 나타나면 ESPADA™의 사용을 중지하십시오.
- 트리트먼트를 처음 본격적으로 사용하거나 첫, 간단한 테스트를 시행하여, 정확한 사용법에 따라 피부 위에 적절한 장치를 사용하거나 첫, 팔 안쪽과 같이 덜 민감한 부위에 장치를 테스트합니다. 24시간이 지난 후에 테스트했던 부위를 확인하십시오. 만약 장치 사용 부위와 더 사용 부위에 차이점(홍조 또는 피부 자극)을 발견하지 못하셨다면 Blue Light Acne Treatment를 사용하셔도 좋습니다.

경고:

- 심각한 우려가 있으시다면 ESPADA™ 사용 전 피부 전문의와 상담하십시오.
- 심각한 피부 소결점 또는 남포성 여드름에 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 상처나 긁은 상처를 수분으로 씻은 후에는 피부 위에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 발한/검, 사마귀, 내출물 또는 열증 부위에 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 눈과 입 주변에 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 특히 임신할 가능성이 있는 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 지난 2주 이내에 햇빛으로 인한 화상을 입은 적이 있는 경우 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 한 부위에 하루에 3번 이상 트리트먼트를 적용하지 마십시오. 이보다 잦은 트리트먼트를 적용 시에는 피부와 피부 부상을 입을 수 있습니다. 각 트리트먼트 간에는 최소 4시간 이상의 휴게를 두십시오.
- 남포성으로 인한 피부 부상을 방지하기 위하여 한 여드름 부위에서 장치를 2분 이상 사용하지 마십시오. 남포성 피부 부상을 일으킬 수 있습니다.

- 심도에 따른 사용량: 사용 기간의 온도는 40°C를 넘어서지 않거나 불완전 또는 장기간의 종종 증상을 초래할 수 있습니다.
- 피부 후 피부의 약화(땀샘, 땀샘, 자극, 붉은기, 따가움 등), 원인 없는 부종 또는 지속적인 홍조 증상을 나타내십시오. 장치의 사용에 즉시 중지하고 염증이 발생할 때까지 사용을 중지하십시오. 사용 후 일시적이거나 가벼운 홍조는 정상적으로 나타나는 증상을 참고하십시오.
- 눈에 부상을 줄 여려가 있으므로 절대 푸른 빛(LED)을 절대 정면으로 응시하지 마십시오.
- 어린이들이 ESPADA™를 장난감으로 사용해서는 안됩니다. ESPADA™는 어린이들이 대상으로 테스트하지 않았기 때문에 일시적인 홍조 증상, 색소 침착(자색소 침착 또는 파더색소 침착)과 같은 피부 부상이나 눈 부상을 초래할 수 있습니다.
- 신체 모든 정전적 충격이 저하된 이들이 사용 시에는 적절한 감독과 안전에 관한 지시가 이루어져야 합니다.
- 타인과 ESPADA™를 공유하지 마십시오. 장치의 공유는 박테리아를 전염시키고 유해한 감염을 발생시키는 원인이 될 수 있습니다.
- 확인된 손상된 장치의 사용을 금지합니다. 또한 장치를 직접 분해하거나 수리하지 않습니다. 이는 심각한 눈 부상 또는 피부 부상, 화제 더 나아가 치명적인 감염을 초래할 수 있습니다.
- 일상적인 피부는 모두 수 중의 여성들은 이 장치를 사용하지 않습니다.
- 지난 2년 간 권두부용 겹진 분들은 이 장치를 사용하지 않습니다.
- 감광성 피부에서 지나치게 사용하십시오. 이는 감광성 장상을 자극할 수 있습니다.

- 통증 또는 피부에 의해 광과민성을 초래할 수 있는 약물 또는 스테로이드를 복용 중이라면, 이 장치가 광감성 반응을 초래할 수 있습니다.
- 지난 6개월 간 스테로이드 주사를 받은 부위와 그 주변에서 장치를 사용하지 마십시오. 이는 광감성 반응을 초래할 수 있습니다.
- 화제 또는 심각한 화상을 예방하기 위해 화제 시 장치의 전원을 즉시 꺼주세요. 또한 분사 제품으로부터 멀리 하십시오.

금지 사항:

- 이 제품의 모든 플러그 지원 사항을 포함하고 있습니다. 추가적인 제품 리소스를 위해서는 foreo.com/support 방문하십시오.

적절한 사용과 취급을 더 이상 지시할 수 있으며 의식이 거거나 임신 병변에 이 장치를 사용하지 않습니다.

특유의 잠재적 알레르기 증상은 다음을 포함합니다:

- 비대칭: 비정상적인 피부 현상입니다. 다른 얼굴 한쪽 면과 다름
- 미세다: 비정상적인 피부
- 색소: 한 부분에서 다른 부분이 황갈색, 갈색 또는 검은색으로 다양한(가금 흰색, 붉은색, 푸른색 등)함
- 적적: 붉은(혈장은 아니지만) 사이즈가 6mm 이상(연결 지구의 지름)
- 통증: 출혈이 있거나 치유가 안되는 피부 부상
- 충전지: FOREO 장치는 구매 시 제공된 충전기와 USB 케이블로 충전할 수 있습니다. ESPADA™ 충전을 위해서는 IEC60950-1로 전원 장치를 사용하지 않습니다. 1.5시간 충전으로 100 및 300초의 트리트먼트를 제공할 수 있는 만충전이 가능합니다. 충전하지는 동안 지시되어 반복적으로 반복합니다. 배터리 충전이 완료되면 지시되어 지속적인 불빛을 방출합니다. 배터리가 낮아지면 지시되어 반복적으로 반복합니다 시작합니다.

경고: 충전을 시작하지 전, 충전 포트와 충전기에 물이 남지 않고 건조한 상태를 확인하십시오. FOREO 제품 충전 사용 및 24시간 이상 충전은 절대로 하지 마십시오. 만약 장치가 충전기나 손상되었을 시에도 사용을 중지하십시오. 충전기는 장치 구매 시 함께 제공된 것을 사용하십시오. 전기 감전의 위험을 방지하기 위해 물 또는 다른 액체 접촉으로 떨어지지 않도록 이 장치를 보관하십시오. 충전 중 장치가 뜨거워지거나 열이 있을 경우는 바로 코드를 뽑아주세요. 충전 코드는 70cm 가열된 표면에서 최대한 멀리 보관되어야 합니다. 만약 코드가 플러그가 손상되었을 경우 또는 제대로 작동하지 않을 경우 절대로 사용하지 마십시오.

유지 및 안전 관리: FOREO 장치를 최적의 상태로 보관하십시오. 면면 사용 후 ESPADA™ 트리트먼트 표면을 세척하는 것을 권장합니다. 비누로 장치를 세척하고 따뜻한 물에 헹구어 두 부위까지 씻어 부드러운 천으로 건조시켜주세요. 최적의 세척 효과를 위해 FOREO 실리콘 플러그 스프레이를 분사하여 장치를 세척하는 것을 추천합니다. 실리콘 손상의 위험이 있으므로 실리콘 헤어 마스크 또는 얼굴용, 휘발성, 아세톤 등의 성분이 들어간 세척 제품으로 장치를 세척하지 마십시오.

품질 보증 조건 및 반환
품질 보증 등록: 2년 한정 품질 보증과 10년 보증을 활성화 시키려면 www.foreo.com/support/et FOREO 제품 카드에 제시된 번호를 등록하십시오. 2년 한정 품질 보증: FOREO는 생산자의 결함 및 정상적인 사용 중 발생하는 제품의 결함에 한하여 구입일로부터 2년 동안 제품의 품질 보증을 해드립니다. 보증은 제품

4


الصيانة والسلامة: للحفاظ على جهاز فوريو الخاص بك في الحالة المثلى، نوصي بتنظيف سطح العلاج بعد كل استخدام. يمكن تنظيف الجهاز بالصابون وفسلة بعد ذلك بماء دافئ، وبعد ذلك تجفيفه بقطعة قماش خالية من الوبر. نحن نصح برش جهازك برشاش FOREO السيليكوني لتنظيف مثلك مثلي. لا تستخدم أي منتجات تنظيف مصنعة من السيليكون أو تحتوي على الكحول أو منتجات بتولية أو أسيتون لأنها قد تضر بالسيليكون.

ستتم من الصمان المحدود ضمن FOREO هذا الجهاز لمدة سنتين بعد تاريخ الشراء الأصلي ضد أي عيوب قد تنشأ بسبب عيوب التصنيع أو المواد الناتجة عن الاستخدام العادي للجهاز. الصمان يغطي كل الأجزاء العاملة والتي تؤثر على أداء الجهاز. ولا يغطي الصمان الأجزاء الناتجة عن مستحضرات التجميل والبيauty العناية أو الضرر الناجم عن الحوادث أو سوء الاستخدام أو الإهمال. أي محاولة لفتح الجهاز أو ملحقاته لنفى الصمان المحدود.

توبه: يتم استخدام هذا الجهاز على مسؤولية المستخدم الخاصة ولا تحملFOREO أو أي من موزعيها أي مسؤولية ناتجة عن أي إصابة أو ضرر جسدي أو غيره، نتج مباشرة أو غير مباشرة من استخدام الجهاز. علاوة على ذلك تحتفظ FOREO بالحق في تعديل هذا للطبوع لتعكس تعديلات من وقت لآخر في المحتويات بدون إعلام أحد بهذه التغييرات.

للمطالبة بصمانك يجب عليك الدخول إلى حسابك على www.foreo.com وبعد ذلك حدد اختيار المطالبة بالصمان. سوف يتم إرسال إذن عودة بضائع لك وتعليمات كاملة من خدمة العملاء عن كيفية إعادة جهاز FOREO لأقرب مكتبنا. تكاليف الشحن غير قابلة للإسترداد.

هذا البيان هو إضافة إلى حقوقك كمستهلك وحماية لها و لا يس بذه الحقوق شكلاً وموضوعاً.



ESPADA™ complies with regulatory requirements of the following European Directive 93/42/EEC concerning medical devices and all the latest standards listed below.

EN60601-1/IEC60601-1, EN60601-1-2/IEC60601-1-2, IEC60601-1-11, EN60601-2-57/IEC60601-2-57, EN62471/IEC62471, EN ISO10993-5, EN ISO10993-10

	WYPRODUKOWANE PRZEZ: VIS TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN, JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINA
	MANUFACTURER
	AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN THE EUROPEAN COMMUNITY
	TYPE BF APPLIED PART
	EUROPEAN CONFORMITY
	CONSULT INSTRUCTIONS FOR USE
	LS EQUIPMENT EMITS OPTICAL RADIATION WARNING
	SERIAL NUMBER
	RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES COMPLIANT
	GARBAGE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT DIRECTIVE
	IPX7 WATERPROOF
	PACKAGING IS MADE OF RECYCLABLE MATERIAL
	DC SOCKET POSITIVE AND NEGATIVE POLARITY 1.5VDC, 1.55W

BLUE LIGHT WAVELENGTH: 415±5nm
WEIGHT: 88g
DOSE RATE: 44mW/cm2

RATED VOLTAGE: 5V
RATED POWER: 1.55W

SEE FOREO.COM/IP FOR INFORMATION PERTAINING TO THIS PRODUCT'S PATENT AND TRADEMARK RIGHTS.

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.
DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DYSTRYBUTOR W AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC. 3207 AUSTRALIA.
ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN.
WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM

FOREO.COM/SUPPORT