

FOREO



IRIS™
MASAŻER
OKOLIC OCZU



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Gratulujemy podjęcia pierwszego kroku do odmłodzonego, świeżego wyglądu oczu, poprzez zakup urządzenia FOREO. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

UWAGA: Prosimy używać urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

IRIS™ ZASTOSOWANIE

Prawidłowe zastosowanie urządzenia trwa 1 minutę (30 sekund w okolicy każdego oka) i powinno być używane dwa razy dziennie.

FUNKCJE

- Technologia T-Sonic™: punktowe stymulowanie skóry wokół oczu inspirowane manualnym masażem opuszkami palców. Dostępne są 2 tryby, dostosowane do twoich potrzeb:
- Tryb Spa: odtwarza profesjonalny zabieg pielęgnacyjny łącząc punktowe stymulowanie skóry z delikatnymi pulsacjami. Odpowiedni dla skóry z zaawansowanymi oznakami starzenia.
- Tryb Pure: inspirowany manualną techniką masażu okolic oczu, bardzo delikatny dla okolic oczu, ale zdecydowanie efektywniejszy niż sam masaż za pomocą opuszków palców. Odpowiedni dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia.
- 8 intensywności dla maksymalnego komfortu: możesz regulować intensywność poprzez wciskanie przycisków + lub -. To nie wszystko - urządzenie zapamiętuje twoje preferencje gdy użyjesz go po raz kolejny
- 100% wodoodporny: z wodoszczelnym portem ładowania, a więc łatwy do utrzymania w czystości oraz bezpieczny pod prysznicem i wannie.
- Wbudowany timer: co 30 sekund urządzenie odda impuls, jako sygnał aby przejść do następnego oka. Następnie po 1 minucie urządzenie odda 3 impulsy oraz lampka u dołu zacznie świecić światłem stałym, sygnalizując koniec polecanego masażu okolic oczu.
- Twoje urządzenie FOREO wyłączy się po 3 minutach samo, by zapobiec nadmiernej eksploatacji energii.

WYBÓR FUNKCJI


1. Naciśnij środkowy przycisk, by włączyć IRIS™. Po włączeniu, urządzenie będzie automatycznie wprowadzone w Tryb Spa.
2. Naciśnij środkowy przycisk ponownie, aby aktywować Tryb Pure.
3. Naciśnij środkowy przycisk jeszcze raz, aby wyłączyć IRIS™.

Intensywność Trybu Pure i Trybu SPA masażera IRIS™, jest regulowana poprzez przyciski +/-.

UWAGA: IRIS™ może być zablokowany przed pierwszym użyciem - odblokuj go przytrzymując jednocześnie przyciski + i -, aż lampka zacznie migać, jako wskazówka, że urządzenie jest odblokowane.

ZASTOSOWANIE

1. Zastosuj i rozprowadź krem do oczu lub serum (opcjonalnie) za pomocą opuszków palców.



2. Przyłóż urządzenie do punktu na skórze wokół oczu i zmieniaj jego położenie z wewnętrznej strony do zewnętrznej, przechodząc z dolnej do górnej okolicy oczu, jak również punktu pomiędzy brwiami. Zatrzymuj urządzenie przez chwilę w tym samym miejscu, następnie punktowo przechodź do stymulowania kolejnych partii.

Stosuj urządzenie przez 30 sekund w okolicy lewego oraz przez 30 sekund w okolicy prawego oka. Po upływie 1 minuty, zalecana rutyna jest ukończona.

UWAGA: IRIS™ powinien być stosowany w okolicach skóry wokół oczu oraz łuku brwiowego, lecz nigdy na powiekach lub gałkach ocznych.

ŁADOWANIE

- Włóż kabel ładowarki do portu ładowania USB. Podczas ładowania urządzenia, lampka kontrolna na spodzie będzie migać. Gdy bateria będzie naładowana (po około godzinie), lampka kontrolna będzie świecić światłem stałym.
- Gdy bateria będzie w dużym stopniu rozładowana, lampka kontrolna będzie migać.

UWAGA: Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia lub ładowarki. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port ładowania i ładowarka nie są wilgotne. Używaj jedynie ładowarki dostarczonej wraz z urządzeniem. Naładuj urządzenie przed pierwszym użyciem, nie używaj urządzenia podczas ładowania, nie ładuj urządzenia ponad 24 godziny.

KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO

Żywotność IRIS™ w dużej mierze zależy od prawidłowego utrzymania urządzenia.

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu poprzez przemywanie jego powierzchni wodą z mydłem. Dla uzyskania optymalnych rezultatów czyszczenia zalecamy użyć spray do silikonu od FOREO, następnie spłukać je ciepłą wodą. Urządzenie należy osuszyć szmatką bezpyłową bądź ręcznikiem. Nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol w składzie, ponieważ mogą się przyczynić do powstawania podrażnień na skórze.

Unikaj korzystania z kremów na bazie gliny i silikonu wraz z IRIS™.

Unikaj narażania IRIS™ na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz bardzo gorącej lub wrzącej wody.

Ze względów higienicznych, zalecamy korzystanie IRIS™ przez jedną osobę.

W razie dolegliwości odczuwanych podczas stosowania IRIS™ - przerwij natychmiast stosowanie i skonsultuj się z lekarzem. Zalecamy unikać korzystania z urządzenia dłużej niż przez 3 minuty. Urządzenie FOREO wyłącza się automatycznie po 3 minutach, aby zapobiec nadużywaniu. Ostrożnie postępuj z urządzeniem stosując je w okolicach skóry wokół oczu oraz nie dopuść do jego kontaktu z powiekami oraz gałkami ocznymi.

UWAGA: Odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania należy zachować, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Lampka kontrolna nie miga podczas gdy ładowarka jest podłączona?

- Bateria jest w pełni naładowana, gotowa na kolejne 50 zastosowań.
- Bateria jest rozładowana i wymaga kilku minut, aby potwierdzić ładowanie.
- Kabel ładowania nie jest prawidłowo podłączony. Sprawdź wylotowe gniazdko elektryczne / i port ładowania USB.

IRIS™ nie działa po naciśnięciu środkowego przycisku?

- Bateria jest rozładowana. Naładuj IRIS™.
- Interfejs jest zablokowany. Odblokuj go naciskając równocześnie przyciski + i -.

IRIS™ nie wyłącza się i / lub przyciski interfejsu nie reagują?

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Podłącz kabel ładujący, aby przywrócić funkcję do normy.

Silikonową powierzchnię IRIS™ pokrywają pęcherzyki powietrza lub stała się lepka?

- Zaprześć użytkownika. Silikon jest bardzo wytrzymałym materiałem, ale zmienia swoją strukturę w określonych warunkach - zobacz pod: KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO.

Jeżeli doświadczyłaś jakichkolwiek innych problemów z IRIS™ lub jeśli masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com i wypełnij formularz Help Desk.

WARUNKI GWARANCJI

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby zarejestrować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj na stronie www.foreo.com w sekcji Customer Care pod kategorią Gwarancja i Reklamacja, numer gwarancji, który znajdziesz na Karcie autentyczności FOREO.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkownika lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji.

Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego.

2-letnia ograniczona gwarancja jest wyłączną gwarancją i nie udziela się żadnych innych czy to pisemnych, ustnych, wyrażonych i domniemanych. Nie istnieje żadna ukryta gwarancja dotycząca produkcji, sprzedaży czy obsługi produktu.

Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Użytkownik otrzyma numer Return Merchandise Authorization (RMA), który wraz z urządzeniem FOREO należy przekazać do najbliższego biura firmy FOREO. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowo wym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów). Symbol przekreślonego koła na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

MATERIAŁ:	Silikon
KOLORY:	Magenta, Petal Pink, Mint
ROZMIAR:	39.3 x 31.7 x 120.4 mm
WAGA:	70 g
BATERIA:	Li-Ion 200 mAh 3.7 V
OKRES STOSOWANIA:	do 50 zastosowań
STANDBY:	90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	120 Hz
MAX POZIOM HAŁASU:	50 dB
INTERFEJS:	3-przyciskowy

Zastrzeżenie: Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach. Aby informować się na bieżąco na temat warunków oraz ostrzeżeń, prosimy o zapoznawanie się z instrukcją obsługi na www.foreo.com.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2016 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUTOR W AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANE DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM