


FOREO



ISSA™ 2

**DIE WELTWEIT ERSTE
SILIKON SONIC
ZAHNBÜRSTE**



VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSTE SCHRITTE

Wir gratulieren Ihnen zum ersten Schritt für ein weißeres und strahlenderes Lächeln durch den Erwerb der ISSA 2. Bevor Sie alle Vorzüge unserer Dentalentwicklung komfortabel zuhause genießen können, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit, um diese Bedienungsanleitung durchzulesen.

ANWENDUNGSVORGABE: Für zu Hause, zur Förderung der ganzheitlichen Dentalpflege für Zähne und Zahnfleisch.

Bitte LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH und verwenden Sie das Produkt nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.


⚠ **WARNUNG:** Eine Veränderung dieses Gerätes ist nicht erlaubt.

ISSA 2 IM ÜBERBLICK

Die ISSA 2 verbindet revolutionäre Technologie und langanhaltende Power - für ein unvergleichliches Zahnputzerlebnis. Der ultrahygienische Hybrid-Bürstenkopf aus medizinischem Silikon und PBT-Polymer sowie die T-Sonic Pulsationen arbeiten gemeinsam, um den Zahnbelag zu entfernen, während sanft das Zahnfleisch massiert wird - mit 16 einstellbaren Intensitäten und doppelter Power. Mit einer langanhaltenden Akkulebensdauer, eine 1-stündige Vollladung per USB Kabel ermöglicht Anwendungen für bis zu 365 Tage, schenkt Ihnen ISSA 2 ein rundum sauberes Mundgefühl jeden einzelnen Tag im Jahr!

LERNEN SIE IHRE ISSA 2 KENNEN

HINWEIS: Die ISSA 2 könnte beim Auspacken gesperrt sein - entsperren Sie die Zahnbürste, indem Sie die + und - Knöpfe zeitgleich gedrückt halten. Das aufleuchtende Licht zeigt Ihnen an, dass das Gerät entsperrt ist.



EIGENSCHAFTEN

ON/OFF Knopf:

- Drücken Sie einmal, um das Gerät zu aktivieren und einmal, um das Gerät auszuschalten
- Nach 3 Minuten schaltet sich Ihre ISSA 2 automatisch aus, um übermäßigen Gebrauch zu verhindern

Intensitätskontrolle:

- Um das Gerät zu sperren oder um es zu entsperren, halten Sie die + und - Knöpfe gleichzeitig gedrückt
- 16 Intensitäten für den maximalen Komfort: erhöhen oder verringern Sie die Intensität mit den + oder - Knöpfen
- Das Gerät speichert Ihre Präferenzen für die nächste Anwendung

Hybrid-Bürstenkopf - Silikon und PBT-Polymerborsten, stark gegen Zahnbelag, sanft zum Zahnfleisch

Ultrahygienischer Silikonkörper - Nicht porös, verhindert so die Bakterienbildung

Indikatorlicht - Zeigt Ihnen an, wann Sie zum nächsten Quadranten im Mund wechseln sollten & das Gerät aufladen sollten

Ladeanschluss - 100% wasserfest, sicher für den Gebrauch in der Dusche

USB-Kabel - Laden Sie das Geräte jederzeit und überall mit dem USB-Kabel auf

Reiseetui - Hält Ihre ISSA 2 auf Reisen sauber

ANWENDUNG DER ISSA 2

Ändern Sie nicht Ihre Zahnputzroutine, wechseln Sie nur Ihre Zahnbürste!



1. Zahnpasta auftragen -


Verwenden Sie Ihre gewohnte Menge an Zahnpasta.



2. Zähneputzen -

Drücken Sie den mittleren Knopf, um die ISSA 2 einzuschalten und die +/- Tasten, um die gewünschte Intensität auszuwählen.

Putzen Sie Ihre Zähne mit kreisenden Bewegungen für 2 Minuten. Die Bürste zeigt alle 30 Sekunden an, den Quadranten zu wechseln.



3. Spülen - Schalten Sie das Gerät durch Drücken des mittleren Knopfes aus. Spülen Sie Ihren Mund aus und die ISSA 2 mit Wasser ab. Wiederholen Sie den Putzvorgang zweimal täglich - für ein frisches und strahlendes Lächeln!

4. Zungenreiniger(optionalerZubehör)

- Für eine ganzheitliche Mundpflege, tauschen Sie den Bürstenkopf mit dem Zungenreinigerkopf. Verwenden Sie vertikale Bewegungen, um die Zunge sanft zu reinigen.

VORSICHT: Sollten Sie bei Benutzung Ihres FOREO Gerätes irgendwelche Beschwerden bemerken, beenden Sie bitte die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt. Wenn Sie Blut auf der Bürstenoberfläche vorfinden, reinigen Sie das Gerät mit Wasser und Seife.


REINIGUNG DER ISSA 2

Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit warmen Wasser, während Sie mit den Fingern durch die Borsten gleiten. Lassen Sie das Gerät an der Luft trocknen. Wir empfehlen Ihnen FOREO's Silikon-Reinigungsspray zu benutzen, um die ISSA 2 optimal sauber zu halten.

HINWEIS: Benutzen Sie nie Reinigungsmittel die Alkohol, Benzin oder Aceton beinhalten. Vermeiden Sie Zahnpasta die Bleichmittel enthält.

AUSTAUSCH DER ISSA 2 BÜRSTENKÖPFE ABNEHMEN, AUFSETZEN

Alle ISSA Bürstenköpfe sind kompatibel mit der ISSA Range.



Um den Bürstenkopf auszutauschen, versichern Sie sich, dass die ISSA 2 ausgeschaltet ist und ziehen Sie den Bürstenkopf gerade nach oben. Mit den Borsten des Ersatzkopfes nach vorne gerichtet, richten Sie die Zentrierbohrung am Metalldübel aus und drücken Sie den Bürstenkopf fest an.

Für den maximalen Effekt, empfehlen wir den ISSA 2 Bürstenkopf alle 6 Monate auszuwechseln. Jeder sensitive Bürstenkopf und Zungenreiniger halten für bis zu ein Jahr.

Sie können den Bürstenkopf auf www.foreo.com/de jederzeit nachbestellen oder besuchen Sie den nächstgelegenen FOREO Retailer.

AUFLADUNG DER ISSA 2

Sollte die Power der Pulsationen schwächer wirken oder das Indikatorlicht blinken, ist es Zeit Ihr Gerät aufzuladen. Verbinden Sie das USB-Kabel für 1 Stunde. Wenn das Indikatorlicht aufhört zu blinken und permanent leuchtet, ist Ihre ISSA 2 aufgeladen.

VORSICHT: Vor dem Aufladen stellen Sie sicher, dass der Ladeeingang trocken ist und sich dort keine Zahnpastarückstände befinden. Benutzen Sie das FOREO Gerät NICHT während der Aufladung und laden Sie das Gerät NICHT länger als 24 Stunden. Benutzen Sie nur das von FOREO vorgesehene USB-Ladekabel.

WICHTIGE INFORMATIONEN

ZUR SICHERHEIT:

- Konsultieren Sie Ihren Zahnarzt vor der Verwendung der ISSA 2, falls Sie medizinische Bedenken haben.
- Falls Sie sich in zahnärztlicher Behandlung befinden, sollten Sie vor der Verwendung der Zahnbürste Ihren Zahnarzt konsultieren.
- Sollten mit dem FOREO Gerät Beschwerden auftreten, beenden Sie bitte sofort die Anwendung und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt.
- Vermeiden Sie für das Gerät direkte Sonneneinstrahlung und ebenso extreme Hitze oder kochendes Wasser.
- Eine Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät an oder von Ihrem Kind benutzt wird. Kinder unter 5 Jahren sollten diese Zahnbürsten nicht verwenden. Die Benutzung der Zahnbürste ist unter angemessener Aufsicht und ausführlicher Anleitung für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.
- Kindern sollten das Gerät nicht zum spielen gegeben werden.
- Gebrauchen Sie das FOREO Gerät nicht, wenn es beschädigt sein sollte (Bürstenkopf, Griff, Ladekabel). Dieses Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein sicheres Stromnetz angeschlossen werden.
- Benutzen Sie nie ein beschädigtes Gerät.

FEHLERBEHEBUNG

Vorsichtsmaßnahmen im Falle von Leistungs-Veränderungen der ISSA 2:

Die ISSA 2 schaltet sich beim Drücken des mittleren Knopfes nicht ein?

- Batterie ist leer. Laden Sie Ihre ISSA 2 auf.
- Bedienfläche ist blockiert. Aktivieren Sie das Gerät durch gleichzeitiges Drücken der + und - Knöpfe.

Die ISSA 2 lässt sich nicht einschalten und/oder die Funktionstasten reagieren nicht?

- Der Mikroprozessor hat eine vorübergehende Fehlfunktion. Schließen Sie das Ladekabel an, um die Funktion wieder herzustellen.

Das Kontrolllicht der ISSA 2 blinkt nicht, sobald das Ladekabel angeschlossen ist?

- Akku ist bereits voll aufgeladen und bereit für bis zu 365 Anwendungen.
- Die Batterie ist leer und benötigt einige Minuten, um das Ladekabel zu erkennen.
- Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfen Sie das USB-Kabel und den Ladeanschluss.

Die ISSA 2 ist ins Wasser gefallen und der Ladeanschluss wurde nass?

- Einfach abtrocknen und weiter verwenden. Die ISSA 2 ist 100%wasserdicht und der Ladeanschluss ist komplett versiegelt.

Falls Sie auf Ihre Frage hier keine Antwort erhalten haben oder Sie eine Frage zum Betrieb des Gerätes haben, besuchen Sie unsere Customer Care Abteilung auf www.foreo.com and füllen Sie unser Help-Desk Formular aus.

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

GARANTIEREGISTRIERUNG

Um sich für die Garantie zu registrieren, brauchen Sie die Garantienummer Ihres FOREO-Echtheitszertifikates (Authenticity Card). Anschließend besuchen Sie uns bitte auf www.foreo.com, um Ihre 2-Jahres-Gewährleistung zu aktivieren.

2-JAHRES-GEWÄHRLEISTUNG

FOREO übernimmt auf dieses Gerät eine Gewährleistung von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des Erstererwerbs – für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Die Herstellergewährleistung umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Gerätes betreffen. NICHT abgedeckt sind die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch das Gerät (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruches.

Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen FOREO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird FOREO nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos ersetzen. Zur Inanspruchnahme der Garantie muss glaubhaft belegt werden können, dass die Garantie zum Zeitpunkt des Antrages noch gültig ist. Bitte bewahren Sie deshalb den original Kaufbeleg zusammen mit den Garantiebedingungen für den Zeitraum der Garantiedauer auf. Diese 2-Jahres-Gewährleistung ist exklusiv und hat Vorrang über alle anderen schriftlichen, mündlichen, ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien. Durch die Herstellung, Verkauf oder Benutzung des Produktes werden keine stillschweigenden Garantien vereinbart.

Um Ihre Garantie zu beanspruchen, müssen Sie sich zunächst unter www.foreo.com registrieren und unter Ihrem Konto anmelden. Sie erhalten im Anschluss eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorization Number - RMA) mit der Sie das Produkt an FOREO zurücksenden können. Versandkosten werden nicht übernommen. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

*Die 2-Jahres-Gewährleistung gilt nicht auf die Ersatzbürstenköpfe.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (als Sondermüll entsprechend den in der EU und anderen europäischen Ländern gültigen Vorschriften). Das durchgestrichene Müllcontainersymbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern zu der betreffenden Sammelstelle gebracht werden muss.


Für mehr Informationen über das Entsorgen des Geräts, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Hausmüllentsorgungsservice.



ENTFERNUNG DER AKKU-BATTERIE

ACHTUNG: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass das Öffnen des Gerätes zum Erlöschen der Garantie führt. Diese Maßnahme darf nur vorgenommen werden, wenn das Gerät entsorgt werden soll.

Da dieses Gerät mit einem Lithium-Ion-Akku ausgestattet ist, muss diese Batterie vor dem Entsorgen des Gerätes entfernt werden und sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um die Batterie zu entfernen, ziehen Sie den Bürstenkopf ab, entfernen Sie die Silikonhülle, öffnen Sie die Kunststoffschale und entfernen Sie die Batterie. Diese muss gemäß Ihrer örtlichen Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden. Tragen Sie während dieses Prozesses zu Ihrer Sicherheit Schutzhandschuhe. Die visuelle Anleitung finden Sie hier:



EIGENSCHAFTEN

MATERIAL:	medizinisches Silikon + PBT-Polymer
FARBEN:	Pearl Pink/Mint/ Cobalt Blue/Cool Black
GRÖSSE:	195 × 32.4 × 115 mm
GEWICHT:	77g
BATTERIE:	Li-Ion 1000mA 3.7V
BENUTZUNGSDAUER:	bis zu 365 Tage
STANDBY:	180 Tage
FREQUENZ:	166 Hz
BEDIENFLÄCHE:	3 Knöpfe
PULSATIONEN/MIN:	bis zu 11.000

HINWEIS:

Die Verwendung dieses Gerätes ist auf eigene Gefahr. Weder FOREO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für jegliche Art von Verletzungen oder Schäden, körperlicher oder anderer Art, die direkt oder indirekt mit der Benutzung dieses Gerätes zusammenhängen. FOREO behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten, ohne verpflichtet zu sein, irgendwelche Personen über eine solche Überarbeitung zu informieren.

Verbesserungen des Produkts können ohne Vorankündigung erfolgen.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR LAGERUNG UND VERSAND:

Temperatur:	5° bis 40° Celsius
Luftfeuchte:	40 % bis 80 %
Luftdruck:	800 bis 1.060 hPa

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN EINSATZ:

Temperatur:	-10° bis 50° Celsius
Luftfeuchte:	30 % bis 80 %
Luftdruck:	500 bis 1.060 hPa

©2017/2018 FOREO AB ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

GROSSHÄNDLER IN DER EU:

FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

GROSSHÄNDLER IN DEN USA:

FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

GROSSHÄNDLER IN AUS:

6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

ENTWORFEN UND ENTWICKELT VON FOREO SWEDEN.

HERGESTELLT FÜR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM