

FOREO



LUNA™ 3

**SMART
ANSIKTSRENGÖRING
OCH LYFTANDE MASSAGE**



BRUKSANVISNING



KOMMA IGÅNG

Gratulerar till att du har tagit första steget mot att upptäcka en smartare hudvård med ditt köp av LUNA 3. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du börjar njuta av alla fördelar av avancerad hudvårdsteknik hemma hos dig.

LÄS SAMTLIGA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING och använd bara apparaten i dess tänkta syfte, och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

⚠ VARNING: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT MODIFIERA UTRUSTNINGEN PÅ NÅGOT SÄTT.

LUNA 3 ÖVERSIKT

Möt LUNA 3, skönhetsbranschens mjukaste hudvårdsapparat. Med 30% mjukare silikonknoppar och T-Sonic-teknik avlägsnar LUNA 3 smuts, fett och talgöverskott med en 1-minutsrengöring, medan massagerutinen gör att din hud blir lenare och ser yngre ut.

LUNA 3 används i rengöringsläget som en del av din dagliga ansiktsrengöring och avger T-Sonic-pusleringar som rengör din hy mer på djupet jämfört med vanlig rengöring för hand. Smuts, fett och döda hudceller avlägsnas och förbättrar hudens absorbering av dina hudvårdsprodukter. I massageläget kan du välja mellan en rad olika appguidade massagerutiner som använder skonsamma T-Sonic-pusleringar som hjälper till att sudda ut de synliga tecknen på åldrande.

Med sina tre olika borsthuvuden, särskilt anpassade för varje hudtyp, banar LUNA 3 vägen för en hälsosammare hy som ser yngre ut.

LÄR KÄNNA DIN LUNA 3

T-SONIC-PUSLERINGAR

Rengör effektivt med upp till 8 000 pusleringar per minut med 16 olika intensitetsnivåer

EXTRA MJUKT OCH ULTRAHYGIENISKT SILIKON

35 gånger mer hygienisk än borstar av nylon och passar alla hudtyper.

BPA- och ftalatfri



SMART SVENSK DESIGN

Särskilt anpassade för varje hudtyp, inga utbytesborstar krävs

LYFTANDE ANSIKTMASSE

Målinriktade massagerutiner ger huden ett fastare och yngre utseende

UNIVERSELL KNAPP

Slår på och av enheten, och sätter enheten i Bluetooth-kopplingsläge

INDIKATORLAMP

Blinkar för att indikera att enheten är i Bluetooth-kopplingsläge och när enheten måste laddas

LADDNINGSPORT

Upp till 650 användningar per laddning. 100% vattenfast förslutning



2ML SERUMVARUPROV

Ger en perfekt grund för din lyftande massage



INTERAKTIV FOREO-APP

Styr enhetens inställningar och välj en lyftande massagerutin som passar dig



USB-KABEL

Ladda när som helst, var du än befinner dig



FÖRVARINGSPÅSE

Praktisk förvaring, för hudvård på resande fot

SÅ ANVÄNDER DU LUNA 3

RENGÖRINGSLÄGET

Lås upp och registrera din enhet genom att aktivera Bluetooth på din mobiltelefon eller surfplatta. Tryck sedan på universalknappen för att koppla enheten till FOREO-appen och ställ in dina rengöringsinställningar. Vi rekommenderar rengöring med LUNA 3 i 1 minut varje morgon och kväll.

- 1 Ta bort all makeup, fukta huden och applicera sedan din FOREO-rengöringsprodukt.
- 2 Tryck på universalknappen igen för att aktivera rengöringsläget.
- 3 Rengör med cirkulära rörelser på kinder och panna, glid upp och ner längs näsan.
- 4 Tryck och håll ned knappen i 3 sekunder för att stänga av enheten.
- 5 Skölj och badda ansiktet torrt.



OBS! För att hålla din enhet i optimalt skick bör du undvika lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, då de kan skada silikonet. Om de långa silikonknopparna trasslar ihop sig borstar du dem i valfri riktning tills de återgår till sin normala position.

LYFTANDE MASSAGELÄGE

- 1 Applicera FOREO-serum på ren, torr hud.
- 2 Följ anvisningarna i FOREO-appen för att aktivera den lyftande massagerutin du önskar.
- 3 Följ upp med valfri hudkärm.

** Enheten stängs automatiskt av när rutinen är slutförd.*



RENGÖRING AV DIN ENHET

Rengör alltid din enhet ordentligt efter användning. Tvätta borstens yta med vatten och såpa, skölj sedan med varmt vatten. Undvik att använda lerbaserade, silikonbaserade eller korniga rengöringsmedel, peeling eller skrubbar eftersom det kan skada de mjuka rörelsepunkterna av silikon på enheten. Badda torrt med en luddfri trasa eller handduk. Vi rekommenderar att du använder FOREO silikonrengöringssprej och sköljer med varmt vatten efter användning för bästa resultat.

OBS: Använd aldrig rengöringsprodukter som innehåller alkohol, bensen eller aceton, eftersom de kan irritera huden och skada silikonet.

VIKTIGT FÖR OPTIMAL SÄKERHET:

- Om du lider av en hudsjukdom, kontakta din hudläkare före användning.
- Det ska vara behagligt att rengöra ansiktet med LUNA 3. Om du upplever obehag ska du omedelbart avbryta behandlingen och uppsöka läkare.
- Var extra försiktig när du rengör huden under ögonen och se till att apparaten inte kommer i kontakt med ögonlock eller själva ögat.
- Av hygieniska skäl rekommenderar vi att du inte delar din LUNA 3 med någon annan.
- Lämna inte LUNA 3 i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
- Stor aktsamhet krävs när apparaten används på eller i närheten av barn. Detsamma gäller för personer med nedsatta fysiska eller mentala förmågor.
- Sluta omedelbart att använda produkten om den verkar skadad på något sätt. Denna produkt innehåller inga slitdelar.
- Med hänsyn till effektiviteten i FOREOs rengörings- och massage-rutiner, rekommenderar vi inte att du använder din LUNA 3 i mer än 3 minuter åt gången.
- Använd endast enheten för avsett bruk som beskrivs i bruksanvisningen. Om du inte hittar svaret på din fråga eller om du har andra frågor angående enhetens funktion ber vi dig besöka foreo.se.

FELSÖKNING

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ATT VIDTA I HÄNDELSE AV ÄNDRINGAR I PRESTANDA HOS LUNA 3.

Om LUNA 3 inte aktiveras när mittknappen trycks ned:

- Batteriet är slut. Ladda med hjälp av USB-laddningskabeln i 2 timmar tills batteriet är fulladdat och starta om enheten genom att hålla ned av/på-knappen.

Om LUNA 3 inte går att stänga av och/eller gränssnittsknappen inte svarar:

- Tillfälligt fel i mikroprocessorn. Tryck och håll ned av/på-knappen för att starta om enheten.

Om LUNA 3 inte synkroniseras med FOREO-appen:

- Stäng av Bluetooth och sedan på igen för att återansluta.
- Stäng FOREO-appen och öppna den igen för att starta om processen.

GARANTIVILLKOR

REGISTRERA GARANTI

Registrera dig med hjälp av FOREO-appen eller besök foreo.com/sv/product-registration för att aktivera din 2 års begränsade garanti.

2 ÅRS PRODUKTGARANTI

FOREO utfärdar en garanti för den här apparaten som gäller i TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum. Garantin omfattar tillverkningsfel eller materialfel vid normal användning av apparaten. Garantin täcker rörliga delar som påverkar produktens funktioner. Den täcker INTE kosmetisk försämring till följd av normalt slitage eller skador som uppstått på grund av olyckshändelse, felaktig användning eller vårdslös hantering av produkten. Alla försök att öppna eller ta isär produkten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och kontaktar FOREO inom ramen för garantiperioden, ersätter FOREO, efter att ha gjort en egen bedömning av ärendet, apparaten kostnadsfritt. Garantianspråk måste stödjas av någon form av bevis på att detta anspråk har gjorts innan garantin har löpt ut. För att kunna validera din garanti vänligen spara originalkvitto från inköpet tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden.

Om du vill återopa garantin måste du först logga in på ditt konto på www.foreo.com och välja att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader betalas inte tillbaka. Detta åtagande gäller utöver dina rättigheter enligt lag som konsument och påverkar inte på något sätt dessa rättigheter.

AVFALLSHANTERING

Hantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och övriga europeiska länder med separata system för återvinning av avfall).




Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att denna apparat inte ska behandlas som hushållsavfall utan föras till en uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra sig om att enheten återvinns korrekt, hjälper du till att förebygga potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors välmående som kan komma av olämplig avfallshantering av produkten. Återvinning av material kommer också hjälpa till att bevara naturliga resurser.

För mer information om återvinning av din enhet, vänligen kontakta din lokala hushållsservice eller inköpsställe.

BORTTAGNING AV BATTERI

OBS! Denna process går inte att ångra. Om enheten öppnas upphävs garantin. Denna åtgärd ska endast vidtas när enheten ska kasseras.

Eftersom enheten innehåller ett litiumjonbatteri måste batteriet tas ut innan kassering och ska inte kastas med hushållsavfall. För att ta ut batteriet avlägsnar du det yttre silikonlagret och öppnar sedan det inre plastskalet. Ta ut batteriet och kassera det i enlighet med lokala miljöbestämmelser. Använd handskar under denna process för din egen säkerhet. Visuella anvisningar följer nedan:



SPECIFIKATIONER

MATERIAL: Kroppssäker silikon & PC + ABS

FÄRG: Pink (normal hud), Blue (kombinerad hud), Lavender (känslig hud)

STORLEK: 102*82.5*39.2mm

VIKT: 126g

BATTERI: Li-ion 850mAh 3.7V

ANVÄNDNING: Upp till 650 användningar

STANDBY: 90 dagar

FREKVENNS: 100 Hz

HÖGSTA LJUDNIVÅ: <50dB

GRÄNSSNITT: En knapp

Disclaimer: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar för fysiska eller materiella skador som direkt eller indirekt kommer av användningen av denna enhet. Vidare förbehåller sig FOREO rätten att revidera innehållet i denna publikation och att göra ändringar över tid i dess innehåll, utan skyldighet att meddela att sådana revideringar eller ändringar har gjorts.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för verksamheten kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen. Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

(1) Den här apparaten får inte orsaka skadliga störningar.

(2) Den här enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad användning.

RF-exponeringsdeklaration: Denna utrustning överensstämmer med FCC-strålningsexponeringsgränser angivna för en oövervakad miljö. Enheten har utvärderats för att uppfylla det allmänna kravet på RF-exponering. Enheten kan användas i bärbart exponeringstillstånd utan begränsning.

MODELLEN KAN ÄNDRAS FÖR FÖRBÄTTRINGAR UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

©2019 FOREO AB. SAMTLIGA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES.

DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUTÖR I AUS: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN.

TILLVERKAD FÖR FOREO AB. WWW.FOREO.COM