


FOREO



LUNA™ go for MEN

CURA COMPLETA
DELLA PELLE
MASCHILE SEMPRE
CON TE!



MANUALE UTENTE

PRIMA DELL'UTILIZZO

Congratulazioni! Acquistando il dispositivo T-Sonic™ per la pulizia del viso e trattamento anti età LUNA™ go for MEN, hai fatto il primo passo verso una pelle splendida sempre ed ovunque. Prima di iniziare a godere dei benefici di questa sofisticata tecnologia per la cura della pelle nel comfort di casa tua, ti preghiamo di leggere con attenzione le istruzioni contenute in questo manuale.


Ti preghiamo di **LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO** e di utilizzare questo prodotto solo per l'uso previsto e descritto in questo manuale.

⚠ ATTENZIONE: NON È PERMESSA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO

INTRODUZIONE A LUNA™ go for MEN

Tutti i vantaggi di un'avanzata pulizia del viso in un piccolo ed innovativo dispositivo, progettato per le specifiche esigenze della pelle maschile.

La modalità pulizia di LUNA™ go for MEN incanala pulsazioni T-Sonic™ attraverso i delicati punti di contatto in silicone, eliminando le impurità che causano imperfezione e pulendo la pelle a fondo. Nella modalità anti età, LUNA™ go for MEN agisce dirigendo le pulsazioni T-Sonic™ a bassa frequenza attraverso le onde concentriche in silicone, aiutando a ridurre i segni dell'invecchiamento.



COME UTILIZZARE LUNA™ go MEN

La superficie di pulizia di LUNA™ go for MEN pulisce a fondo la pelle maschile grazie alle pulsazioni T-Sonic™, rimuove il sebo in eccesso prodotto dalle ghiandole sebacee più attive nell'uomo, lasciando la pelle fresca.


SELEZIONE DELLA MODALITÀ

1. Premi il tasto centrale una volta per accendere LUNA™ go for MEN. Una volta acceso, sarà in modalità pulizia.
2. Premi nuovamente il tasto centrale per mettere il tuo dispositivo in standby; una volta in standby, l'indicatore emetterà una luce fissa e le pulsazioni si fermeranno, dandoti la possibilità di sciacquarti il viso.
3. Premi il tasto centrale una terza volta per attivare la modalità anti età.
4. Premi un'altra volta il tasto centrale per spegnere LUNA™ go for MEN.

Gli stadi individuali delle routine di pulizia e anti età FOREO sono descritti qui sotto. Dopo ogni stadio di queste routine, sentirai che le pulsazioni T-Sonic™ si fermeranno momentaneamente e vedrai l'indicatore illuminarsi alla base, a segnalare che è il momento di cambiare zona del viso.

MODALITÀ DI PULIZIA

Le pulsazioni T-Sonic™ vengono incanalate attraverso punti di contatto non abrasivi in silicone che eliminano il 99,5% di sporco, sebo* e cellule morte, preparando la pelle ad una rasatura perfetta.



1. APPLICA IL DETERGENTE

Inumidisci il viso e applica il tuo detergente abituale. Inumidisci LUNA™ go for MEN ed attiva la modalità pulizia premendo il tasto centrale una volta.




2. DETERGI LE DIVERSE ZONE DEL VISO:

Ogni 15 secondi le pulsazioni si interromperanno ad indicare di passare alla zona successiva.

- Detergi mento e guancia usando movimenti circolari e ripeti dall'altro lato del viso.
- Cominciando dal centro, detergi la fronte con gentili movimenti circolari.
- Detergi il naso un lato alla volta, muovendo LUNA™ go for MEN verso l'alto e il basso.
- Detergeri delicatamente la zona sotto gli occhi con gentili movimenti verso l'esterno.

Dopo un minuto, le pulsazioni si interromperanno per tre volte, ad indicare il termine della routine di pulizia. Premi il tasto centrale per mettere LUNA™ go for MEN in standby.




3. SCIACQUA IL VISO

Per completare la tua routine di pulizia della durata di un minuto, sciacqua e asciuga il viso. Se ne fai uso, applica ora il tuo abituale prodotto per la cura della pelle.

MODALITÀ ANTI ETÀ

La modalità anti età di LUNA™ go for MEN riduce l'apparenza di rughe e linee di espressione, lasciando la pelle compatta ed elastica.

Dallo standby, premi il tasto centrale per attivare la modalità anti età. Prova a trascorrere circa 12 secondi su ogni zona del viso; le pulsazioni di LUNA™ go for MEN si bloccheranno momentaneamente dopo questo intervallo di tempo. Chiudi gli occhi, rilassa il viso e appoggia la superficie anti età di LUNA™ go for MEN sulle aree soggette a rughe e linee di espressione:



1. Zona tra le sopracciglia
2. Tempia destra
3. Piegna nasolabiale destra
4. Piegna nasolabiale sinistra
5. Tempia sinistra

Dopo un minuto, sentirai le pulsazioni fermarsi per 3 volte in rapida successione, ad indicare il termine della tua routine anti età.

Ti preghiamo di notare che, per evitarne un utilizzo eccessivo, LUNA™ go for MEN si spegnerà automaticamente dopo 3 minuti sia nella modalità pulizia che anti età.

AVVERTENZA: Se durante l'utilizzo del tuo dispositivo FOREO dovessi percepire un qualunque fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.

*Basato su test clinici, risultati in archivio.

PULIRE IL TUO DISPOSITIVO

Pulisci sempre attentamente il tuo dispositivo dopo l'uso. Lava la superficie a spazzola con acqua e sapone, poi sciacqua il tutto con acqua tiepida. Evita di usare detergenti a base di argilla, silicone o granulari, nonché prodotti esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i morbidi punti di contatto in silicone del tuo dispositivo. Asciuga con un panno o un asciugamano che non lasci pelucchi. Dopo l'uso e per risultati ottimali, ti consigliamo di applicare lo spray di FOREO per la pulizia del silicone e di sciacquare con acqua tiepida.

NOTA: Non usare mai prodotti detergenti che contengono alcol, petrolio o acetone: potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

CARICA

Per caricare il tuo dispositivo FOREO utilizza il cavo USB in dotazione. Il dispositivo si carica in 1 ora, ed una carica completa garantisce fino a 60 utilizzi.

- Inserisci il cavo nella presa di LUNA™ go for MEN.
- Collega il cavo su una porta di ricarica. L'indicatore LED di LUNA™ go for MEN si illuminerà ad intermittenza ad indicare che la batteria si sta caricando. Quando la batteria sarà carica (dopo 1 ora circa), l'indicatore emetterà una luce fissa per 3 minuti. Dopodiché, inizierà a lampeggiare di nuovo.
- Quando la batteria di LUNA™ go for MEN si sta scaricando, il LED emetterà una luce bianca a intermittenza.

AVVERTENZA: Prima di cominciare la ricarica, assicurati che la presa ed il caricatore siano asciutti e puliti. Non ricaricare LUNA™ go for MEN in postazioni dove il dispositivo o il suo caricatore possono entrare in contatto con acqua. Non utilizzare LUNA™ go for MEN durante la ricarica e non caricare per più di 24 ore. Utilizza solo il caricabatterie originale.

IMPORTANTE

PER UNA MAGGIORE SICUREZZA:

- Evita l'utilizzo di prodotti per la pulizia che contengono argilla o silicone, prodotti granulosi, esfolianti o scrub, in quanto potrebbero danneggiare i delicati punti di contatto di LUNA™ go for MEN.
- Se soffri di particolari condizioni dermatologiche o mediche, ti preghiamo di consultare un dermatologo prima di cominciare ad utilizzare il dispositivo.
- L'utilizzo di LUNA™ go for MEN deve essere confortevole - se dovessi percepire un qualunque tipo di fastidio, interrompi immediatamente l'utilizzo e consulta un medico.
- Presta particolare attenzione durante la pulizia del contorno occhi e non portare il dispositivo a contatto con occhi e palpebre.
- Per ragioni di igiene, raccomandiamo di non condividere con altri il tuo LUNA™ go for MEN.
- Evita di esporre LUNA™ go for MEN alla luce diretta del sole, a temperature elevate o di immergerlo in acqua bollente.
- Si raccomanda la supervisione di un adulto qualora il dispositivo FOREO sia utilizzato da, su o vicino a bambini o persone diversamente abili.
- Non usare il dispositivo o il caricabatterie qualora dovessero funzionare in modo anomalo ed utilizza soltanto il caricatore FOREO in dotazione.
- Smetti di utilizzare il dispositivo qualora dovesse presentare qualsiasi tipo di danno. Questo prodotto non contiene parti intercambiabili.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, questo apparecchio deve essere collegato con un conduttore di corrente isolato e protetto.
- Vista l'elevata efficacia delle routine di pulizia e anti età FOREO, raccomandiamo di non utilizzare le modalità di pulizia o anti età di LUNA™ go for MEN per più di 3 minuti alla volta.
- Utilizza questo prodotto solo allo scopo per cui è stato progettato e come descritto in questo manuale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'indicatore LED non pulsa quando il caricabatterie è collegato?

- La batteria è completamente carica e pronta ad assicurare fino a 60 trattamenti di pulizia e anti età.
- La batteria è completamente scarica e necessita di alcuni minuti prima di riconoscere lo stato di ricarica.
- Il cavo di ricarica non è collegato correttamente. Controlla il collegamento e che la porta/presa fornisca energia.

LUNA™ go for MEN non si accende dopo aver premuto il tasto centrale?

- La batteria è scarica. Ricarica LUNA™ go for MEN.

LUNA™ go for MEN non si spegne e/o i tasti non rispondono?

- Il microprocessore potrebbe essere momentaneamente bloccato. Collega il caricabatterie per resettare e ripristinare il funzionamento.

La superficie in silicone di LUNA™ go for MEN è appiccicosa o presenta bolle?

- Smetti di utilizzare il tuo dispositivo. Il silicone è un materiale estremamente duraturo, ma potrebbe rovinarsi in determinate condizioni – consulta la sezione PULIZIA E SICUREZZA di questo manuale per scoprire come prevenire il problema.

Se non hai trovato in questo capitolo la risposta alla tua domanda, o per qualsiasi altro chiarimento riguardante l'utilizzo del dispositivo, ti preghiamo di visitare la sezione Servizio Clienti del sito www.foreo.com.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile in Unione Europea e in altri Paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti).



Il simbolo del bidone barrato sta ad indicare che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, aiuterai a prevenire conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute che possono essere causate dall'utilizzo inappropriato dei materiali di scarto. Il riciclo di materiali aiuterà inoltre la conservazione delle risorse naturali.

Per maggiori informazioni sul riciclo del tuo dispositivo, ti preghiamo di contattare il servizio di smaltimento rifiuti della tua zona o il rivenditore del dispositivo.

SPECIFICHE

MATERIALI:	Silicone sicuro per il corpo e ABS
COLORE:	Black
DIMENSIONI:	50 x 50 mm
PESO:	42.7 g
BATTERIA:	Li-ion 70 mAh
UTILIZZO:	fino a 60 utilizzi
STANDBY:	100 giorni
FREQUENZA:	125 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX:	<63 dB
INTERFACCIA:	1 bottone

Dichiarazione di limitazione di responsabilità: Gli utenti utilizzano questo apparecchio a loro proprio rischio. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcun tipo di responsabilità riguardo lesioni o danni, fisici o di altra natura dovuti all'utilizzo diretto o indiretto del dispositivo. Inoltre FOREO si riserva il diritto di modificare questa pubblicazione e i suoi contenuti senza l'obbligo di darne notifica.

Il modello può subire modifiche e miglioramenti senza notifica.

©2016 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

DISTRIBUITO IN EUROPA DA: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

DISTRIBUITO NEGLI U.S.A. DA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DISTRIBUITO NEGLI AUS DA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN.

FABBRICATO PER FOREO AB.

WWW.FOREO.COM