

FOREO



UFO™ 2

TECNOLOGÍA DE BELLEZA SUECA
MASCARILLAS POWER



MANUAL EN LÍNEA

PREGUNTAS FRECUENTES

CONCEPTOS BÁSICOS DE UFO™ 2

1. ¿QUÉ DEBO HACER DESPUÉS DE RECIBIR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
¡Felicidades, has descubierto una forma más inteligente de cuidar tu piel! Lo primero es lo primero: descarga la aplicación gratuita FOREO For You para desbloquear y registrar tu dispositivo. (Para obtener más información, consulta la sección titulada "LA APLICACIÓN").
2. ¿CÓMO COMIENZO MI PRIMER TRATAMIENTO?
En primer lugar, limpia y seca tu rostro y tu cuello con cuidado. Te recomendamos que uses un dispositivo LUNA™ para obtener mejores resultados. A continuación, coloca una mascarilla power activa de UFO™ en tu dispositivo UFO™ 2 o colócate una mascarilla en el rostro. Finalmente, activa tu rutina de mascarilla UFO™ 2 a través de la aplicación y sigue las instrucciones de uso paso a paso. Para obtener más información, consulta la guía Modo de uso que puedes encontrar arriba.
3. ¿CÓMO ENCIENDO / APAGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Presiona el botón de encendido universal de tu dispositivo UFO™ 2 para activarlo. Para apagar tu dispositivo, mantén presionado el botón de encendido universal durante 3 segundos. Después de completar una rutina de mascarilla preprogramada, el dispositivo se apagará automáticamente.
4. ¿QUÉ INCLUYE MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
1 dispositivo UFO™ 2, 1 cable de carga USB, 1 mascarilla Make My Day, 1 manual del usuario, 1 guía de inicio rápido y 1 soporte.

EL DISPOSITIVO UFO™ 2

5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Las rutinas de cuidado de la piel de UFO™ 2 han sido desarrolladas para usarse dos veces al día, mañana y tarde. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de tu piel y tus preferencias personales, puedes usarlos más o menos.
6. ¿CUÁNTO DURA CADA TRATAMIENTO?
Los tratamientos de mascarillas Make My Day y Call It a Night duran tan solo 90 segundos. La duración del resto de tratamientos varía según la combinación de tecnologías más efectiva.
7. ¿TODOS LOS TRATAMIENTOS DE UFO™ 2 SON IGUALES?
No, cada mascarilla de FOREO tiene un tratamiento único que optimiza sus resultados.
8. ¿ES SEGURO UTILIZAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 EN PIEL SENSIBLE?
Los dispositivos UFO™ 2 son seguros de usar y aptos para todo tipo de pieles. Además, puedes elegir entre una variedad de mascarillas de FOREO según las necesidades específicas de tu piel y personalizar tu propia rutina de tratamiento para satisfacer tus deseos de cuidado de la piel.
9. ¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 ALREDEDOR DE LOS OJOS?
Sí, los dispositivos UFO™ 2 son seguros de usar alrededor de los ojos. Te recomendamos que deslices suavemente el dispositivo sobre el contorno de los ojos y que apliques una presión mínima.
10. ¿PUEDO USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2 DESPUÉS DE TENER CIRUGÍA PLÁSTICA, BOTOX O RELLENOS DÉRMICOS?
Los dispositivos UFO™ 2 te ofrecen un tratamiento facial suave y apto para todo tipo de pieles. Sin embargo, debes consultar a tu médico antes de usarlo en caso de que hayas tenido algún procedimiento médico reciente.
11. ¿PUEDO USAR MI FOREO LUNA™ CON MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
¡Por supuesto! Los dispositivos UFO™ y LUNA™ funcionan mejor juntos: el cepillo de limpieza facial LUNA™ exfolia suavemente las células muertas de la piel, destapa los poros y elimina hasta el 99,5 % de la suciedad y la grasa, preparando tu rostro para que reciba a continuación un tratamiento con mascarilla power UFO™ 2.
12. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UFO™ 2 Y UFO™ mini 2?
UFO™ 2 y UFO™ mini 2 incluyen sofisticados tratamientos de mascarilla power que puedes disfrutar en solo 90 segundos. Sin embargo, UFO™ 2 también incluye la función de crioterapia: el dispositivo se enfría instantáneamente para disminuir la apariencia de los poros y reafirmar el rostro. Además, mientras que UFO™ mini 2 solo puede usarse con mascarillas seleccionadas de FOREO, UFO™ 2 se puede utilizar con todas las mascarillas de FOREO y casi todas las mascarillas que no son de FOREO.*
13. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISPOSITIVOS UFO™ Y LOS DISPOSITIVOS UFO™ 2?
A diferencia de los dispositivos UFO™, los dispositivos UFO™ 2 han sido rediseñados con termoterapia ultrarrápida y crioterapia para ofrecerte una experiencia de mascarilla más eficiente y efectiva que su predecesor. UFO™ 2 también cuenta con un control de temperatura avanzado que te permite ajustar la temperatura de los tratamientos de termoterapia y crioterapia según tus preferencias personales. Como resultado, ahora puedes usar tu UFO™ 2 con la mayoría de mascarillas.*

LA APLICACIÓN

14. ¿POR QUÉ DEBO DESCARGAR LA APLICACIÓN DE FOREO ANTES DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Todos los productos de FOREO que se pueden sincronizar con la aplicación deben activarse y desbloquearse a través de la aplicación FOREO For You antes del primer uso. Esto ayuda a protegerte de las copias o falsificaciones de productos de FOREO, facilita el registro de la garantía y protege tu inversión.
15. ¿CÓMO EMPAREJO MI DISPOSITIVO UFO™ 2 CON LA APLICACIÓN DE FOREO?
Descarga la aplicación FOREO For You en tu móvil o tableta y activa el Bluetooth. Presiona el botón de encendido universal del dispositivo una vez para activarlo. Una luz blanca parpadeante indica que tu dispositivo está en modo de emparejamiento. Sigue las instrucciones en la aplicación para registrar y emparejar tu dispositivo UFO™ 2.
16. ¿MI DISPOSITIVO UFO™ 2 FUNCIONA SIN LA APLICACIÓN?
Sí, puedes usar manualmente ambos dispositivos y no requieren el uso de la aplicación FOREO For You. Sin embargo, antes del primer uso debes registrar tu dispositivo a través de la aplicación FOREO For You para desbloquearlo y seleccionar tus preferencias. Los tratamientos Make My Day y Call It a Night están preprogramados en tu UFO™ 2 y no requieren el uso de la aplicación de FOREO. Sin embargo, para desbloquear el resto de mascarillas de FOREO, debes usar la aplicación para seleccionar el tratamiento o escanear el código de barras ubicado en la caja posterior de cada caja de mascarillas FOREO; la mascarilla se sincronizará automáticamente con tu dispositivo para que puedas acceder manualmente a ella la próxima vez. Solo puedes personalizar tu rutina de mascarilla power a través de la aplicación.
17. ¿PUEDO PERSONALIZAR MI RUTINA DE TRATAMIENTO DE MASCARILLA POWER?
Sí. Si bien cada mascarilla power activa de UFO™ y cada mascarilla de FOREO incluye una rutina de tratamiento preprogramada que te recomendamos, puedes personalizar tu experiencia con mascarillas power creando tus propias rutinas a través de la aplicación FOREO For You. En la aplicación, puedes elegir tu luz LED preferida y la frecuencia de las pulsaciones T-Sonic™, y también puedes ajustar la termoterapia y crioterapia según tus preferencias.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO

18. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE MI DISPOSITIVO UFO™ 2 PARPADEE CONTINUAMENTE?
Una luz parpadeante alrededor del dispositivo indica que UFO™ 2 está en modo de emparejamiento por Bluetooth o que el dispositivo debe cargarse. Sigue las instrucciones de la aplicación para sincronizar tu dispositivo.
19. ¿CÓMO CARGO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Los dispositivos UFO™ 2 son recargables por USB. Una carga de dos horas y media alcanza para 40 usos.
20. ¿CÓMO LIMPIO MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
Lava el dispositivo y el anillo de plástico con jabón, luego enjuaga con agua tibia. Seca con un paño sin pelusas o una toalla. Después de su uso, recomendamos rociar el dispositivo con el spray de limpieza de silicona de FOREO, aclararlo con agua tibia para obtener resultados óptimos y colocarlo en el soporte para que se seque. Nunca uses productos de limpieza que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel y dañar la silicona.

MASCARILLAS DE FOREO

21. ¿PUEDO REUTILIZAR LAS MASCARILLAS DE FOREO?
Cada mascarilla power activa de UFO™ y cada mascarilla de FOREO está diseñada para un solo uso. Sin embargo, si un tratamiento con UFO™ 2 no es suficiente para ti, ¡pulsas el botón de encendido universal nuevamente en los 30 segundos posteriores al final de la rutina para comenzar de nuevo el mismo tratamiento!
22. ¿NECESITO ACLARAR LA ESENCIA DE LA MASCARILLA DESPUÉS DE USAR MI DISPOSITIVO UFO™ 2?
No, la tecnología de hiperinfusión está diseñada específicamente para ayudar a que la esencia de la mascarilla se absorba rápida y profundamente en la piel. Después del tratamiento, simplemente masajea el exceso de esencia en tu piel o límpialo con un algodón.
23. ¿CÓMO PUEDO SABER SI MI MASCARILLA DE FOREO ES AUTÉNTICA?
Con la aplicación FOREO For You, puedes escanear el código de barras del embalaje de la mascarilla para verificar su autenticidad.

***NOTA:** El calor y el frío afectan de manera diferente a productos distintos de cuidado de la piel y pueden comprometer los ingredientes de las fórmulas. (Para una seguridad óptima, recomendamos investigar los efectos de la temperatura en cualquier mascarilla que no sea de FOREO antes de mejorarla con UFO™ 2.)

© 2021 FOREO AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
DISTR. UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUECIA.
DISTR. EE. UU.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EE. UU.
DISTR. AUS.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR FOREO SUECIA.
FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM