

FOREO



ISSA™ 2

DÜNYANIN İLK
SİLİKON VE SONİK DİŞ FIRÇASI



TAM KULLANIM KILAVUZU



BAŞLANGIÇ

ISSA 2' yi satın alarak daha beyaz ve daha parlak bir gülümsemeye doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında sofistike ve şık bir diş bakımının tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzu okumak için ayırın.

KULLANIM AMACI: Dişlerinizi ve diş etlerinizi temizleyerek genel ağız hijyenini desteklemek amacıyla evde kullanılır.

Lütfen **KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN** ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın.


⚠ UYARI: Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.

ISSA 2 GENEL BAKIŞ

Çığır açan teknolojisi ve kalıcı gücü ile ISSA 2, eşsiz bir fırçalama deneyimi sunar. Ultra hijyenik, tıbbi silikonu, PBT polimer içeren benzersiz hibrit fırça başlığı ve T-Sonic Titreşimler ile diş etlerine 16 ayarlanabilir hızda ve 2 kat güçte nazıkçe masaj yaparken plakları temizler. Olağanüstü uzun pil ömürlü ISSA 2'niz, 1 saatlik USB şarj ile her gün tam bir ağız bakımını 365 güne kadar sunar!

ISSA 2 İLE TANIŞIN

NOT: ISSA 2, ilk kez kutusundan çıkarıldığında kilitlidir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın. Gösterge ışığı, cihaz kilidinin açıldığını göstermek için yanıp sönecektir.



ÖZELLİKLER

Aç/Kapat Düğmesi:

- Fırçayı başlatmak için bir kez, kapatmak için bir kez basın.
- ISSA 2'niz 3 dakika sonra fazla kullanımı önlemek için otomatik olarak kapanacaktır.

Yoğunluk Kontrolü:

- Kontrolleri kilitlemek ve kilidi açmak için + ve – düğmelere aynı anda basılı tutun.
- Maksimum konfor için 16 farklı yoğunluk: + veya – düğmeleriyle yoğunluğu arttırın ya da azaltın.
- Cihaz, bir sonraki kullanımda tercihlerinizi hatırlayacaktır.

Hibrit Fırça Başlığı - Silikon ve PBT polimer kıllar plak üzerinde sert, diş etlerinde nazik bir etki bırakır.

Ultra Hijyenik Silikon Gövde - Bakteri oluşumunu önleyen gözeneksiz yapı.

Gösterge Işığı - Ağızın yeni bir bölgesine geçmeniz gerektiğini veya şarj etmeniz gerektiğini gösterir.

Şarj Noktası - %100 su geçirmez ve duşta kullanılabilir.

USB Şarj Kablosu - USB kablosu ile istediğiniz zaman istediğiniz yerde şarj edin.


Seyahat Çantası - Koruyucu kılıf, ISSA 2'nizi seyahat ederken bile temiz tutar.

ISSA 2 NASIL KULLANILIR


Fırçalama rutininizi değil, sadece diş fırçanızı değiştirin!



1. Diş Macununu Sürün - Sevdiğiniz diş macununu önerilen miktarda kullanın. En etkili sonuçlar için FOREO naturals Smile-Perfecting diş macunu kullanmanızı öneririz.



2. Fırçalayın - ISSA 2'yi başlatmak için düğmeye basın ve +/- düğmelerini kullanarak yoğunluğu ayarlayın. Geniş dairesel hareketlerle ve hafif basınç uygulayarak 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. ISSA 2, her 30 saniyede bir ağızın yeni bir bölgesine geçmeniz için sizi uyarır.



3. Çalkalayın - Düğmeye basarak fırçanızı kapatın. Ağızınızı çalkalayın ve ISSA 2'nizi su ile temizleyin. Yenilenmiş, daha parlak bir gülümseme için günde iki kez tekrarlayın.

4. Dil Temizleyici (İsteğe Bağlı) - Tam bir ağız temizliği için fırça başlığını dil temizleyici ile değiştirin ve dilinizi nazikçe fırçalamak için dikey hareketler uygulayın.

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz hemen kullanmayı bırakın ve bir diş doktoruna danışın. Fırça yüzeyinde herhangi bir kan görürseniz lütfen cihazı sabun ve su ile temizleyin.

ISSA 2'NİN TEMİZLENMESİ


Her kullanımdan sonra parmaklarınızı fırça kıllarının arasından geçirerek fırçayı ılık su ile yıkayarak cihazı temizleyin. En etkili sonuçlar için ISSA 2'nin gövdesinde FOREO Silikon Temizleme Spreyi kullanmanızı ve ardından ılık su ile durulamanızı öneririz. Diş fırçanızın havayla kurumasına izin verin. ISSA 2'yi UV sanitasyon kutusuna yerleştirmenizi önermiyoruz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın. Cihaz ile beyazlatıcı diş macunları kullanmaktan kaçınınız.

ISSA 2 FIRÇA BAŞLIĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

YUKARI ÇEKİN, YERLEŞTİRİN

Tüm ISSA 2 fırça başlıkları, ISSA 2 serisi ile uyumludur.



Fırça başlığını değiştirmek için ISSA 2'nin kapalı olduğundan emin olun ve fırça başlığını çıkarmak için başlığı düz bir şekilde yukarı çekin. Yedek başlığı kılları öne bakacak şekilde merkez deliğini metal dübel ile hizalayın ve güvenli bir şekilde takmak için aşağı doğru bastırın.

Maksimum etki için ISSA 2 fırça başlığını 6 ayda bir değiştirmenizi öneririz. Her Hassas Fırça Başlığı ve Dil Temizleyici 1 yıla kadar dayanıklıdır.

Yedek fırça başlıklarını www.foreo.com adresinden veya en yakın yetkili FOREO satıcısıyla iletişime geçerek sipariş verebilirsiniz.

ISSA 2'Yİ ŞARJ ETME

Titreşimlerin gücü azalıyor veya gösterge ışığı yanıp sönmeye başladıysa cihazı şarj etme zamanı gelmiştir. Cihaz, USB şarj kablosu ile 1 saatte şarj olacaktır. Gösterge ışığının yanıp sönmesi durduğunda ISSA 2 cihazınız tamamen şarj olmuştur.

DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj portunda ve şarj cihazında su ve diş macunu kalıntısı olmadığından emin olun. FOREO cihazınızı şarj olurken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Yalnızca FOREO tarafından sunulan USB şarj kablosunu kullanın.

ÖNEMLİ

İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Herhangi bir tıbbi endişeniz varsa ISSA 2'yi kullanmadan önce bir doktora danışın.
- Ağız sağlığınız ile ilgili bir tedavi görüyorsanız bu cihazı kullanmadan önce diş doktorunuza danışın.
- FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık hissederseniz fırçayı kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz, 5 yaş altı çocukların kullanımına uygun değildir. Bu cihaz, çocuklar tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir. Çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler için gözetim ve kullanım talimatları gereklidir.
- Çocukların bu cihaz ile oynamasına izin verilmemelidir.
- Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. (fırça başlığı, fırça gövdesi, şarj). Cihazda servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için cihaz yalnızca koruyucu topraklama şebekesi kaynağına bağlanmalıdır.
- Cihaz hasarlıysa asla kullanmayın.

SORUN GİDERME

ISSA 2' nin performans değışikliđi durumunda alınması gereken önlemler:

Güç düğmesine basıldıđında ISSA 2 çalışmıyorsa:

- Cihaz pili bitmiştir. ISSA 2'nizi şarj edin.
- Arayüz kilitlenmıştır. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın.

ISSA 2 kapanmıyorsa ve/veya arayüz cevap vermiyorsa:

- Mikroşlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Kullanmaya devam etmek için şarj kablosunu bağlayın.

USB şarj kablosu bağlandıđında ISSA 2'nin ışığı yanıp sönmüyorsa:

- 365 gün kullanıma hazır şekilde pil tamamen şarj olmuştur.
- Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika alabilir.
- USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/ USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.

ISSA 2 suya düşerse ve şarj portu ıslanırsa:

- Kurulayın ve kullanmaya devam edin. ISSA 2 tamamen su geçirmezdir ve şarj portu tamamen kapalıdır.

Sorun giderme bölümünde sorularınıza yanıt bulamazsanız veya bu cihazın kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen www.foreo.com/support adresinde Müşteri Hizmetleri bölümünü ziyaret edin.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

2-Yıl Sınırlı Garanti kaydını etkinleştirmek için FOREO Manyetik Kazıma Kartı üzerinde yer alan numarayı www.foreo.com/support adresinde kaydedin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değıştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

**2-Yıl Sınırlı Garanti, yedek fırça başlıkları için geçerli değildir.*

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).

Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.


Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.



CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için fırça başlığını çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME:	Medikal Silikon + PBT Polimer
RENK:	Pearl Pink / Mint / Cobalt Blue /Cool Black
BOYUT:	195 × 32.4 × 115 mm
AĞIRLIK:	77g
PİL:	Li-Ion 1000mA 3.7V
KULLANIM SÜRESİ:	365 güne kadar
BEKLEME:	180 gün
FREKANS:	166 Hz
ARAYÜZ:	3- düğme
TİTREŞİM/DAKİKA:	11,000'e kadar

KULLANIM İÇİN UYGUN ÇEVRE KOŞULLARI:

Sıcaklık:	5°C - 40°C
Nem:	%40 - %80
Atmosfer Basıncı:	800 - 1,060 hPa

DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN UYGUN ÇEVRE KOŞULLARI:

Sıcaklık:	-10°C - 50°C
Nem:	%30 - %80
Atmosfer Basıncı:	500 - 1,060 hPa

SORUMLULUK REDDİ:

Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

©2020 FOREO LTD.ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB DAĞITICI: FOREO LTD.ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ. ABD DAĞITICI: FOREO A.Ş., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD.AU DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA. FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR. FOREO LTD.ŞTİ İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

WWW.FOREO.COM