

FOREO



UFO™ 2

SZWEDZKA TECHNOLOGIA
KOSMETYCZNA MASKI MOCY



INSTRUKCJA ONLINE

PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku wyjątkowej pielęgnacji skóry poprzez nabycie UFO™ 2. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii maski mocy w komfortcie swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ TEGO URZĄDZENIA.

UFO™ 2 – WPROWADZENIE

Przeprojektowane tak, aby zapewnić jeszcze szersze spektrum światła LED oraz ultraszybkie nagrzewanie, UFO™ 2 jest rewolucyjnym urządzeniem do maseczek na twarz, które zapewnia doskonałą skórę w ciągu kilku sekund. UFO™ 2 korzysta z zaawansowanej technologii Hyper-Infusion i łączy termoterapię z krioterapią oraz pulsacjami T-Sonic™ w celu wzmocnienia działania maseczek aktywowanych urządzeniem UFO™. Ponadto UFO™ 2, wyposażone w 8 różnych światel LED, pomaga w pomaga w odkryciu delikatniejszej, promiennej cery w zaledwie 90 sekund!

POZNAJ SWOJE UFO™ 2

UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA

Włącza/wyłącza urządzenie, przełącza urządzenie w tryb parowania Bluetooth oraz wybiera programy pielęgnacyjne.

ULTRAHYGIENICZNY SILIKON

Odporny na bakterie i supermiękki.

PULSACJE T-SONIC™

Wykonaj kojący masaż twarzy, aby zwiększyć blask skóry.

PORT ŁADOWANIA

Do 40 zastosowań na 2,5 godziny ładowania.

PEŁNOSPEKTRALNE ŚWIATŁO LED

Wyraźnie odmłodzona skóra z naturalnie delikatniejszym blaskiem.

TERMOTERAPIA

Zmiękcza skórę, wprowadzając składniki maski do najgłębszych warstw.

WSKAŹNIKI ŚWIATEŁEK

Zaświecają się, aby wskazać, na jaką kurację ustawione jest urządzenie.

PIERŚCIEN MOCUJĄCY

Zabezpiecza maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ na miejscu.

KRIOTERAPIA

Zmniejsza widoczność porów i sprawia, że skóra wygląda młodziej.



MASKA AKTYWOWANA URZĄDZENIEM UFO™

Miękkie maski z mikrofibry przeznaczone wyłącznie do stosowania z UFO™.




PRZEWÓD ŁADOWANIA USB

Ładuj w dowolnym momencie i miejscu za pomocą kabla USB.



INTERAKTYWNA APLIKACJA

Automatycznie synchronizuje zaprogramowane kuracje maską aktywowaną urządzeniem z urządzeniem.




ELEGANCKA I STYLOWA PODSTAWKA

Chroni i podtrzymuje UFO™ 2, pomagając mu jednocześnie szybko wyschnąć.

SPOSÓB UŻYCIA

- 1 Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, pobierz aplikację FOREO For You.
- 2 Połącz się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth na smartfonie i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu UFO™ 2, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją.
- 3 W aplikacji zeskanuj kod kreskowy maski i postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.



Pobierz aplikację FOREO tutaj




Zdejmij pierścień mocujący z UFO™ 2.



Wyjmij maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ z saszetki.




Zamocuj maskę na urządzeniu, zakładając pierścień mocujący z logo FOREO skierowanym do góry.



Ciesz się mocą swojej kuracji!

DODAWANIE NOWEJ KURACJI

Make My Day and Call It a Night są już wstępnie zaprogramowane w Twoim urządzeniu. Wszelkie inne kuracje muszą być pierwszy raz aktywowane za pośrednictwem aplikacji. Następnie do programu można uzyskać dostęp za pośrednictwem aplikacji lub za pomocą uniwersalnego przycisku zasilania.



Wszystkie dodatkowe kuracje przy użyciu masek*

KORZYSTANIE Z UFO™ 2 BEZ APLIKACJI

- 1 Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć i aktywować kurację Make My Day.
- 2 Naciśnij ponownie, aby aktywować kurację Call It a Night i tak dalej z każdą maską. (Na przykład, jeśli H2Overdose znajduje się w gnieździe 3 w aplikacji, naciśnij uniwersalny przycisk zasilania 3 razy, aby aktywować kurację H2Overdose).
- 3 Twoja kuracja Power Mask jest gotowa!

NADAL CHCESZ WIĘCEJ?

Jeśli jeden zabieg UFO™ 2 nie Ci wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk zasilania w ciągu 30 sekund od zakończenia procedury, aby ponownie rozpocząć tę samą kurację! Możesz również spersonalizować swoją maseczkę, tworząc własną kurację za pośrednictwem aplikacji, gdzie możesz wybrać/dostosować każdą technologię, aby towarzyszyła Twojej masce aktywowanej urządzeniem UFO™.

ZASTOSOWANIE

Zacznij od czystej, suchej skóry. Zalecamy przeprowadzenie czyszczenia za pomocą LUNA™ w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

- 1 Po zamocowaniu maski na urządzeniu delikatnie przesuwaj UFO™ 2 po skórze, równomiernie rozprowadzając esencję maski.
- 2 Używając urządzenia UFO™ 2, wmasuj esencję w skórę za pomocą ruchów okrężnych. Przesuwaj urządzenie kolistym ruchem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wokół twarzy, zaczynając od podbródka, a następnie przesuwając się w górę do prawego policzka i czoła. Kontynuuj wzdłuż lewego policzka do podbródka i szyi. Powtarzaj ten ruch aż do zakończenia kuracji.
- 3 Delikatnie wklep pozostałą esencję w skórę lub usuń jej nadmiar płatkami kosmetycznymi. W razie potrzeby zastosuj dowolny krem nawilżający.

*W przypadku maski do oczu delikatnie przesuwaj urządzenie wokół całego konturu oka, przemiennie między lewym i prawym okiem, aż do zakończenia kuracji.



CZYSZCZENIE UFO™ 2

Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Wysusz niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

WAŻNE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

Urządzenie UFO™ 2 jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi maskami. W żadnym momencie nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na skórze/twarzy przy włączonym zasilaniu.

- Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawią się jakiejkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie UFO™ 2 powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania UFO™ 2 wokół okolic oczu i nie stykaj urządzenia z powiekami lub oczami.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania UFO™ 2 innym osobom.
- Unikaj pozostawiania urządzenia UFO™ 2 w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na ekstremalne ciepło lub wrzącą wodę.
- Powierzchnia UFO™ 2 nagrzewa się. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiejkolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmian w działaniu urządzenia UFO™ 2.

Jeśli UFO™ 2 nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj urządzenie UFO™ 2 za pomocą kabla ładującego USB, aż światelko będzie świecić się stale. Pełne 2,5-godzinne ładowanie umożliwi przeprowadzenie do 40 kuracji.

Jeśli nie można wyłączyć UFO™ 2 i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Mikroprocesor nie działa tymczasowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie UFO™ 2 nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You:

- Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować się połączyć.
- Zamknij aplikację FOREO For You, a następnie ponownie ją otwórz, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować 2-letnią gwarancję ograniczoną, zarejestruj się, pobierając aplikację FOREO For You i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.

2-LETNIA GWARANCJA OGRANICZONA

FOREO udziela rękojmi na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od pierwotnej daty zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i uszkodzeń materiału przy właściwym użytkowaniu. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona pogorszenia jakości kosmetyków spowodowanego przez naturalne zużycie lub uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia objęte gwarancją muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić swoją gwarancję, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki są bezzwrotne. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O USUWANIU


Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



Wykreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizacji odpadów domowych lub miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Silikon bezpieczny dla ciała, poliwęglan + termopolimer, stop aluminium
KOLOR:	Pearl Pink/miętowy/Fuchsia
ROZMIAR:	72,5 mm x 31,4 mm
WAGA:	146,2 g
BATERIA:	Li-Ion 1200mAh 3,7 V
TEMPERATURA:	5 - 45 stopni Celsjusza
UŻYTKOWANIE:	Do 40 zastosowań na jedno ładowanie
STAN GOTOWOŚCI:	180 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	180 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
INTERFEJS:	1 przycisk

Ograniczenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazdka w obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Model może zostać zmieniony w celu ulepszenia bez powiadomienia.

FAQ

PODSTAWY UFO™ 2

CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA UFO™ 2?

Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej zatytułowaną „APLIKACJA”).

JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZĄ KURACJĘ?

Najpierw starannie wyczyść i osusz twarz i szyję - w celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy najpierw czyszczenie urządzeniem LUNA™. Następnie załóż maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ na urządzenie UFO™ 2. Na koniec aktywuj swoją kurację UFO™ 2 za pośrednictwem aplikacji lub postępuj krok po kroku zgodnie z przewodnikiem Sposób użycia, który znajduje się powyżej.

JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu UFO™ 2, aby je włączyć. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po zakończeniu zaprogramowanej kuracji urządzenie wyłączy się automatycznie.

CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA UFO™ 2?

1 urządzenie UFO™ 2, 1 kabel ładujący USB, 1 maska Make My Day, 1 instrukcja obsługi, 1 skrócona instrukcja uruchamiania (Quick Start Guide) i 1 podstawka.

URZĄDZENIE UFO™ 2

JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2?

Maski aktywowane UFO™ 2 zostały opracowane do stosowania dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jednak, w zależności od potrzeb skóry i osobistych preferencji, można korzystać z urządzenia częściej lub rzadziej.

JAK DŁUGO TRWA KAŻDA KURACJA?

Kuracje maską Make My Day oraz Call It a Night trwają zaledwie 90 sekund. Wszystkie pozostałe kuracje będą się różnić w zależności od najsukuteczniejszego połączenia technologii.

CZY KAŻDA KURACJA UFO™ 2 JEST TAKA SAMA?

Nie, każda maska aktywowana UFO™ łączy się z unikalną kuracją w celu uzyskania optymalnych wyników.

CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 JEST BEZPIECZNE DO STOSOWANIA NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE?

Urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne w użyciu i odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Ponadto, w zależności od specyficznych potrzeb skóry, można wybierać spośród różnych masek aktywowanych UFO™, które zaspokajają różne potrzeby pielęgnacyjne skóry.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2 WOKÓŁ OKOLICY OCZU?

Tak, urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne do używania pod oczami. Zalecamy delikatne przesuwanie urządzenia w okolicach oczu, uważając, aby wywierać minimalny nacisk.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA MY UFO™ 2 PO OPERACJI PLASTYCZNEJ, BOTOKSIE LUB ZASTOSOWANIU WYPEŁNIACZY SKÓRNYCH?

Urządzenia UFO™ 2 zapewniają delikatną kurację i są odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Należy jednak skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku przebytych niedawno zabiegów medycznych.

CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z KURACJI ŚWIATŁEM LED SAMODZIELNIE, BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA MASKI LUB PRZECHODZENIA PRZEZ PROGRAM?

Nie, nie zalecamy używania urządzenia UFO™ 2 bez maski lub wstępnie ustawionego programu, ponieważ nie zapewnia ono takiej samej wydajności lub rezultatów, jak w połączeniu z maską aktywowaną UFO™.

CZY MOGĘ UŻYWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA FOREO LUNA™ Z URZĄDZENIEM UFO™ 2?

Tak! Urządzenia UFO™ 2 i LUNA™ pracują lepiej razem - szczoteczka do czyszczenia twarzy LUNA™ delikatnie złuszcza martwe komórki skóry, odblokowuje pory i usuwa do 99,5% brudu i sebum, zapewniając idealne podstawy do kuracji maską aktywowaną UFO™ 2.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY UFO™ 2 I UFO™ mini 2?

Zarówno UFO™ 2, jak i UFO™ mini 2 oferują zaawansowaną kurację maską aktywowaną urządzeniem, którą można się cieszyć jedynie w 90 sekund. Jednak UFO™ 2 posiada funkcję krioterapii, która natychmiast schładza skórę, zmniejszając widoczność porów i zapewniając bardziej jędrną cerę.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI UFO™ I UFO™ 2?

W przeciwieństwie do urządzeń UFO™, urządzenia UFO™ 2 zostały przeprojektowane i uzupełnione ultrasoniką termoterapią i pełnym spektrum światła LED (łącznie 8), co zapewnia doświadczenie bardziej wydajne i skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej!

APLIKACJA

DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UFO™ 2?

Wszystkie produkty FOREO włączane aplikacją muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem aplikacji FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO i ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2 Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie UFO™ 2.

CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI?

Tak, można ręcznie używać obu urządzeń i nie wymagają one korzystania z aplikacji FOREO For You. Aby jednak odblokować urządzenie podczas pierwszego użycia, należy zarejestrować je za pośrednictwem aplikacji FOREO For You. Kuracje Make My Day i Call It a Night są wstępnie zaprogramowane w UFO™ 2 i nie wymagają korzystania z aplikacji FOREO. Aby jednak odblokować wszystkie pozostałe maski aktywowane urządzeniem UFO™, należy wybrać kurację lub zeskanować kod kreskowy z tyłu każdej saszetki z maską aktywowaną UFO™ za pośrednictwem aplikacji, aby aktywować kurację - maska zostanie automatycznie zsynchronizowana z urządzeniem, aby następnym razem można było uzyskać do niej dostęp ręcznie. Aby dostosować swoją kurację maski aktywowanej urządzeniem, musisz wejść w aplikację.

CZY MOGĘ DOSTOSOWAĆ MOJĄ KURACJĘ MASKĄ AKTYWOWANĄ URZĄDZENIEM?

Tak. Podczas gdy każda maska aktywowana urządzeniem UFO™ jest wyposażona w zalecany wstępnie zaprogramowany program kuracji, możesz spersonalizować swoją kurację maską, tworząc własny program kuracji za pośrednictwem aplikacji FOREO For You. W aplikacji można wybrać swoje ulubione światło LED oraz poziom pulsacji T-Sonic™ oraz dołączyć do kuracji, jeśli chcesz, termoterapię i krioterapię.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

CO TO ZNACZY, GDY URZĄDZENIE MY UFO™ 2 CIĄGŁE MIGA?

Migające światło wokół urządzenia wskazuje, że urządzenie UFO™ 2 jest w trybie parowania Bluetooth lub że urządzenie wymaga ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie.

JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Urządzenia UFO™ 2 nadają się do wielokrotnego ładowania przez USB, z dwupółgodzinnym ładowaniem zapewniającym do 40 zastosowań.

JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Wysusz niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

MASKI AKTYWOWANE URZĄDZENIEM UFO™

CZY MOGĘ PONOWNIE UŻYĆ MASEK AKTYWOWANYCH URZĄDZENIEM UFO™?

Każda maska aktywowana UFO™ jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Jeśli jedna kuracja UFO™ 2 nie Ci wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk zasilania w ciągu 30 sekund od zakończenia kuracji, aby ją ponownie rozpocząć!

CZY MUSZĘ ZMYĆ ESENCJĘ MASKI PO UŻYCIU URZĄDZENIA UFO™ 2?

Nie, technologia Hyper-Infusion została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc w szybszym i głębszym wchłanianiu esencji maski w skórę. Po kuracji wystarczy wmasować pozostałą esencję w skórę lub usunąć nadmiar za pomocą wacika.

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZY MOJA MASKA AKTYWOWANA URZĄDZENIEM UFO™ JEST AUTENTYCZNA?

Korzystając z aplikacji FOREO For You, możesz zeskanować kod kreskowy na opakowaniu maski, aby zweryfikować jej autentyczność.

©2020 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA

DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.

WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM