

FOREO



UFO™ 2

MÁSCARAS FACIAIS
COM TECNOLOGIA
DE BELEZA SUECA



MANUAL ONLINE

MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO



INTRODUÇÃO

Parabéns por adquirir o UFO™ 2, o primeiro passo para um cuidado com a pele como você nunca viu. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios da sofisticada tecnologia da máscara facial no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize este produto apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.

Público-alvo: Mulheres, acima de 18 anos.

NÃO use este aparelho se você tiver um dispositivo médico implantado, epilepsia, uma doença hemorrágica, doenças de pele ou em crianças.

APRESENTAÇÃO DO UFO™ 2

Recriado com aquecimento ultrarrápido e um espectro ainda maior de luz de LED, o UFO™ 2 é um aparelho de máscara facial revolucionário que garante uma pele com uma qualidade superior em poucos segundos. Com tecnologia avançada Hyper-Infusion, o UFO™ 2 combina procedimentos Termoestético e Crioestético com pulsações T-Sonic™ para aumentar os benefícios da sua máscara. Além disso, equipado com 8 luzes de LED diferentes, o UFO™ 2 ajuda você a revelar uma tez radiante e delicada em apenas 90 segundos!

DESCUBRA SEU UFO™ 2

BOTÃO UNIVERSAL

Liga/desliga o aparelho, coloca o aparelho no modo Bluetooth e seleciona as rotinas de tratamento.

SILICONE ULTRA-HIGIÊNICO

Resistente a bactérias e super macio.

PULSAÇÕES T-SONIC™

Realiza uma massagem facial relaxante que reforça a luminosidade da pele.

PORTA DE RECARGA

Até 40 usos com 2,5 horas de recarga.



LUZ DE LED DE ESPECTRO TOTAL

Ajuda a pele a parecer visivelmente rejuvenescida para uma tez naturalmente delicada.

PROCEDIMENTO TERMOESTÉTICO

Suaviza a pele para permitir a penetração dos ingredientes da máscara nas camadas mais profundas.

LUZES INDICADORAS

Acendem para indicar o tratamento facial configurado no seu aparelho.

ANEL DE FIXAÇÃO

Mantém a Máscara Facial Ativada UFO™ no lugar.

PROCEDIMENTO CRIOESTÉTICO

Reduz a aparência dos poros e proporciona uma pele mais firme.



MÁSCARA FACIAL ATIVADA UFO™

Máscaras macias de microfibra formuladas exclusivamente para serem usadas com o UFO™ (vendidas separadamente).




CABO DE RECARGA USB

Recarregue a qualquer momento, em qualquer lugar com o cabo USB (adaptador NÃO fornecido).



APLICATIVO INTERATIVO

Sincroniza automaticamente as rotinas pré-programadas de aplicação da máscara facial com o aparelho.



SUPORTE ELEGANTE E SOFISTICADO

Protege e ajuda seu UFO™ 2 a secar mais rápido.

ANTES DE MAIS NADA...

- 1 Para desbloquear e registrar seu aparelho antes de usá-lo pela primeira vez, baixe o aplicativo FOREO For You.
- 2 Conecte-se ao aplicativo via Bluetooth no seu smartphone e pressione o botão universal do UFO™ 2 para sincronizar seu aparelho com o aplicativo.
- 3 No aplicativo, leia o código de barras da máscara e siga as instruções fornecidas.



Baixe o aplicativo FOREO aqui



Retire o anel de fixação do UFO™ 2.



Retire a Máscara Facial Ativada UFO™ do sachê.



Prenda a máscara no aparelho encaixando o anel de fixação com o logo FOREO voltado para cima.



Aproveite seu tratamento com a máscara facial!

COMO USAR MÁSCARAS FACIAIS ATIVADAS UFO™

Comece com a pele limpa e seca. Para obter melhores resultados, recomendamos a limpeza com o LUNA™.

- 1 Com uma máscara presa no seu aparelho, deslize suavemente o UFO™ 2 por toda a pele para distribuir a essência da máscara de maneira uniforme.
- 2 Utilize o UFO™ 2 para massagear a fórmula por toda a pele com um movimento circular. Mova o aparelho pelo rosto no sentido horário, começando pelo queixo, em seguida subindo pela bochecha direita e pela testa. Continue descendo pela bochecha esquerda até o queixo e o pescoço. Repita esse movimento até o final do tratamento.
- 3 Aplique cuidadosamente qualquer essência restante sobre a sua pele ou remova o excesso com um disco de algodão. Em seguida, aplique o hidratante de sua preferência.

*No caso da máscara para a região dos olhos, deslize o aparelho suavemente no contorno dos olhos, alternando entre o olho esquerdo e o direito até o final da massagem.



MÁSCARAS DE TECIDO FOREO

- 1 Desdobre a máscara FOREO com cuidado e coloque-a sobre o rosto, ajustando ao redor dos olhos e da boca.
- 2 Utilize o UFO™ 2 para massagear a fórmula por toda a pele com um movimento circular. Mova o aparelho pelo rosto no sentido horário, começando pelo queixo, em seguida subindo pela bochecha direita e pela testa. Continue descendo pela bochecha esquerda até o queixo. Repita esse movimento até o final do tratamento.
- 3 Permaneça com a máscara por mais 10 minutos ou descarte-a como preferir. Aplique cuidadosamente qualquer essência restante sobre a sua pele ou remova o excesso com um disco de algodão. Em seguida, aplique o hidratante de sua preferência.

Agora você pode usar seu UFO™ 2 com a maioria das máscaras de tecido graças ao novo Controle de Temperatura Avançado!*

***OBSERVAÇÃO:** O calor e o frio afetam diferentes produtos para a pele de maneiras diferentes e podem comprometer os ingredientes das fórmulas. Para maior segurança, recomendamos pesquisar os efeitos da temperatura em qualquer máscara de outras marcas antes usá-la com o UFO™ 2.

ADICIONAR UM NOVO TRATAMENTO

O UFO™ 2 pode ser programado com até 8 tratamentos! Make My Day e Call It a Night estão pré-programados nas primeiras duas luzes indicadoras e a terceira luz é reservada para o seu tratamento personalizado.

Qualquer outro tratamento deve ser ativado através do aplicativo FOREO For You no primeiro uso. Em seguida, a rotina pode ser acessada através do aplicativo ou usando o botão universal.



USAR O UFO™ 2 SEM O APLICATIVO

- 1 Pressione o botão universal para ligar e ativar a rotina de tratamento Make My Day.
- 2 Pressione novamente para ativar o tratamento Call It a Night e assim por diante com cada máscara. (Por exemplo, se a H2Overdose estiver na posição 4 no seu aplicativo, pressione o botão universal 4 vezes para ativar o tratamento H2Overdose).
- 3 Seu tratamento está pronto para começar!

AINDA QUER MAIS?

Se um tratamento com o UFO™ 2 não foi suficiente, você tem 30 segundos após o final da rotina para pressionar o botão universal novamente e recomeçar o mesmo tratamento! Você também pode personalizar sua experiência com a máscara facial criando sua própria rotina de tratamento através do aplicativo, onde você pode selecionar/ajustar cada tecnologia para acompanhar sua máscara.

COMO LIMPAR O UFO™ 2

Sempre limpe bem o UFO™ 2 após o uso. Lave o aparelho e o anel de fixação com sabão e enxague em água morna corrente. Seque com uma toalha limpa que não solte fiapos. Para obter melhores resultados, recomendamos usar o Spray de Limpeza para Silicone da FOREO e enxaguar com água morna após o uso. Coloque o aparelho no suporte para secar.

OBSERVAÇÃO: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

IMPORTANTE

PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Se tiver qualquer problema de pele ou preocupação em relação a sua saúde, consulte um dermatologista antes de usar.
- O uso do UFO™ 2 deve ser confortável. Se sentir qualquer desconforto, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Tenha muito cuidado ao usar o UFO™ 2 nas regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos olhos.
- O aparelho não deve jamais ser colocado diretamente em contato com a pele quando estiver ligado.
- Por questões de higiene, não recomendamos que seu UFO™ 2 seja utilizado por outras pessoas.
- Evite deixar o UFO™ 2 diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor excessivo ou água fervente.
- O UFO™ 2 tem uma superfície aquecida. Pessoas sensíveis ao calor devem ter cuidado ao usar este aparelho.
- A FOREO não avaliou e testou a segurança e eficácia dos aparelhos UFO™ 2 junto com todas as máscaras de tecido e/ou produtos para a pele de outras marcas. O uso deste produto com máscaras e produtos para a pele de outras marcas é por sua própria conta e risco.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso deste produto se parecer de alguma forma danificado. Este produto não contém peças que possam ser reparadas.
- Use este aparelho apenas para o uso pretendido, conforme descrito neste manual. Se não encontrou a resposta para sua pergunta ou tiver quaisquer dúvidas sobre o funcionamento do aparelho, acesse www.foreo.com

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Precauções a serem tomadas no caso de mudanças no desempenho do UFO™ 2.

Se o UFO™ 2 não ligar ao pressionar o botão universal:

- A bateria está descarregada. Recarregue o UFO™ 2 com o cabo de recarga USB até que o indicador luminoso emita uma luz constante. Uma recarga completa de 2,5 horas dura até 40 tratamentos.

Se o UFO™ 2 não desliga e/ou os botões da interface não respondem:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o UFO™ 2 não sincroniza com o aplicativo FOREO For You:

- Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar.
- Feche e abra o aplicativo FOREO For You para iniciar o processo novamente.
- Verifique se o aplicativo precisa ser atualizado na loja de aplicativos do seu dispositivo móvel.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DE GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre o produto através do aplicativo FOREO For You e siga as instruções fornecidas.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante este aparelho por um período de DOIS (2) ANOS a partir da data original da compra contra defeitos de fabricação ou dos materiais decorrentes do Uso Normal do aparelho. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural ou danos causados por acidentes, uso indevido e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar o aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período da garantia, a FOREO poderá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor para poder usufruir dela. Para validar sua garantia, guarde seu recibo de compra original junto com estas condições de garantia durante o período da garantia.

Para usufruir da sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta no site www.foreo.com e selecionar a opção solicitar garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Esta garantia é complementar aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS:	Silicone & PC biocompatível + ABS, Liga de Alumínio	TEMPERATURA:	5 - 45 °C
COR:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black	USO:	Até 40 usos por recarga
TAMANHO:	72,5 mm x 31,4 mm	MODO DE ESPERA:	180 dias
PESO:	146,2 g	FREQUÊNCIA:	180 Hz
ALIMENTAÇÃO:	Cabo de recarga USB de 5V. Adaptador de tomada USB: use somente dispositivos aprovados pela IEC-60950 ou IEC-62368 (NÃO fornecido pela FOREO).	NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:	<50 dB
BATERIA:	Li-Ion 1200mAh 3,7V	INTERFACE:	1 botão

INFORMAÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (EMC)

O UFO e o UFO mini estão em conformidade com a norma IEC60601-1-2:2014 sobre Compatibilidade Eletromagnética (EMC). Entretanto, é preciso seguir algumas precauções especiais:

AVISO:

- O uso deste equipamento próximo ou junto a outros equipamentos deve ser evitado porque poderia resultar em mau funcionamento. Se tal uso for necessário, este e os outros equipamentos devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.
- Dispositivos portáteis de comunicação de RF (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não devem ser usados a menos de 30 cm de qualquer parte do aparelho, incluindo cabos especificados pela FOREO. Caso contrário, poderia resultar na degradação do desempenho do monitor.
- O uso de acessórios e cabos diferentes daqueles especificados ou fornecidos pela FOREO poderia resultar no aumento da emissão eletromagnética ou na diminuição da imunidade eletromagnética do equipamento e resultar em mau funcionamento.
- Consulte a seguir mais orientações sobre o ambiente de EMC no qual o aparelho deve ser usado.

Tabela 1: Limites de EMISSÃO e Conformidade:

Fenômeno	Limites de Emissão	Conformidade
EMISSÕES de RF conduzidas e irradiadas	CISPR 11	Grupo 1, Classe B

OBSERVAÇÃO: Os testes de EMISSÃO para distorção harmônica, flutuações de tensão e cintilação não são aplicáveis.

Tabela 2: NÍVEIS DO TESTE DE IMUNIDADE:

Fenômeno	Norma básica de EMC	Níveis do Teste de Imunidade
Descarga eletrostática	IEC 61000-4-2	±8 kV contato ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV ar
Campos eletromagnéticos de RF irradiada	IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz a 2,7 GHz 80% AM a 1 kHz
Campos de Proximidade de equipamentos de comunicação sem fio por RF	IEC 61000-4-3	Ver Tabela 3
Campos magnéticos da frequência de potência nominal	IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz

OBSERVAÇÃO: Testes de IMUNIDADE para transientes elétricos rápidos / surtos, sobretensões fase-fase, sobretensões fase-terra, distúrbios induzidos por campos de RF, quedas de tensão e interrupções de tensão não são aplicáveis.

Tabela 3: Especificações de teste para campos de proximidade de equipamentos de comunicação sem fio por RF:

Teste de Frequência (MHz)	Modulação	Nível de Imunidade Aplicado (V/m)
385	Modulação de pulso: 18 Hz	27
450	Modulação de pulso: 18 Hz	28
710 745 780	Modulação de pulso: 217 Hz	9
810 870 930	Modulação de pulso: 18 Hz	28
1720 1845 1970	Modulação de pulso: 217 Hz	28
2450	Modulação de pulso: 217 Hz	28
5240 5500 5785	Modulação de pulso: 217 Hz	9

Registro ANATEL: 03331-19-12157

Aviso Legal: os usuários deste aparelho o fazem por sua própria conta e risco. Nem a FOREO nem seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer lesões ou danos, físicos ou de outro tipo, causados direta ou indiretamente pelo uso deste aparelho. Além disso, FOREO se reserva o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo sem a obrigação de notificar qualquer pessoa sobre essa revisão ou alterações.

CUIDADO: Quaisquer alterações ou modificações deste aparelho que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o aparelho.

OBSERVAÇÃO: Este aparelho foi testado e mostrou estar em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este aparelho gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferências nocivas à comunicações de rádio. Contudo, não existe garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação em particular. Se este aparelho causar interferências nocivas à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o aparelho, o usuário deve tentar corrigir a interferência por meio de uma das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conecte o aparelho a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

O modelo pode ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

PERGUNTAS FREQUENTES

ASPECTOS BÁSICOS DO UFO™ 2

- 1. O QUE DEVO FAZER APÓS RECEBER MEU UFO™ 2?**

Parabéns por descobrir um cuidado com a pele mais inteligente! Antes de mais nada, baixe gratuitamente o aplicativo FOREO For You para desbloquear e registrar seu aparelho. (Para mais informações, consulte a seção abaixo intitulada "O APLICATIVO").
- 2. COMO COMEÇO MEU PRIMEIRO TRATAMENTO?**

Primeiro, limpe e seque cuidadosamente seu rosto e pescoço. Para obter melhores resultados, recomendamos que faça primeiro uma limpeza com o LUNA™. Em seguida, coloque uma Máscara Facial Ativada UFO™ no seu aparelho UFO™ 2 ou coloque a máscara de tecido sobre seu rosto. Por fim, ative sua rotina de aplicação da máscara com UFO™ 2 através do aplicativo e siga passo a passo as instruções disponíveis. Para mais informações, consulte a seção Como Usar acima.
- 3. COMO LIGO/DESLIGO MEU UFO™ 2?**

Pressione o botão universal no seu UFO™ 2 para ligá-lo. Para desligar o aparelho, pressione e segure o botão universal por 3 segundos. Após concluir uma rotina pré-programada, o aparelho desligará automaticamente.
- 4. O QUE ACOMPANHA MEU UFO™ 2?**

1 aparelho UFO™ 2, 1 cabo de recarga USB, 1 máscara Make My Day, 1 Manual do Usuário, 1 Guia de Início Rápido e 1 suporte.

O APARELHO UFO™ 2

- 5. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO USAR MEU UFO™ 2?**

As rotinas de tratamento do UFO™ 2 foram desenvolvidas para serem usadas duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. Contudo, dependendo das necessidades da sua pele e das suas preferências pessoais, você pode realizá-las com maior ou menor frequência.
- 6. QUAL A DURAÇÃO DE CADA TRATAMENTO?**

Os tratamentos com as máscaras Make My Day & Call It a Night levam apenas 90 segundos. Outros tratamentos poderão variar dependendo da combinação mais eficaz de tecnologias.
- 7. OS TRATAMENTOS DO UFO™ 2 SÃO TODOS IGUAIS?**

Não, cada máscara FOREO corresponde a uma única rotina de tratamento para garantir melhores resultados.
- 8. MEU UFO™ 2 É SEGURO PARA PELES SENSÍVEIS?**

Os aparelhos UFO™ 2 são seguros e adequados para todos os tipos de pele. Além disso, dependendo das necessidades específicas da sua pele, você poderá escolher uma das diferentes máscaras FOREO e personalizar sua própria rotina de tratamento para atender perfeitamente suas necessidades de cuidados com a pele.
- 9. POSSO USAR MEU UFO™ 2 NA REGIÃO DOS OLHOS?**

Sim, os aparelhos UFO™ 2 são seguros para serem usados na região dos olhos. Recomendamos que deslize suavemente o aparelho na região dos olhos, tendo o cuidado de aplicar pouca pressão.
- 10. POSSO USAR MEU UFO™ 2 APÓS UMA CIRURGIA PLÁSTICA, APLICAÇÃO DE BOTOX OU PREENCHIMENTO FACIAL?**

Os aparelhos UFO™ 2 oferecem um tratamento facial suave, adequado para todos os tipos de pele. Caso tenha feito algum procedimento médico recente, você deve consultar um médico antes de usar o aparelho.
- 11. POSSO USAR MEU LUNA™ DA FOREO COM MEU UFO™ 2?**

Sim! O UFO™ e o LUNA™ funcionam melhor juntos - as escovas de limpeza facial LUNA™ esfoliam suavemente as células mortas da pele, desobstruem os poros e removem até 99,5% da sujeira e da oleosidade, deixando sua pele perfeita para receber um tratamento com a máscara facial do UFO™ 2.
- 12. QUAL A DIFERENÇA ENTRE O UFO™ 2 E O UFO™ mini 2?**

O UFO™ 2 e o UFO™ mini 2 oferecem um sofisticado tratamento com máscaras faciais para você aproveitar em apenas 90 segundos. Contudo, o UFO™ 2 dispõe de uma funcionalidade adicional de procedimento Crioestético que esfria instantaneamente a pele para diminuir a aparência dos poros e proporcionar uma tez com aparência mais firme. Além disso, enquanto o UFO™ mini 2 só pode ser usado com algumas máscaras FOREO, o UFO™ 2 pode ser usado com todas as máscaras FOREO e com a maioria das máscaras de outras marcas.*
- 13. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE OS APARELHOS UFO™ E OS APARELHOS UFO™ 2?**

Diferente dos aparelhos UFO™, os aparelhos UFO™ 2 foram recriados com procedimentos Termoestético e Crioestético ultrarrápidos para oferecer uma experiência de tratamento mais eficiente e eficaz do que nunca. O UFO™ 2 também possui controle de temperatura avançado, permitindo ajustar a temperatura dos seus tratamentos de Termoterapia e Crioterapia de acordo com sua preferência pessoal. Agora você pode usar seu UFO™ 2 com a maioria das máscaras de tecido.*

O APLICATIVO

14. POR QUE É NECESSÁRIO BAIXAR O APLICATIVO FOREO ANTES DE USAR O MEU UFO™ 2?

Todos os produtos FOREO compatíveis com aplicativos precisam ser ativados e desbloqueados por meio do aplicativo FOREO For You quando são ligados pela primeira vez. Isso ajuda a proteger você contra produtos FOREO falsificados e facilita o registro da garantia e a proteção do seu investimento.

15. COMO PAREAR MEU UFO™ 2 COM O APLICATIVO FOREO?

Baixe o aplicativo FOREO For You no seu smartphone ou tablet e ligue o Bluetooth. Pressione o botão universal para ligar seu aparelho. Uma luz branca piscando indica que seu aparelho está no modo Bluetooth. Siga as instruções no aplicativo para registrar e parear seu UFO™ 2.

16. MEU UFO™ 2 FUNCIONA SEM O APLICATIVO?

Sim, você pode usar ambos os aparelhos manualmente sem precisar usar o aplicativo FOREO For You. Contudo, para desbloquear seu aparelho para ser usado pela primeira vez, você precisa registrá-lo através do aplicativo FOREO For You e selecionar suas preferências. Os tratamentos Make My Day e Call It a Night são pré-programados no UFO™ 2 e não requerem o uso do aplicativo FOREO. Porém, para desbloquear as outras máscaras FOREO, você precisa selecionar seu tratamento ou ler o código de barras na parte de trás do sachê de cada máscara FOREO através do aplicativo para ativar os tratamentos - a máscara será sincronizada automaticamente com seu aparelho para que possa ser acessada manualmente da próxima vez. Para personalizar sua rotina de tratamento, você precisa usar o aplicativo.

17. POSSO PERSONALIZAR MINHA ROTINA DE TRATAMENTO?

Sim. Embora cada Máscara Facial Ativada UFO™ e cada Máscara de Tecido FOREO venha com uma rotina de tratamento pré-programada recomendada, você pode personalizar sua experiência com a máscara facial ao criar sua própria rotina de tratamento através do aplicativo FOREO For You. No aplicativo, você pode escolher sua luz de LED preferida e o nível de pulsação T-Sonic™, além de ajustar os procedimentos Termoestético e Crioestético de acordo com suas preferências.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS & MANUTENÇÃO

18. QUANDO MEU UFO™ 2 FICA PISCANDO SEM PARAR, O QUE ISSO SIGNIFICA?

Uma luz piscando em volta do aparelho indica que o UFO™ 2 está no modo Bluetooth ou que o aparelho precisa ser recarregado. Siga as instruções no aplicativo para sincronizar seu aparelho.

19. COMO RECARREGO O MEU UFO™ 2?

Os aparelhos UFO™ 2 podem ser recarregados via USB. Uma recarga de duas horas e meia oferece até 40 usos.

20. COMO POSSO LIMPAR MEU UFO™ 2?

Lave o aparelho e o anel de fixação com sabão e enxague em água morna corrente. Seque com uma toalha limpa que não solte fiapos. Para obter melhores resultados, recomendamos usar o Spray de Limpeza para Silicone da FOREO e enxaguar com água morna após o uso. Coloque o aparelho no suporte para secar. Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

MÁSCARAS FOREO

21. POSSO REUTILIZAR AS MÁSCARAS FOREO?

Cada Máscara Facial Ativada UFO™ e cada Máscara de Tecido FOREO se destina a uma única aplicação. Contudo, se um tratamento com o UFO™ 2 não foi suficiente, você tem 30 segundos após o final da rotina para pressionar o botão universal novamente e recomeçar o mesmo tratamento!

22. DEVO LIMPAR A ESSÊNCIA DA MÁSCARA DEPOIS DE USAR MEU UFO™ 2?

Não, a tecnologia Hyper-Infusion foi projetada especificamente para ajudar a essência da máscara ser absorvida mais rapidamente pelas camadas mais profundas da pele. Após o tratamento, basta massagear qualquer essência restante sobre a sua pele ou remova o excesso com um disco de algodão.

23. COMO SEI QUE A MINHA MÁSCARA FACIAL FOREO É AUTÊNTICA?

Usando o aplicativo FOREO For You, você pode ler o código de barras na embalagem da máscara para verificar sua autenticidade.

***OBSERVAÇÃO:** O calor e o frio afetam diferentes produtos para a pele de maneiras diferentes e podem comprometer os ingredientes das fórmulas. (Para maior segurança, recomendamos pesquisar os efeitos da temperatura em qualquer máscara de outras marcas antes usá-la com o UFO™ 2.)

©2021 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 ESTOCOLMO, SUÉCIA.

DISTRIBUIDORA NOS EUA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA.

DISTRIBUIDORA NA AUSTRÁLIA: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA.

PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO SUÉCIA.

FABRICADO PARA FOREO AB.

WWW.FOREO.COM