

FOREO



BEAR™ mini

INTELIGENTNE MIKROPRĄDOWE
TONIZOWANIE TWARZY



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku inteligentniejszej pielęgnacji skóry poprzez nabycie produktu BEAR™ mini. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

PRZEZNACZENIE: BEAR™ mini jest przeznaczony do stymulacji twarzy i szyi, i jest wskazany do użytku kosmetycznego bez kontroli lekarza.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.

BEAR™ mini WPROWADZENIE

Poznaj BEAR™ mini - inteligentne urządzenie do mikroprądowego tonizowania twarzy, które łączy precyzyjne mikroprądy i pulsacje T-Sonic™, aby zapewnić Ci ujędrniony wygląd skóry i młodzieńczy blask w kilka minut!

BEAR™ mini można stosować w ramach Twojej codziennej, porannej lub wieczornej pielęgnacji skóry. Wybierz jeden z wielu dostępnych w aplikacji zabiegów poprawiających kondycję twarzy, które wykorzystują mikroprądy o 3 regulowanych natężeniach, aby pobudzić skórę i zmniejszyć widoczne oznaki starzenia. Podczas zabiegów z wykorzystaniem mikroprądów, delikatne pulsacje T-Sonic™ masują skórę twarzy, zwiększając jej blask i poprawiając wchłanianie SERUM SERUM SERUM przed zabiegiem oraz ulubionych produktów pielęgnacyjnych po jego zakończeniu.

Dzięki Anti-Shock System™ w Twoim BEAR™ mini, unikalnemu zintegrowanemu systemowi, który wykorzystuje ultra-inteligentne czujniki do skanowania i pomiaru oporności skóry na prąd z prędkością 100x na sekundę, natężenie mikroprądów jest automatycznie dostosowywana w ciągu zaledwie 0,002 sekundy (szybciej niż zdążysz pomyśleć o mrugnięciu okiem!), aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb Twojej skóry. Anti-Shock System™ eliminuje możliwość porażenia skóry przez mikroprądy, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność, gwarantując niezmiennie wysoką jakość zabiegu za każdym razem.

POZNAJ BEAR™ mini

KULE Z MIKROPRĄDAMI

Dostarczają precyzyjne mikroprądy bezpośrednio do skóry, dzięki czemu cera staje się bardziej napięta i ujędrniona.

PULSACJE T-SONIC™

Poprawiają wchłanianie produktu i delikatnie masują twarz zwiększając blask skóry.

ELEGANCKIE SZWEDZKIE WZORNICTWO

Delikatnie zaokrąglone, dopasowują się do konturów twarzy i są lekkie, co pozwala na pielęgnację skóry w podróży.

GNIAZDO ŁADOWANIA

Do 90 zastosowań na jedno ładowanie*.

ANTI-SHOCK SYSTEM™

Skanuje oporność skóry i dostosowuje natężenie mikroprądów dla maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu.

UNIwersalny PRZYCISK ZASILANIA


Włącza i wyłącza urządzenie oraz uruchamia w urządzeniu tryb parowania Bluetooth.

KONTROLKA BLUETOOTH

Miga, aby wskazać kiedy urządzenie znajduje się w trybie parowania Bluetooth.

KONTROLKI 3 POZIOMÓW INTENSYWNOŚCI

Świecąc wskazują ustawienie intensywności Twojego urządzenia.



PRÓBKA SERUM, 2 ML

Użyj w celu zapewnienia optymalnej przewodności i lepszych efektów.



KABEL ŁADOWANIA USB

Ładuj w dowolnym czasie i dowolnym miejscu za pomocą przewodu USB



INTERAKTYWNA APLIKACJA

Dostęp do zabiegów na twarz i szerszego zakresu intensywności.



PODSTAWKA

Zabezpiecza i podtrzymuje Twoje urządzenie BEAR™.

*W oparciu o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie.

OSTRZEŻENIA DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA

- Zabiegi napinające skórę z BEAR™ mini powinny mieć komfortowy przebieg – w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu lub podrażnienia należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować na klatkę piersiową/okolice piersi, okolice oczu (mięsień okrężny w obrębie oczodołu), linię środkową (kość) szyi lub genitalia/okolice pachwin.
- Nie stosować na zaczerwienioną skórę, wypukłe znamiona, duże tętnice (np. szyjne), rozszerzone naczynia włosowate, metalowe implanty, miejsca, w których występuje infekcja lub miejsca, w których nie ma czucia.
- Nie należy używać urządzenia do leczenia trądziku różowatego, pieprzyków, brodawek, otwartych ran, zmian nowotworowych lub innych chorób skóry.
- Nie stosować w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak epilepsja, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy czy zaburzenia percepcji.
- Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób skóra została uszkodzona lub zniszczona.
- Nie stosować, jeśli na twarzy wykonywane były zabiegi chirurgii kosmetycznej.
- Nie stosować w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych bądź innych instrumentów elektronicznych lub wspomagających organizm.
- Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory EKG i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo podczas stosowania tego urządzenia.
- Nie należy stosować BEAR™ mini na, w pobliżu lub przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych. Niezbędny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane, czyszczone lub przechowywane w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Długotrwałe skutki stosowania mikroprądów nie są znane.
- Bezpieczeństwo stosowania urządzenia w czasie ciąży nie zostało ustalone. Jeśli jesteś w ciąży, należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem tego urządzenia.
- W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych przez lekarza.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z powiekami lub oczami.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić złudzenie widzenia migających świateł, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli ten objaw utrzymuje się stale bez użycia urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas korzystania z urządzenia może wystąpić lekkie mrowienie, co jest normalne i nie stanowi powodu do niepokoju. Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie.
- Biorąc pod uwagę skuteczność zabiegów napinających FOREO, zalecamy, aby nie używać BEAR™ mini dłużej niż 3 minuty w ramach jednego zastosowania.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania Twojego BEAR™ mini innym osobom.
- Nie stosować podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn.
- Nie należy używać urządzenia, gdy jest ono podłączone do prądu.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli się przegrzewa lub zachodzi podejrzenie, że nie działa prawidłowo.
- Należy unikać wystawiania BEAR™ mini na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Przed aktywowaniem funkcji mikroprądów urządzenie BEAR™ mini powinno być całkowicie suche. Nie należy używać urządzenia, jeśli było zanurzone w wodzie i nie należy używać go mokrymi rękami.
- To urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem SELV.
- Do ładowania urządzenia zaleca się stosowanie zasilaczy zgodnych ze standardem IEC60950.
- Przed ładowaniem należy upewnić się, że wtyczka i gniazdo są całkowicie suche. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar.
- Nie należy używać urządzenia podczas ładowania. Należy przerwać użytkowanie, jeśli urządzenie lub ładowarka nie działa poprawnie lub wydają się w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia.
- Należy wyjąć baterię z urządzenia przed jego utylizacją. Podczas wyjmowania baterii należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, a bateria powinna zostać bezpiecznie zutylizowana.
- Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarzy i szyi. FOREO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodliwy skutek wynikający z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub końcówek bądź jakichkolwiek innych niewłaściwych zastosowań.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne wątpliwości dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

SPOSÓB UŻYCIA BEAR™ mini

OSTROŻNIE: URZĄDZENIE BEAR™ mini MUSI BYĆ CAŁKOWICIE SUCHĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZABIEGU Z UŻYCIEM MIKROPRĄDÓW.

Aby odblokować i zarejestrować urządzenie po raz pierwszy, pobierz aplikację FOREO For You. Połącz się z aplikacją za pośrednictwem Bluetooth na smartfonie i naciśnij uniwersalny przycisk zasilania w urządzeniu BEAR™ mini, aby zsynchronizować urządzenie z aplikacją i ustawić swoje preferencje mikroprądów.

1 Starannie oczyść i osusz twarz i szyję, tak aby nie było na nich żadnych pozostałości.

2 Nałóż na skórę cienką warstwę SERUM SERUM SERUM, rozprowadzając go równomiernie we wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi.

3 **Wstępnie zaprogramowane zabiegi:**
Wybierz swój preferowany zabieg mikroprądami w aplikacji FOREO For You. Postępuj według instrukcji w aplikacji i kontynuuj zgodnie z poleceniami. Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu programu.




Tryb ręczny:

i) Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby uruchomić mikroprądy. Lampki kontrolne znajdujące się pod przyciskiem uniwersalnym wskazują ustawienie natężenia mikroprądów urządzenia. Można zmienić natężenie mikroprądów poprzez szybkie naciśnięcie uniwersalnego przycisku, raz dla każdego poziomu. Naciśnij dwukrotnie uniwersalny przycisk, aby wyłączyć pulsację T-Sonic™. Korzystając z aplikacji można uzyskać dostęp do szerszego zakresu natężeń mikroprądów.

ii) Lekko dociśnij obie metalowe kule do twarzy i delikatnie przesuwaj urządzenie po kościach policzkowych i czole, wokół ust oraz na linii szczęki i szyi, według uznania. Upewnij się, że obie kule mikroprądów przez cały czas dotykają Twojej skóry. Zawsze przesuwaj urządzenie powoli, ruchem ku górze i z lekkim naciskiem, aby uzyskać lepsze rezultaty.

iii) Po zakończeniu zabiegu, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

4 W razie potrzeby zastosuj dowolne produkty do pielęgnacji skóry.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA BEAR™ mini

Zawsze dokładnie oczyść urządzenie BEAR™ mini po użyciu. Przemyj powierzchnię metalowych kul oraz silikonu wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Wytrzyj do sucha niestrzępiącą się, gładką ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia sprayem do czyszczenia silikonu FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmiany działania urządzenia BEAR™ mini:

Jeśli BEAR™ mini nie uruchamia się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku włączania:

- Bateria jest rozładowana. Naładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB maksymalnie przez 1,5 godziny do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując uniwersalny przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia BEAR™ mini i/lub przycisk uniwersalny nie odpowiada:

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie BEAR™ mini nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You:

- Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować się połączyć.
- Zamknij aplikację FOREO For You, a następnie ponownie ją otwórz, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź w sklepie z aplikacjami na Twoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj się przez aplikację FOREO For You lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie znajdziesz więcej informacji.

2 LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na urządzenie na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu na wypadek wad wynikających z wadliwego wykonania i wad materiału przy normalnym użytkowaniu urządzenia. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



ZGODNOŚĆ
EUROPEJSKA



ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI
O OGRANICZENIU STOSOWANIA
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH



OPAKOWANIE ZOSTAŁO
WYKONANE
Z MATERIAŁU
NADAJĄCEGO SIĘ DO
RECYKLINGU



ODPADY KOMUNALNE
DYREKTYWA W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO


Nie należy traktować tego urządzenia jako odpady domowe, lecz należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność wolno wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutyliczowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną obudowę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutyliczowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: Bezpieczny dla ciała silikon, tworzywa ABS, PC, chromowany stop cynku

KOLOR: różowy/lawendowy

WYMIARY: 57 x 56 x 32 mm

WAGA: 52 g

BATERIA: Litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V

UŻYTKOWANIE: Do 90 zastosowań na jedno ładowanie*

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 185 Hz

MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: <50 dB

INTERFEJS: 1 przycisk

**W oparciu o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie.*

Wyłączenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA:

1) Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

2) Urządzenie to spełnia wymagania wytycznych CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi urządzeń radiowych niepodlegających licencji organizacji Industry Canada. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zgodnie z przepisami Industry Canada, ten nadajnik radiowy może działać wyłącznie z wykorzystaniem anteny typu i maksymalnego (lub mniejszego) wzmocnienia zatwierdzonego dla nadajnika przez Industry Canada. Aby ograniczyć potencjalne zakłócenia radiowe dla innych użytkowników, typ anteny i jej wzmocnienie powinny być tak dobrane, aby równoważna moc promieniowania izotropowego (e.i.r.p.) nie była większa niż moc niezbędna do skutecznej komunikacji.

W modelu mogą być dokonywane zmiany w celu jego udoskonalenia bez uprzedniego powiadomienia.

FAQ

BEAR™ mini PODSTAWOWE INFORMACJE

CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA BEAR™ mini?

Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją 'APLIKACJA' poniżej).

JAK ROZPOCZĄĆ MÓJ PIERWSZY ZABIEG?

Najpierw starannie oczyść i osusz twarz i szyję. Nałóż na skórę cienką warstwę SERUM SERUM SERUM FOREO, rozprowadzając go równomiernie po wszystkich obszarach, które chcesz poddać zabiegowi. Następnie, wybierz preferowany zabieg poprawy kondycji skóry twarzy w aplikacji lub postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku dla trybu ręcznego, który można znaleźć powyżej lub w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem BEAR™ mini.

JAK WŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini?

Aby włączyć urządzenie BEAR™ mini, naciśnij uniwersalny przycisk zasilania. Lampki kontrolne będą migać, informując, że urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth.

JAK WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini?

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk uniwersalny przez 3 sekundy. Po zakończeniu zaprogramowanego zabiegu urządzenie wyłączy się automatycznie.

CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z MOIM URZĄDZENIEM BEAR™ mini?

1 urządzenie BEAR™ mini, 1 Próbkę SERUM 2ml, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 skrócona instrukcja uruchamiania (Quick Start Guide) i 1 podstawka.

URZĄDZENIE BEAR™

JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA BEAR™ mini?

Urządzenie BEAR™ mini jest bezpieczne i wystarczająco delikatne, aby móc z nich korzystać codziennie, rano lub wieczorem. Zalecamy stosowanie urządzenia BEAR™ mini raz na dobę, 2 minuty na jeden zabieg.

CZY MIKROPRĄDY SĄ BEZPIECZNE?

Technologia mikroprądów BEAR™ mini jest bezpieczną i bezbolesną techniką ujędrniania skóry tylko jeśli jest stosowana z wymaganym serum ochronnym zapewniającym optymalne przewodnictwo. NIGDY nie wolno uruchamiać urządzenia BEAR™ mini w pobliżu wody lub jakichkolwiek mokrych powierzchni.

CZY STOSOWANIE WYŻSZEGO NATĘŻENIA MIKROPRĄDÓW JEST BARDZIEJ SKUTECZNE?

Tak. Wyższy poziom natężenia mikroprądów równa się większej mocy, co skutkuje większą ilością energii docierającej do skóry, dzięki czemu zabieg jest bardziej skuteczny. Jednak skóra każdego człowieka jest inna - dlatego też zdecydowanie zalecamy najpierw wypróbowanie urządzenia (z SERUM SERUM SERUM), aby sprawdzić, który poziom natężenia mikroprądów jest dla Ciebie najlepszy.

CZY MOŻNA REGULOWAĆ POZIOM NATĘŻENIA MIKROPRĄDÓW?

Tak, można ręcznie zmienić intensywność mikroprądów poprzez szybkie naciśnięcie uniwersalnego przycisku, raz dla każdego poziomu, lub poprzez wybranie preferowanej intensywności w aplikacji.

CZY MOGĘ DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™?

Tak, możesz dostosować intensywność pulsacji T-Sonic™ poprzez aplikację. Jeśli wolisz zabieg bez pulsacji T-Sonic™, możesz dwukrotnie nacisnąć uniwersalny przycisk na urządzeniu, aby wyłączyć pulsację T-Sonic™.

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY BEAR™ A BEAR™ mini?

Zarówno BEAR™ jak i BEAR™ mini wytwarzają mikroprądy, które stymulują twarz i szyję, napinając i ujędrniając skórę w celu poprawy jej wyglądu. Jednak BEAR™ mini został zaprojektowany z myślą o bardziej ukierunkowanej poprawie kondycji skóry twarzy, dlatego ma niewielkie kule, aby dotrzeć się do małych szczelin twarzy, jak również mniejszy zakres 3 natężeń mikroprądów. Z kolei BEAR™ ma średniej wielkości kule, które pokrywają większą powierzchnię, a jednocześnie precyzyjnie trafiają w każdą linię twarzy. BEAR™ oferuje również większy zakres 5 natężeń mikroprądów, które są silniejsze niż te oferowane przez BEAR™ mini.

JAK DŁUGO TRWA KAŻDY WCZEŚNIEJ ZAPROGRAMOWANY ZABIEG MIKROPRĄDAMI?

Zabieg zajmuje od 1 do 3 minut, w zależności od obszaru.

APLIKACJA

DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA BEAR™ mini?

Wszystkie produkty FOREO włączane aplikacją muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem aplikacji FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO i ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie BEAR™ mini.

CZY URZĄDZENIE BEAR™ mini MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI?

Tak, można ręcznie używać urządzenia i nie wymaga ono korzystania z aplikacji FOREO For You. Jednak, aby odblokować swoje urządzenie przed pierwszym użyciem, musisz zarejestrować się w aplikacji FOREO For You i wybrać swoje preferencje. Aby aktywować zaprogramowany zabieg poprawiający kondycję twarzy, musisz również wejść bezpośrednio przez aplikację. Twój zabieg zostanie wtedy automatycznie zsynchronizowany z Twoim urządzeniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE PRAWIDŁOWO UŻYWAM MOJEGO URZĄDZENIA BEAR™ mini?

Podczas używania urządzenia BEAR™ mini, upewnij się, że obie kule mikroprądów przez cały czas dotykają Twojej skóry. Jeśli obie kule nie dotykają Twojej skóry, uniwersalny przycisk zasilania będzie się świecił. Gdy ta kontrolka zgaśnie, oznacza to, że urządzenie jest używane prawidłowo.

CO TO ZNACZY, GDY MOJE URZĄDZENIE CIĄGŁE MIGA?

Migające światło wokół przycisku uniwersalnego wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth lub że urządzenie wymaga ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie.

JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini?

Urządzenie BEAR™ mini można ładować poprzez port USB, a półtoragodzinne ładowanie pozwoli na maks. 90 zastosowań (w oparciu o 1-minutowy czas trwania zabiegu na jedno użycie). Migające kontrolki wskaźnika pod uniwersalnym przyciskiem zasilania wskazują, że urządzenie jest w trybie ładowania, pokazując stan naładowania baterii. Gdy świecą wszystkie kontrolki wskaźnika, oznacza to, że urządzenie jest w pełni naładowane.

JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE BEAR™ mini?

Upewnij się, że urządzenie zostało odłączone od prądu, a następnie umyj urządzenie wodą i mydłem, opłucz ciepłą wodą i wysusz niestrzępiącą się szmatką lub ręcznikiem. Zalecamy spryskanie urządzenia płynem do czyszczenia silikonu FOREO i następnie spłukanie urządzenia ciepłą wodą w celu uzyskania optymalnych rezultatów.

SERUM SERUM SERUM

CZY MUSZĘ UŻYWAĆ SERUM SERUM SERUM FOREO Z URZĄDZENIEM BEAR™ mini?

Tak, konieczne jest stosowanie SERUM SERUM SERUM z urządzeniem, ponieważ serum tworzy barierę przewodzącą, skutecznie i bezpiecznie przenosząc mikroprądy z urządzenia na skórę.

DLACZEGO TO SERUM SERUM SERUM JEST KOMPATYBILNE Z URZĄDZENIAMI EMITUJĄCYMI MIKROPRĄDY?

SERUM SERUM SERUM ma specjalną formułę ze składnikami przewodzącymi, takimi jak gliceryna, pozwalającymi urządzeniom emitującym mikroprądy, takim jak BEAR™ mini, na płynną pracę bez jakiegokolwiek odczucia na skórze.

CZY SERUM SERUM SERUM JEST PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT?

Tak, SERUM SERUM SERUM jest przyjazne dla zwierząt, co oznacza, że nie było testowane na zwierzętach.

CZY SERUM SERUM SERUM ZAWIERA SUBSTANCJE ZABURZAJĄCE UKŁAD HORMONALNY?

Nie, nasza formuła została opracowana bez udziału takich substancji.

CZY BUTELKA PO SERUM SERUM SERUM MOŻE BYĆ PODDANA RECYKLINGOWI PO UŻYCIU?

Tak, butelka może być poddana recyklingowi.

©2021 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W AUSTRALII: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UK: FOREO LTD., LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, N3 1QA LONDYN.

WYPRODUKOWANO DLA: FOREO AB. PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ: FOREO SWEDEN.

WYPRODUKOWANO PRZEZ: VIS (SHANGHAI) TECHNOLOGY CO., LTD. NO.58 LINSHENG ROAD, TINGLIN TOWN,

JINSHAN DISTRICT, SHANGHAI, CHINY

WWW.FOREO.COM