

FOREO
SWEDEN

LUNA™ 3 MEN

FERRAMENTA DE LIMPEZA
FACIAL PROFUNDA PARA A
PELE E A BARBA



MANUAL ONLINE

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado esse primeiro passo rumo à descoberta de um cuidado da pele mais inteligente, ao adquirir o LUNA™ 3 MEN. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa tecnologia sofisticada de cuidado da pele no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções contidas nesse manual.

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize o produto somente conforme previsto e descrito neste manual.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Não é permitida nenhuma modificação nesse equipamento.

INTRODUÇÃO AO LUNA™ 3 MEN

Conheça o LUNA™ 3 MEN, a ferramenta de limpeza facial que cuida da sua pele e deixa você despreocupado. Com filamentos de silicone firmes, porém delicados e a tecnologia T-Sonic™, o LUNA™ 3 MEN limpa e condiciona a sua pele e barba, removendo a sujeira que se acumula no rosto em apenas 1 minuto, enquanto uma massagem facial relaxante ajuda a suavizar o inchaço nas linhas finas do rosto, deixando sua pele energizada.

Ao usá-lo como parte da sua rotina de limpeza diária, o Modo de Limpeza do LUNA™ 3 MEN canaliza pulsações T-Sonic™ para proporcionar uma limpeza ainda mais profunda que uma simples lavagem com as mãos, removendo sujeira, óleo e células mortas da pele para diminuir a acne, remover pelos encravados, evitar as abrasões causadas pelas lâminas de barbear e prolongar em até 2x a durabilidade das lâminas.

O Modo Massagem pode ser usado em seguida usando a superfície de trás do LUNA™ 3 e pressionando as saliências concêntricas levemente sobre a pele, enquanto as pulsações T-Sonic™ realizam uma massagem relaxante que potencializa a ação dos seus produtos anti-idade na pele.

CONHECENDO O SEU APARELHO

PULSAÇÕES T-SONIC™

16 intensidades e 8.000 pulsações por minuto para uma limpeza profunda e eficaz.

SILICONE RESISTENTE À BACTÉRIAS

35 mais higiênico que cerdas de nylon, livre de BPA e de ftalatos e apropriado para todos os tipos de pele.

DESIGN SUECO INTELIGENTE

Customizado para cada tipo de pele, sem necessidade de repor a cabeça da escova.

PORTA DE CARREGAMENTO

Até 650 usos por carga. 100% à prova d'água.

SALIÊNCIAS CONCÊNTRICAS

Realizam uma massagem facial relaxante que potencializa a ação dos seus produtos anti-idade na pele.

BOTÃO UNIVERSAL

Liga e desliga o aparelho e ativa o Bluetooth para o modo de pareamento.

INDICADOR LUMINOSO

Pisca para indicar que o aparelho está no modo de pareamento por Bluetooth e avisa quando o aparelho precisa ser recarregado.



APLICATIVO INTERATIVO FOREO

Controle as configurações do aparelho e suas preferências



CABO USB

Recarregue a qualquer momento e em qualquer lugar com o cabo USB



BOLSA DE TRANSPORTE

Prático para levar o aparelho ao se deslocar

DESBLOQUEIA O TEU DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, descarrega a aplicação móvel FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo. Segue os seguintes passos:


1. Descarrega a aplicação FOREO For You no teu telemóvel
2. Inicia sessão na tua conta ou cria uma
3. Adiciona o dispositivo (na parte superior do teu ecrã)
4. Escolhe a gama do dispositivo
5. Pressiona e mantém pressionado o botão de energia para conectares o teu dispositivo à aplicação móvel
6. Preenche as informações de compra

O teu dispositivo está pronto a ser utilizado!

www.foreo.com/app



APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU



A aplicação móvel FOREO For You oferece-te instruções sobre como utilizares e cuidares do teu LUNA™ 3 MEN, como controlares as definições, acederes a rotinas guiadas por vídeos e encontrares o teu dispositivo caso o percas.



DEFINIÇÕES

Define as tuas preferências para o modo Limpeza, e o teu dispositivo armazenará tais informações para utilizações offline.

Ajusta a duração da limpeza até 240 segundos e até 16 intensidades de pulsações T-sonic™ separadamente para cada quadrante do teu rosto - maçãs do rosto, testa e maxilar.



TRATAMENTOS

Escolhe entre 4 rotinas de massagem pré-programadas e segue simplesmente as instruções dos vídeos..

- Eyes on the Prize: atinge têmporas, zona debaixo dos olhos e ossos das sobrancelhas (2 min.)
- Nothing but Neck: eleva e firma o pescoço e o decote (2 min.)
- Magic Mouth: atinge os cantos da boca, maxilares e pescoço (2 min.)
- Contour Crazy: esculpe as maçãs do rosto, mandíbula e pescoço (4 min.)

A Limpeza Inicial e a Massagem Inicial apresentam o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como um espelho enquanto fazes a limpeza.

COMO USAR O LUNA™ 3 MEN

MODO DE LIMPEZA

1. Molhe o rosto e aplique seu produto regular de limpeza. Em seguida, molhe o aparelho.
2. Pressione o botão universal novamente para ativar o aparelho.
3. Limpe o rosto usando movimentos circulares nas bochechas, testa e queixo, e deslizando para cima e para baixo no nariz.
4. Pressione e mantenha o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho.
5. Enxágue e seque o rosto.



OBSERVAÇÃO: Se os filamentos de silicone se emaranharem, basta escová-las delicadamente em qualquer direção para que retornem à posição original.

MODO DE MASSAGEM

1. Aplique o sérum de sua escolha sobre a pele limpa e seca para melhores resultados, antes de pressionar o botão universal para ligar o aparelho.
2. Pressione as saliências concêntricas da parte de trás do aparelho sobre a pele e deslize pelas bochechas, testa e queixo devagar, com movimentos para cima em direção aos cabelos, usando uma pressão suave.
3. Finalize com o hidratante de sua preferência.

* O aparelho desligará automaticamente após 1 minuto.



COMO LIMPAR O SEU DISPOSITIVO

Sempre limpe bem o seu dispositivo após o uso. Lave a superfície da escova com água e sabão, enxaguando com água morna. Evite usar loções adstringentes e esfoliantes à base de argila ou silicone, pois podem danificar os pontos de contato de silicone macio do dispositivo. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores resultados.

AVISO: Nunca use produtos de limpeza que contenham álcool, derivados de petróleo ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

PRODUTOS COMPLEMENTARES



Micro-Foam Cleanser

Este produto de limpeza cremoso transforma-se em microbolhas delicadas que removem as impurezas profundamente dentro dos poros, purificam delicadamente a pele e removem o excesso de sebo. A sua fórmula especial, que contém aminoácidos que reconstituem a pele e vitamina E, ajuda a hidratar e a proteger a tua pele para que fique com uma sensação suave e com um aspeto vibrante.

Dermatologicamente Testado - Livre de Fragrâncias - Vegano - Cruelty-Free



SERUM SÉRUM SERUM

A fórmula ultra calmante desliza suavemente pela tua pele e funciona harmoniosamente com o modo de massagem firmante do LUNA™ 3 MEN, que melhora a eficácia do sérum. O poder antioxidante do esqualano dá à tua pele uma aspeto saudável e jovem, enquanto o ácido hialurónico retém a hidratação para te dar uma pele mais suave, mais macia e super hidratada.

Dermatologicamente Testado - Livre de Fragrâncias - Cruelty-Free

IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, por favor consulte um dermatologista antes de usar.
- A limpeza usando o LUNATM 3 MEN deve ser confortável - se você sentir algum desconforto, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.
- Por questões de higiene, não recomendamos dividir o aparelho com outra pessoa.
- Evite deixar o aparelho no sol e nunca o deixe exposto ao calor extremo ou à água fervente.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.
- Devido à eficiência das rotinas de limpeza FOREO, recomendamos que o LUNATM 3 MEN não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos.
- Use esse aparelho somente para o uso previsto e descrito neste manual. Se não encontrou a resposta para uma pergunta específica, ou se tiver outras perguntas sobre a operação do aparelho, acesse foreo.com.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS NO CASO DE ALTERAÇÕES NO DESEMPENHO DO LUNATM 3 MEN

Se o LUNATM 3 MEN não ligar ao pressionar o botão central:

- A bateria está vazia. Recarregue usando o cabo de recarga USB durante 2 horas até estar totalmente recarregado e em seguida reinicie o aparelho mantendo o botão universal pressionado.

Se o LUNATM 3 MEN não desligar e/ou os botões da interface não respondem:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o LUNATM 3 MEN não sincroniza com o aplicativo FOREO For You:

- Desligue e ligue o Bluetooth e tente reconectar novamente.
- Feche o aplicativo FOREO For You e abra novamente para reiniciar o processo.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu produto através do aplicativo FOREO For You ou acesse www.foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional exige uma garantia mínima mais longa) a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do uso normal deste produto. A garantia cobre as peças que influenciam no funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar em seguida a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte com equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema coleta seletiva).




O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve ser descartada junto com o lixo doméstico. Para remover a bateria, retire a cabeça da escova, recorte e solte a cobertura de silicone, abra a carcaça plástica e remova a bateria, descartando-a conforme as regulações ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS: Silicone biocompatível e plástico ABS

CORES: Preto

TAMANHO: 102 x 82,5 x 39,2 mm

PESO: 126g

BATERIA: Li-ion 850 mAh 3.7V

DURAÇÃO: até 650 dias

MODO DE ESPERA: 90 dias

FREQUÊNCIA: 100 Hz

NÍVEL MÁX. DE RUÍDO: <50dB

INTERFACE: 1 botão

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar essa publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

Qualquer alteração ou modificação não aprovada e expressamente pela parte responsável pela conformidade pode anular a autoridade do usuário em operar o equipamento. Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode provocar interferências nocivas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que poderá causar operação indesejada.

Declaração sobre exposição à RF: Este equipamento cumpre os limites da FCC de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Este aparelho foi avaliado e está de acordo com as exigências gerais de exposição à RF. Esse aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

PERGUNTAS FREQUENTES

BASICS

1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN?

Parabéns por descobrir cuidados de pele inteligentes! O mais importante em primeiro lugar: descarrega a aplicação FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo.

2. O QUE ESTÁ INCLuíDO COM O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN?

1 Dispositivo LUNA™ 3 MEN, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador, 1 guia de início rápido e 1 bolsa de viagem.

3. COMO LIGO E DESLIGO O MEU LUNA™ 3 MEN?

Pressiona o botão de energia no teu dispositivo LUNA™ 3 MEN para o ligares, e mantém-no pressionado durante 3 segundos para desligares o dispositivo. Quando terminares uma rotina pré-programada, o dispositivo desliga-se automaticamente.

4. E SE O MEU DISPOSITIVO NÃO ESTIVER ATIVADO QUANDO PRESSIONO O BOTÃO DE ENERGIA?

A bateria está descarregada. Carrega-a, utilizando o cabo de carregamento USB até estar totalmente carregada, e, de seguida, reinicia o teu dispositivo ao pressionar o botão universal.

5. COMO CARREGO O MEU LUNA™ 3 MEN?

O LUNA™ 3 MEN é recarregável por USB, com uma bateria de 2 h que funciona durante até 650 utilizações (com base em tratamentos de 1 minuto por utilização). O cabo de carregamento USB é fornecido com o dispositivo.

6. PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE NO DISPOSITIVO?

O cabo de carregamento para o seu LUNA™ 3 MEN não deve entrar completamente no dispositivo. É perfeitamente normal ficar um pouco de fora do dispositivo.

7. O MEU CARREGAMENTO NÃO DUROU 650 UTILIZAÇÕES.

As 650 utilizações significam 650 minutos, pelo que a duração do carregamento depende da frequência e da duração da utilização do dispositivo.

8. O PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ 3 MEN É À PROVA DE ÁGUA?

Sim, o ponto de carregamento é à prova de água, o que significa que podes utilizar o dispositivo no duche com segurança. Certifica-te de que o dispositivo está completamente seco antes de o carregares e não o utilizes enquanto estiver a carregar. Depois de utilizares o teu dispositivo, guarda-o num local seco. Não deixes o dispositivo submerso em água.

A APLICAÇÃO

9. PORQUE TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 MEN?

Os produtos FOREO habilitados para a aplicação precisam de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO For You na primeira vez que são ligados. Esta é uma proteção contra produtos FOREO falsos/cópias e facilita o registo da garantia e protege o teu investimENto.

10. COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN COM A APLICAÇÃO FOREO?

Descarrega a aplicação FOREO For You para o teu smartphone ou tablet e liga o teu Bluetooth. Pressiona o botão universal no teu dispositivo uma vez para o desligares. Uma luz branca a piscar indica que o teu dispositivo se encontra em modo de emparelhamento. Segue as instruções na aplicação para registares e emparelhares o teu dispositivo LUNA™ 3 MEN.

11. O LUNA™ 3 MEN FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?

Sim! A aplicação ajuda-te a gerir as definições do teu dispositivo e a aceder a massagens guiadas por vídeos, mas podes utilizar o modo de limpeza do LUNA™ 3 MEN anualmente. Pressiona simplesmente o botão de energia para ligares o teu dispositivo e pressiona-o uma vez mais para iniciares o modo de limpeza. Podes aceder aos tratamentos de massagem guiados por vídeos apenas através da aplicação FOREO.

12. NÃO CONSIGO REGISTRAR O MEU DISPOSITIVO OU O MEU DISPOSITIVO ESTÁ SEMPRE A DESCONECTAR-SE. O QUE DEVO FAZER?

Segue os seguintes passos para resolver os problemas na aplicação FOREO For You:

- 1) Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada
- 2) Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel foi atualizado para a última versão, ou seja, certifica-te de que o teu telemóvel está a funcionar com a última atualização do software
- 3) Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel
- 4) Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
- 5) Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado

UTILIZAÇÃO DO LUNA™ 3 MEN

13. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN?

Os dispositivos LUNA™ 3 MEN são suficientemente seguros e delicados para utilizar diariamente, quer de manhã quer à noite. Recomendamos que utilizes o teu dispositivo LUNA™ 3 MEN sempre que a tua pele precise de uma limpeza mais profunda.

14. DURANTE QUANTO TEMPO POR DIA POSSO UTILIZAR O DISPOSITIVO?

Dada a eficiência das rotinas de limpeza e antienvhecimento da FOREO, recomendamos que não utilizes o LUNA™ 3 MEN durante mais de 3 minutos por dia.

15. POSSO PARTILHAR O MEU LUNA™ 3 MEN COM OUTRAS PESSOAS, COMO MEMBROS DA FAMÍLIA?

Por questões de higiene, não recomendamos que partilhes o teu LUNA™ 3 MEN com ninguém.

16. É POSSÍVEL UTILIZAR O LUNA™ 3 PARA REMOVER A MAQUILHAGEM?

Toda a maquilhagem deve ser removida antes de fazeres a rotina de limpeza com qualquer um dos nossos dispositivos.

17. COM QUE PRESSÃO DEVO MOVER O MEU LUNA™ 3 MEN?

Não é necessário utilizar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ 3 MEN. Limpa delicadamente o teu rosto utilizando movimentos circulares nas maçãs do rosto e na testa, deslizando para cima e para baixo do nariz.

18. POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ 3 MEN NA ÁREA À VOLTA DOS OLHOS?

Sim, podes utilizar o teu LUNA™ 3 MEN na área à volta dos olhos. Ao utilizá-lo nessa área, tem especial cuidado nas zonas sob os olhos e não coloques o dispositivo em contacto com as pálpebras ou os próprios olhos.

19. QUE TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL POSSO UTILIZAR?

Podes utilizar o produto de limpeza facial da tua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar o silicone do teu dispositivo. Evita utilizares produtos à base de argila, silicone ou esfoliantes granulados, pois podem danificar os pontos de contacto do silicone macio do dispositivo. Para obteres melhores resultados, recomendamos que utilizes o Micro-Foam Cleanser da FOREO.

20. POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 MEN SE TIVER CONDIÇÕES DE PELE, COMO ECZEMA, OU SE TIVER REALIZADO UM PROCEDIMENTO COSMÉTICO, COMO BOTOX?

Sugerimos a quem sofre de uma condição de pele séria ou a quem tenha realizado um procedimento cosmético que consulte o seu médico ou o seu profissional de cuidados de pele antes de utilizar o dispositivo.

21. POSSO USAR O LUNA™ 3 DURANTE A GRAVIDEZ?

Sim, é seguro utilizares o LUNA™ 3 MEN durante a gravidez ou amamentação. 13.

O DISPOSITIVO LUNA™ 3 MEN

22. COMO É QUE AJUSTO A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™?

O LUNA™ 3 MEN é desenhado com 16 diferentes intensidades de limpeza à tua escolha. Precisas de conectar o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para ajustar e selecionar as tuas definições de utilizador preferidas.

23. COMO ACEDO AO MODO DE MASSAGEM FIRMANTE?

Conecta o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para escolheres entre 4 tratamentos de massagem pré-programadas guiadas por vídeos.

24. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS ENTRE O LUNA™ 3 MEN E O LUNA™ 2 MEN?

Ambos os dispositivos são fantásticos na remoção de impurezas, oleosidade e sebo excessivo com uma rotina de limpeza de 1 minuto, enquanto oferece massagens faciais firmantes que deixam a pele mais macia e com aspeto mais jovem. As principais diferenças entre os dispositivos são as seguintes:

- O LUNA™ 3 MEN apresenta 16 níveis de intensidade de pulsações T-Sonic™, enquanto o LUNA™ 2 MEN apresenta 12.
- O LUNA™ 3 MEN tem conexão à aplicação, pelo que podes definir e guardar a tua rotina de limpeza personalizada. Além disso, também apresenta o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como espelho enquanto realizas a limpeza. Também podes monitorizar o teu LUNA™ 3 MEN ao ires à secção «Encontrar o meu dispositivo» na página inicial do teu dispositivo.
- O LUNA™ 3 MEN oferece 4 rotinas de massagem guiadas por vídeo: Eyes on the Prize, Nothing but Neck, Contour Crazy, e Magic Mouth.
- As cerdas de silicone do LUNA™ 3 MEN são 30% maiores e 25% mais suaves do que as do LUNA™ 2 MEN.
- O LUNA™ 3 MEN oferece uma bateria com autonomia para até 650 utilizações de um minuto, enquanto o LUNA™ 2 MEN oferece até 450 utilizações de um minuto.

O MODELO PODERÁ SER MODIFICADO PARA MELHORIAS SEM AVISO PRÉVIO.

©2022 FOREO AB. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA UE: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114

31 ESTOCOLMO, SUÉCIA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NOS EUA:

FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, EUA

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA NA AUS.: 6 PROHASKY STREET, PORT

MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRÁLIA

FABRICADO POR FOREO AB PROJETADO E DESENVOLVIDO PELA FOREO

SUÉCIA

WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM