


FOREO

LUNA™ 3 plus

OCZYSZCZANIE TWARZY
CIEPŁEM
I UJĘDRNIAJĄCY MASAŻ

z mikroprądami



PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku bardziej inteligentnej pielęgnacji skóry poprzez nabycie produktu LUNA 3 plus. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii pielęgnacji skóry w zaciszu swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: MODYFIKACJA TEGO URZĄDZENIA JEST ZABRONIONA.

LUNA 3 plus – WPROWADZENIE

Wykorzystaj siłę, jaką daje piękno, dzięki jednemu na świecie połączeniu pielęgnacji i technologii, które oferuje oczyszczanie ciepłem i ukierunkowanymi mikroprądami za pomocą jednego inteligentnego urządzenia. W ramach niezwykle przyjemnego rytuału pielęgnacyjnego to ultradelikatne urządzenie do oczyszczania ciepłem stapia i usuwa zanieczyszczenia, podczas gdy ukierunkowane mikroprądy przywracają skórze młodzieńczy blask. Dzięki szczoteczce LUNA 3 plus uzyskanie czystej, młodziej wyglądającej skóry jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE LUNA 3 plus

PULSACJE T-SONIC

Skuteczne oczyszczanie dzięki maksymalnie 8000 pulsacji na minutę w 16 różnych ustawieniach prędkości

THERMO-TECH

Termiczne wypustki ogrzewają skórę do idealnej temperatury, aby zapewnić głębokie, a jednocześnie delikatne oczyszczanie

EKSTRA MIĘKKI I HIGIENICZNY SILIKON

35 razy bardziej higieniczny niż włosie nylonowe, odpowiedni do każdego rodzaju skóry. Nie zawiera BPA ani ftalanów



KOŃCÓWKI Z MIKROPRĄDAMI

Dostarczają mikroprądy bezpośrednio do skóry, gwarantując nieinwazyjne odmładzanie

TRYB MIKROPRĄDÓW

Ukierunkowany na niwelowanie oznak starzenia w celu zapewnienia jędrnej skóry o młodzieńczym wyglądzie

UNIWERSALNY PRZYCISK ZASILANIA

Włącza i włącza urządzenie oraz uruchamia w urządzeniu tryb parowania Bluetooth

KONTROLKA WSKAŹNIKA

Miga, aby wskazać, kiedy urządzenie jest w trybie parowania Bluetooth oraz kiedy musi zostać naładowane

GNIAZDO ŁADOWANIA

Do 125 zastosowań na jedno ładowanie. 100% wodoodporna obudowa



PRÓBKA SERUM, 2 ML

Do użytku w trybie mikroprądów w celu zapewnienia optymalnej przewodności i jeszcze lepszych rezultatów



INTERAKTYWNA APLIKACJA FOREO

Kontrola ustawień urządzenia, intensywności oczyszczania i dostęp do kuracji mikroprądami



PRZEWÓD USB

Ładuj kiedy i gdzie chcesz



PODRÓŻNE ETUI

Wygodny sposób przechowywania urządzenia umożliwiający pielęgnację skóry w dowolnym miejscu


ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:


1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.

Urządzenie będzie już gotowe do użytku!


www.foreo.com/app



APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU




Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące używania i konserwacji urządzenia LUNA™ 3 plus, ustawienia, zaprogramowane zabiegi wideo oraz funkcję znalezienia utraconego urządzenia.



USTAWIENIA

Ustaw preferencje trybu oczyszczania, a urządzenie zapamięta je do użytku w trybie offline.

Wybierz temperaturę i czas oczyszczania w zakresie do 240 sekund oraz jedną z 16 intensywności pulsacji T-Sonic™ dla każdej części twarzy – obu policzków, czoła i szczęki.



ZABIEGI

Wybierz spośród 5 zaprogramowanych wstępnie rutyn masażu i wykonaj proste instrukcje wideo.

- Full Facial Toning: unosi i ujędźnia całą twarz (2 min)
- Eye Treatment: unosi kontur oczu (4 min)
- Laugh Line: wygładza zmarszczki okolic uśmiechu i ust (6 min)
- Forehead Smoothing: zabieg miejscowy okolic brwi i czoła (2 min)
- Magic Mouth: rzeźbi usta i policzki (5 min)

Funkcje oczyszczania i masażu oferują tryb lustra, dzięki któremu można użyć urządzenia przenośnego jako lustro podczas przeprowadzania zabiegów oczyszczających i masażu.

SPOSÓB UŻYCIA URZĄDZENIA LUNA 3 plus

TRYB OCZYSZCZAJĄCY


1. Usuń dokładnie makijaż, zwilż skórę, a następnie nałóż piankę oczyszczającą FOREO Micro-Foam Cleanser.
2. Naciśnij uniwersalny przycisk ponownie, aby włączyć tryb oczyszczania.
3. Okrężnymi ruchami zacznij oczyszczać policzki oraz czoło, przesuwając w górę i w dół nosa.
4. Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
5. Spłucz i delikatnie osusz twarz. Możesz teraz ewentualnie nałożyć inne produkty do pielęgnacji skóry.



TRYB MIKROPRĄDÓW

1. Zacznij od czystej, suchej skóry.
2. Nałóż FOREO SERUM na obszar, na którym chcesz przeprowadzić kurację.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji FOREO, aby aktywować wybraną kurację mikroprądami.
4. Następnie zastosuj ulubiony kosmetyk nawilżający.

* Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu programu.
OSTROŻNIE: Przed aktywacją kuracji mikroprądami urządzenie LUNA 3 plus musi być całkowicie suche w celu bezpiecznego i skutecznego zastosowania.



CZYSZCZENIE URZĄDZENIA LUNA 3 plus

Po użyciu zawsze dokładnie oczyść szczoteczkę LUNA 3 plus. Umyj powierzchnię szczoteczki wodą z mydłem, a następnie spłucz ciepłą wodą. Unikaj stosowania preparatów do oczyszczania na bazie glinki, silikonu lub zawierających drobinki, żelów złuszcających i peelingów, ponieważ mogą uszkodzić delikatny silikon szczoteczki LUNA 3 plus. Osusz gładką ściereczką lub ręcznikiem. W celu uzyskania optymalnego rezultatu zalecamy spryskanie szczoteczki sprayem do czyszczenia silikonu FOREO oraz przepłukanie jej ciepłą wodą.

UWAGA: Nigdy nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



Micro-Foam Cleanser

Ta kremowa pianka oczyszczająca zmienia się w delikatne mikrobąbelki, które delikatnie usuwają ukryte głęboko w porach nieczystości, oczyszczają skórę oraz usuwają nadmiar sebum. Specjalna formuła zawierająca odnawiające skórę aminokwasy i witaminę E pomaga nawilżyć i chronić skórę, więc pozostawia ją miękką i wyglądającą na odżywioną.

Przetestowana przez dermatologów - bezzapachowa - wegańska - nietestowana na zwierzętach



SERUM SÉRUM SERUM

Ultrałagodząca formuła ułatwia przesuwanie urządzeń po skórze, doskonale współpracuje z trybem masażu ujędrniającego LUNA i bezpiecznie dostarcza mikroprąd urządzenia do skóry. Przeciwwutleniające działanie skwalanu sprawia, że skóra wygląda młodo i zdrowo, a kwas hialuronowy zatrzymuje wilgotność dla miększej, gładziej i super nawilżonej cery.

Przetestowana przez dermatologów - bezzapachowa - nietestowana na zwierzętach

WAŻNE DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- W przypadku chorób skóry lub pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie stosować w przypadku występowania jakichkolwiek schorzeń, takich jak epilepsja, choroba krwotoczna, nowotwory, guzy czy zaburzenia percepcji.
- Nie stosować w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń medycznych bądź innych instrumentów elektronicznych lub wspomagających organizm.
- Nie stosować, jeśli wykonane zostały zabiegi laserowe, peelingi chemiczne lub w jakikolwiek inny sposób została uszkodzona lub zniszczona skóra.
- Nie stosować, jeśli na twarzy wykonywane były zabiegi chirurgii kosmetycznej.
- W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby serca należy przestrzegać środków ostrożności zaleconych przez lekarza.
- Długotrwałe skutki stosowania mikroprądów nie są znane.
- Bezpieczeństwo stosowania urządzenia w czasie ciąży nie zostało ustalone. Jeśli jesteś w ciąży, przed użyciem tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Podczas używania urządzenia może wystąpić złudzenie widzenia migających światła, wynikające ze stymulacji nerwu wzrokowego. Jeśli ten objaw utrzymuje się stale bez użycia urządzenia, należy skonsultować się z lekarzem.
- Elektroniczny sprzęt monitorujący, taki jak monitory EKG i alarmy EKG, może nie działać prawidłowo podczas stosowania tego urządzenia.
- Używanie szczoteczki LUNA 3 plus powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wokół okolic oczu i nie dopuszczać do kontaktu urządzenia z powiekami lub oczami.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania urządzenia LUNA 3 plus innym osobom.
- Należy unikać wystawiania urządzenia LUNA 3 plus na bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz nigdy nie należy wystawiać go na działanie ekstremalnie wysokich temperatur ani nie dopuszczać do kontaktu z wrzącą wodą.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na skórze dzieci lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, konieczny jest ścisły nadzór.
- Urządzenia nie powinny używać dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania FOREO, zalecamy, aby nie używać szczoteczki LUNA 3 plus dłużej niż 3 minuty w trybie oczyszczającym.
- Nie należy stosować urządzenia w trybie mikroprądów, jeśli zostało zanurzone w wodzie. Przed aktywowaniem funkcji mikroprądów urządzenie LUNA 3 plus powinno być całkowicie suche.
- Podczas stosowania urządzenia może wystąpić delikatne uczucie mrowienia. Obniżenie intensywności może zmniejszyć lub wyeliminować to odczucie.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku kosmetycznego na twarzy. FOREO nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodliwy skutek wynikający z niewłaściwego użycia, zastosowania na innych obszarach ciała, podłączenia do niewłaściwych źródeł napięcia, zanieczyszczonego roztworu przewodzącego lub końcówek bądź jakichkolwiek innych niewłaściwych zastosowań.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

OSTRZEŻENIE

- Osoby bez doświadczenia i wiedzy powinny używać urządzenia pod nadzorem lub zostać przeszkolone z bezpiecznego stosowania urządzenia oraz związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem ani czyścić urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie można ładować wyłącznie zasilaczem SELV.
- Użytkownicy muszą zapoznać się z zawartymi w niniejszej instrukcji wskazówkami dotyczącymi ładowania urządzenia i postępować zgodnie z nimi.
- Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
- Podczas wyjmowania baterii urządzenie musi być odłączone od zasilania (patrz punkt poświęcony usuwaniu baterii).
- Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JAKIE NALEŻY PODJĄĆ W PRZYPADKU ZMIAN W DZIAŁANIU SZCZOTECZKI LUNA 3 PLUS.

Jeśli LUNA 3 plus nie włącza się po naciśnięciu środkowego przycisku:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj baterię za pomocą przewodu ładującego USB przez maksymalnie 4 godziny aż do całkowitego naładowania, a następnie włącz urządzenie ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

Jeśli nie można wyłączyć urządzenia LUNA 3 plus i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Chwilowo nie działa mikroprocesor. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli nie można zsynchronizować szczoteczki LUNA 3 plus z aplikacją FOREO:

- Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby spróbować połączyć się jeszcze raz.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie, aby rozpocząć proces od nowa.
- Sprawdź w sklepie z aplikacjami na swoim urządzeniu przenośnym, czy aplikacja nie wymaga aktualizacji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować swoją 2-letnią ograniczoną gwarancję oraz 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj się w aplikacji FOREO lub wejdź na stronę foreo.com/product-registration, gdzie uzyskasz więcej informacji.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną gwarancję) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona uszkodzeń kosmetycznych spowodowanych normalnym zużyciem ani uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (bądź jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia o niej FOREO w okresie gwarancyjnym FOREO bezpłatnie wymieni urządzenie według własnego uznania. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte odpowiednimi dowodami na to, że data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić ważność gwarancji, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki nie są zwracane. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (obowiązuje w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).




Przekreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami w postaci zużytego produktu. Recykling materiałów pomaga również chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizującą odpady domowe lub z miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Tę czynność można wykonać wyłącznie, gdy urządzenie ma zostać zutyliczowane.

Urządzenie posiada baterię litowo-jonową, którą należy wyjąć przed utylizacją i której nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. W celu wyjęcia baterii należy zdjąć zewnętrzną warstwę silikonową, otworzyć wewnętrzną plastikową pokrywę i wyjąć baterię, która ma zostać zutyliczowana zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie środowiska. Dla własnego bezpieczeństwa w trakcie tego procesu należy mieć założone rękawiczki. Szczegółowe instrukcje graficzne przedstawiono poniżej:



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY: bezpieczny dla ciała silikon, ABS, poliwęglan, stop cynku, aluminium i złoto
KOLOR: Różowy (pink) i lawendowy (lavender)
WYMIARY: 102 * 39,2 * 82,5 mm
WAGA: 155 g
BATERIA: litowo-jonowa 2000 mAh 3,7 V
UŻYTKOWANIE: do 125

STAN GOTOWOŚCI: 90 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ: 100 Hz
MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU: < 50 dB
INTERFEJS: 1 przycisk
POZIOMY MIKROPRĄDÓW: 15
POZIOMY PRĘDKOŚCI: 16

Wyłączenie odpowiedzialności: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani spółka FOREO, ani jej sprzedawcy detaliczni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych modyfikacji jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub modyfikacjach.

Oświadczenie o ekspozycji na częstotliwości radiowe (RF): Urządzenie to spełnia wymagania w zakresie limitów ekspozycji na promieniowanie FCC określonych dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań w zakresie ekspozycji na RF. Urządzenie może być używane w przenośnych warunkach ekspozycji bez ograniczeń.

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 Zasad FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTROŻNIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność z normami i przepisami, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z Częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że takie zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, które można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- zmiana kierunku lub miejsca położenia odbiornika,
- zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- konsultacja z operatorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

PODSTAWY

1.CO NALEŻY ZROBIĆ PO ODEBRANIU URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus?

Gratulujemy odkrycia inteligentnej pielęgnacji skóry! Zacznij od pobrania aplikacji FOREO For You, aby za darmo odblokować i zarejestrować urządzenie.

2.CO ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE Z URZĄDZENIEM LUNA™ 3 plus?

1 urządzenie LUNA™ 3 plus, 1 kabel ładujący USB, 1 instrukcja obsługi, 1 przewodnik „Szybki start” i jedna saszetka.

3.JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 plus?

Naciśnij przycisk zasilania urządzenia LUNA™ 3 plus, aby je włączyć. Przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Po ukończeniu ustawionej rutyny urządzenie wyłączy się automatycznie.

4.CO ZROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE WŁĄCZY SIĘ PO NACIŚNIĘCIU PRZYCISKU ZASILANIA?

Akumulator jest rozładowany. Naładuj urządzenie za pomocą kabla USB do jego pełnego naładowania, a następnie uruchom je ponownie, przytrzymując przycisk zasilania.

5.JAK NAŁADOWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 plus?

Urządzenie LUNA™ 3 plus jest ładowane przez port USB, a 2-godzinne naładowanie starcza nawet na 650 użyć (1-minutowy zabieg na użycie). Do urządzenia dołączony jest kabel ładujący USB.

6.DLACZEGO MOJA ŁADOWARKA NIE DOCHODZI DO KOŃCA?

Kabel ładujący nie ma wchodzić w całości w urządzenie LUNA™ 3 plus. Jego wystawianie z urządzenia jest całkowicie normalne.

7.NAŁADOWANIE NIE STARCZYŁO NA 650 UŻYĆ.

650 użyć określono na podstawie 650 minut, więc czas trwania naładowania zależy od częstotliwości i długości używania urządzenia.

8.CZY PORT ŁADOWANIA URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus JEST WODOODPORNY?

Tak, port ładowania jest wodoodporny, więc trybu oczyszczania urządzenia LUNA™ 3 plus można używać bezpiecznie pod prysznicem. Nie wolno używać pod prysznicem trybu mikroprądowego. Nie używaj urządzenia w trybie mikroprądowym, gdy jest ono zanurzone w wodzie. Przed włączeniem funkcji mikroprądu urządzenie LUNA™ 3 plus powinno być całkowicie suche.

Przed ładowaniem sprawdź, czy urządzenie w pełni wyschło i nie używaj go podczas ładowania. Po skończeniu używania przechowuj urządzenie w suchym miejscu. Nie pozostawiaj urządzenia zanurzonego w wodzie.

9.JAK DOSTOSOWAĆ INTENSYWNOŚĆ PULSACJI T-SONIC™, TEMPERATURĘ I MIKROPRĄD?

Projekt urządzenia LUNA™ 3 plus oferuje 16 różnych intensywności oczyszczania do wyboru. Aby dostosować i wybrać preferowane ustawienie użytkownika, należy połączyć urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth.

10.JAK URUCHOMIĆ TRYB MASAŻU UJĘDRNIAJĄCEGO?

Połącz urządzenie z aplikacją FOREO przez Bluetooth, aby wybrać spośród 5 zaprogramowanych wstępnie zabiegów masażu z instrukcjami wideo.

11.JAKIE SĄ RÓŻNICE MIĘDZY URZĄDZENIAMI LUNA™ 3 plus DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ I NORMALNEJ?

Urządzenie LUNA™ 3 plus oferuje 2 szczotki zaprojektowane specjalnie dla Twojej skóry.

LUNA™ 3 plus dla skóry wrażliwej ma cienkie wypustki dla skóry skłonnej do stanów zapalnych, zaczerwień, swędzenia lub wysuszenia.

LUNA™ 3 plus dla skóry normalnej ma grubsze wypustki u góry dla zdrowej cery o zrównoważonej produkcji sebum i odpowiedniej wilgotności, która nie jest zbyt sucha ani zbyt tłusta.

APLIKACJA

12. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus?

Wszystkie produkty FOREO obsługujące aplikację muszą zostać uaktywnione i odblokowane w aplikacji FOREO For You po ich pierwszym włączeniu. Chroni to klientów przez podrobionymi produktami FOREO oraz ułatwia rejestrację dla uzyskania ochrony gwarancyjnej.

13. JAK SPAROWAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 plus Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfon lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk urządzenia, aby je włączyć. Migające białe światło oznacza przejście urządzenia w trybie parowania. Wykonaj instrukcje dostępne w aplikacji, aby zarejestrować i sparować urządzenie LUNA™ 3 plus.

14. CZY URZĄDZENIE LUNA™ 3 plus DZIAŁA BEZ APLIKACJI?

Tak! Aplikacja ułatwia zarządzanie ustawieniami urządzenia oraz zapewnia dostęp do instrukcji wideo na temat masażu, ale trybu oczyszczania urządzenia LUNA™ 3 plus można używać ręcznie. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie nacisnąć go ponownie w celu uruchomienia trybu oczyszczania. Instrukcje wideo dotyczące masażu są dostępne tylko w aplikacji FOREO.

15. NIE MOGĘ ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA LUB CAŁY CZAS SIĘ ONO ROZŁĄCZA. CO ZROBIĆ?

Wykonaj instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów w aplikacji FOREO For You:

- 1) Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- 2) Upewnij się, że masz aktualny system operacyjny urządzenia mobilnego (oprogramowanie telefonu zostało zaktualizowane do najnowszej wersji).
- 3) Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- 4) Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- 5) Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.

UŻYWANIE URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus

16. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus?

Urządzenia LUNA™ 3 plus są na tyle delikatne, że można ich używać codziennie rano lub wieczorem. Zalecamy skorzystanie z urządzenia LUNA™ 3 plus za każdym razem, gdy skóra potrzebuje dokładnego oczyszczenia.

17. ILE CZASU DZIENNIE MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIE?

Biorąc pod uwagę skuteczność oczyszczania, zalecamy nie używać urządzenia LUNA™ 3 plus dłużej niż 3 minuty dziennie.

18. CZY MOGĘ DZIELIĆ SIĘ URZĄDZENIEM LUNA™ 3 plus Z INNYMI OSOBAMI, TAKIMI JAK CZŁONKOWIE RODZINY?

Ze względów higienicznych odradzamy udostępnianie urządzenia LUNA™ 3 plus innym osobom.

19. CZY URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus MOŻNA UŻYWAĆ DO USUWANIA MAKIJAŻU?

Przed wykonaniem zabiegu dowolnym z naszych urządzeń należy usunąć makijaż.

20. JAK MOCNO NALEŻY DOCISKAĆ URZĄDZENIE LUNA™ 3 plus PODCZAS JEGO PRZESUWANIA?

Dociskanie urządzenia LUNA™ 3 plus nie jest konieczne. Oczyszczaj twarz okrężnymi ruchami na policzkach i czole oraz przesuwaj w górę i w dół nosa.

21. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus WOKÓŁ OCZU?

Tak, można używać urządzenia LUNA™ 3 plus na obszarze wokół oczu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania w okolicach oczu i nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z powiekami ani gałkami ocznymi. Nie używaj funkcji mikroprądu w obszarze wokół oczu (mięsień okrężny oczodołu).

22. JAKIEGO ŚRODKA DO CZYSZCZENIA TWARZY MOGĘ UŻYĆ?

Możesz wybrać dowolny preferowany środek, o ile nie będzie on zawierał środka mogącego uszkodzić silikon urządzenia. Unikaj stosowania środków czyszczących, złuszczących lub peelingów na bazie glinki, silikonu lub ziarnistych, ponieważ mogą one uszkodzić miękkie silikonowe wypustki. Dla najlepszych efektów zalecamy skorzystanie z pianki Micro-Foam Cleanser firmy FOREO.

23. CZY MUSZĘ UŻYWAĆ SERUM SERUM SERUM FIRMY FOREO PODCZAS ZABIEGU MIKROPRĄDEM?

Tak, konieczne jest używanie SERUM SERUM SERUM z urządzeniem, ponieważ tworzy ono powłokę przewodzącą dla wydajnego i bezpiecznego przenoszenia mikroprądu między urządzeniem a skórą. SERUM SERUM SERUM ma specjalną formułę składników przewodzących, takich jak gliceryna, dzięki którym urządzenia mikroprądowe pracują płynnie na skórze.

24. CZY MOGĘ UŻYĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus, JEŚLI MAM PROBLEMY SKÓRNE, JAK TRĄDZIK LUB EGZEMA ALBO PO ZABIEGU KOSMETYCZNYM, JAK BOTOKS?

Przed użyciem urządzenia osobom cierpiącym na poważne problemy skórne lub po zabiegach kosmetycznych zalecamy skonsultowanie się z lekarzem lub kosmetologiem.

25. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA LUNA™ 3 plus W CIĄŻY?

Tryb oczyszczający jest bezpieczny w ciąży i okresie karmienia piersią, ale nie jest zalecane używanie trybu mikroprądowego.

W MODELU MOGĄ BYĆ DOKONYWANE ZMIANY W CELU JEGO UDOSKONALENIA, BEZ UPRZEDZENIA. ©2022 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM, SZWECJA
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA
WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB
PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W AUSTRALII: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.
WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM