

FOREO



SWEDEN

LUNA™ 3 plus

LIMPEZA FACIAL TÉRMICA

E MASSAGEM FIRMADORA

+ Microcorrente



MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO



INTRODUÇÃO

Parabéns por ter tomado o primeiro passo rumo à descoberta de um cuidado da pele mais inteligente ao adquirir o LUNA 3 plus. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios da nossa sofisticada tecnologia para cuidado da pele no conforto do seu lar, leia atentamente as instruções contidas neste manual.

Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR. Utilize esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito neste manual.

⚠ ADVERTÊNCIA: É PROIBIDO REALIZAR QUALQUER MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO.

APRESENTAÇÃO DO LUNA 3 plus

Assuma as rédeas da sua rotina de beleza graças ao único aparelho de beauty-tech do mundo que combina uma limpeza aquecida e microcorrentes concentradas num único aparelho inteligente. Nesse delicioso ritual de cuidado da pele, uma limpeza aquecida ultradelicada elimina impurezas enquanto microcorrentes devolvem à pele um aspecto jovial radiante. Com o LUNA 3 plus, nunca foi tão fácil obter uma pele limpa e mais jovem.

CONHEÇA MELHOR O LUNA 3 plus

PULSAÇÕES T-SONIC

Limpam a pele de maneira eficaz com 8.000 pulsações T-Sonic por minuto em 12 intensidades

TECNOLOGIA TÉRMICA

Filamentos térmicos aquecem a pele até a temperatura perfeita para uma limpeza profunda, porém delicada

SILICONE EXTRAMACIO E ULTRA-HIGIÊNICO

35 vezes mais higiênico que nylon e adaptado a todos os tipos de pele. Livre de BPA e ftalatos



PINOS DE MICROCORRENTE

Aplicam a microcorrente diretamente na pele para um efeito rejuvenescedor não invasivo

MODO MICROCORRENTE

Se concentra nos sinais da idade para deixar a pele mais firme e jovial

BOTÃO UNIVERSAL

Liga e desliga o aparelho, e ativa o modo de pareamento por Bluetooth

INDICADOR LUMINOSO

Pisca para indicar que o aparelho está no modo de pareamento por Bluetooth e quando precisa ser recarregado

PORTA DE CARREGAMENTO

Até 125 usos por carga. Entrada totalmente à prova d'água



AMOSTRA DE 2ML DO SÉRUM

Use no modo microcorrente para melhor condutividade e resultados superiores



APLICATIVO INTERATIVO FOREO

Permite configurar o aparelho, ajustar a intensidade da limpeza e acessar os tratamentos de microcorrente



CABO USB

Recarregue quando quiser, onde quiser



BOLSA DE TRANSPORTE

Protege - com estilo - seu aparelho durante o transporte

DESBLOQUEIA O TEU DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, descarrega a aplicação móvel FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo. Segue os seguintes passos:


1. Descarrega a aplicação FOREO For You no teu telemóvel
2. Inicia sessão na tua conta ou cria uma
3. Adiciona o dispositivo (na parte superior do teu ecrã)
4. Escolhe a gama do dispositivo
5. Pressiona e mantém pressionado o botão de energia para conectares o teu dispositivo à aplicação móvel
6. Preenche as informações de compra

O teu dispositivo está pronto a ser utilizado!

www.foreo.com/app



APLICAÇÃO MÓVEL FOREO FOR YOU




A aplicação móvel FOREO For You oferece-te instruções sobre como utilizares e cuidares do teu LUNA™ 3 plus, como controlares as definições, acederes a rotinas guiadas por vídeos e encontrares o teu dispositivo caso o percas.



DEFINIÇÕES

Define as tuas preferências para o modo Limpeza, e o teu dispositivo armazenará tais informações para utilizações offline.

Ajusta a temperatura da limpeza, com duração de limpeza até 240 segundos e até 16 intensidades de pulsações T-sonic™ separadamente para cada quadrante do teu rosto - maçãs do rosto, testa e maxilar.



TRATAMENTOS

Escolhe entre 5 rotinas de massagem pré-programadas e segue simplesmente as instruções dos vídeos.


- Knockout Facial Total: eleva e firma todo o rosto (2 min.)
- Treino Ocular: eleva o contorno dos olhos (4 min.)
- Linha do Riso: suaviza as linhas do riso e área dos lábios (6 min.)
- Suavização da Testa: atinge as sobrancelhas e a testa (2 min.)
- Boca Mágica: esculpe a boca e as maçãs do rosto (5 min.)

A Limpeza Inicial e a Massagem Inicial apresentam o modo Espelho, que te permite utilizar o teu dispositivo móvel como um espelho enquanto fazes a limpeza.

COMO USAR O LUNA 3 plus

MODO LIMPEZA

1. Remova toda a maquiagem, molhe o rosto e aplique o Micro-Foam Cleanser FOREO.
2. Pressione o botão universal uma vez para ativar o modo de limpeza.
3. Limpe usando movimentos circulares nas bochechas e testa, e deslizando para cima e para baixo pelo nariz.
4. Pressione e mantenha por 3 segundos para desligar o aparelho.
5. Enxágue e seque o rosto. Aplique seus outros produtos de cuidado da pele, se desejar.




MODO MICROCORRENTE

1. Comece com a pele limpa e seca.
2. Aplique SERUM SERUM SERUM nas áreas a serem tratadas.
3. Siga as instruções no aplicativo FOREO para ativar seu tratamento de microcorrente preferido.
4. Finalize com o hidratante de sua escolha.

**O aparelho desligará automaticamente quando a rotina estiver concluída.*

ATENÇÃO: O LUNA 3 plus deve estar totalmente seco antes de ativar o modo microcorrente para um uso seguro e eficaz.



COMO LIMPAR SEU APARELHO

Sempre limpe bem o aparelho após usar. Lave as superfícies da escova com água e sabão, e enxágue com água morna. Evite usar produtos à base de argila, silicone ou produtos esfoliantes, pois podem danificar os filamentos macios do aparelho. Seque com um pano ou toalha que não solte fiapos. Após o uso, recomendamos usar o Spray de Limpeza de Silicone FOREO e enxaguar em água morna para melhores resultados.

OBSERVAÇÃO: Nunca limpe com produtos que contenham álcool, gasolina ou acetona, pois podem irritar a pele e danificar o silicone.

PRODUTOS COMPLEMENTARES



Micro-Foam Cleanser

Este produto de limpeza cremoso transforma-se em microbolhas delicadas que removem as impurezas profundamente dentro dos poros, purificam delicadamente a pele e removem o excesso de sebo. A sua fórmula especial, que contém aminoácidos que reconstituem a pele e vitamina E, ajuda a hidratar e a proteger a tua pele para que fique com uma sensação suave e com um aspeto vibrante.

Dermatologicamente Testado - Livre de Fragrâncias - Vegano - Cruelty-Free



SERUM SÉRUM SERUM

A fórmula ultra calmante desliza suavemente pela tua pele e funciona harmoniosamente com o modo de massagem firmante do LUNA™ e fornece de forma segura a microcorrente do dispositivo para a pele. O poder antioxidante do esqualano dá à tua pele uma aspeto saudável e jovem, enquanto o ácido hialurónico retém a hidratação para te dar uma pele mais suave, mais macia e super hidratada.

Dermatologicamente Testado - Livre de Fragrâncias - Cruelty-Free

IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA:

- Se você tiver algum problema de pele ou preocupação médica, consulte um médico antes de usar.
- Não use se sofrer de uma doença preexistente como epilepsia, doenças hemorrágicas, câncer, tumores ou transtornos de percepção.
- Não use caso possua um dispositivo médico implantado ou qualquer outro instrumento eletrônico ou aparelho auxiliar.
- Não use caso tenha passado por um tratamento a laser, peeling químico ou qualquer outra forma de lesão ou dano à pele.
- Não use na região do peito/seios, nos olhos (músculo circular da cavidade orbital), parte óssea do pescoço ou genitais/virilha.
- Não use caso tenha realizado uma cirurgia plástica no rosto.
- Se você possui uma doença cardíaca diagnosticada ou suspeita, siga as recomendações do seu médico.
- Os efeitos de longo prazo das microcorrentes são desconhecidos.
- Ainda não se sabe se é seguro usar o aparelho durante a gravidez. Se estiver grávida, consulte o seu médico antes de usar o aparelho.
- Você talvez perceba luzes piscando ao usar o aparelho - isso é resultado de um estímulo ao nervo óptico. Se essa condição ocorrer constantemente sem usar o aparelho, consulte um médico.
- Equipamentos de monitoramento eletrônico, como um monitor de ECG ou alarme de ECG, podem não operar corretamente quando o aparelho estiver em uso.
- A limpeza usando o LUNA 3 plus deve ser confortável – se você sentir algum desconforto, interrompa imediatamente o uso e consulte um médico.
- Tenha muito cuidado ao limpar as regiões sob os olhos e não aplique o aparelho nas pálpebras ou nos próprios olhos.
- Por questões de higiene, não recomendamos que o seu LUNA 3 plus seja utilizado por qualquer outra pessoa.
- Evite deixar o seu LUNA 3 plus diretamente sob o sol, e nunca deixe o aparelho exposto ao calor extremo ou à água fervente.
- O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades mentais e físicas reduzidas exige supervisão cuidadosa.
- Interrompa o uso desse produto se parecer danificado. Esse produto não contém peças reparáveis.
- Devido à eficiência da rotina de limpeza FOREO, recomendamos que o LUNA 3 plus não seja utilizado por mais de 3 minutos seguidos no modo de limpeza.
- Não use o aparelho no modo microcorrente se ele esteve submerso em água. O LUNA 3 plus deve estar totalmente seco antes de ativar a função de microcorrente.
- Uma leve sensação de formigamento pode ocorrer ao usar o aparelho, o que é normal e nenhum motivo de preocupação. Reduzir a intensidade pode amenizar ou eliminar essa sensação.
- Esse aparelho foi concebido para uso cosmético no rosto e no pescoço. Qualquer consequência negativa que resulte do uso incorreto, aplicação em outras áreas do corpo, conexão a uma fonte de energia de voltagem inadequada, uso com uma solução ou esferas sujas, ou qualquer outra aplicação inadequada não são de responsabilidade da FOREO.
- Use esse aparelho apenas para o uso previsto e descrito neste manual. Se não encontrou a resposta a alguma pergunta, ou se tiver qualquer outra dúvida sobre a operação do aparelho, acesse www.foreo.com

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PRECAUÇÕES A SEREM TOMADAS EM CASO DE MUDANÇAS NO DESEMPENHO DO LUNA 3 PLUS.

Se o LUNA 3 plus não liga ao pressionar o botão central:

- A bateria está vazia. Recarregue com o carregador USB por 1 hora e meia até estar totalmente recarregado e em seguida mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o LUNA 3 plus não desliga e/ou os botões da interface não respondem:

- O microprocessador está temporariamente com defeito. Mantenha o botão universal pressionado para reiniciar o aparelho.

Se o LUNA 3 plus não sincroniza com o aplicativo FOREO:

- Desligue e ligue o Bluetooth para tentar reconectar.
- Feche o aplicativo FOREO e abra-o novamente para reiniciar o processo.
- Verifique se o aplicativo precisa ser atualizado na app store do seu celular.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

REGISTRO DA GARANTIA

Para ativar a Garantia Limitada de 2 anos, registre seu aparelho através do aplicativo FOREO, ou acesse foreo.com/product-registration para mais informações.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

A FOREO garante esse aparelho por um período de DOIS (2) ANOS (exceto em países onde a lei nacional exige uma garantia mínima mais longa) a partir da data original de compra, contra defeitos causados pela mão de obra ou materiais, decorrentes do uso normal deste produto. A garantia cobre as peças que afetam o funcionamento do aparelho. Ela NÃO cobre a deterioração cosmética causada pelo desgaste natural, ou danos causados por acidentes, uso incorreto e negligência. Qualquer tentativa de abrir ou desmontar esse aparelho (ou seus acessórios) anulará a garantia.

Se encontrar algum defeito e notificar a FOREO durante o período de garantia, a FOREO irá, a seu critério, substituir o aparelho gratuitamente. É necessário fornecer provas razoáveis de que a garantia ainda está em vigor ao reivindicá-la. Por esse motivo, guarde o recibo original de compra junto com essas condições de garantia durante o período de garantia.

Para reivindicar sua garantia, é necessário fazer o login na sua conta em www.foreo.com e selecionar a opção de reivindicação de garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Essa ação é uma adição aos seus direitos legais como consumidor e não afeta esses direitos de forma alguma.

INFORMAÇÃO DE DESCARTE

Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Europeia e outros países europeus com sistema de coleta seletiva).




O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos corretamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.

Para mais informações sobre como reciclar seu aparelho, entre em contato com o serviço de coleta de resíduos na sua vizinhança ou no local de compra.

REMOÇÃO DA BATERIA

OBSERVAÇÃO: Esse processo é irreversível. A abertura desse aparelho anulará a garantia. Essa ação só deve ser executada se desejar descartar o aparelho.

A bateria desse aparelho é composta de íons de lítio e por esse motivo, deverá ser removida antes do descarte e não deve ser descartada junto com o lixo doméstico. Para retirar a bateria, remova a camada externa em silicone, abra a carcaça plástica interna, retire a bateria e descarte-a de acordo com as regulamentações ambientais locais. Para sua segurança, use luvas durante esse processo. Instruções visuais detalhadas são fornecidas abaixo:



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAIS: Silicone biocompatível, plástico ABS, policarbonato, liga de zinco, alumínio e ouro

COR: Pink e Lavender

DIMENSÕES: 102 x 39,2 x 82,5 mm

PESO: 155 g

BATERIA: Li-ion 2000mAh 3.7 V

USO: Até 125 usos

BATERIA NO MODO DE ESPERA: 90 dias

FREQUÊNCIA: 100 Hz

NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: <50 dB

INTERFACE: 1 botão

NÍVEIS DE MICROCORRENTE: 15

VELOCIDADES: 16

Renúncia: Os usuários deste aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indiretamente, do uso desse aparelho. Além disso, a FOREO reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer alterações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este aparelho não pode causar interferências nocivas, e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que podem causar uma operação indesejada.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para ambientes não controlados. O aparelho foi avaliado para atender as exigências gerais de exposição à radiofrequência. Este aparelho pode ser usado em condições de exposição portátil sem restrições.

PERGUNTAS FREQUENTES

BASICS

1. O QUE DEVO FAZER DEPOIS DE RECEBER O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus?

Parabéns por descobrir cuidados de pele inteligentes! O mais importante em primeiro lugar: descarrega a aplicação FOREO For You para desbloqueares e registares o teu dispositivo.

2. O QUE ESTÁ INCLUÍDO COM O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus?

1 Dispositivo LUNA™ 3 plus, 1 cabo de carregamento USB, 1 manual de utilizador, 1 guia de início rápido e 1 bolsa de viagem.

3. COMO LIGO E DESLIGO O MEU LUNA™ 3 plus?

Pressiona o botão de energia no teu dispositivo LUNA™ 3 plus para o ligares, e mantém-no pressionado durante 3 segundos para desligares o dispositivo. Quando terminares uma rotina pré-programada, o dispositivo desliga-se automaticamente.

4. E SE O MEU DISPOSITIVO NÃO ESTIVER ATIVADO QUANDO PRESSIONO O BOTÃO DE ENERGIA?

A bateria está descarregada. Carrega-a, utilizando o cabo de carregamento USB até estar totalmente carregada, e, de seguida, reinicia o teu dispositivo ao pressionar o botão universal.

5. COMO CARREGO O MEU LUNA™ 3 plus?

O LUNA™ 3 plus é recarregável por USB, com uma bateria de 2 h que funciona durante até 650 utilizações (com base em tratamentos de 1 minuto por utilização). O cabo de carregamento USB é fornecido com o dispositivo.

6. PORQUE É QUE O MEU CARREGADOR NÃO ENTRA COMPLETAMENTE NO DISPOSITIVO?

O cabo de carregamento para o seu LUNA™ 3 plus não deve entrar completamente no dispositivo. É perfeitamente normal ficar um pouco de fora do dispositivo.

7. O MEU CARREGAMENTO NÃO DUROU 650 UTILIZAÇÕES.

As 650 utilizações significam 650 minutos, pelo que a duração do carregamento depende da frequência e da duração da utilização do dispositivo.

8. O PONTO DE CARREGAMENTO DO LUNA™ 3 plus É À PROVA DE ÁGUA?

Sim, o ponto de carregamento é à prova de água, o que significa que podes utilizar o LUNA™ 3 plus no duche com segurança.

Não é possível utilizar o modo de microcorrente no duche. Não utilizes o dispositivo em modo de microcorrente se este for submerso em água. O LUNA™ 3 plus deve estar completamente seco antes de ativar a função de microcorrente.

Certifica-te de que o dispositivo está completamente seco antes de o carregares e não o utilizes enquanto estiver a carregar. Depois de utilizares o teu dispositivo, guarda-o num local seco. Não deixes o dispositivo submerso em água.

9. COMO É QUE AJUSTO A INTENSIDADE DAS PULSAÇÕES T-SONIC™, DA TEMPERATURA E DA MICROCORRENTE?

O LUNA™ 3 plus é desenhado com 16 diferentes intensidades de limpeza à tua escolha. Precisas de conectar o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para ajustar e seleccionar as tuas definições de utilizador preferidas.

10. COMO ACEDO AO MODO DE MASSAGEM FIRMANTE?

Conecta o teu dispositivo à aplicação FOREO via Bluetooth para escolheres entre 5 tratamentos de massagem pré-programados guiadas por vídeos.

11. QUAIS SÃO AS DIFERENÇAS DO LUNA™ 3 plus PARA PELE SENSÍVEL, NORMAL, OLEOSA E MISTA?

O LUNA™ 3 plus oferece 2 escovas criadas especialmente para a tua pele.

O LUNA™ 3 plus Pele Sensível apresenta cerdas finas para pele com tendência a inflamações, vermelhidão, comichão ou secura.

O LUNA™ 3 plus Pele Normal tem cerdas mais grossas na parte superior para uma pele saudável com equilíbrio perfeito entre sebo e água, dando uma sensação nem muito seca nem muito oleosa.

A APLICAÇÃO

12. PORQUE TENHO DE DESCARREGAR A APLICAÇÃO ANTES DE UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 plus?

Os produtos FOREO habilitados para a aplicação precisam de ser ativados e desbloqueados através da aplicação FOREO For You na primeira vez que são ligados. Esta é uma proteção contra produtos FOREO falsos/cópias e facilita o registo da garantia e protege o teu investimento.

13. COMO EMPARELHO O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus COM A APLICAÇÃO FOREO?

Descarrega a aplicação FOREO For You para o teu smartphone ou tablet e liga o teu Bluetooth. Pressiona o botão universal no teu dispositivo uma vez para o desligares. Uma luz branca a piscar indica que o teu dispositivo se encontra em modo de emparelhamento. Segue as instruções na aplicação para registares e emparelhares o teu dispositivo LUNA™ 3 plus.

14. O LUNA™ 3 plus FUNCIONA SEM A APLICAÇÃO?

Sim! A aplicação ajuda-te a gerir as definições do teu dispositivo e a aceder a mensagens guiadas por vídeos, mas podes utilizar o modo de limpeza do LUNA™ 3 plus manualmente. Pressiona simplesmente o botão de energia para ligares o teu dispositivo e pressiona-o uma vez mais para iniciares o modo de limpeza. Podes aceder aos tratamentos de massagem guiados por vídeos apenas através da aplicação FOREO.

15. NÃO CONSIGO REGISTAR O MEU DISPOSITIVO OU O MEU DISPOSITIVO ESTÁ SEMPRE A DESCONECTAR-SE. O QUE DEVO FAZER?

Segue os seguintes passos para resolver os problemas na aplicação FOREO For You:

- 1) Desinstala e reinstala a aplicação - a aplicação talvez apenas precise de ser atualizada
- 2) Certifica-te de que o sistema operativo do teu telemóvel foi atualizado para a última versão, ou seja, certifica-te de que o teu telemóvel está a funcionar com a última atualização do software
- 3) Depois de eliminares e reinstalares a aplicação, certifica-te de que reinicias o teu telemóvel
- 4) Limpa os cookies e a memória cache do teu telemóvel
- 5) Certifica-te de que o teu dispositivo tem a carga completa e de que o teu Bluetooth está ativado

UTILIZAÇÃO DO LUNA™ 3 plus

16. COM QUE FREQUÊNCIA POSSO UTILIZAR O MEU DISPOSITIVO LUNA™ 3 plus?

Os dispositivos LUNA™ 3 plus são suficientemente seguros e delicados para utilizar diariamente, quer de manhã quer à noite. Recomendamos que utilizes o teu dispositivo LUNA™ 3 plus sempre que a tua pele precise de uma limpeza mais profunda.

17. DURANTE QUANTO TEMPO POR DIA POSSO UTILIZAR O DISPOSITIVO?

Dada a eficiência das rotinas de massagem de limpeza e antienvelhecimento da FOREO, recomendamos que não utilizes o LUNA™ 3 plus durante mais de 3 minutos por dia.

18. POSSO PARTILHAR O MEU LUNA™ 3 plus COM OUTRAS PESSOAS, COMO MEMBROS DA FAMÍLIA?

Por questões de higiene, não recomendamos que partilhes o teu LUNA™ 3 plus com ninguém.

19. É POSSÍVEL UTILIZAR O LUNA™ 3 plus PARA REMOVER A MAQUILHAGEM?

Toda a maquilhagem deve ser removida antes de fazeres a rotina de limpeza com qualquer um dos nossos dispositivos.

20. COM QUE PRESSÃO DEVO MOVER O MEU LUNA™ 3 plus?

Não é necessário utilizar qualquer pressão ao utilizar o LUNA™ 3 plus. Limpa delicadamente o teu rosto utilizando movimentos circulares nas maçãs do rosto e na testa, deslizando para cima e para baixo do nariz.

21. POSSO UTILIZAR O FOREO LUNA™ 3 plus NA ÁREA À VOLTA DOS OLHOS?

Sim, podes utilizar o teu LUNA™ 3 plus na área à volta dos olhos. Ao utilizá-lo nessa área, tem especial cuidado nas zonas sob os olhos e não coloques o dispositivo em contacto com as pálpebras ou os próprios olhos. Não utilizes a função de microcorrente na área dos olhos (músculo ciliar dentro da cavidade orbital).

22. QUE TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA FACIAL POSSO UTILIZAR?

Podes utilizar o produto de limpeza facial da tua preferência desde que não contenha ingredientes que possam danificar o silicone do teu dispositivo. Evita utilizares produtos à base de argila, silicone ou esfoliantes granulados, pois podem danificar os pontos de contacto do silicone macio do dispositivo. Para obteres melhores resultados, recomendamos que utilizes o Micro-Foam Cleanser da FOREO.

23. PRECISO DE UTILIZAR O SÉRUM SÉRUM SÉRUM DA FOREO COM MICROCORRENTE?

Sim, é essencial utilizares o SÉRUM SÉRUM SÉRUM com o dispositivo porque o sérum cria uma barreira condutora, transferindo eficazmente e de forma segura a microcorrente do dispositivo para a tua pele. O SÉRUM SÉRUM SÉRUM é especialmente formulado com ingredientes condutores, como a glicerina, permitindo que os dispositivos de microcorrente funcionem perfeitamente sem qualquer sensação na pele.

24. POSSO UTILIZAR O MEU LUNA™ 3 plus SE TIVER CONDIÇÕES DE PELE, COMO ECZEMA, OU SE TIVER REALIZADO UM PROCEDIMENTO COSMÉTICO, COMO BOTOX?

Sugerimos a quem sofre de uma condição de pele séria ou a quem tenha realizado um procedimento cosmético que consulte o seu médico ou o seu profissional de cuidados de pele antes de utilizar o dispositivo.

25. POSSO USAR O LUNA™ 3 plus DURANTE A GRAVIDEZ?

O modo de limpeza é seguro para ser utilizado caso estejas grávida ou a amamentar, mas não recomendamos o modo de microcorrente.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207

AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM