


FOREO

LUNA™ 3 plus

TERMO-YÜZ
TEMİZLEME
& SIKILAŞTIRICI
MASAJ

plus Mikro Akım



TAM KULLANIM KILAVUZU



BAŞLANGIÇ

LUNA 3 plus'ı satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Sofistike bir cilt bakımı teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi amacına uygun şekilde kullanın.

⚠ UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

LUNA 3 plus GENEL BAKIŞ

Sıcaklık ile derinlemesine temizlik ve bölgesel mikro akıma sahip tek bir akıllı cihaz ile dünyadaki eşsiz güzellik teknolojisinin gücünü hissedin. Keyifli bir cilt bakımı ritüeline sahip bu ultra yumuşak ısıtılabilir temizleme cihazı, cildinizi kirden arındırırken bölgesel mikro akım, cildin genç ışıltısını geri kazandırır. LUNA 3 plus ile temiz, daha genç görünen bir cildin tadını çıkarın.

LUNA 3 plus İLE TANIŞIN

T-SONIC TİTREŞİMLER

16 yoğunluk derecesiyle dakikada 8,000'e kadar titreşimle etkili temizleme.

TERMO-TEKNOLOJİ

Derinlemesine bir temizlik için termo temas noktaları cildi mükemmel bir sıcaklıkta ısıtır.

EKŞTRA YUMUŞAK & HİJYENİK SİLİKON

Naylon fırçalardan 35 kat daha hijyenik ve tüm cilt tipleri için uygundur. BPA ve ftalat içermez.



MİKRO AKIM PİNLERİ

Cildin yenilenmesi için mikro akımı doğrudan cilde iletir.

MİKRO AKIM MODU

Sıkı ve daha genç görünen bir cilt için yaşlanma belirtilerini hedef alır.

EVRENSEL DÜĞME

Cihazı açıp kapatır ve cihazı Bluetooth eşleştirme moduna geçirir.

GÖSTERGE IŞIĞI

Cihazın Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu ve cihazın şarj edilmesi gerektiğini belirtmek için yanıp söner.

ŞARJ NOKTASI

Şarj başına 125 kullanıma kadar. %100 su geçirmez.



2ML ÖRNEK SERUM
İdeal iletkenlik ve etkili sonuçlar için mikro akım moduyla kullanın.



İNERAKTİF FOREO UYGULAMASI
Cihaz ayarlarını, temizleme yoğunluğunu kontrol edin ve mikro akım terapilerine erişin.



USB KABLO
İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde şarj edin.



SEYAHAT ÇANTASI
Her yerde cilt bakımı için cihazı uygun şekilde korur.

CIHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;


1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin
2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun
3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)
4. Cihaz serisini seçin
5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun
6. Satın alma bilgilerini doldurun

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!


www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI




FOREO For You mobil uygulaması; LUNA™ 3 plus cihazınızın nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği, video rehberli rutinlere nasıl erişileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar.



AYARLAR

Temizleme modu tercihlerinizi belirlediğinizde cihaz bunları daha sonra kullanmak üzere hatırlayacaktır.

Temizleme sıcaklığını, yüzünüzün her bölgesi, yanaklarınız, alnınız ve çeneniz için 240 saniyeye kadar temizlik süresi belirleyin ve 16'ya kadar T-sonic™ titreşim yoğunluğundan birini seçin.



BAKIMLAR

5 ön programlı masaj rutininden birini seçip videodaki talimatları uygulamanız yeterli.

- Full Facial Toning: Yüzün tamamını gerdirip sıkılaştırır (2 dakika)
- Eye Treatment: Göz konturlarını sıkılaştırır (4 dakika)
- Laugh Line: Gülümseme çizgilerini ve dudak bölgesini pürüzsüzleştirir (6 dakika)
- Forehead Smoothing: Kaşlar ve alnı hedefler (2 dakika)
- Magic Mouth: Ağız ve yanakları şekillendirir (5 dakika)

Temizliği Başlattığınızda veya Masajı Başlattığınızda, mobil cihazınızı temizlik veya masaj terapilerini uygularken ayna olarak kullanmanızı sağlayan Ayna Modundan yararlanabilirsiniz.

LUNA 3 plus NASIL KULLANILIR

TEMİZLEME MODU

1. Makyajınızı silin, cildinizi nemlendirin ve FOREO Micro-Foam Temizleyiciyi uygulayın.
2. Temizleme modunu etkinleştirmek için evrensel düğmeye tekrar basın.
3. Yanak ve alın bölgesini dairesel hareketlerle, burun üzerini aşağı ve yukarı hareketlerle temizleyin.
4. Cihazı kapatmak için evrensel düğmeye 3 saniye basılı tutun.
5. Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. Dilediğiniz cilt bakım ürünlerini uygulayın.




MİKRO AKIM MODU

1. Cilt bakımına temiz ve kuru bir cilt ile başlayın.
2. Uygulama yapacağınız bölgeye FOREO SERUM SERUM SERUM ürününü uygulayın.
3. Tercih ettiğiniz mikro akım bakımını etkinleştirmek için FOREO uygulamasındaki talimatları izleyin.
4. Ardından dilediğiniz bir nemlendiriciyi uygulayın.

** Bakım rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.*

DİKKAT: Güvenli ve etkili kullanım için mikro akım bakımına başlamadan önce LUNA 3 plus tamamen kuru olmalıdır.



CİHAZ TEMİZLİĞİ

Her kullanımdan sonra cihazınızı iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. Cihazın yumuşak silikonuna zarar verebileceği için kil ve silikon bazlı veya taneli temizleyiciler, soyucu ve ovucu ürünler kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile kurulayın. En iyi sonuç için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su ile durulamanızı öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içere temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş edebilir ve silikona zarar verebilir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Micro-Foam Cleanser

Bu kremi temizleyici, gözeneklerin derinliklerindeki kirleri temizleyen, cildi narince arındıran ve fazla yağı atan mikro kabarcıklara dönüşür. Cildi yenileyen aminoasitler ve E vitamini içeren özel formülü, cildinizin nem kazanmasına ve korunmasına yardımcı olarak yumuşak bir his ve canlı bir görünüm kazandırır.

Dermatolojik Olarak Test Edilmiştir - Parfüm İçermez - Vegan - Hayvanlar Üzerinde Denenmemiştir



SERUM SÉRUM SERUM

Ultra yatıştırıcı formül, cildiniz üzerinde zahmetsizce kayar ve LUNA'nın sıkılaştırıcı masaj moduyla sorunsuz bir şekilde çalışır ve cihazdan cilde güvenli bir şekilde mikro akım sağlar. Skualanın antioksidan gücü cildinize sağlıklı ve genç bir görünüm kazandırırken Hyaluronik asit nemi içeride hapsederek daha yumuşak, pürüzsüz ve susuzluk çekmeyen bir cilt kazandırır.

Dermatolojik Olarak Test Edilmiştir - Parfüm İçermez - Hayvanlar Üzerinde Denenmemiştir

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa lütfen kullanmadan önce bir cilt uzmanına danışın.
- Epilepsi, hemorajik bir hastalık, kanser, tümör veya algısal bir bozukluk gibi herhangi bir tıbbi durumunuz varsa bu cihazı kullanmayın.
- Vücudunuza implante edilmiş herhangi bir tıbbi cihaz, elektronik alet veya vücut yardımcınız varsa bu cihazı kullanmayın.
- Lazer tedavisi ve kimyasal peeling yaptırdıysanız veya herhangi bir şekilde yaralanmış ve hasar görmüş bir cildiniz varsa bu cihazı kullanmayın.
- Göğüs / göğüs bölgesi (çevreleyen dairesel kas), boyun orta çizgisi (kemik) veya genital / kasık bölgesinde bu cihazı kullanmayın.
- Yüz gölgenizde estetik ameliyat varsa bu cihazı kullanmayın.
- Teşhis konulmuş veya şüphelendiğiniz bir kalp rahatsızlığınız varsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Mikro akımın uzun vadeli etkileri bilinmemektedir.
- Cihazın güvenliği hamilelikte kullanım için henüz belirlenmemiştir. Hamileyseniz bu cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışın.
- Cihazın kullanımı sırasında göz sinirlerinin uyarılmasından kaynaklanan yanıp sönen ışıklar algısı olabilir. Bu durumu cihazı kullanmadığınız zamanlarda da fark ederseniz doktorunuza danışın.
- EKG monitörleri ve EKG alarmları gibi elektronik izleme cihazları, bu cihazı kullanırken düzgün çalışmayabilir.
- LUNA 3 plus ile cilt temizliği konforlu olmalıdır- herhangi bir rahatsızlık veya tahriş yaşıyorsanız hemen kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgesini temizlerken özellikle dikkat edin ve cihazın gözleriniz veya göz kapaklarınız ile temasından kaçının.
- Hijyen nedeniyle LUNA 3 plus cihazınızı başkalarıyla paylaşmamanızı öneririz.
- LUNA 3 plus cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Bu cihazda servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır.
- FOREO temizleme rutininin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda, temizleme modunda LUNA 3 plus'ı tek seferde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.
- Cihaz su ile temas etmişse mikro akım modunda kullanmayınız. LUNA 3 plus, mikro akım modu etkinleştirilmeden önce tamamen kuru olmalıdır.
- Cihazı kullanırken hafif bir karıncalanma hissi oluşabilir. Yoğunluğu azaltarak bu hissi azaltabilir veya ortadan kaldırabilirsiniz.
- Cihaz, yüz bölgesinde kozmetik kullanım için tasarlanmıştır. Yanlış kullanım, vücudun diğer bölgelerine uygulama, uygun olmayan voltaj kaynaklarına bağlantı, kirli iletken çözelti veya küreler ya da diğer herhangi bir uygunsuz uygulamadan kaynaklanan olumsuz sonuçlar FOREO'nun sorumluluğunda değildir.
- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorularınıza yanıt bulamazsanız veya cihaz ile ilgili başka sorularınız varsa lütfen www.foreo.com adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

LUNA 3 PLUS'IN PERFORMANS DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.

Evrensel düğmeye basıldığında LUNA 3 plus etkinleşmiyorsa:

- Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 4 saat boyunca şarj edin ve ardından güç düğmesine basılı tutarak cihazı yeniden başlatın.

LUNA 3 plus kapanmıyorsa ve/veya güç düğmesi cevap vermiyorsa:

- Mikroişlemci geçici olarak arıza yapmıştır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

LUNA 3 plus, FOREO uygulaması ile senkronize olmuyorsa:

- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
- FOREO uygulamasını kapatın ve işleme başlamak için yeniden açın.
- Mobil cihazınızda yer alan app store üzerinden uygulama için güncellemeleri kontrol edin.

GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

2 Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO uygulamasına kaydolun veya daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu, garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).




Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması cihaz garantisini geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz, atılmadan önce çıkarılması gereken ve evsel atıklarla birlikte atılmaması gereken bir lityum-iyon pil içerir. Pili çıkarmak için silikon dış düzeyi kaldırın, ardından içindeki plastik kapağı açın ve pili çıkarın, pili bölgenizdeki çevre yönetmeliğine uygun olarak atın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon,
ABS plastik polikarbonat, çinko alaşımı,
alüminyum & altın

RENK: Pink & Lavender

BOYUT: 102*39.2*82.5mm

AĞIRLIK: 155g

PİL: Li-ion 2000mAh 3.7V

KULLANIM: 125 kullanıma kadar

BEKLEME: 90 gün

FREKANS: 100 Hz

MAKS. SES SEVİYESİ: <50dB

ARAYÜZ: 1- düğme

MİKRO AKIM SEVİYELERİ: 15

HIZ SEVİYESİ: 16

Sorumluluk Reddi: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz radyo parazitine neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü paraziti kabul eder.

RF maruz kalma bildirimi: Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Cihaz, genel RF maruz kalma koşullarını karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

SIK SORULAN SORULAR

TEMEL BİLGİLER

1. LUNA™ 3 plus CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Daha akıllıca cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! Öncelikle, ücretsiz FOREO For You uygulamasını indirerek cihazınızın kilidini açın ve kaydedin.

2. LUNA™ 3 plus CİHAZIMIN YANINDA NE GELECEK?

1 LUNA™ 3 plus Cihazı, 1 USB Şarj Kablosu, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 Seyahat Çantası.

3. LUNA™ 3 plus CİHAZIMI NASIL AÇIP KAPATABİLİRİM?

LUNA™ 3 plus cihazınızı üzerindeki güç düğmesine basarak açabilir, aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutarak kapatabilirsiniz. Önceden ayarlı bir rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

4. GÜÇ DÜĞMESİNE BASTIĞIMDA CİHAZIM ÇALIŞMAZSA NE OLUR?

Pili boştur. Tamamen şarj olana kadar bir USB şarj kablosu kullanarak şarj edin ve ardından güç düğmesini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

5. LUNA™ 3 plus'ımı NASIL ŞARJ EDEBİLİRİM?

LUNA™ 3 plus, 2 saat şarjla 650 defaya kadar kullanılabilen (kullanım başına 1 dakika terapi süresiyle), USB üzerinden şarj edilebilen bir cihazdır. USB şarj kablosu cihazın yanında gelir.

6. ŞARJ CİHAZIM NEDEN SONUNA KADAR GİRMİYOR?

LUNA™ 3 plus şarj kablosu, cihaza tamamen girecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazdan biraz çıkıntılı durması tamamen normaldir.

7. ŞARJIM 650 KULLANIM DAYANMADI.

650 kullanım, 650 dakikayı ifade eder, bu nedenle şarj süresi, cihazın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle kullanıldığına bağlıdır.

8. LUNA™ 3 plus ŞARJ NOKTASI SU GEÇİRMEZ MİDİR?

Evet, şarj noktası su geçirmezdir, yani LUNA™ 3 plus'ı duşta temizleme modunda kullanabilirsiniz.

Mikro akım modu duşta kullanılamaz. Cihazı suya batırılmış mikro akım modunda kullanmayın. LUNA™ 3 plus, mikro akım işlevini etkinleştirmeden önce tamamen kuru olmalıdır.

Şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun ve şarj olurken kullanmayın. Cihazınızı kullanmayı bitirdikten sonra kuru bir yerde saklayın. Cihazı suya batırılmış halde bırakmayın.

9. T-SONIC™ TİTREŞİMLERİN, SICAKLIĞIN VE MİKROAKIMIN YOĞUNLUĞUNU NASIL AYARLAYABİLİRİM?

LUNA™ 3 plus, arasından seçim yapabileceğiniz 16 temizleme yoğunluğuyla tasarlanmıştır. Cihazınızı Bluetooth üzerinden FOREO uygulamasına bağlayarak kendi kullanıcı ayarlarınızı seçebilirsiniz.

10. SIKILAŞTIRICI MASAJ MODUNA NASIL ERİŞEBİLİRİM?

Cihazınızı Bluetooth kullanarak FOREO uygulamasına bağlayıp 5 önceden programlanmış video kılavuzlu masaj terapisine erişebilirsiniz.

11. HASSAS VE NORMAL LUNA™ 3 plus ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

LUNA™ 3 plus, cildiniz için özel olarak tasarlanmış 2 fırça sunar;

LUNA™ 3 plus Hassas ciltte, tahriş, kızarıklığa, kaşıntıya veya kuruluğa yatkın ciltler için ince kıllar bulunur.

LUNA™ 3 plus Normal cildin üstünde mükemmel yağ ve su dengesine sahip ciltler için daha kalın kılları vardır ve ne çok kuru ne de çok yağlı hissettirir

UYGULAMA

12.NEDEN LUNA™ 3 plus'ı KULLANMADAN ÖNCE UYGULAMAYI İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulama etkin tüm FOREO ürünlerini ilk defa açtığınızda FOREO For You uygulaması üzerinden etkinleştirip kilidini açmanız gerekir. Bu, sizi sahte/kopya FOREO ürünlerine karşı korumamıza ve garanti kaydınızı yaptırıp yatırımınızı korumanıza yardımcı olur.

13.LUNA™ 3 plus CİHAZIMI FOREO UYGULAMASIYLA NASIL EŞLEŞTİREBİLİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Açmak için cihazınızdaki evrensel düğmeye bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazınızın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. LUNA™ 3 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları uygulayın.

14. LUNA™ 3 plus UYGULAMA OLMADAN DA ÇALIŞIR MI?

Evet! Uygulama cihaz ayarlarınızı yönetmenize ve video rehberli masajlara ulaşmanıza yardımcı olur ancak LUNA™ 3 plus temizleme modunu elle de kullanabilirsiniz. Güç düğmesine basarak cihazı açmanız ve temizleme moduna başlamak için bir kez daha basmanız yeterlidir. Video rehberli masaj bakımlarına sadece FOREO Uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

15.CİHAZIMI KAYDEDEMİYORUM VEYA CİHAZIMIN SÜREKLİ BAĞLANTISI KOPUYOR. NE YAPMALIYIM?

FOREO For You uygulamasında sorun gidermek için şu adımları uygulayın:

- 1) Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir
- 2) Mobil cihaz işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun (cep telefonunuzun en son yazılım güncellemelerini almasını sağlayın)
- 3) Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın
- 3) Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin
- 5) Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

LUNA™ 3 plus KULLANIMI

16.LUNA™ 3 plus CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?

LUNA™ 3 plus cihazları her gün sabah veya akşam kullanılacak kadar emniyetli ve hassastır. Cildinizin daha derin bir temizliğe ihtiyaç duyduğu her zaman LUNA™ 3 plus'ı kullanmanızı öneririz.

17.GÜNDE NE KADAR SÜRE KULLANABİLİRİM?

Temizleme etkinliği göz önüne alındığında, LUNA™ 3 plus'ı günde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.

18.LUNA™ 3 plus'IMI AİLE ÜYELERİM GİBİ DİĞER İNSANLARLA PAYLAŞABİLİR MİYİM?

Hijyen nedeniyle, LUNA™ 3 plus'ınızı başkalarıyla paylaşmanızı önermiyoruz.

19.LUNA™ 3 plus MAKYAJI ÇIKARMAK İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?

Cihazlarımızdan herhangi biriyle temizleme rutini yapılmadan önce tüm makyaj temizlenmelidir.

20.LUNA™ 3 plus'IMI HAREKET ETTİRİRKEN NE KADAR BASTIRMALIYIM?

LUNA™ 3 plus'ı kullanırken herhangi bir şekilde bastırmanıza gerek yoktur. Yanak ve alında dairesel hareketlerle, burnunuzda aşağı yukarı kaydırma hareketleriyle yüzünüzü temizleyin.

21.FOREO LUNA™ 3 plus'ı GÖZ ÇEVRESİNE KULLANILABİLİR MİYİM?

Evet, LUNA™ 3 plus'ınızı göz çevresinde kullanabilirsiniz. Kullanırken göz altı bölgesinde çok dikkatli olun ve cihazı göz kapaklarına veya gözlere temas ettirmeyin. Göz bölgesinde (göz çukuru çemberi içindeki dairesel kas) mikro akım özelliğini kullanmayın.

22.NASIL BİR YÜZ TEMİZLEYİCİ KULLANABİLİRİM?

Cihazınızın silikonuna zarar verebilecek bir madde içermediği sürece dilediğiniz temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Lütfen cihazın silikon uçlarına zarar verebileceğinden dolayı kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizleyiciler, peeling amaçlı kullanılan tanecikli veya taneciksiz ürünler kullanmaktan kaçının. En iyi sonuçlar için FOREO Micro-Foam Cleanser kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

23.MİKRO AKIMLA FOREO'NUN SERUM SERUM SERUM'UNU KULLANMAM GEREKİR Mİ?

Evet, cihazınızla birlikte iletken bir bariyer oluşturan ve cihazdan cildinize mikro akım iletimini sağlayan SERUM SERUM SERUM kullanmanız gerekir. SERUM SERUM SERUM, mikro akımlı cihazınızın yüzde hissiz ve pürüzsüz bir şekilde gezinmesini sağlayan gliserin gibi iletken bileşenlerle özel olarak formüle edilmiştir.

24.AKNE VEYA EGZAMA GİBİ CİLT RAHATSIZLIKLARIM VARSA VEYA BOTOKS GİBİ KOZMETİK BİR İŞLEM YAPTIRDIYSAM LUNA™ 3 plus'I KULLANABİLİR MİYİM?

Ciddi bir cilt rahatsızlığı olan veya kozmetik bir işlem geçirmiş olan herkesin, cihazı kullanmadan önce doktoruna veya cilt bakımı uzmanına danışmasını öneririz.

25. LUNA™ 3 plus CİHAZIMI HAMİLELİK SIRASINDA KULLANABİLİR MİYİM?

Hamileyseniz veya emziriyorsanız temizleme modunu kullanmak güvenlidir, ancak mikro akım modu önerilmez.

©2022 FOREO LTD.ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB DAĞITICI.: FOREO LTD.ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM,İSVEÇ

ABD DAĞITICI.: FOREO A.Ş., 1525 E PAMALANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD.

AU DAĞITICI.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA.

FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

WWW.FOREO.COM