

FOREO



LUNA™ go

HAREKET
HALİNDE TEMİZLİK
& ANTI-AGING!



TAM KULLANICI KILAVUZU

BAŞLARKEN

LUNA™ go ERKEK T-Sonic™ yüz temizleme ve anti-aging sistemini alarak her zaman ve her yerde kusursuz biçimde güzel cilt yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Ödün vermeden ne zaman isterseniz sofistike cilt bakım teknolojisinin tüm faydalarının keyfini çıkarmaya başlamadan önce, lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için bir kaç dakikanızı ayırın.

Lütfen **KULLANIMDAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN** ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi amaçlanan kullanımı için kullanın.


⚠ UYARI: BU CİHAZDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

LUNA™ GO GENEL BAKIŞ


Küçük ancak sarsıcı yeni cilt bakımı sistemimiz cildi doğal olarak güzel ve ışıltılı hem de pürüzsüz ve daha genç bırakacaktır.

Günlük temizleme rutininizin bir parçası olarak kullanılan, LUNA™ go'nun Temizleme Modu T-Sonic™ titreşimlerini elle yıkamadan daha derinlemesine temizlik sağlamak için yönlendirir, favori cilt bakım ürününüzün emilimini geliştirir. Anti-Aging Modunda, LUNA™ go yaşlanmanın görünür işaretlerini azaltmak için düşük frekanslı titreşimleri nazikçe kırışıklığa meyilli alanlara yönlendirerek çalışır. Düzenli kullanım sadece başlar başlamaz daha taze, daha ışıltılı cilt vaat etmez ayrıca ömür boyu daha genç ve daha sağlıklı görünen bir cildin temellerini oluşturur.

Temizleme Fırçası Yüzeyi



Anti-Aging Yüzeyi



1-Düğme Arayüz

Su Geçirmez Şarj Girişi

LUNA™ GO'NUZUN KULLANIMI

The LUNA™ go daha fazla kişiselleştirilmiş temizleme deneyimi için cildin ihtiyacına göre nazik veya güçlü temizlik için inceden kalına doğru dereceli dokunma noktaları ile her biri normal, karışık, hassas veya yağlı cilt tipleri uygun bir temizleyici fırçaya sahip 4 farklı model olarak mevcuttur. LUNA™ go'nun cilt bakım faydalarını en üst seviyeye çıkarmak için her sabah ve akşam 2 dakika kullanmanızı öneriyoruz.

MOD SEÇİMİ

1. Açmak için LUNA™ go'nuzun orta düğmesine bir kere basın. Etkinleştirildiğinde Temizleme Modunda olacaktır.
2. Cihazı Beklemeye almak için orta düğmeye tekrar basın (Beklemede iken gösterge sabit loş ışık yayacak ve titreşimler duracaktır, size cildinizi durulama fırsatı verir)
3. Anti-Aging Modunu etkinleştirmek için düğmeye üçüncü defa basın.
4. Kapatmak için LUNA™ go'nuzun orta düğmesine bir kere daha basın.

FOREO temizleme ve anti-aging rutinlerinin tek tek aşamaları aşağıda açıklanmaktadır. Bu rutinlerin her bir aşamasından sonra, T-Sonic™ titreşimlerinin anlık olarak durduğunu hissedeceksiniz ve yüzünüzün sonraki alanına geçmenizi isteyen gösterge ışığının yanıp söndüğünü göreceksiniz.

TEMİZLEME MODU

The LUNA™ go'nun Temizleme Modu kir ve yağın* % 99,5'inin yanı sıra makyaj kalıntısı ve ölü cilt hücrelerini giderir.



1. TEMİZLEYİCİYİ UYGULAYIN

Tüm makyajı çıkarın, LUNA™ go'yu ıslatın ve sonra yüzünüzü nemlendirin ve her zaman kullandığınız temizlik ürününü uygulayın Temizleme Modunu etkinleştiren orta düğmesine bir kere basarak LUNA™ go'yu açın.



2. AŞAĞIDAKİ BÖLGELERİ TEMİZLEYİN:

Yeni bir bölgenin ne zaman temizleneceğini göstermek için her 15 saniyede titreşimler duraklar.

- Dairesel hareketler kullanarak çenenizi ve yanağınızı temizleyin ve diğer tarafta tekrarlayın.
- Ortasından başlayarak, dışa doğru nazik dairese hareketlerle alınınızı temizleyin.
- Yukarı ve aşağı kaydırarak burnunuzun bir tarafını ve sonra diğer tarafını temizleyin. Dışa doğru hareketlerle göz altı bölgesini hassas bir şekilde temizleyin.



1 dakika sonra, titreşimler 3 kere duraklayacaktır, temizleme rutininin bittiğini gösterir. LUNA™ go'yu bekleme moduna sokmak için orta düğmeye bir kere daha basın.


3. DURULAYIN

1 dakikalık temizleme rutini tamamlamak için yüzünüzü durulayıp kurulayın. Sonra eğer varsa favori cilt bakım ürününüzü uygulayın.

ANTI-AGING MODU

LUNA™ go'nun Anti-Aging Modu ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltır ve daha sıkı ve daha esnek görümlü bir cilt bırakır.

Beklemede iken Anti-Aging Modunu etkinleştirmek için orta düğmeye basın. Rutinin her adımında 12 saniye geçirmeyi deneyin; bu aradan sonra LUNA™ go'nun titreşimleri anlık olarak duracaktır. Yüzünüzü dinlendirin ve LUNA™ go'nun anti-aging yüzeyini kas gerginliğinin alın çizgileri, kazayağı bölgesi ve göz kenarı kırışıklıklarına neden olabileceği bu kırışıklığa meyilli bölgelere bastırın.



1. Kaşlar arasındaki bölge
2. Sağ şakak
3. Sağ nazolabial kat
4. Sol nazolabial kat
5. Sol şakak

1 dakika sonra, titreşimlerin hızlıca birbirini takip ederek 3 kere duraksadığını hissedeceksiniz, anti-aging rutininin sona erdiğini gösterir.

Lütfen unutmayın, aşırı kullanımı önlemek için LUNA™ go 3 dakika boyunca Temizleme veya Anti-Aging kendini otomatik olarak kapatacaktır.

DİKKAT: FOREO cihazınızı kullanırken herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız, hemen kullanmayı bırakın ve bir hekime danışın.

*Klinik testlerle dosyalanmış sonuçlara dayanarak.

CİHAZINIZIN TEMİZLİĞİ

Cihazınızı kullandıktan sonra daima iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabunla yıkayın, ardından ılık suyla durulayın. Cihazın yumuşak silikon dokunma noktalarına zarar verebileceği için kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizleyiciler, kazıyıcılar veya ovalayıcılar kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havluyla nazikçe kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihaza FOREO Silikon Temizleme Spreyi püskürtmenizi ve ılık suyla durulamanızı öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleriyle cihazınızı asla temizlemeyin, bunlar cildi tahriş edebilir veya silikona zarar verebilir.

ŞARJ ETME

FOREO cihazınız beraberinde gelen şarj cihazı ile tekrar şarj edilebilir. Bir saatlik şarj işlemi, 60 kullanım kadar süren tam bir şarj sağlar.

- DC konektörü LUNA™ go'nun şarj girişine takın.
- Ana fişi bir şarj noktasına takın. LUNA™ go'nun LED göstergesi pilin şarj olduğunu göstermek için sürekli yanıp söner. Tamamen şarj olduğunda (yaklaşık 1 saat sonra), LED göstergesi 3 dakika boyunca sürekli bir şekilde yanar. Bundan sonra tekrar yanıp sönmeye başlayacaktır.
- Pil azaldığında, LUNA™ go'nuzun üzerindeki LED gösterge yanıp sönen bir beyaz şık verir.

DİKKAT: Şarj etmeden önce şarj girişinin su ve temizlik maddesi kalıntılarından arınmış olduğundan emin olun. LUNA™ go'nuzu kendisinin veya şarj cihazının suya batabileceği bir yerde şarj etmeyin. FOREO cihazınızı şarj edilirken KULLANMAYIN ve 24 saatten fazla şarj ETMEYİN. Sadece FOREO'nun sağladığı şarj cihazını kullanın.

ÖNEMLİ OPTİMUM GÜVENLİK İÇİN:

- LUNA™ go'nun yumuşak silikon dokunaçlarına hasar verebileceği için kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizlik maddeleri, soyucu veya ovalayıcı kullanmaktan kaçının.
- Eğer bir cilt sorunu veya medikal bir endişeniz varsa kullanımdan önce bir dermatoloğa danışın.
- LUNA™ go ile temizlik rahat olmalıdır – eğer rahatsızlık yaşıyorsanız, derhal kullanımını durdurun ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgelerini temizlerken özellikle özen gösterin ve cihazı göz kapakları ve gözlere temas ettirmeyin.
- Hijyen nedeniyle LUNA™ go'nuzu başkaları ile paylaşmanızı önermiyoruz.
- LUNA™ go'nuzu doğrudan güneş ışığı altında bırakmaktan kaçının ve asla aşırı sıcak ya da kaynar suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz çocukların yakınında veya üzerinde kullanılmasının, yanı sıra azalmış fiziksel ve zihinsel yetenekleri ile olanlar tarafından kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Hasar görmüşse cihazı veya şarj aletini asla kullanmayın ve sadece FOREO tarafından cihazla beraber sağlanan şarj aletini kullanın.
- Bu cihaz herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanımını durdurun. Bu cihaz servis edilebilir parçalar içermez.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, bu cihaz sadece topraklı bir elektrik kaynağı şebekesine bağlanmalıdır.
- FOREO temizlik ve anti-aging rutin verimliliği göz önüne alındığında, LUNA™ go Temizleme veya Anti-Aging Modlarının tek seferde 3 dakikadan fazla kullanılmamasını öneriyoruz.
- Bu cihaz bu kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi sadece amaçlanan kullanımı için kullanın.

SORUN GİDERME

Şarj cihazı bağlandığında LED yanıp sönmüyor?

- Batarya tam şarj olmuştur, 60 tam temizlik ve anti-aging rutinine hazırdır.
- Batarya tamamen boşalmıştır ve şarj kablosunu algılaması için bir kaç dakikaya ihtiyacı vardır.
- Şarj kablosu düzgün olarak takılmamıştır. Duvar prizini ve şarj girişini kontrol edin.

LUNA™ go orta düğmeye basılınca açılmıyor?

- Batarya boştur. LUNA™ go'nuzu şarj edin.

LUNA™ go aç/kapa yapılamıyor ve/veya arabirim düğmeleri yanıt vermiyor?

- Mikroişlemci geçici olarak hatalı çalışıyor. İşlevini normale döndürmek için şarj kablosunu takın.

LUNA™ go'nun silikon yüzeyleri yapışkan veya kabarcıklı bir dokuya bozulmuş?

- Kullanımı durdurun. Silikon son derece dayanıklı olmakla birlikte, belirli koşullar altında bozulur - Bunun nasıl önleneceği hakkında bilgi için kullanım kılavuzunun Temizlik ve Güvenlik bölümlerine baş vurun.

Sorun giderme bölümünde kendi özel sorunuzun yanıtını bulamadıysanız, veya cihazın çalıştırılması ile alakalı olarak herhangi bir diğer sorunuz varsa, lütfen www.foreo.com adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünü ziyaret edin.

ATILMA BİLGİSİ

Eskimiş elektronik ekipmanların atılması (Ayrı atık toplama sistemleriyle AB ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerli olan).



Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü bu cihazın normal evsel atık olarak ele alınmamasını bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmesi gerektiğini gösterir. Bu cihazın doğru olarak atılmasını sağlayarak, ürünün uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaksınız. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel evsel atık bertaraf hizmeti veya ürünü satın aldığınız yere başvurun.

ÖZELLİKLER

MALZEMELER:	Vücut için güvenli silikon ve ABS
RENK:	Pembe (normal cilt)/Mavi (karışık cilt)/Turkuaz (yağlı cilt)/Lavanta (hassas cilt)
BOYUT:	50 x 50 mm
AĞIRLIK:	42,7 g
PİL:	Li-ion 70 mAh
KULLANIM:	60 kullanıma kadar
BEKLEMEDE:	100 gün
FREKANS:	125 Hz
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ SEVİYESİ:	63 dB
ARABİRİM:	1-düğme

Feragat: Bu cihazın kullanımı kullanıcısının kendi riski altındadır. Ne FOREO ne de perakendeciler bu cihazın kullanımı, doğrudan veya dolaylı olarak, ortaya çıkan fiziksel ya da başka herhangi bir yaralanma veya zararlardan, hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dahası, FOREO bu yayını revize etme ve bu tür bir revizyon veya değişiklikten herhangi bir kişiye bildirme yükümlülüğü olmaksızın bunların içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model iyileştirmeler için haber vermeden değiştirilebilir.

©2016 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. AB'deki İTHALAT VE DAĞITICISI:

FOREO AB, BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN

ABD'deki İTHALAT VE DAĞITICISI: FOREO INC., 3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, ABD

FOREO AB İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR

www.foreo.com