

FOREO



LUNA™ 3

스마트한 페이스 클렌징 &
퍼밍 마사지



전체 사용자 메뉴얼



시작하기

루나 3와 함께 더 스마트한 스킨케어 경험을 첫 걸음을 내딛은 것을 축하합니다. 집에서 편안하게 세련된 스킨케어 테크놀로지 효과를 즐기기에 전에, 본 매뉴얼의 지침을 주의 깊게 살펴보시기 바랍니다.

사용 전에 모든 지침을 읽고, 본 매뉴얼 내에 설명된 용도로만 제품을 사용하세요.

⚠ 주의: 본 기기의 어떠한 개조도 허용되지 않습니다.

루나 3 소개

세상에서 가장 부드러운 스킨케어 디바이스 루나3를 만나보세요. 30% 더 부드러워진 실리콘 터치포인트와 T-Sonic 테크놀로지가 단 1분의 클렌징 루틴으로 피부 유분과 피지, 노폐물을 효과적으로 제거하고, 맞춤형 펄싱 페이스 마사지가 피부를 더 부드럽고 어려보이게 유지합니다.

루나 3를 데일리 클렌징 루틴에 포함해보세요. 클렌징 모드는 T-Sonic 진동으로 손으로 세안하는 것보다 더 깨끗한 딥클렌징을 제공하여, 피부 노폐물, 유분, 각질을 제거하고, 평소 좋아하는 스킨케어 제품을 더 잘 흡수하도록 합니다. 펄싱 마사지 모드는 T-Sonic 진동으로 노화의 징후를 줄여주는 다양한 앱-가이드 마사지 루틴을 선택할 수 있습니다.

각 피부 타입에 맞춤형된 3개의 브러시 헤드와 함께 루나 3가 더 건강하고, 더 어려보이는 안색을 선사합니다.

루나 3 살펴보기

T-SONIC 진동

16단계로 강도 조절이 가능한 분당 8,000번의 진동이 효과적으로 클렌징합니다.

더 부드럽고 초위생적인 실리콘

나일론 브러시보다 35배 더 위생적이고 모든 피부 타입에 적합한 실리콘 브러시. BPA & 프탈레이트 무첨가.

스마트한 스웨디시 디자인

각 피부 타입에 맞춤형 되었으며 브러시를 교체할 필요가 없습니다.

충전 포트

100% 방수입니다. 1번의 완충으로 650번까지 사용이 가능합니다.

펄싱 페이스 마사지

맞춤형 펄싱 마사지 루틴이 피부를 더 탄탄하고, 어려보이게 만들어줍니다.

유니버설 파워 버튼

블루투스 페어링 및 디바이스를 켜고 끌 수 있습니다.

인디케이터 라이트

디바이스가 블루투스 페어링되거나 충전이 필요한 경우 불빛이 들어옵니다.



인터랙티브 어플리케이션

FOREO APP을 통해 디바이스를 설정하고 선호하는 펄싱 마사지 루틴을 선택할 수 있습니다.



USB 충전 케이블

USB케이블로 언제 어디서든 충전이 가능합니다.



여행용 파우치

간편하게 디바이스를 보관해 언제 어디서든 스킨케어 루틴을 즐겨보세요.

디바이스 잠금 해제하기

최초 사용 시 FOREO For You 앱을 다운로드하고 다음과 같이 디바이스를 잠금 해제하고 등록하세요.


1. 휴대폰에 FOREO For You 앱을 다운로드하세요.
2. 새 계정을 만들거나 기존 계정에 로그인하세요.
3. 화면 상단의 디바이스 추가하기를 누르세요.
4. 디바이스 라인을 선택하세요.
5. 전원 버튼을 길게 눌러 디바이스를 앱과 연결하세요.
6. 구매 정보를 입력하세요.

이제 디바이스를 사용할 수 있습니다!


www.foreo.com/app



FOREO FOR YOU 모바일 어플




FOREO For You 모바일 어플은 LUNA™ 3 사용 및 관리 방법, 환경 설정, 비디오 가이드, 디바이스 분실 시 나의 디바이스 찾기를 제공합니다.



설정

클렌징 모드에 대한 설정을 변경하면 디바이스가 다음 사용 시에도 이를 기억합니다.

볼, 이마, 턱 등 얼굴 각 부위에 맞춰 최대 240초의 클렌징 시간과 최대 16단계의 T-sonic™ 진동 강도를 조절할 수 있습니다.



트리트먼트

사전 프로그래밍된 4가지 마사지 루틴을 선택하고 사용 방법 비디오를 확인할 수 있습니다.

- 눈가 관리 (Eyes on the Prize): 관자놀이, 눈밑, 눈썹뼈를 집중 관리합니다. (2분)
- 목 관리 (Nothing but Neck): 목과 데콜테를 리프팅하고 탄력을 높여줍니다. (2분)
- 입가 관리 (Magic Mouth): 입가, 턱선, 목 라인을 집중 관리합니다. (2분)
- 윤곽 관리 (Contour Crazy): 볼, 턱, 목의 윤곽을 정돈합니다. (4분)

클렌징 및 마사지에는 거울 모드 기능이 있어 모바일 기기를 거울처럼 활용할 수 있습니다.

루나 3 사용 방법

클렌징 모드

1. 메이크업을 지우고, 물기가 남아 있는 상태에서 클렌저를 발라주세요.
2. 클렌징 모드를 실행하기 위해 유니버설 버튼을 누르세요.
3. 얼굴에 둥근 형태를 그리며 볼과 이마를 문질러주고, 서서히 코 부분으로 내려와 클렌징해줍니다.
4. 버튼을 3초동안 누르면 LUNA 3가 꺼집니다.
5. 물로 세안 후 얼굴을 두드려 건조해줍니다.



퍼밍 마사지 모드

1. 세안 후 정돈된 피부에 포레오 세럼을 바릅니다.
2. FOREO APP을 실행하여 선호하는 퍼밍 마사지 루틴을 시작합니다.
3. 평소 사용하는 모이스춰라이저를 바릅니다.

*루틴이 완료되면 디바이스는 자동으로 종료됩니다.



디바이스 세척하기

디바이스를 사용한 후 항상 깨끗하게 세척하세요. 브러시 표면을 물과 비누로 세척한 뒤, 미온수로 헹궈줍니다. 디바이스의 부드러운 실리콘에 손상을 줄 수 있는 클레이, 실리콘 종류 또는 입자가 거친 클렌저나 각질제거제, 스크럽 제품은 사용하지 마세요. 보푸라기가 없는 부드러운 천이나 수건으로 가볍게 두드려 물기를 제거하세요. 사용 후에는, 디바이스 세척에 최적화된 포레오의 실리콘 클렌징 스프레이를 사용하고 미온수로 헹궈줄 것을 권장합니다.

주의: 피부 자극 및 실리콘 손상을 유발할 수 있는 알코올, 휘발유, 아세톤 성분을 함유한 세척용 제품을 절대 사용하지 마세요.

함께 사용하기 좋은 제품



마이크로-폼 클렌저

크리미한 클렌저가 미세한 마이크로 버블로 변하여 모공 속 노폐물을 제거하고 피부를 부드럽게 정화하며 과도한 유분을 제거합니다. 피부에 영양을 공급하는 아미노산과 비타민 E를 함유한 특별한 포물러가 피부에 수분을 공급하고 보호하여 피부를 부드럽고 생기있게 가꿔줍니다.

피부 자극 테스트 완료 - 무향료 - 비건 - 크루얼티 프리



마이크로-캡슐 유스 프리저브 세럼

진정 효과가 뛰어난 포물러가 피부에 부드럽게 발리며, LUNA™ 3의 퍼밍 마사지 모드와 만나 세럼의 효과를 극대화합니다. 스쿠알란의 항산화 능력이 피부를 건강하고 생기있게 만들어주고, 히알루론산이 수분을 채워 매끄럽고 촉촉한 피부로 가꿔줍니다.

피부 자극 테스트 완료 - 무향료 - 크루얼티 프리

안전한 사용을 위한

중요 사항:

- 피부 질환이나 의학적인 문제가 있을 경우, 사용 전에 피부과 전문의와 상담하세요.
- 루나 3를 사용한 클렌징은 편안해야 합니다 - 만일 불편함을 느끼신다면 즉시 사용을 중단하고 의사와 상담하세요.
- 눈가를 클렌징 할 때는 특히 주의를 기울이고, 눈꺼풀이나 눈에 디바이스를 직접 접촉하지 마세요.
- 위생상의 이유로 루나 3를 타인과 공유하지 않는 것을 권장합니다.
- 루나 3는 직사광선을 피해 보관하고, 절대 강한 열이나 끓는 물에 노출하지 마세요.
- 어린이나 신체적 및 정신적 능력이 저조한 사람이 해당 디바이스를 사용할 때는 주의 깊은 감독이 필요합니다.
- 제품이 손상되었을 경우 사용을 중단하세요. 해당 제품에는 수리 가능한 부품이 포함되어 있지 않습니다.
- 루나 3의 효율적인 클렌징 루틴을 위해서 한 번에 3분 이상 사용하지 않을 것을 권장합니다.
- 메뉴얼에 설명된 용도로만 제품을 사용하세요. 디바이스 작동 및 그 외 문의 사항이 있다면, foreo.com 로 방문하세요.

문제 해결

루나 3의 성능에 이상이 생겼을 때의 예방 조치.

루나 3의 버튼을 눌러도 작동하지 않을 경우:

- 배터리가 방전되었습니다. USB 케이블로 2시간동안 완전히 충전한 후, 버튼을 눌러 디바이스를 다시 시작합니다.

루나 3를 끌 수 없거나 인터페이스 버튼이 반응하지 않을 경우:

- 마이크로프로세서가 일시적으로 작동하지 않습니다. 버튼을 길게 눌러 디바이스를 다시 시작하세요.

루나 3가 FOREO APP과 연동되지 않는 경우:

- 블루투스를 껐다가 켜 후 다시 연결을 시도합니다.
- FOREO APP을 닫았다가 다시 열어 기존 프로세스를 반복합니다.

보증 약관

품질 보증 등록하기

2년 한정 품질 보증을 활성화하기 위해, FOREO APP을 통해 제품을 등록하세요. 더 자세한 내용은 foreo.com/product-registration 을 통해 확인하실 수 있습니다.

2년 한정 품질 보증

포레오는 생산과정의 결함 및 정상적인 사용 중에 발생하는 자재의 결함에 한하여 구입일로부터 2년 동안 제품의 품질을 보증해 드립니다. (법적으로 더 오랜 보증 기간을 요구하는 국가 제외) 품질 보증은 디바이스 작동에 영향을 미치는 부품에만 해당합니다. 정상 마모에 의한 품질 저하 혹은 사고, 오용, 방치 등에 의한 손상은 해당되지 않습니다. 디바이스 또는 액세서리를 열거나 분해하려 시도하면 보증이 무효화됩니다.

보증 기간 동안 제품의 결함을 발견하고 포레오에 알려주시면, 포레오가 재량에 따라 무료로 제품을 교환해드립니다. 보증 신청은 반드시 보증 신청일이 품질 보증 기간 내라는 것을 증명할 합당한 증거가 필요합니다. 그러므로 보증 기간 동안은 구입 당시 영수증 원본을 보증 약관과 함께 보관해주세요.

보증을 신청하기 위해서는 www.foreo.com 사이트의 계정에 로그인하고 보증 신청 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불이 불가합니다. 이는 소비자 법적 권리의 추가 정책이며, 그 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

폐기 처리 관련 정보

오래된 전자 제품의 폐기 처리(별도의 폐기물 집하 장치를 사용하는 EU 및 기타 유럽 국가에 한하여 적용).




사선으로 줄이 그어진 휴지통 표시는 이 디바이스가 일반 가정용 폐기물로 취급되어서는 안되고, 전자 제품을 재활용하는 적합한 집하 장소에서 폐기되어야 함을 나타냅니다. 이 디바이스가 올바르게 폐기되었는지 확인함으로써, 잘못된 전자제품 폐기 처리가 초래하는 자연과 인체 건강에 미칠 악영향을 예방할 수 있습니다. 또한, 부품의 재활용은 천연자원의 보존을 도울 수 있습니다.

디바이스의 재활용에 관한 자세한 정보는 해당 지역의 가정용 폐기물 처리 업체 또는 제품 구입처로 문의 부탁드립니다.

배터리 제거하기

주의: 이 프로세스는 되돌릴 수 없습니다. 디바이스를 열면 보증이 무효화됩니다. 이 조치는 디바이스를 폐기할 때만 수행되어야 합니다.

이 디바이스는 리튬-이온 배터리를 포함하고 있어, 폐기하기 전에 배터리를 제거해야 하며 가정용 폐기물과 함께 버려서는 안됩니다. 배터리를 제거하려면 실리콘 외부막을 제거하고 내부 플라스틱 틀을 열어 지역 환경 규제에 따라 폐기할 배터리를 제거합니다. 이 프로세스를 진행하는 동안 안전을 위해 장갑을 착용하세요. 자세한 지침은 아래 이미지를 참고하세요.



제품 사양

재질: 인체에 안전한 실리콘 & ABS 플라스틱

컬러: 핑크/블루 & 라벤더

사이즈: 102*82.5*3.92mm

중량: 126g

배터리: 리튬 이온 850mAh 3.7V $\bar{A}$

사용량: 최대 650회 사용

대기시간: 90일

주파수: 100 Hz

최대 소음 레벨: <50dB

인터페이스: 버튼 1개

면책조항: 모든 책임은 디바이스 사용자 본인에게 있습니다. 장치 사용으로 초래된 직접 또는 간접적인 그 어떠한 부상, 손상, 신체적 혹은 그 외 피해에 대한 책임도 포레오와 대리판매자 모두에게 없음을 명시합니다. 아울러 포레오는 발행물에 대한 수정의 권리가 있으며 그 누구에게도 별도 공지의 의무 없이 어느 때에나 수정 및 개정할 수 있는 권리가 있습니다.

규정을 관리하는 기관으로부터 명시적으로 승인 받지 않고 디바이스를 변경 또는 개조하면 디바이스를 작동하는 사용자의 권한이 무효가 될 수 있습니다. 이 디바이스는 FCC 규칙 제 15부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. 1이 디바이스는 유해한 전파 방해를 유발하지 않을 수 있습니다. 2이 디바이스는 원하지 않는 작동을 유발할 수있는 전파 방해를 포함하여 수신된 모든 전파 방해를 수용해야만 합니다.

RF 노출 규정: 이 디바이스는 통제되지 않은 환경에 대해 명시된 FCC 방사선 노출 제한을 준수합니다. 이 디바이스는 일반적인 RF 노출 필요조건을 충족한다고 평가되었습니다. 이 디바이스는 휴대용 노출 조건에서 제한없이 사용할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

기본적인 질문

1. LUNA™ 3 디바이스를 처음 사용 할 때 무엇을 해야 하나요?

더 스마트한 스킨케어를 경험하게 되신 것을 축하합니다! 가장 먼저 FOREO For You 앱을 무료로 다운로드하여 디바이스 잠금을 해제하고 등록하세요.

2. LUNA™ 3 디바이스 구성품은 무엇인가요?

LUNA™ 3 디바이스 1개, USB 충전 케이블 1개, 사용 설명서 1개, 빠른 시작 가이드 1개, 휴대용 파우치 1개.

3. LUNA™ 3 디바이스를 어떻게 켜고 끄나요?

LUNA™ 3 디바이스의 전원 버튼을 눌러 켜고, 3초간 길게 누르면 디바이스가 꺼집니다. 사전 프로그래밍된 루틴을 완료하면 디바이스는 자동으로 종료됩니다.

4. 전원 버튼을 눌렀을 때 LUNA™ 3가 작동하지 않으면 어떻게 하나요?

배터리가 방전되었습니다. USB 충전 케이블로 완전히 충전한 다음 전원 버튼을 길게 눌러 디바이스를 다시 시작하세요.

5. LUNA™ 3는 어떻게 충전하나요?

USB 충전 케이블을 사용하여 2시간 동안 충전하면 최대 650회까지 사용할 수 있습니다. (트리트먼트 시간 1분 기준) USB 충전 케이블은 디바이스와 함께 제공됩니다.

6. 충전기가 왜 끝까지 들어가지 않나요?

LUNA™ 3용 충전 케이블은 디바이스에 완전히 삽입되어서는 안됩니다. 디바이스에서 약간 튀어나오는 것이 정상입니다.

7. 디바이스를 650회까지 사용할 수 없습니다.

650회 사용은 650분을 의미하며 배터리 수명은 디바이스를 사용하는 빈도와 시간에 따라 다릅니다.

8. LUNA™ 3의 충전 포트는 방수인가요?

네, 디바이스 뒷면 하단의 충전 포트를 포함하여 디바이스 전체가 방수 처리되어 샤워 중에도 사용할 수 있습니다. 충전하기 전에 디바이스가 완전히 건조되었는지 확인하고 충전 중에는 사용하지 마세요. 디바이스를 사용한 후에는 건조하고 서늘한 장소에 보관하세요. 디바이스를 물에 담가 두지 마세요.

APP

9. LUNA™ 3 사용 전에 앱을 다운로드해야 하는 이유는 무엇인가요?

FOREO의 앱 연동 제품은 최초 사용 시 FOREO For You 앱을 통해 디바이스를 활성화하고 잠금을 해제해야 합니다. 이는 가품/위조품으로부터 FOREO의 제품과 고객을 보호하기 위함이며 보증을 등록하기가 간편합니다.

10. LUNA™ 3 디바이스를 FOREO 앱과 어떻게 연동하나요?

FOREO For You 앱을 스마트폰이나 태블릿에 다운로드하고 블루투스를 켜세요. 디바이스의 유니버설 버튼을 한 번 눌러 디바이스를 켵니다. 깜박이는 흰색 라이트는 디바이스가 페어링 모드 상태임을 나타냅니다. 앱의 안내에 따라 LUNA™ 3를 등록하고 페어링하세요.

11. LUNA™ 3는 어플없이 사용할 수 있나요?

네! 앱을 통해 디바이스 설정을 관리하고 마사지 가이드 비디오를 확인할 수도 있지만, 클렌징 모드를 수동으로 사용할 수도 있습니다. 전원 버튼을 눌러 디바이스를 켜고 다시 한 번 더 누르면 클렌징 모드가 시작됩니다. 마사지 트리트먼트 비디오는 FOREO 앱을 통해서만 이용할 수 있습니다.

12.디바이스를 등록할 수 없거나 계속 연결 해제됩니다. 어떻게 해야 하나요?

FOREO For You 어플 오류를 해결하려면 다음 단계를 따라하세요.

- 1) 어플을 삭제하고 다시 설치합니다. 어플 업데이트가 필요할 수도 있습니다.
- 2) 모바일 운영 체제가 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. (휴대폰에서 최신 소프트웨어 업데이트를 실행 중인지 확인)
- 3) 어플 삭제 및 재설치 후 반드시 휴대폰을 재시작하세요.
- 4) 휴대폰의 쿠키 및 캐시 메모리를 삭제하세요.
- 5) 디바이스가 완전히 충전되어 있고 블루투스가 켜져 있는지 확인하세요.

LUNA™ 3 사용하기

13.LUNA™ 3 디바이스는 얼마나 자주 사용할 수 있나요?

네, LUNA™ 3 디바이스는 매일 사용할 수 있으며 안전하고 부드럽습니다. 딥클렌징이 필요할 때마다 LUNA™ 3 디바이스를 사용할 것을 권장합니다.

14.하루에 얼마나 자주 사용할 수 있나요?

포레오 클렌징 및 안티에이징 마사지 루틴의 효율성을 고려하여 LUNA™ 3를 하루에 3분 이상 사용하지 않는 것을 권장합니다.

15.LUNA™ 3를 가족 또는 타인과 공유할 수 있나요?

위생상의 이유로 LUNA™ 3를 다른 사람과 공유하는 것은 권장하지 않습니다.

16.LUNA™ 3를 메이크업 지울 때 사용할 수 있나요?

클렌징 루틴을 시작하기 전에 메이크업을 전부 지워야합니다.

17.LUNA™ 3 사용 시 얼마나 세게 눌러야 하나요?

LUNA™ 3를 사용할 때 압력을 가할 필요가 없습니다. 볼과 이마에 원을 그리고 코를 따라 위아래로 쓸어가며 부드럽게 움직입니다.

18.LUNA™ 3를 눈 주위에 사용할 수 있나요?

네, LUNA™ 3를 눈가에 사용할 수 있습니다. 눈 밑 부분 사용 시에는 주의를 기울이고 디바이스가 눈꺼풀이나 눈에 직접적으로 닿지 않도록 하세요.

19.어떤 종류의 페이스 클렌저를 사용할 수 있나요?

디바이스의 실리콘 손상을 유발하는 성분이 포함되어 있지 않다면 원하는 클렌저를 사용할 수 있습니다. 클레이, 실리콘 기반 또는 입자가 거친 클렌저, 각질 제거제, 스크럽은 부드러운 실리콘 터치포인트를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마세요. 최상의 결과를 얻으려면 포레오의 마이크로-폼 클렌저를 사용할 것을 권장합니다.

20.습진과 같은 피부 질환이 있거나 보톡스와 같은 미용 시술을 받은 경우에도 LUNA™ 3를 사용할 수 있나요?

심각한 피부 질환으로 앓고 있거나 미용 시술을 받은 경우 디바이스 사용 전에 전문의 또는 피부 관리 전문가와 상담할 것을 권장합니다.

21.임신 중에도 LUNA™ 3를 사용할 수 있나요?

네, LUNA™ 3는 임신 및 수유 중에도 사용할 수 있는 안전한 디바이스입니다.

LUNA™ 3 디바이스

22.T-Sonic™ 진동 강도를 어떻게 조절하나요?

LUNA™ 3는 16단계의 다양한 클렌징 강도를 선택할 수 있도록 설계되었습니다. 원하는 대로 진동 세기를 조절하려면 블루투스를 통해 디바이스를 FOREO 어플과 연결하세요.

23.퍼밍 마사지 모드를 사용하려면 어떻게 해야 하나요?

블루투스를 통해 디바이스를 FOREO 어플에 연결하여 사전 프로그래밍된 4가지 비디오 트리트먼트 중 하나를 선택하세요.

24. LUNA™ 3 민감성, 일반, 복합성의 차이점은 무엇인가요?

LUNA™ 3는 피부를 위해 특별히 설계된 3가지 브러시를 제공합니다.

- LUNA™ 3 민감성 피부는 염증, 붉어짐, 가려움, 건조함에 취약한 피부를 위해 얇은 브러시를 가지고 있습니다.
- LUNA™ 3 일반 피부는 2가지 유형의 실리콘 터치포인트가 있어 모공을 깨끗하게 클렌징하고, 잡티를 제거하며, 결점 없는 피부로 가꿔줍니다.
- LUNA™ 3 일반 피부는 더 두꺼운 브러시를 가지고 있으며 너무 건조하지도 너무 번들거리지도 않는 완벽한 유수분 밸런스로 건강한 피부를 선사합니다.
- LUNA™ 3 복합성 피부는 일부는 건조하고 일부는 T존과 같이 유분이 많은 피부를 위해 가장 두꺼운 브러시를 제공합니다.

25. LUNA™ 3와 LUNA™ 2의 차이점은 무엇인가요?

두 디바이스 모두 1분의 클렌징 루틴으로 먼지, 기름, 과도한 피지를 제거하는 동시에 피부를 더 부드럽고 생기있게 만드는 펄싱 페이스 마사지 루틴을 제공합니다. 두 디바이스의 주요 차이점은 다음과 같습니다.

- LUNA™ 3는 16가지 강도의 T-Sonic™ 진동을 제공합니다. LUNA™ 2는 12가지 강도를 제공합니다.
- LUNA™ 3는 앱과 연동하여 개인 맞춤형 클렌징 루틴을 설정하고 저장할 수 있습니다. 또한 클렌징을 하는 동안 스마트폰을 거울처럼 사용할 수 있는 미러 모드도 있습니다. "나의 디바이스 찾기" 기능으로 LUNA™ 3를 추적할 수도 있습니다.
- LUNA™ 3는 4가지 마사지 루틴을 제공합니다. 눈가 마사지 (Eyes on the Prize), 목 마사지 (Nothing but Neck), 윤곽 마사지 (Contour Crazy), 입가 마사지 (Magic Mouth)
- LUNA™ 3의 실리콘 브러시는 LUNA™ 2의 실리콘 브러시보다 30% 더 길고, 25% 더 부드럽습니다.
- LUNA™ 3는 1분 사용 기준 최대 650번의 배터리 수명을 제공합니다. LUNA™ 2는 1분 사용 기준 최대 450번까지 사용할 수 있습니다.

26. LUNA™ 3와 LUNA™ mini 3의 차이점은 무엇인가요?

LUNA™ 3와 LUNA™ mini 3는 어플과 함께 사용할 수 있는 스마트 디바이스입니다.

- LUNA™ 3는 LUNA™ mini 3보다 크기가 더 큼니다. 각 피부 타입에 맞춰 디자인된 3가지 색상으로 이루어져 있습니다. 복합성 피부는 파란색, 민감성 피부는 보라색, 일반 피부는 분홍색입니다. LUNA™ mini 3는 다양한 색상으로 제공되지만 모두 동일한 2존 브러시를 사용합니다. 디바이스 앞면의 브러시는 일반 피부를 위해, 뒷면의 브러시는 T존과 같은 유분이 많은 부위를 위해 디자인되었습니다.
- LUNA™ 3는 펄싱 마사지면이 있고, LUNA™ mini 3는 양면이 실리콘 클렌징 브러시입니다.
- LUNA™ 3에는 16가지 강도가 있으며 한 번 충전으로 최대 650번 사용할 수 있는 반면 LUNA™ mini 3에는 12가지가 있으며 한 번 충전으로 최대 400번 사용할 수 있습니다.

유럽 내 수입 및 판매자: FOREO AB, KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN

미국 내 수입 및 판매자: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA

FOREO AB 제조 FOREO SWEDEN 디자인 및 개발.

호주 내 수입 및 판매자: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AUSTRALIA.

WWW.FOREO.COM

WWW.FOREO.COM