

FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

МАССАЖЕР ДЛЯ ЗОНЫ ВОКРУГ ГЛАЗ

ONLINE-РУКОВОДСТВО

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЧАЛО

Поздравляем, вы приобрели IRIS™ 2 — девайс для омолаживающего массажа области вокруг глаз. Прежде чем оценить все достоинства инновационных технологий, внимательно прочитайте данное руководство.

Пожалуйста, **ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ** и используйте девайс только в соответствии с руководством.



⚠ ОСТОРОЖНО: Никакие модификации данного оборудования не допускаются.

IRIS™ 2 ОБЗОР

IRIS™ 2 — удобный, эффективный и ультрагигиеничный девайс для области вокруг глаз, вдохновленный древней массажной техникой из Азии. Благодаря запатентованной FOREO технологии T-Sonic™ девайс имитирует похлопывающие движения пальцами и запускает лимфодренаж.

Похлопывающая акупунктура стимулирует лимфатический отток, борется с темными кругами и отеками под глазами. Помогает снять мышечное напряжение, вызванное зрительным переутомлением. Мягкий массаж пульсациями T-Sonic™ тонизирует кожу, уменьшает видимость морщин и освежает зону вокруг глаз. IRIS™ 2 помогает активным компонентам ухода впитываться лучше, проводя их в кожу, где они работают максимально эффективно.

ЗНАКОМСТВО С IRIS™ 2

ВНИМАНИЕ: При первом использовании IRIS™ 2 может быть заблокирован. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки + и -. Световой индикатор начнет мигать — это означает, что девайс разблокирован.

ОСОБЕННОСТИ

АКУПУНКТУРА

Стимулирует лимфодренаж, помогает бороться с темными кругами и отеками. Освежает область вокруг глаз.

МАССАЖ T-SONIC™

Легкие колебания бережно массируют кожу, стимулируют сияние и уменьшают видимость морщин.

КНОПКИ ПЛЮС И МИНУС

Настраивайте интенсивность режимов акупунктуры и массажа T-Sonic™.

ГЛАВНАЯ КНОПКА

Включает и выключает девайс, деактивирует массаж T-Sonic™.

УЛЬТРАГИГИЕНИЧНЫЙ СИЛИКОН

Мягкий силикон не содержит БФА и фталатов, не накапливает бактерий.

НЕСКОЛЬЗКОЕ ПОКРЫТИЕ

Комфортный захват для удобства использования.

ЗАРЯДНЫЙ ПОРТ USB

Герметичный и 100% водонепроницаемый. От одного заряда девайс проработает до 150 раз.

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

Красный означает низкую батарею, мигающий белый — девайс заряжается, непрерывный белый означает, что девайс полностью заряжен.



ПОМОГАЕТ УХОДУ ВПИТЫВАТЬСЯ
Используйте с любым уходом для зоны вокруг глаз, чтобы помочь активным компонентам впитываться.



ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР
Девайс приостанавливает работу через 30 секунд, чтобы вы перешли к следующей зоне.



ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ USB
Заряжайте где угодно и в любое время с кабелем USB.




ЧЕХОЛ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
Храните девайс для процедуры дома, на работе или в поездке.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ IRIS™ 2:




ШАГ 1

Начните с чистой сухой кожи. По желанию точно нанесите средство для области вокруг глаз.*




ШАГ 2

Нажмите на главную кнопку IRIS™ 2 и удерживайте 3 секунды, чтобы включить девайс. Настраивайте интенсивность кнопками + и -. Чтобы деактивировать массаж T-Sonic™, нажмите на главную кнопку еще раз.



ШАГ 3

Приложите IRIS™ к коже и аккуратно водите девайсом по области вокруг глаза, начиная с внутреннего уголка. Через 30 секунд девайс остановится — переходите на следующую зону.**



СОВЕТ

Вы можете использовать IRIS™ 2 в зоне лба, чтобы расслабить мышцы.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНОЙ КНОПКИ: - 1-е нажатие: ВКЛЮЧЕНИЕ
- 2-е нажатие: выключение массажа T-Sonic™
- 3-е нажатие: ВЫКЛЮЧЕНИЕ

* Этот шаг необязателен — вы можете использовать IRIS™ 2 самостоятельно, без средств для кожи вокруг глаз.

** IRIS™ 2 должна быть обращена к вам лицевой стороной, на которой находятся кнопки. IRIS™ 2 автоматически выключится через 3 минуты.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ IRIS™ 2 В ЧИСТОТЕ

Очищайте девайс после каждого использования. Помойте его теплой водой с мылом, высушите безворсовым полотенцем или оставьте в проветриваемом помещении. После использования мы рекомендуем обработать девайс спреем FOREO Silicone Cleaning Spray и смыть остатки теплой водой.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте очищающие средства, которые содержат спирт, нефтепродукты или ацетон, так как они могут вызвать раздражение кожи и повредить силиконовое покрытие

ВАЖНО ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Если у вас есть заболевания глаз или кожи, перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Процедура с IRIS™ 2 должна быть комфортной – если она сопровождается неприятными ощущениями, прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- IRIS™ 2 может быть использован только в зоне под глазами и на надбровной дуге, никогда не прикасайтесь девайсом к векам или главному яблоку.
- Из гигиенических соображений мы не рекомендуем использование одного девайса IRIS™ 2 несколькими людьми.
- Избегайте попадания на IRIS™ 2 прямых солнечных лучей, а также не допускайте воздействия высоких температур и соприкосновения с кипящей водой.
- Использование девайса детьми или лицами с ограниченными физическими и умственными способностями (или вблизи подобных лиц) допускается только под присмотром.
- Если вы подозреваете, что девайс поврежден — не используйте его. Девайс не содержит частей, которые могут быть отремонтированы.
- Используйте данный девайс только в соответствии с руководством пользователя. Если вы не нашли ответ на свой вопрос, посетите www.foreo.com.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Действия, которые следует предпринять в случае изменений в работе IRIS™ 2.

Если IRIS™ 2 не включается нажатием главной кнопки:

- Батарея разряжена. Полностью зарядите девайс в течение 2 часов, используя кабель USB. Перезапустите IRIS™ 2, нажав и удерживая главную кнопку.
- Интерфейс заблокирован. Разблокируйте его, одновременно нажав и удерживая кнопки + и –.

Если IRIS™ 2 не выключается/не реагирует на нажатие кнопок:

- Временные неполадки в микропроцессоре. Подключите зарядный кабель USB и/или нажмите и удерживайте главную кнопку, чтобы перезапустить девайс.

Если световой индикатор IRIS™ 2 не мигает при подключении зарядного кабеля USB:

- Батарея полностью заряжена и девайс готов проработать еще 150 раз.
- Батарея полностью разряжена и девайсу нужно несколько минут, чтобы распознать зарядный кабель USB.
- Зарядный кабель USB подсоединен некорректно. Проверьте зарядное устройство и разъем.

Если IRIS™ 2 упал в воду и в зарядный порт попала влага:

- Высушите и продолжите использование. IRIS™ 2 полностью водонепроницаем, а его зарядный порт герметичен.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ГАРАНТИИ

Чтобы активировать 2-летнюю гарантию и узнать дополнительную информацию, посетите foreo.com/product-registration.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Гарантия на устройства FOREO действует в течение двух (2) лет со дня покупки. Гарантия распространяется на дефекты по вине производителя или на дефекты материалов при условии, что девайс используется в соответствии с руководством пользователя. Гарантия покрывает рабочие части девайса, которые влияют на функциональность аппарата. Гарантия НЕ покрывает повреждения декоративных элементов в связи с обычным использованием или повреждения, вызванные несчастным случаем, некорректным использованием или недостаточным уходом. Любая попытка открыть или разобрать девайс (или аксессуары) влечет за собой снятие гарантии.

Если вы обнаружили дефект и связались с FOREO в течение гарантийного срока, компания может заменить девайс на новый безвозмездно. Гарантийная претензия должна сопровождаться доказательством срока действия гарантии. Чтобы гарантия оставалась действительной, сохраняйте чек на покупку девайса в течение всего срока действия гарантии.

Чтобы воспользоваться гарантией, войдите в свой аккаунт на www.foreo.com и заполните гарантийный иск. Стоимость доставки не возмещается. Данное гарантийное обязательство является дополнением к законным правам покупателя и никак на них не влияет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация электронного оборудования (применяется в ЕС и других европейских странах с отдельным сбором мусора).




Значок с перечеркнутым мусорным ведром означает, что данный девайс не относится к обычным бытовым отходам и должен быть утилизирован в специальном пункте утилизации электроприборов. Корректная утилизация поможет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей. Переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.

Чтобы узнать дополнительную информацию о переработке девайса, обратитесь в местный пункт утилизации отходов или в пункт продажи устройства.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

ВНИМАНИЕ: Этот процесс необратим. При открытии девайса гарантия аннулируется. Выполняйте данные действия только перед утилизацией устройства.

Девайс содержит литий-ионный аккумулятор, который необходимо извлечь перед утилизацией и отделить от обычных бытовых отходов. Потяните основание девайса, отклейте силиконовое покрытие, раскройте пластиковый корпус и извлеките аккумулятор, а затем утилизируйте его в соответствии с местными экологическими нормами. Для вашей безопасности выполняйте действия в перчатках. Подробная иллюстрированная инструкция представлена ниже:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАТЕРИАЛ:	Пищевой силикон, полимер ПБТ, ПК/АБС
ЦВЕТ:	Mint, Fuschia, Pearl Pink
РАЗМЕР:	120 × 39 × 32 мм
ВЕС:	71 г
АККУМУЛЯТОР:	Li-Ion 200 мАч 3.7 В
МОЩНОСТЬ:	5 Втпст, 1 ватт
СРОК РАБОТЫ ОТ ЗАРЯДА:	До 150 использований
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ:	90 дней
ЧАСТОТА:	183 Гц
УПРАВЛЕНИЕ:	3 кнопки
ПУЛЬСАЦИЙ/МИН:	До 11 000

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

ТЕМПЕРАТУРА:	5° до 40° Цельсия
ВЛАЖНОСТЬ:	40% до 80%
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	800 до 1060 гПа

ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

ТЕМПЕРАТУРА:	- 10° до 50° Цельсия
ВЛАЖНОСТЬ:	30% до 80%
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ:	500 до 1060 гПа

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователи берут на себя ответственность за применение девайса. FOREO и торговые представители компании не несут никакой ответственности за травмы физического и иного характера, напрямую или косвенно связанные с использованием девайса. FOREO оставляет за собой право пересматривать текст данного издания и делать поправки без предварительного уведомления третьих лиц.

Модель устройства может быть изменена в целях улучшения без предварительного уведомления.

©2022 FOREO AB. ALL RIGHTS RESERVED.

EU DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN.

US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.

AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY FOREO SWEDEN.

MANUFACTURED FOR FOREO AB.

WWW.FOREO.COM