

FOREO
SWEDEN



IRIS™ 2

GENÇLEŞTİRİCİ GÖZ MASAJI

ONLINE KILAVUZ

TAM KULLANIM KILAVUZU

BAŞLANGIÇ

IRIS™ 2'yi satın alarak daha genç görünen ve yenilenmiş göz çevresine doğru ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında bu sofistike güzellik teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzu incelemek için ayırın.

Lütfen **KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN** ve bu cihazı yalnızca bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanım amacına uygun şekilde kullanın.

⚠ **UYARI:** Bu cihaz üzerinde herhangi bir değişikliğe izin verilmemektedir.



IRIS™ 2 GENEL BAKIŞ

IRIS™ 2, Asya'da uygulanan parmak ucu dokunuşuyla lenfatik drenaj tekniklerinden ilham alan ve FOREO'nun patentli T-Sonic™ masajıyla birlikte devrim yaratan hızlı, etkili ve ultra hijyenik bir göz çevresi masajı cihazıdır.

Akupresür hareketi, lenf sıvılarının akışını artırarak koyu halkaları azaltmaya ve yorgun gözlerin canlanması yardımcı olur. Ayrıca göz yorgunluğunun neden olduğu yüz kaslarındaki gerginliğin rahatlamasını sağlar. T-Sonic™ titreşimler, göz çevresine hafif bir masaj yaparak göz çevresindeki parlaklığı arttırmaya ve kaz ayakları ile ince çizgilerin görünümünü azaltmaya yardımcı olarak cildin daha sıkı hissetmesini sağlar. IRIS™ 2, göz bakımı kozmetiklerindeki aktif bileşenlerin emilimini artırarak daha etkili olmasına katkıda bulunur.

IRIS™ 2 İLE TANIŞIN

NOT: IRIS™ 2 cihazınız ilk kullanımda kilitli olabilir. + ve – düğmelerine aynı anda basarak kilidi açın. Gösterge ışığı, cihaz kilidinin açık olduğunu belirtmek için yanıp sönecektir.

ÖZELLİKLER

AKUPRESÜR

Lenfatik drenajı artırır, koyu halkaları azaltmaya & yorgun gözlerin yenilenmesine yardımcı olur.

T-SONIC™ MASAJ

Hafif titreşimler, cildin parlaklığını arttırmak ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak için nazikçe masaj yapar.

ARTI & EKSI DÜĞMELERİ

Akupresür & T-Sonic™ Masaj'ın yoğunluğunu tercihinize göre ayarlayın.

EVRENSEL DÜĞME

Cihazı açar ve kapatır, T-Sonic™ masajı devre dışı bırakır.

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON

Kadifemsi yumuşaklık, BPA & ftalat içermez, bakterilere karşı dirençlidir.

DOKULU SİLİKON

Zahmetsiz bir deneyim için kaymayan tutuş, ultra konforlu kullanım.

USB ŞARJ PORTU

%100 su geçirmez, tek şarjla 150 kullanıma kadar.

GÖSTERGE IŞIĞI

Kırmızı ışık pilin zayıf olduğunu, yanıp sönen beyaz ışık cihazın şarj olduğunu, sabit beyaz ışık ise cihazın tamamen şarj olduğunu gösterir.



ETKİLİ BAKIM

Göz bakım ürünlerinin emilimini arttırmak için birlikte kullanın.



ENTEGRE ZAMANLAYICI

Diğer göze geçmeniz için 30 saniye sonra duraklar.



USB ŞARJ KABLOSU

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.



SEYAHAT ÇANTASI

Evde, işte veya seyahatte göz bakımını için cihazı korur.

IRIS™ 2 NASIL KULLANILIR :



ADIM 1

Bakımınıza temiz ve kuru bir ciltle başlayın. Ardından, isteğe bağlı olarak, göz çevrenize göz kremi veya serumunu noktalar halinde uygulayın.*



ADIM 2

IRIS™ 2'nizi başlatmak için evrensel düğmeye 3 saniye basın. Yoğunluğu + ve - düğmeleri ile ayarlayabilirsiniz. T-Sonic™ masajı devre dışı bırakmak için evrensel düğmeye bir kez daha basın.



ADIM 3

IRIS™ 2'ye gözün iç köşesinin altında hafifçe bastırın ve entegre zamanlayıcı duraklayana kadar 30 saniye boyunca göz altında ve göz çevresinde gezdirin. Ardından diğer göz çevreniz için tekrarlayın.**



Profesyonel İpucu

Yüz kaslarındaki gergin noktaları gevşetmek için IRIS™ 2'yi alın bölgenizde de kullanabilirsiniz.

EVRENSEL DÜĞME KILAVUZU:

- 1. tıklama: AÇIK
- 2. tıklama : T-Sonic™ masaj devre dışı bırakılır.
- 3. tıklama: KAPALI

* Bu zorunlu değildir. IRIS™ 2'yi herhangi bir göz bakım kozmetiği olmadan tek başına da kullanabilirsiniz.

** IRIS™ 2'nin düğmeli ön tarafı, yüzünüze dönük olmalıdır. IRIS™ 2, 3 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.

IRIS™ 2'NİN TEMİZLENMESİ

Cihazınızı kullandıktan sonra iyice temizleyin. Cihazı sabun ve ılık suyla yıkayın. Tüy bırakmayan bir bez veya havluyla nazikçe kurulayın ya da kurumaya bırakın. En etkili sonuç için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık suyla durulamanızı öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleriyle cihazınızı asla temizlemeyin, bunlar cildi tahriş edebilir veya silikona zarar verebilir.

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Ciddi bir göz rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi cilt sorunuz varsa kullanmadan önce lütfen bir doktora danışın.
- IRIS™ 2 kullanımı konforludur– eğer rahatsız olursanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- IRIS™ 2, sadece göz altı bölgesine ve kaş kemiğine uygulanmalıdır, göz kapağı veya göz küresine asla uygulanmamalıdır.
- Hijyen nedeniyle IRIS™ 2'nizi başka biriyle paylaşmanızı önermiyoruz.
- IRIS™ 2'nizi doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya ve aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça yoktur.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen www.foreo.com adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

IRIS™ 2'nin performansında değişiklik olması durumunda alınması gereken önlemler.

Evrensel düğmeye basıldığında IRIS™ 2 etkinleşmiyorsa:

- Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar cihazı 2 saat boyunca şarj edin ve ardından güç düğmesine basılı tutarak IRIS™ 2'yi yeniden başlatın.
- Arayüz kilitlenmiştir. + ve – düğmelerine aynı anda basılı tutarak kilidi açın.

IRIS™ 2 kapanmıyorsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermiyorsa:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı USB şarj kablosuna bağlayın ve/veya cihazı yeniden başlatmak için evrensel düğmeye basılı tutun.

USB şarj kablosu bağlandığında IRIS™ 2'nin gösterge ışığı yanıp sönmüyorsa:

- 150 kullanıma kadar hazır şekilde pili tamamen şarj olmuştur.
- Pil tamamen bitmiştir ve USB şarj kablosunun algılanması birkaç dakika sürebilir.
- USB şarj kablosu doğru bağlanmamıştır. Elektrik prizini/ USB girişini ve şarj portunu kontrol edin.

IRIS™ 2 suya düşerse ve şarj portu ıslanırsa:

- Kurulayın ve kullanmaya devam edin. IRIS™ 2 tamamen su geçirmezdir ve şarj portu tamamen kapalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

2- Yıl Sınırlı Garanti kaydını etkinleştirmek ve daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO hatalı işçilik veya cihazın Normal Kullanımından kaynaklanan kusurlara karşı orijinal satın alma tarihinden sonra İKİ (2) YIL garanti hakkı sunar. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talep seçeneğine tıklamalısınız. Kargo ücreti iade edilmez. Bu taahhüt, bir tüketici olarak yasal haklarınıza ilavedir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).




Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu sembolü, bu cihazın evsel atık olarak değerlendirilmemesi, bunun yerine elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun toplama noktalarına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan atık olarak işlenmesinden doğacak çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olursunuz. Ayrıca malzemelerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olur.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için tabanı yukarı doğru çekin, silikon kapağı çıkarın, plastik kabuğu açın ve yerel çevre düzenlemelerine uygun olarak atılacak pili çıkarın. Güvenliğiniz için bu işlem sırasında eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME:	Gıda Sınıfı Silikon, PBT Polimer, PC + ABS
RENK:	Mint, Fuschia, Pearl Pink
BOYUT:	120 x 39 x 32 mm
AĞIRLIK:	71g
PİL:	Li-Ion 200mAh 3.7V
GÜÇ:	5V DC, 1W
KULLANIM SÜRESİ:	150 kullanıma kadar
BEKLEME:	90 gün
FREKANS:	183 Hz
ARAYÜZ:	3-düğme
TİTREŞİM/DAKİKA:	11,000'e kadar

KULLANIM İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI

SICAKLIK:	5°C - 40°C
NEM:	%40 - %80
ATMOSFER BASINCI:	800 - 1,060 hPa

DEPOLAMA VE TAŞIMA İÇİN ÇEVRE KOŞULLARI

SICAKLIK:	-10°C - 50°C
NEM:	%30 - % 80
ATMOSFER BASINCI:	500 - 1,060 hPa

SORUMLULUK REDDİ

Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

©2022 FOREO LTD.ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
AB DAĞITICI: FOREO LTD.ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ.
ABD DAĞITICI: FOREO A.Ş., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD.
AU DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA.
FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.
FOREO LTD.ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.