

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2

TRATTAMENTO DELLE IMPERFEZIONI A LUCE LED BLU



MANUALE ONLINE

MANUALE D'USO COMPLETO

INTRODUZIONE

Congratulazioni per aver fatto il primo passo verso una cura della pelle più intelligente con ESPADA™ 2. Prima di iniziare a godere di tutti i vantaggi di un sofisticato trattamento dell'acne nella comodità di casa tua, ti preghiamo di dedicare qualche istante alla lettura attenta delle istruzioni contenute in questo manuale.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO e utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale.

⚠ ATTENZIONE: NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO.

DESCRIZIONE GENERALE ESPADA™ 2

Dotato del doppio potere della luce LED blu e delle pulsazioni T-Sonic™, ESPADA™ 2 agisce in modo rapido ed efficace per eliminare macchie, imperfezioni e infiammazioni esistenti e regolare la produzione di sebo per prevenire future irritazioni, lasciando la pelle luminosa, sana e levigata.

SCOPRI ESPADA™ 2

CARATTERISTICHE

LUCE LED BLU

La lunghezza d'onda di 415 nm penetra nell'epidermide per eliminare alla fonte i batteri che causano le macchie.

SENSORE SMART SKIN

Assicura che il LED blu si attivi solo quando la finestra di trattamento è a pieno contatto con la pelle.

PULSANTE UNIVERSALE

Per accendere e spegnere il dispositivo.

PULSAZIONI T-SONIC™

Per massaggiare la pelle, stimolando la circolazione e contribuendo ad accelerare il rinnovamento cutaneo.

TIMER INTEGRATO

Impulsi che indicano che l'imperfezione è stata trattata, in modo da poter passare al punto successivo.

LUCE DI PRECISIONE

Aiuta a individuare l'area da trattare, puntando il LED blu su di essa con la massima precisione.

SILICONE ANTIBATTERICO

Ultra-igienico per ridurre la diffusione dei batteri da un'area all'altra della pelle.

PORTA DI RICARICA

Fino a 150 utilizzi per carica completa USB. Chiusura 100% waterproof.

SPIA LUMINOSA

La spia bianca indica che il dispositivo è acceso. Quella rossa indica che la batteria è scarica.



COME UTILIZZARE ESPADA™ 2

REGISTRARE LA GARANZIA

Quando si usa il prodotto per la prima volta, scaricare l'app FOREO For You per registrare il dispositivo e attivare la garanzia seguendo questi semplici passaggi:

1. Scaricare l'app FOREO sul cellulare scansionando il codice QR.
2. Accedere all'account esistente o registrarsi per crearne uno nuovo.
3. Aggiungere il dispositivo (nella parte superiore dello schermo).
4. Scegliere la serie di dispositivi.
5. Seguire le istruzioni dell'app e compilare i dati di acquisto.

Il dispositivo è pronto all'uso!



MODO D'USO



PULIZIA

Detergere e asciugare viso e collo. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzare un massaggiatore detergente viso FOREO LUNA™.



APPLICAZIONE

Applicare FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution su ogni punto che si desidera trattare.



TRATTAMENTO

Premere il pulsante universale per accendere ESPADA™ 2. Puntare la luce di precisione sulla zona che si desidera trattare, posizionando il dispositivo per 30 secondi. È possibile trattare lo stesso punto fino a 4 volte in un unico trattamento.

MANUTENZIONE ESPADA™ 2

ESPADA™ 2 deve essere accuratamente pulito dopo ogni uso. Pulire il dispositivo con sapone, risciacquare con acqua calda e asciugare con un panno morbido e privo di pelucchi. Per ottenere risultati ottimali consigliamo di utilizzare lo Spray FOREO per la pulizia del silicone e di risciacquarlo con acqua calda.

NOTA: Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti alcool, solvente o acetone, poiché potrebbero irritare la pelle e danneggiare il silicone.

IMPORTANTE

PER UNA SICUREZZA OTTIMALE:

- In caso di condizioni cutanee gravi o di problemi medici, consultare un dermatologo prima dell'uso.
- L'utilizzo di ESPADA™ 2 deve essere confortevole: se si avverte disagio, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Prestare particolare attenzione quando si utilizza ESPADA™ 2 sul contorno occhi. Non portare il dispositivo a contatto con le palpebre o con gli occhi.
- Per motivi di igiene, si consiglia di non condividere ESPADA™ 2 con nessun altro.
- Non esporre ESPADA™ 2 alla luce diretta del sole, a temperature estreme o ad acqua bollente.
- È necessaria una stretta sorveglianza quando questo dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini e persone con ridotte capacità fisiche e mentali.
- Interrompere l'uso se il dispositivo appare danneggiato. Questo prodotto non contiene parti riparabili.
- Utilizzare il dispositivo solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Se non trovi risposta alla tua domanda o in caso di ulteriori dubbi sul funzionamento del dispositivo, visitare il sito www.foreo.com

PROBLEMI E SOLUZIONI

Precauzioni da adottare in caso di modifiche delle prestazioni di ESPADA™ 2.

Se ESPADA™ 2 non si attiva quando si preme il pulsante universale:

- La batteria è scarica. Caricare ESPADA™ 2 tramite il cavo di ricarica USB in dotazione per 1,5 ore fino a completa ricarica. Una carica completa dura fino a 150 trattamenti di trenta secondi.

Se non è possibile spegnere ESPADA™ 2 e/o i pulsanti non rispondono:

- Il microprocessore è temporaneamente malfunzionante. Tenere premuto il pulsante universale per riavviare il dispositivo. Se la spia di ESPADA™ 2 non lampeggia quando è collegato il cavo di ricarica USB:
- La batteria è completamente carica e pronta per un massimo di 150 trattamenti.
- La batteria è scarica e richiede diversi minuti per riconoscere il cavo di ricarica USB.
- Il cavo di ricarica USB non è collegato correttamente. Controllare la presa elettrica / la presa USB e la porta di ricarica.

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

ATTIVARE LA GARANZIA

Per attivare la garanzia limitata di 2 anni, registrati attraverso l'app FOREO For You o visita foreo.com/product-registration per maggiori informazioni.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

FOREO garantisce questo dispositivo per un periodo di DUE (2) ANNI (ad eccezione dei paesi in cui la legge nazionale richiede una garanzia minima più lunga) dalla data di acquisto originale contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi derivanti dall'uso normale del dispositivo. La garanzia copre le parti funzionanti che influiscono sul funzionamento del dispositivo. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il dispositivo (o le sue parti) annullerà la garanzia.

Se insorge un problema che viene notificato durante il periodo di garanzia, FOREO, a sua discrezione, sostituirà il dispositivo gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo rientra nel periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia, si prega di conservare la ricevuta d'acquisto originale insieme alle presenti condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per usufruire della garanzia, è necessario accedere al proprio account su www.foreo.com e selezionare l'opzione per la richiesta di garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Il presente impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non influisce in alcun modo su tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata).




Il simbolo del bidone sbarrato indica che questo dispositivo non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere depositato nell'apposito punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurandoti che questo dispositivo venga smaltito correttamente, contribuirai a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana che potrebbero essere causate da una gestione inappropriata del dispositivo. Il riciclaggio dei materiali contribuisce inoltre a preservare le risorse naturali.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio del dispositivo, contattare il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici o il luogo di acquisto.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

NOTA: Questo processo è irreversibile. L'apertura del dispositivo invaliderà la garanzia. Procedi alla rimozione della batteria solo quando il dispositivo è pronto per essere smaltito.

Siccome la batteria contenuta nel dispositivo è un accumulatore agli ioni di litio, essa deve essere rimossa prima dello smaltimento e non deve essere trattata come un rifiuto domestico. Per rimuoverla, apri il contenitore di plastica dopo aver tolto lo strato in silicone esterno, sfilala e smaltiscila secondo i regolamenti ambientali della tua zona. Per la tua sicurezza, indossa un paio di guanti durante il procedimento. Di seguito, sono riportate istruzioni grafiche dettagliate:



SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALI:	Silicone sicuro per il corpo, PC + ABS	UTILIZZO:	Fino a 150 utilizzi per carica
COLORE:	Cobalt Blue / Fuchsia / Pearl Pink	STANDBY:	180 giorni
DIMENSIONE:	H140 x L36 x P31 mm	FREQUENZA:	103 Hz
PESO:	87 g	LIVELLO MASSIMO DI RUMORE:	<50 dB
BATTERIA:	420 mAh	INTERFACCIA:	1 pulsante
TEMPERATURA:	5 - 45 gradi Celsius		

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: Chi utilizza questo dispositivo lo fa a proprio rischio e pericolo. Né FOREO né i suoi rivenditori si assumono alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni, fisici o di altro tipo, derivanti direttamente o indirettamente dall'uso di questo dispositivo. Inoltre, FOREO si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta modifiche al suo contenuto senza l'obbligo di notificare tale revisione o modifica.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche a questa unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura.

Il modello può essere modificato senza preavviso per apportare miglioramenti.

©2023 FOREO AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. UE DISTR.: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCCOLMA, SVEZIA. US DISTR.: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. AUS DISTR.: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA. PROGETTATO E SVILUPPATO DA FOREO SWEDEN. PRODOTTO PER FOREO AB.