

FOREO
SWEDEN



ESPADA™ 2

AKNEBEHANDLING MED BLÅ LED



ONLINE MANUAL

FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING

KOM IGÅNG

Grattis! Du har tagit första steget mot smartare hudvård genom att köpa ESPADA™ 2. Men innan du börjar använda enheten och dra nytta av sofistikerad aknebehandling i ditt eget hem ber vi dig läsa igenom den här bruksanvisningen.

LÄS ALLA ANVISNINGAR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA ENHETEN. Använd den endast i avsett syfte och enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

⚠ VARNING: DET ÄR INTE TILLÅTET ATT MODIFIERA ENHETEN.

KORT OM ESPADA™ 2

ESPADA™ 2 är dubbelverkande med blått LED-ljus och T-Sonic™-pulseringar. Den bekämpar snabbt och effektivt befintliga finnar och inflammationer och reglerar talgproduktionen för att förhindra nya utbrott. Resultatet blir en strålande klar och fräsch hy.

LÄR KÄNNA DIN ESPADA™ 2

FUNKTIONER

BLÅTT LED-LJUS

Ljus av våglängd 415 nm penetrerar epidermis och dödar aknebakterier på djupet.

SMART HUDSENSOR

Säkerställer att blå LED endast aktiveras när hela behandlingsfönstret är i kontakt med huden.

UNIVERSALKNAPP

Används för att starta och stänga av enheten.

T-SONIC™-PULSERINGAR

Masserar huden, stimulerar cirkulationen och bidrar till att påskynda hudförnyelsen.

INBYGGD TIMER

Pulserar när behandlingen är klar och det är dags att gå vidare till nästa finne.

RIKTAT LJUS

Används för att behandla problemområdet och riktar blått LED-ljus mot det med optimal precision.

ANTIBAKTERIELLT SILIKON

Ultrahygieniskt silikon som motverkar att bakterier sprids mellan olika delar av huden.

LADDNINGSPORT

Upp till 150 användningar på en full USB-laddning. 100% vattentät design.

INDIKATORLAMPA

Vitt sken visar att enheten är på. Rött sken visar att batteriet är svagt.



SÅ ANVÄNDER DU DIN ESPADA™ 2

REGISTRERA DIN GARANTI

Innan du använder enheten första gången behöver du ladda ner FOREO For You-appen. Följ de enkla stegen här nedan för att registrera enheten och aktivera garantin:

1. Scanna QR-koden för att ladda ner FOREO-appen på din mobiltelefon.
2. Logga in på ditt befintliga konto eller skapa ett nytt.
3. Tryck på "Add Device" ("Lägg till enhet") högst upp på skärmen.
4. Välj serie.
5. Följ instruktionerna i appen och fyll i inköpsinformation.

Nu kan du använda din enhet!

www.foreo.com/app



SÅ GÖR DU:



RENGÖR

Rengör och torka ansikte och hals. För bästa resultat rekommenderar vi rengöring med en ansiktsborste i FOREOs LUNA™-serie.



APPLICERA

Applicera FOREO ESPADA™ BHA+PHA Blemish Solution på varje finne du vill behandla (valfritt).



BEHANDLA

Tryck på universalknappen för att starta ESPADA™ 2. Placera enheten mot huden, med finnen du vill behandla i mitten av det precisionsriktade ljuset, och håll kvar i 30 sekunder. Samma finne kan behandlas upp till 4 gånger under en behandling.

RENGÖR DIN ESPADA™ 2

Rengör ESPADA™ 2 noggrant efter varje användning. Rengör enheten med tvål och vatten, skölj av den med varmt vatten och torka den med en mjuk, luddfri duk. Vi rekommenderar även att du sprayar enheten med FOREOs Silicone Cleaning Spray och sköljer av den med varmt vatten för bästa resultat.

OBS: Använd inte produkter som innehåller alkohol, bensin eller aceton. Dessa kan irritera huden och skada silikonet.

VIKTIGT

SÄKERHETSANVISNINGAR:

- Om du har allvarliga hudproblem eller andra medicinska besvär bör du rådgöra med en dermatolog innan du använder enheten.
- Det ska inte kännas obehagligt att använda ESPADA™ 2. I så fall ska du genast avbryta behandlingen och rådgöra med en läkare.
- Var särskilt försiktig när du använder ESPADA™ 2 i området kring ögonen. Låt inte enheten komma i kontakt med ögonlocken eller själva ögonen.
- Av hygieniskäl bör du inte dela ESPADA™ 2 med någon annan.
- Lämna inte ESPADA™ 2 i direkt solljus och utsätt den aldrig för stark värme eller kokande vatten.
- Håll noggrann uppsikt om enheten används av, på eller i närheten av barn eller personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
- Avbryt behandlingen om produkten verkar skadad. Produkten kan inte repareras.
- Enheten får endast användas i avsett syfte enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. Om du inte hittar något svar på din fråga eller om du har andra frågor om enheten kan du besöka www.foreo.com.

FELSÖKNING

Åtgärder att vidta om ESPADA™ 2 börjar bete sig annorlunda.

ESPADA™ 2 aktiveras inte när du trycker på universalknappen:

- Batteriet är tomt. Ladda ESPADA™ 2 med den medföljande USB-kabeln i upp till 1,5 timmar, tills den är fulladdad. En full laddning ger upp till 150 30-sekundersbehandlingar.

Det går inte att stänga av ESPADA™ 2 och/eller knapparna fungerar inte:

- Mikroprocessorn fungerar inte för tillfället. Håll universalknappen intryckt för att starta om enheten. Indikatorlampan blinkar inte när USB-kabeln är ansluten:
- Batteriet är fulladdat och redo för upp till 150 behandlingar.
- Batteriet är tomt och behöver några minuter på sig för att upptäcka kabeln.
- USB-kabeln är inte korrekt ansluten. Kontrollera USB-kabelns anslutning, USB-kontakten och laddningsporten.

GARANTIVILLKOR:

REGISTRERING

Registrera enheten i FOREO For You-appen för att aktivera din 2-åriga begränsade garanti, eller gå till foreo.com/product-registration för mer information.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

FOREO ger en garanti på denna enhet på TVÅ (2) ÅR efter inköpsdatum (förutom i länder där lagen kräver en längre period). Garantin gäller fabrikations- och materialfel som visar sig vid normal användning. Garantin täcker rörliga delar som påverkar enhetens funktion. Den täcker INTE skönhetsfel som orsakas av normalt slitage eller skador som uppstår till följd av olyckor, felaktig användning eller vanvård. Varje försök att öppna eller ta isär apparaten (eller dess tillbehör) gör att garantin blir ogiltig.

Om du upptäcker ett fel och påtalar detta för FOREO under garantiperioden kommer FOREO, efter egen bedömning, att ersätta produkten utan kostnad. För att åberopa garantin måste du kunna styrka att datumet för ansökan infaller inom garantiperioden. Spara därför originalkvittot tillsammans med dessa garantivillkor så länge garantin gäller.

För att åberopa garantin måste du logga in på ditt konto på www.foreo.com och sedan välja alternativet för garantianspråk. Fraktkostnader återbetalas inte. Denna garanti gäller utöver dina lagliga rättigheter som konsument och påverkar inte dessa.

AVFALLSHANTERING

Hanteras som elektronikavfall (gäller i EU och övriga europeiska länder med system för avfallssortering).




Symbolen med en överkorsad soptunna betyder att enheten inte ska slängas i hushållsavfallet, utan lämnas in på en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att lämna in enheten för återvinning kan du undvika skador på miljön och negativa hälsoeffekter. Dessutom sparas jordens resurser när materialen återanvänds.

Kontakta kommunen, din fastighetsägare eller inköpsstället om du är osäker på var du lämnar in enheten för återvinning.

BORTTAGNING AV BATTERI

OBS: Batteriet kan inte sättas tillbaka igen när du har tagit bort det. Om enheten öppnas upphör garantin att gälla. Denna åtgärd ska endast vidtas när enheten ska kasseras.

Denna enhet innehåller ett litiumjonbatteri som måste tas bort före kassering och som inte får kastas med hushållsavfall. Ta ut batteriet så här: ta bort det yttre silikonhöljet och öppna sedan det inre plasthöljet. Ta ut batteriet och lämna det för återvinning. Använd handskar när du tar bort batteriet. Bilderna här nedanför visar hur man tar bort batteriet:



SPECIFIKATIONER

MATERIAL:	Kroppssäkert silikon, PC + ABS	ANVÄNDNING:	Upp till 150 användningar per laddning
FÄRG:	Cobalt Blue / Fuchsia / Pearl Pink	STANDBY:	180 dagar
STORLEK:	140 x 36 x 31 mm	FREKVENNS:	103 Hz
VIKT:	87 g	HÖGSTA LJUDNIVÅ:	<50 dB
BATTERI:	420 mAh	GRÄNSSNITT:	1 knapp
TEMPERATUR:	5–45 grader Celsius		

Ansvarsfriskrivning: All användning av denna enhet sker på egen risk. Varken FOREO eller bolagets återförsäljare åtar sig något skadeståndsansvar eller annat ansvar för olyckor eller skador, vare sig fysiska eller övriga, som är ett direkt eller indirekt resultat av användning av denna enhet. Vidare har FOREO rätt att från tid till annan revidera innehållet i denna publikation och ändra dess innehåll utan att meddela detta.

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämelsen kan medföra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.

Förändringar i syfte att förbättra produkten kan genomföras utan föregående meddelande.

©2023 FOREO AB. EFTERTRYCK FÖRBJUDET. DISTRIBUTÖR I EU: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SVERIGE. DISTRIBUTÖR I USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA. DISTRIBUTÖR I AUSTRALIEN: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIEN. DESIGNAD OCH UTVECKLAD AV FOREO SWEDEN. TILLVERKAD FÖR FOREO AB.