

FOREO
SWEDEN



UFO™ 2

SZWEDZKA TECHNOLOGIA KOSMETYCZNA MASKI MOCY



INSTRUKCJA ONLINE

PEŁNA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



PIERWSZE KROKI

Gratulujemy pierwszego kroku w kierunku wyjątkowej pielęgnacji skóry poprzez nabycie UFO™ 2. Zanim zaczniesz cieszyć się wszystkimi zaletami zaawansowanej technologii maski mocy w komfortie swojego domu, poświęć kilka chwil, aby uważnie przeczytać informacje zawarte w niniejszej instrukcji.


PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI i używać tego produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.

⚠ OSTRZEŻENIE: NIE ZEZWALA SIĘ NA MODYFIKACJĘ TEGO URZĄDZENIA.

UFO™ 2 – WPROWADZENIE

Przeprojektowane tak, aby zapewnić jeszcze szersze spektrum światła LED oraz ultraszybkie nagrzewanie, UFO™ 2 jest rewolucyjnym urządzeniem do maseczek na twarz, które zapewnia doskonałą skórę w ciągu kilku sekund. UFO™ 2 korzysta z zaawansowanej technologii Hyper-Infusion i łączy termoterapię z krioterapią oraz pulsacjami T-Sonic™ w celu wzmocnienia działania maseczek aktywowanych urządzeniem UFO™. Ponadto UFO™ 2, wyposażone w 8 różnych światła LED, pomaga w pomaga w odkryciu delikatniejszej, promiennej cery w zaledwie 90 sekund!

POZNAJ SWOJE UFO™



ODBLOKUJ URZĄDZENIE

Przed pierwszym użyciem pobierz aplikację mobilną FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować urządzenie. Wykonaj poniższe proste kroki:

1. Pobierz aplikację FOREO For You na telefon.
2. Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
3. Dodaj urządzenie (u góry ekranu).
4. Wybierz gamę urządzeń.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
6. Wypełnij informacje dotyczące zakupu.


Urządzenie będzie już gotowe do użytku!

www.foreo.com/app



SPOSÓB UŻYCIA


MASKI AKTYWOWANE POWER UFO™



Zdejmij pierścień mocujący z UFO™ 2.



Wyjmij maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ z saszetki.



Zamocuj maskę na urządzeniu, zakładając pierścień mocujący z logo FOREO skierowanym do góry.




Ciesz się mocą swojej kuracji!

Zacznij od czystej, suchej skóry. Zalecamy przeprowadzenie czyszczenia za pomocą LUNA™ w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

1. Po zamocowaniu maski na urządzeniu delikatnie przesuwaj UFO™ 2 po skórze, równomiernie rozprowadzając esencję maski.
2. Używając urządzenia UFO™ 2, wmasuj esencję w skórę za pomocą ruchów okrężnych. Przesuwaj urządzenie kolistym ruchem zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara wokół twarzy, zaczynając od podbródka, a następnie przesuwając się w górę do prawego policzka i czoła. Kontynuuj wzdłuż lewego policzka do podbródka i szyi. Powtarzaj ten ruch aż do zakończenia kuracji.
3. Delikatnie wklep pozostałą esencję w skórę lub usuń jej nadmiar płatkami kosmetycznymi. W razie potrzeby zastosuj dowolny krem nawilżający.

* W przypadku maski do oczu delikatnie przesuwaj urządzenie wokół całego konturu oka, przemiennie między lewym i prawym okiem, aż do zakończenia kuracji.




MASECZKI W PŁACHCIE FOREO

1. Delikatnie rozłóż maseczkę w płachcie FOREO i nałóż ją na twarz, dopasowując wokół oczu i ust.
2. Za pomocą urządzenia UFO™ 2 wmasuj okrężnymi ruchami formułę w skórę. Przesuwaj urządzenie okrężnymi ruchami po twarzy w kierunku ruchu wskazówek zegara, zaczynając od podbródka, a następnie przesuwając je w górę do prawego policzka i czoła. Kontynuuj w dół do lewego policzka i podbródka. Powtarzaj do zakończenia zabiegu.
3. Zgodnie z preferencjami pozostaw maseczkę w płachcie na 10 minut albo wyrzuć ją. Wmasuj delikatnie pozostałą esencję w skórę lub usuń jej nadmiar wacikiem. Jeśli chcesz, nałóż ulubiony krem nawilżający.

Możesz teraz używać UFO™ 2 z większością masek w płachcie dzięki nowej zaawansowanej kontroli temperatury (Advanced Temperature Control)!*

***UWAGA:** Ogrzewanie i chłód wpływają na różne produkty do pielęgnacji skóry na różne sposoby i mogą zaszkodzić składnikom w nich zawartym formuły. Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, zdecydowanie zalecamy zbadanie wpływu temperatury na maseczki nie związane z FOREO przed wzmocnieniem ich za pomocą UFO™ 2

APLIKACJA MOBILNA FOREO FOR YOU



Aplikacja mobilna FOREO For You oferuje instrukcje dotyczące używania i konserwacji urządzenia UFO™ 2, ustawienia, zaprogramowane zabiegi wideo oraz funkcję znalezienia utraconego urządzenia.

ZABIEGI

Wybierz spośród 14 wstępnie zaprogramowanych zabiegów maseczką odpowiadających każdej z maseczek UFO. Zależnie od wybranej maseczki zabiegi trwają od 90 sekund do 2 minut. Wystarczy, że odprężysz się, a aplikacja przeprowadzi Cię przez zabieg, wyjaśniając zalety każdej technologii.

Jeśli jednak jeden zabieg UFO™ 2 nie wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk w ciągu 30 sekund od zakończenia rutyny, aby ponownie rozpocząć ten sam zabieg!



MASECZKA W PŁACHCIE

Podobnie jak na karcie Zabiegi, wybierz spośród 5 zaprogramowanych wstępnie zabiegów odpowiadających każdej maseczce w płachcie.

USTAWIENIA

Zapisz na urządzeniu UFO™ 2 do 8 zabiegów maseczką do użytku w trybie offline!

- Make My Day i Call It a Night są wstępnie zaprogramowane dla dwóch pierwszych kontrolerek.
- Trzecia kontrolka jest zarezerwowana dla dostosowanego zabiegu.
- Dodaj dowolny inny zabieg maseczką, klikając przycisk plusa.

Dostęp do rutyn w trybie offline można uzyskać po naciśnięciu przycisku zasilania. Jeśli na przykład chcesz uruchomić rutynę zapisaną w 5. pozycji, naciśnij 5 razy przycisk zasilania (zaświeci się wszystkie 5 kontrolerek), a ten zaprogramowany wcześniej zabieg natychmiast się uruchomi.

TRYB NIESTANDARDOWY

Stwórz własny zabieg maseczką, wybierając/dostosowując poszczególne technologie do swoich preferencji i skorzystaj z niego w trybie offline.

- Czas trwania zabiegu: 90-120-150-180 sekund
- 8 światła LED: fioletowe, niebieskie, cyjanowe, zielone, żółte, pomarańczowe, czerwone, białe
- Temperatura: nagrzewanie, chłodzenie lub brak
- Pulsacje T-Sonic: 1-10



INTELENTNE STEROWANIE

Wypróbuj wszystkie funkcje urządzenia UFO™ 2 – pełne spektrum światła LED, pulsacje T-Sonic™, chłodzenie i nagrzewanie!

CZYSZCZENIE UFO™ 2

Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Wysusz niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

UWAGA: Nigdy nie używać środków czyszczących zawierających alkohol, benzynę lub aceton, ponieważ mogą one podrażnić skórę i uszkodzić silikon.

MASECZKI FOREO

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Nawilżająca i ochronna
- Kwas hialuronowy + czerwone algi
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry



Call It a Night

- Rewitalizująca i odżywiająca
- Żeń-szeń + oliwa z oliwek
- Przeciw zmarszczkom i wysuszeniu

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultranawilżająca
- Kwas hialuronowy + trzęsak morszczynowaty + ceramid + witamina E + witamina B5
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry



Matte Maniac

- Ekstra oczyszczająca
- Węgiel drzewny + wyciąg z oczaru wirginijskiego + wąkrota azjatycka + saussurea + chryzantema
- Przeciw wypryskom i powiększonym porom



Glow Addict

- Zaawansowane rozjaśnienie
- Ekstrakt z pereł + niacynamid + witamina E + witamina C + olejek jojoba
- Do matowej, pozbawionej blasku cery



Youth Junkie

- Intensywna odnowa
- Kolagen + peptydy + oliwa z oliwek + masło shea + olejek jojoba
- Przeciw zmarszczkom i wysuszeniu



Shimmer Freak

- Rozświetlone, perfekcyjne spojrzenie
- Kofeina + woda różana + niacynamid + witamina B5 + ekstrakt z żurawiny
- Przeciw cieniom i opuchliznie



Acai Berry

- Łagodząca
- Masło shea + olejek z nasion jojoba + zielona herbata + trójpeptyd + wąkrota azjatycka
- Dla matowej, pozbawionej elastyczności skóry



Bulgarian Rose

- Nawilżająca
- Olejek z nasion jojoba + kwas hialuronowy + witamina E + oliwa z oliwek + aminokwasy jedwabiu
- Dla odwodnionej, matowej cery



Manuka Honey

- Rewitalizująca
- Alantoina + betaina + 17 aminokwasów + pantenol
- Dla wysuszonej, starzejącej się skóry



Green Tea

- Oczyszczająca
- Ekstrakt z wiązu + olej z wiesiołka dwuletniego + ekstrakt z sosny + korzeń kudzu
- Dla skóry tłustej i skłonnej do wyprysków



Cannabis Seed Oil

- Uspokajająca
- Rumianek + witamina C + witamina E + alantoina
- Do skóry wrażliwej, przeciw trądzikowi i zaczerwienieniom



Coconut Oil

- Odżywiająca
- Olej z nasion baobabu + olejek z nasion jojoba + olej ze słodkich migdałów + oliwa z oliwek + masło shea + skwalan + ceramidy + olej z dzikiej róży
- Dla wysuszonej i odwodnionej skóry

WAŻNE

DLA OPTIMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

Urządzenie UFO™ 2 jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi maskami. W żadnym momencie nie należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na skórze/twarzy przy włączonym zasilaniu.

- Jeśli występuje u Ciebie choroba skóry lub pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości natury medycznej, przed użyciem skonsultuj się z dermatologiem.
- Używanie UFO™ 2 powinno być wygodne – w przypadku wystąpienia dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas stosowania UFO™ 2 wokół okolic oczu i nie stykaj urządzenia z powiekami lub oczami.
- Ze względów higienicznych nie zalecamy udostępniania UFO™ 2 innym osobom.
- Unikaj pozostawiania urządzenia UFO™ 2 w bezpośrednim świetle słonecznym i nigdy nie wystawiaj go na ekstremalne ciepło lub wrzącą wodę.
- Powierzchnia UFO™ 2 nagrzewa się. Osoby wrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z tego urządzenia.
- Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, na nich lub w ich pobliżu, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Należy przerwać użytkowanie, jeśli produkt wydaje się w jakikolwiek sposób uszkodzony. Ten produkt nie zawiera części nadających się do naprawy.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na konkretne pytanie lub masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące działania urządzenia, odwiedź stronę foreo.com/support.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku zmian w działaniu urządzenia UFO™ 2.

Jeśli UFO™ 2 nie aktywuje się po naciśnięciu uniwersalnego przycisku zasilania:

- Bateria jest rozładowana. Ładuj urządzenie UFO™ 2 za pomocą kabla ładującego USB, aż światelko będzie świecić się stale. Pełne 2,5-godzinne ładowanie umożliwi przeprowadzenie do 40 kuracji.

Jeśli nie można wyłączyć UFO™ 2 i/lub przyciski interfejsu nie działają:

- Mikroprocesor nie działa tymczasowo. Naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Jeśli urządzenie UFO™ 2 nie synchronizuje się z aplikacją FOREO For You:

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i ma włączony Bluetooth.
- Wyłącz Bluetooth, a następnie włącz go i spróbuj połączyć się ponownie.
- Zamknij aplikację FOREO, a następnie otwórz ją ponownie i powtórz proces.
- Usuń i ponownie zainstaluj aplikację – może wystarczy zaktualizować aplikację.
- Po usunięciu i ponownym zainstalowaniu aplikacji uruchom ponownie telefon.
- Usuń pliki cookie i wyczyść pamięć podręczną.
- Upewnij się, że system operacyjny urządzenia mobilnego został zaktualizowany do najnowszej wersji.

WARUNKI GWARANCJI

ZAREJESTRUJ GWARANCJĘ

Aby aktywować 2-letnią gwarancję ograniczoną, zarejestruj się, pobierając aplikację FOREO For You i postępując zgodnie z podanymi instrukcjami.

2-LETNIA GWARANCJA OGRANICZONA

FOREO udziela gwarancji na okres DWÓCH (2) LAT (nie dotyczy państw, w których prawo wskazuje na dłuższą minimalną gwarancję) od pierwotnej daty zakupu na wady spowodowane wadliwym wykonaniem lub zużyciem materiału wynikającym z normalnego użytkowania. Gwarancja obejmuje części robocze, które mają wpływ na działanie urządzenia. NIE obejmuje ona pogorszenia jakości kosmetyków spowodowanego przez naturalne zużycie lub uszkodzenia spowodowane wypadkiem, niewłaściwym użyciem lub zaniedbaniem. Każda próba otwarcia lub rozebrania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę gwarancji.

W przypadku wykrycia wady i powiadomienia FOREO w okresie gwarancyjnym, FOREO, według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia objęte gwarancją muszą być poparte uzasadnionymi dowodami, że data roszczenia mieści się w okresie gwarancyjnym. Aby potwierdzić swoją gwarancję, należy zachować oryginalny paragon zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały okres gwarancji.

Aby skorzystać z gwarancji, musisz zalogować się na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty wysyłki są bezzwrotne. Niniejsze zobowiązanie stanowi uzupełnienie ustawowych praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE O USUWANIU


Utylizacja starego sprzętu elektronicznego (ma zastosowanie w UE i w innych krajach europejskich z systemami selektywnej zbiórki odpadów).



Wykreślony symbol kosza na śmieci oznacza, że urządzenie to nie powinno być traktowane jako odpad z gospodarstwa domowego, lecz powinno być oddane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego urządzenia, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami produktu. Recykling materiałów pomaga również zachować zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu urządzenia, skontaktuj się z lokalną firmą utylizacji odpadów domowych lub miejscem zakupu.

WYJMOWANIE BATERII



SPECYFIKACJA

MATERIAŁY:	Silikon bezpieczny dla ciała, PC + ABS, stop aluminium	TEMPERATURA:	5 - 45 stopni Celsjusza
KOLOR:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia/Black	UŻYTKOWANIE:	Do 40 zastosowań na jednym ładowaniu
ROZMIAR:	72.5 mm x 31.4 mm	STAN GOTOWOŚCI:	180 dni
WAGA:	146.2g	CZĘSTOTLIWOŚĆ:	180 Hz
BATERIA:	Li-Ion 1200mAh 3.7V	MAKSYMALNY POZIOM HAŁASU:	<50 dB
		INTERFEJS:	1 przycisk

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownicy tego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani FOREO, ani jego sprzedawcy detaliczni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody, fizyczne lub inne, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tego urządzenia. Ponadto FOREO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji i dokonywania okresowych zmian jej treści bez obowiązku powiadamiania jakiegokolwiek osoby o takiej zmianie lub zmianach.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

UWAGA: Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie racjonalnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji w obiektach mieszkalnych. Urządzenie to wytwarza i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeżeli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, które można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmiana kierunku lub miejsca anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazdka w obwodzie niż to, do którego podłączony jest odbiornik.
- Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Model może zostać zmieniony w celu ulepszenia bez powiadomienia.

PODSTAWY UFO™ 2

1. CO NALEŻY ZROBIĆ PO OTRZYMANIU URZĄDZENIA UFO™ 2?

Gratulujemy odkrycia inteligentniejszej pielęgnacji skóry! Najpierw pobierz za darmo aplikację FOREO For You, aby odblokować i zarejestrować swoje urządzenie. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją poniżej zatytułowaną „APLIKACJA”).

2. JAK ROZPOCZĄĆ PIERWSZĄ KURACJĘ?

Najpierw starannie wyczyść i osusz twarz i szyję - w celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy najpierw czyszczenie urządzeniem LUNA™. Następnie załóż maskę aktywowaną urządzeniem UFO™ na urządzenie UFO™ 2. Na koniec aktywuj swoją kurację UFO™ 2 za pośrednictwem aplikacji lub postępuj krok po kroku zgodnie z przewodnikiem Sposób użycia, który znajduje się powyżej.

3. JAK WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu UFO™ 2, aby je włączyć. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj uniwersalny przycisk zasilania przez 3 sekundy. Po zakończeniu zaprogramowanej kuracji urządzenie wyłączy się automatycznie.

4. CO JEST DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA UFO™ 2?

1 urządzenie UFO™ 2, 1 kabel ładujący USB, 1 maska Make My Day, 1 instrukcja obsługi, 1 skrócona instrukcja uruchamiania (Quick Start Guide) i 1 podstawka.

URZĄDZENIE UFO™ 2

5. JAK CZĘSTO MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2?

Maski aktywowane UFO™ 2 zostały opracowane do stosowania dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jednak, w zależności od potrzeb skóry i osobistych preferencji, można korzystać z urządzenia częściej lub rzadziej.

6. JAK DŁUGO TRWA KAŻDA KURACJA?

Zależnie od wybranej maseczki zabiegi trwają od 90 sekund do 2 minut.

7. CZY KAŻDA KURACJA UFO™ 2 JEST TAKA SAMA?

Nie, każda maska aktywowana UFO™ łączy się z unikalną kuracją w celu uzyskania optymalnych wyników.

8. CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 JEST BEZPIECZNE DO STOSOWANIA NA WRAŻLIWEJ SKÓRZE?

Urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne w użyciu i odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Ponadto, w zależności od specyficznych potrzeb skóry, można wybierać spośród różnych masek aktywowanych UFO™, które zaspokajają różne potrzeby pielęgnacyjne skóry.

9. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2 WOKÓŁ OKOLICY OCZU?

Tak, urządzenia UFO™ 2 są bezpieczne do używania pod oczami. Zalecamy delikatne przesuwanie urządzenia w okolicach oczu, uważając, aby wywierać minimalny nacisk.

10. CZY MOGĘ UŻYWAĆ URZĄDZENIA UFO™ 2 PO OPERACJI PLASTYCZNEJ, BOTOKSIE LUB ZASTOSOWANIU WYPEŁNIACZY SKÓRNYCH?

Urządzenia UFO™ 2 zapewniają delikatną kurację i są odpowiednie dla wszystkich rodzajów skóry. Należy jednak skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku w przypadku przebytych niedawno zabiegów medycznych.

11. CZY MOGĘ KORZYSTAĆ Z KURACJI ŚWIATŁEM LED SAMODZIELNIE, BEZ KONIECZNOŚCI UŻYWANIA MASKI LUB PRZECHODZENIA PRZEZ PROGRAM?

Nie, nie zalecamy używania urządzenia UFO™ 2 bez maski lub wstępnie ustawionego programu, ponieważ nie zapewnia ono takiej samej wydajności lub rezultatów, jak w połączeniu z maską aktywowaną UFO™.

12. CZY MOGĘ UŻYWAĆ MOJEGO URZĄDZENIA FOREO LUNA™ Z URZĄDZENIEM UFO™ 2?

Tak! Urządzenia UFO™ 2 i LUNA™ pracują lepiej razem - szczoteczka do czyszczenia twarzy LUNA™ delikatnie złuszcza martwe komórki skóry, odblokowuje pory i usuwa do 99,5% brudu i sebum, zapewniając idealne podstawy do kuracji maską aktywowaną UFO™ 2.

13. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY UFO™ 2 I UFO™ 2?

Zarówno UFO™ 2, jak i UFO™ mini 2 oferują zaawansowaną kurację maską aktywowaną urządzeniem, którą można się cieszyć jedynie w 90 sekund.

14. JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY URZĄDZENIAMI UFO™ I UFO™ 2?

W przeciwieństwie do urządzeń UFO™, urządzenia UFO™ 2 zostały przeprojektowane i uzupełnione ultrazwybką termoterapią i pełnym spektrum światła LED (łącznie 8), co zapewnia doświadczenie bardziej wydajne i skuteczne niż kiedykolwiek wcześniej!

APLIKACJA

15. DLACZEGO MUSZĘ POBRAĆ APLIKACJĘ FOREO PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA UFO™ 2?

Wszystkie produkty FOREO włączane aplikacją muszą być aktywowane i odblokowane za pośrednictwem aplikacji FOREO For You przy pierwszym włączeniu. Pomaga to chronić przed fałszywymi/skopiowanymi produktami FOREO i ułatwia rejestrację gwarancji i ochronę Twojej inwestycji.

16. JAK SPAROWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2 Z APLIKACJĄ FOREO?

Pobierz aplikację FOREO For You na smartfona lub tablet i włącz Bluetooth. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania na urządzeniu, aby je włączyć. Migające białe światło wskazuje, że urządzenie jest w trybie parowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zarejestrować się i sparować swoje urządzenie UFO™ 2.

17. CZY URZĄDZENIE UFO™ 2 MOŻE DZIAŁAĆ BEZ APLIKACJI?

Tak, możesz ręcznie uzyskać dostęp do 8 rutyn zapisanych na urządzeniu. Naciśnij uniwersalny przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie i uaktywnić zabieg Make My Day. Naciśnij go ponownie, aby uruchomić zabieg Call It a Night, a następnie naciskaj odpowiednią liczbę razy dla danej maseczki. Możesz już rozpocząć zabieg z maseczką!

18. CZY MOGĘ DOSTOSOWAĆ MOJĄ KURACJĘ MASKĄ AKTYWOWANĄ URZĄDZENIEM?

Tak. Podczas gdy każda maska aktywowana urządzeniem UFO™ jest wyposażona w zalecany wstępnie zaprogramowany program kuracji, możesz spersonalizować swoją kurację maską, tworząc własny program kuracji za pośrednictwem aplikacji FOREO For You. W aplikacji można wybrać swoje ulubione światło LED oraz poziom pulsacji T-Sonic™ oraz dołączyć do kuracji, jeśli chcesz, termoterapię i krioterapię.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I KONSERWACJA

19. CO TO ZNACZY, GDY URZĄDZENIE MY UFO™ 2 CIĄGŁE MIGA?

Migające światło wokół urządzenia wskazuje, że urządzenie UFO™ 2 jest w trybie parowania Bluetooth lub że urządzenie wymaga ładowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zsynchronizować urządzenie.

20. JAK NAŁADOWAĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Urządzenia UFO™ 2 nadają się do wielokrotnego ładowania przez USB, z dwupółgodzinnym ładowaniem zapewniającym do 40 zastosowań.

21. JAK CZYŚCIĆ MOJE URZĄDZENIE UFO™ 2?

Wyjmij plastikowy pierścień z urządzenia i wyrzuć maskę mikrofibrową. Ponieważ UFO™ 2 jest w 100% wodoodporne, zarówno UFO™ 2, jak i plastikowy pierścień można przepłukać pod ciepłą, bieżącą wodą. Wysusz niestrzępiącą się, delikatną ściereczką lub ręcznikiem. Po użyciu zalecamy spryskanie urządzenia silikonowym sprayem czyszczącym FOREO i przepłukanie ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów.

MASKI AKTYWOWANE URZĄDZENIEM UFO™

22. CZY MOGĘ PONOWNIE UŻYĆ MASEK AKTYWOWANYCH URZĄDZENIEM UFO™?

Każda maska aktywowana UFO™ jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Jeśli jedna kuracja UFO™ 2 nie Ci wystarcza, naciśnij ponownie uniwersalny przycisk zasilania w ciągu 30 sekund od zakończenia kuracji, aby ją ponownie rozpocząć!

23. CZY MUSZĘ ZMYĆ ESENCJĘ MASKI PO UŻYCIU URZĄDZENIA UFO™ 2?

Nie, technologia Hyper-Infusion została specjalnie zaprojektowana, aby pomóc w szybszym i głębszym wchłanianiu esencji maski w skórę. Po kuracji wystarczy wmasować pozostałą esencję w skórę lub usunąć nadmiar za pomocą wacika.

***UWAGA:** Ogrzewanie i chłód wpływają na różne produkty do pielęgnacji skóry na różne sposoby i mogą zaszkodzić składnikom w nich zawartym formuły. Aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo, zdecydowanie zalecamy zbadanie wpływu temperatury na maseczki nie związane z FOREO przed wzmocnieniem ich za pomocą UFO™ 2

©2020 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

DYSTRYBUCJA W UE: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 SZTOKHOLM,
SZWECJA
DYSTRYBUCJA W USA: FOREO INC., 1525 E PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA.
DYSTRYBUCJA W AUSTRALII: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AUSTRALIA.
PRODUKT ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FOREO SZWECJA.
WYPRODUKOWANO DLA FOREO AB.
WWW.FOREO.COM

www.foreo.com