

FOREO
SWEDEN



UFO™ mini

İSVEÇ GÜZELLİK TEKNOLOJİSİ
POWER MASKE TERAPİ CİHAZI



ONLINE KILAVUZ

KULLANIM KILAVUZU



BAŞLANGIÇ

UFO™ mini 'yi satın alarak olağanüstü bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Evinizin rahatlığında geliştirilmiş power maske teknolojisinin tüm avantajlarından yararlanmaya başlamadan önce lütfen bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için birkaç dakikanızı ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanın.

⚠ UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

UFO™ MINI'YA GENEL BAKIŞ

Dünyanın en sofistike akıllı maskesi olan UFO™, saniyeler içinde profesyonel düzeyde bir cilt bakımı deneyimi için son derece etkili cilt bakım teknolojilerini özel maske formülleriyle birleştirir. Gelişmiş Hiper-İnfüzyon Teknolojisine sahip UFO™, UFO™ Aktif Maskeleri geliştirmek ve faydalarını en üst düzeye çıkarmak için Termoterapi ve T-Sonic™ Titreşimleriyle bir araya getirir. Tam spektrumlu LED ışık bakımı ile donatılan UFO™, cildi tamamen gençleştirmeye yardımcı olarak rafine, ışıltılı bir cilt ortaya çıkarır.

UFO™ MINI İLE TANIŞIN




UFO™ POWER AKTİF MASKE

UFO™ ile kullanım için özel olarak formüle edilmiş yumuşak hidrosel maskeler.




İNTERAKTİF UYGULAMA

Önceden programlanmış power maske rutinlerini cihazla senkronize eder.



USB ŞARJ KABLOSU

USB kablo ile dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.



ŞİK TASARIMLI STAND

UFO™ mini yi korur ve hızlı kurumasına yardımcı olur.

CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN


İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;

1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin
2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun
3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)
4. Cihaz serisini seçin
5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun
6. Satın alma bilgilerini doldurun

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

NASIL KULLANILIR

UFO™ POWER AKTİF MASKELER



Şeffaf halkayı UFO™ mini den ayırın.



UFO™ Power Aktif Maske'yi paketinden çıkarın.




Şeffaf halka yardımıyla maskeyi FOREO logosu yukarı bakacak şekilde yerleştirin.



Power maske terapisinin tadını çıkarın!

Temiz ve kuru bir cilt ile başlayın. En iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz.


1. Cihaza sabitlenmiş maske yardımıyla maske özünü eşit bir şekilde dağıtarak UFO™ mini 'yi cilt üzerinde nazıkçe gezdirin.
2. UFO™ mini cihazı ile maske formülünü cildinize masaj yaparak uygulayın. Cihazı çeneden başlayarak ve ardından sağ yanak yönünde ve daha sonra alın bölgesine doğru hareket ettirerek saat yönünde bir daire çizin. Sol yanak ardından çene ve boyun bölgesine doğru devam edin. Bu hareketi terapi bitine kadar tekrar edin.
3. Kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla özü pamuk yardımı ile alın. Dilerseniz sevdiğiniz bir nemlendirici uygulayarak terapinizi tamamlayın.



FOREO KAĞIT MASKELER

1. FOREO kağıt maskenizi nazıkçe açın, göz ve ağız çevresini ayarlayarak yüzünüze yerleştirin.
2. UFO™ mini cihazını kullanarak maske formülünü cildinize dairesel hareketlerle masaj yaparak dağıtın. Cihazı çene bölgenizden başlayarak daha sonra sağ yanağa ve alına doğru hareket ettirerek yüz çevrenizde saat yönünde bir daire çizin. Sol yanaktan çeneye doğru devam edin. Terapi bitene kadar bu hareketi tekrarlayın.
3. Kağıt maskeyi dilerseniz 10 dakika cilt üzerinde bekletin veya atın. Kalan maske özünü nazıkçe cildinize sürün ya da fazla maske özünü bir pamuk yardımı ile alın. İsterseniz rutininizi sevdiğiniz bir nemlendirici ile tamamlayın.

FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI




FOREO For You mobil uygulaması; UFO™ cihazınızın nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği, rehberli rutinelere nasıl erişileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar.

BAKIMLAR


Her UFO maskesine karşılık gelen 14 önceden programlanmış güç maskesi bakımı arasından seçim yapın. Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika sürer. Uygulama, her teknolojinin faydalarını açıklayan bakım boyunca size rehberlik ederken tek yapmanız gereken rahatlamak ve keyfini çıkarmaktır.

Bir UFO™ bakımı yeterli olmadıysa rutinin tamamlanmasından 30 saniye sonra evrensel güç düğmesine tekrar basarak aynı tedaviyi yeniden başlatabilirsiniz!



KAĞIT MASKE

Bakımlar sekmesine benzer şekilde, her bir kağıt maskeye karşılık gelen önceden programlanmış 5 bakım arasından seçim yapın.



AYARLAR

Çevrimdışı kullanım için UFO™ cihazınızda 8 maske bakımına kadar tasarruf edin!

- Make My Day ve Call It a Night, ilk iki gösterge ışığına önceden programlanmıştır
- Artı düğmesine tıklayarak başka bir maske bakımı ekleyin

Güç düğmesine basılarak rutinelere çevrimdışı erişilebilir. Örneğin, 5. yuvaya kaydettiğiniz rutine erişmek istiyorsanız, güç düğmesine 5 kez basın (5 gösterge ışığının tümü yanacaktır) ve önceden programlanmış bakım hemen başlayacaktır.



AKILLI KONTROL

Tüm UFO™ özelliklerini deneyin: tam spektrumlu LED, T-sonic™ titreşim, veya ısıtma!



UFO™ MINI YI TEMİZLEME

UFO™ mini 'yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standı yerleştirmenizi öneririz.

NOT: Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELERİ

Daily Duo COLLECTION



Make My Day

- Nemlendirici ve Kirlilik Önleyici
- Hyaluronik Asit + Kırmızı Yosun
- Kuruluk ve nem kaybı için ideal



Call It a Night

- Canlandırıcı ve Besleyici
- Ginseng + Zeytinyağı
- İnce çizgiler ve kuruluk için ideal

Advanced COLLECTION 2.0



H2Overdose

- Ultra hidratante
- Hyaluronik Asit + Kar Mantarı + Seramid + E Vitamini + B5 Vitamini
- Kuruluk ve nem kaybı için ideal



Matte Maniac

- Ekstra Arındırıcı
- Kömür + Cadı Fındığı + Centella Asiatica + Kar Lotusu + Krizantem
- Lekeler ve genişlemiş gözenekler için idealdir



Glow Addict

- Gelişmiş Parlatma
- İnci Özütü + Niasinamid + E Vitamini + C Vitamini + Jojoba Yağı
- Donukluk ve parlaklık kaybı için ideal



Youth Junkie

- Yoğun Yenileme
- Kolajen + Peptitler + Zeytinyağı + Shea Yağı + Jojoba Yağı
- Kırışıklıklar ve kuruluk için ideal



Shimmer Freak

- Aydınlatıcı Göz Mükemmelleştirici
- Kafein + Gül Suyu + Niasinamid + B5 Vitamini + Kızılçık Özütü
- Koyu halkalar ve şişlikler için ideal



Acai Berry

- Pürüzsüzleştirici
- Shea Yağı + Jojoba Tohumu Yağı + Yeşil Çay + Tripeptid + Gotu Kola
- Azalmış elastikiyet ve donuk ciltler için idealdir



Bulgarian Rose

- Nemlendirici
- Jojoba Tohumu Yağı + Hyaluronik Asit + E Vitamini + Zeytinyağı + İpek Amino Asitleri
- Nem kaybı ve donukluk için ideal



Manuka Honey

- Canlandırıcı
- Allantoin + Betain + 17 Amino Asit + Pantenol
- Kuru ve yaşlanan ciltler için idealdir



Green Tea

- Arındırıcı
- Ulmus Özü + Çuha Çiçeği Yağı + Çam İğnesi Özü + Kudzu Kökü
- Yağlılık ve lekeler için idealdir



Cannabis Seed Oil

- Rahatlatıcı
- Papatya + C Vitamini + E Vitamini + Allantoin
- Akne, kızarıklık ve hassas ciltler için idealdir



Coconut Oil

- Besleyici
- Baobab Tohumu Yağı + Jojoba Tohumu Yağı + Tatlı Badem Yağı + Zeytinyağı + Shea Yağı + Squalane + Seramidler + Kuşburnu Yağı
- Kuruluk ve nem kaybı için ideal

ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

UFO™ mini cihazınız yalnızca UFO™ Power Aktif Maskelerle ya da FOREO maskelerle birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz açık durumdayken doğrudan cilt / yüz üzerine asla yerleştirilmemelidir.

- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa kullanmadan önce lütfen bir cilt uzmanına danışın.
- UFO™ mini ile bakımınız konforlu olmalıdır – herhangi bir rahatsızlık yaşıyorsanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgesinde kullanırken özen gösterin ve göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.
- Hijyen nedeniyle, UFO™ mini 'nizi başka biriyle paylaşmamanızı öneririz.
- UFO™ mini cihazını doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suyu maruz bırakmayın.
- UFO™ mini ısıtılmış bir yüzeye sahiptir. Isıya duyarlı kişiler bu cihazı kullanırken dikkatli ve özenli olmalıdır.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüş ise kullanmayı bırakın. Üründe servis bakımı gerektirecek bir parça yoktur.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda açıklandığı şekilde kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.

SORUN GİDERME

UFO™ mini 'nin performansındaki değişikliklerde alınabilecek önlemler.

Evrensel güç düğmesine basıldığında UFO™ mini etkinleştirilmezse:

- Cihaz bataryası bitmiştir. Işık sabit olarak yanana kadar UFO™ mini 'nizi USB şarj kablosuyla şarj edin. 2.5 saatlik şarj ile 40 terapiye kadar kullanım sağlar.

UFO™ mini 'niz kapanmazsa ve / veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

UFO™ mini 'niz FOREO For You uygulaması ile senkronize olmazsa:

- Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.
- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
- FOREO uygulamasını kapatın ve ardından işlemi yeniden başlatmak için yeniden açın.
- Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir.
- Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın.
- Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin.
- Cep telefonunuzun işletim sisteminin en son sürümüne güncellendiğinden emin olun.

GARANTİ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

KAYIT GARANTİSİ

2-Yıl Sınırlı Garantinizi etkinleştirmek için FOREO For You uygulamasını indirerek ve talimatları takip ederek kaydolun.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma veya parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşullarıyla birlikte saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ


Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.

Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık imha hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI



ÖZELLİKLER

MALZEMELER:	Vücut için güvenli silikon ve PC + ABS, Alüminyum Alaşım	SICAKLIK:	45 Derece Santigrat
RENK:	Pearl Pink/Mint/Fuchsia	KULLANIM:	Şarj başına 40 kullanıma kadar
BOYUT:	72.5 mm x 31.4 mm	BEKLEME:	180 gün
AĞIRLIK:	99g	FREKANS:	180 Hz
PİL:	Li-Ion 1050mAh 3.7V	MAKS. SES DÜZEYİ:	<50 dB
		ARAYÜZ:	1-düğme

YASAL UYARI: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar bir konut alanında zararlı radyo parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı radyo parazitine neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Eğer bu ekipman, radyo ve televizyon ile alıcı iletişimde zararlı radyo parazitine neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğundan farklı devredeki bir prize takın.
- Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

Model, geliştirmeler için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

UFO™ MINI BAŞLANGIÇ

1. UFO™ mini CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Daha akıllı bir cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! İlk olarak, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You uygulamasını ücretsiz olarak indirin. (Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 'UYGULAMA' bölümüne bakınız)

2. İLK TERAPİYE NASIL BAŞLARIM?

Öncelikle yüz ve boyun bölgenizi dikkatlice temizleyin ve kurulayın - en iyi sonuçlar için cildinizi önce LUNA™ ile temizlemenizi öneririz. Ardından UFO™ Power Aktif Maske'yi UFO™ mini cihazınıza sabitleyin veya yüzünüze bir kağıt maske yerleştirin. Son olarak UFO™ mini maske rutininizi uygulama aracılığıyla etkinleştirin ve talimatları adım adım takip edin. Daha fazla bilgi için yukarıda bulunan "Nasıl Kullanılır" başlığına bakınız.

3. UFO™ mini CİHAZIMI NASIL AÇAR / KAPATIRIM?

Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine basın, kapatmak içinse evrensel güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Önceden programlanmış bir maske rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanacaktır.

4. UFO™ mini CİHAZ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

1 adet UFO™ mini Cihazı, 1 adet USB Şarj Kablosu, 1 adet Kullanım Kılavuzu, 1 adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 adet Stand.

UFO™ MINI CİHAZI

5. UFO™ mini CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?

UFO™ mini power maske terapileri sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez kullanım için geliştirilmiştir. Bununla birlikte cildinizin ihtiyaçlarına ve kişisel tercihlerinize göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz.

6. HER BİR TERAPİ NE KADAR SÜRER?

Bakımlar, seçtiğiniz maskeye bağlı olarak 90 saniye veya 2 dakika sürer.

7. HER UFO™ mini TERAPİSİ AYNİ Mİ?

Hayır, en etkili sonuçlar için her bir FOREO Maske benzersiz bir terapi rutini sunar.

8. UFO™ mini CİHAZI HASSAS CİLTLER İÇİN GÜVENLİ Mİ?

UFO™ mini cihazlarının kullanımı güvenlidir ve tüm cilt tipleri için uygundur. Ayrıca, cildinizin özel ihtiyaçlarına ve cilt tipinize göre farklı FOREO maskelerden birini seçebilirsiniz.

9. UFO™ mini CİHAZI GÖZ BÖLGESİNDE KULLANILIR MI?

Evet, UFO™ mini cihazının göz çevresinde kullanımı güvenlidir. Minimum basınç uygulayarak göz çevresinde nazikçe gezdirmenizi öneririz.

10. UFO™ mini CİHAZI PLASTİK CERRAHİ, BOTOKS VEYA DERMAL DOLGULARDAN SONRA KULLANIR MI?

UFO™ mini cihazları tüm cilt tiplerine uygun, nazik bir yüz bakımı sunar. Bununla birlikte, yakın zamanda herhangi bir tıbbi prosedür geçirdiyseniz kullanmadan önce doktorunuza danışın.

11. FOREO LUNA™ CİHAZIMI UFO™ mini İLE KULLANABİLİR MİYİM?

Evet! UFO™ mini cihazları ve LUNA™ birlikte daha etkilidir - LUNA™ yüz temizleme cihazı, ölü deriyi nazikçe temizler, gözenekleri açar, kir ve yağ %99.5 oranında temizleyerek UFO™ mini maske terapisi için mükemmel bir cildi ortaya çıkarır.

12. UFO™ VE UFO™ mini ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Hem UFO™ hem de UFO™ mini, 90 saniyede harika bir maske terapisi sunar. UFO™, ayrıca gözeneklerin görünümünü küçültmek ve daha sıkı görünen bir cilt sağlamak için anında soğutan Kriyo-Terapi'ye sahiptir. Buna ek olarak, UFO™ mini sadece seçili FOREO maskeleri ile kullanılabilirken UFO™ tüm FOREO maskeleri ve FOREO'ya ait olmayan çoğu kağıt maske ile de kullanılabilir.

UYGULAMA

13. UFO™ mini CİHAZIMI KULLANMADAN ÖNCE NEDEN FOREO UYGULAMASINI İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulama ile etkinleştirilen tüm FOREO ürünleri, ilk kullanımda FOREO For You uygulaması aracılığıyla etkinleştirilmeli ve kilidi açılmalıdır. Böylece sahte / kopyalanmış FOREO ürünlerine karşı koruma sağlanmaktadır. Ayrıca uygulama ile cihazların garanti kaydı ve korunması kolaylaşır.

14. UFO™ mini CİHAZIMI FOREO UYGULAMASI İLE NASIL EŞLEŞTİRİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Cihazı açmak için evrensel güç düğmesine bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. UFO™ mini cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulama içeriğindeki talimatları takip edin.

15. UFO™ mini CİHAZIM UYGULAMA OLMADAN ÇALIŞIR MI?

Evet, cihazınıza kaydettiğiniz 8 rutine manuel olarak erişebilirsiniz. Make My Day bakım rutini açıp etkinleştirmek için evrensel güç düğmesine basın. Tekrar bastığınızda Call It a Night bakımı etkinleşir ve diğer maskeler için de aynı şekilde devam eder. Güçlü maske bakımınız başlamak üzere!

16. POWER MASKE TERAPİMİ KİŞİSELLEŞTİREBİLİR MİYİM?

Evet. Her bir UFO™ Power Aktif Maske önceden programlanmış bir terapi rutini ile gelse de FOREO For You uygulamasını kullanarak kendi terapi rutininizi oluşturabilir ve Power Maske deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Uygulamayı kullanırken tercih ettiğiniz LED ışığı ve T-Sonic™ titreşim seviyesini seçebilir, kişiselleştirilmiş rutininizi Termo-Terapi ile destekleyebilirsiniz.

SORUN GİDERME VE BAKIM

17. UFO™ mini CİHAZIM SÜREKLİ YANIP SÖNÜYORSA NE ANLAMA GELİYOR?

Cihazın etrafında yanıp sönen ışık, UFO™ mini 'nin Bluetooth eşleştirme modunda olduğunu veya cihazın şarj edilmesi gerektiğini gösterir. Cihazınızı senkronize etmek için uygulamadaki talimatları takip edin.

18. UFO™ MINI CİHAZIMI NASIL ŞARJ EDERİM?

UFO™ mini cihazları USB ile şarj edilebilir ve iki buçuk saatlik şarj ile 40 kullanıma kadar terapi sunar.

19. UFO™ mini CİHAZIMI NASIL TEMİZLERİM?

UFO™ mini 'yi her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Hem cihazı ve hem de şeffaf halkayı sabun ile yıkayın ve ardından su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez ya da havlu ile kurulayın. En iyi sonuçlar için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi, ardından ılık su ile durulamanızı ve cihazı kuruması için standı yerleştirmenizi öneririz. Cildi tahriş edebileceği ve silikona zarar verebileceği için asla alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünleri kullanmayın.

FOREO MASKELER

20. FOREO MASKELER YENİDEN KULLANILIR MI?

Her bir UFO™ Power Aktif Maske ve FOREO Kağıt Maskeler yalnızca tek kullanımlıktır. Bununla birlikte, bir UFO™ mini terapisi yeterli gelmezse aynı terapiyi yeniden başlatmak için rutin bittikten sonra 30 saniye içinde evrensel güç düğmesine tekrar basın!

21. UFO™ mini CİHAZIMI KULLANDIKTAN SONRA MASKE ÖZÜNÜ YIKAMAM GEREKİR Mİ?

Hayır, Hyper-Infusion Teknolojisi maske özünün cilde daha fazla ve daha hızlı emilmesine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Terapiden sonra kalan maske özü ile cildinize masaj yapın veya fazla kalan özü pamuk yardımıyla alın.

©2021 FOREO AB. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB DAĞITICI: FOREO AB, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ

ABD DAĞITICI: FOREO INC., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD AU

DAĞITICI: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC, 3207 AVUSTRALYA FOREO

İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR.

www.foreo.com