


FOREO

LUNA™ mini 3

YENİLENMİŞ, SAĞLIKLI BİR İŞİLTİ
İÇİN EGZERSİZ SONRASI CİLT TEMİZLİĞİ



TAM KULLANIM KILAVUZU



BAŞLANGIÇ

LUNA mini 3'ü satın alarak daha akıllı bir cilt bakımı keşfetme yolunda ilk adımı attığınız için tebrikler. Geliştirilmiş cilt bakım teknolojisinin tüm avantajlarından evinizin rahatlığında yararlanmaya başlamadan önce lütfen birkaç dakikanızı bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okumak için ayırın.

Lütfen KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN ve bu ürünü sadece bu kılavuzda açıklandığı gibi amacına uygun şekilde kullanın.

⚠ UYARI: BU CİHAZ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİĞE İZİN VERİLMEMEKTEDİR.

LUNA MİNİ 3 GENEL BAKIŞ

Egzersiz sonrası cilt bakım rutininizi LUNA mini 3 ile tamamlayın. Ekstra yumuşak silikon temas noktaları ve 12 farklı yoğunlukta dakikada 8.000 T-Sonic titreşim özelliğine sahip bu ultra hijyenik temizleme cihazı, yenilenmiş, sağlıklı bir ışıltı için kiri, yağı ve teri derinlemesine temizler. Aktif bir yaşam tarzı için mükemmel olan bu spor çantası dostu cihaz, hızlı ve kolay bir yüz temizliği için 30 saniyelik ışıltı artırma modu ile cilt bakımınız için ideal, sevimli ve kompakt bir tasarım sunar.

LUNA MİNİ 3 İLE TANIŞIN

T-SONIC TİTREŞİMLER

12 farklı yoğunlukta dakikada 8.000 T-Sonic titreşim ile cildi etkili bir şekilde temizleyin

İNCE TEMAS NOKTALARI

Hassas veya normal cildi ve yanaklar gibi daha geniş bölgeleri nazikçe temizleyin

ULTRA-HİJYENİK SİLİKON

Naylon yapılı fırçalardan 35 kat daha hijyenik ve bakteri oluşumunu önleyen gözeneksiz silikon

AKILLI İSVEÇ TASARIMI

Yedek başlık gerektirmez, ergonomik ve hafif

KALIN TEMAS NOKTALARI

T-bölgesi gibi alanların hassas bir şekilde derinlemesine temizlenmesini sağlayın

GLOW BOOST MODU

Sadece 30 saniyede ışıltılı ciltler için hızlı cilt temizliği

EVRENSEL GÜÇ DÜĞMESİ

Cihazı açar, kapatır ve cihazı Bluetooth moduna geçirir

ŞARJ NOKTASI

Şarj başına 400 kullanıma kadar, %100 su geçirmez

GÖSTERGE IŞIĞI

Cihazın şarj edilmesi gerektiğini ve Bluetooth modunda olduğunu göstermek için yanıp söner



İNTERAKTİF FOREO UYGULAMASI

Cihaz ayarlarını kontrol eder ve temizleme yoğunluğunu ayarlar.



USB KABLOSU

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde şarj edin.



SEYAHAT ÇANTASI

Konforlu bir cilt bakımı için cihazınızı şık bir şekilde korur.


CİHAZINIZIN KİLİDİNİ AÇIN

İlk kullanımdan önce, cihazınızın kilidini açmak ve kaydetmek için FOREO For You mobil uygulamasını indirin. Şu basit adımları uygulayın;

1. FOREO For You uygulamasını cep telefonunuza indirin
2. Hesabınıza giriş yapın veya yeni bir hesap için kaydolun
3. Cihaz ekleyin (ekranınızın üstünde)
4. Cihaz serisini seçin
5. Cihazınızı mobil uygulamaya bağlamak için Güç düğmesini basılı tutun
6. Satın alma bilgilerini doldurun

Cihazınız artık kullanıma hazırdır!

FOREO FOR YOU MOBİL UYGULAMASI



FOREO For You mobil uygulaması; LUNA™ 3 mini cihazınızın nasıl kullanılacağı ve bakımının nasıl yapılacağı, ayarların nasıl kontrol edileceği ve cihazınızın yerini kaybetmeniz durumunda nasıl bulunacağıyla alakalı talimatlar sunar.


AYARLAR

Temizleme ve Işıltı Artırma modu tercihlerinizi belirlediğinizde cihaz bunları daha sonra kullanmak üzere hatırlayacaktır.

- **TEMİZLEME MODU:** Yüzünüzün her bölgesi, yanaklarınız, alnınız ve çeneniz için ayrı ayrı 240 saniyeye kadar temizlik süresi belirleyin ve 12'ye kadar T-sonic™ titreşim yoğunluğundan birini seçin.
- **İŞİLTİ ARTIRMA MODU:** Düşük, Orta veya Yüksek yoğunluklu T-sonic™ titreşimleri arasından seçim yapın.

Temizliği Başlattığınızda, mobil cihazınızı temizlik terapisini uygularken ayna olarak kullanmanızı sağlayan Ayna Modundan yararlanabilirsiniz.

www.foreo.com/app



ÖNEMLİ İDEAL GÜVENLİK İÇİN:

- Bir cilt rahatsızlığınız veya herhangi bir tıbbi endişeniz varsa, kullanmadan önce lütfen bir doktora danışın.
- LUNA mini 3 ile bakımınız konforlu olmalıdır- herhangi bir rahatsızlık yaşarsanız derhal kullanmayı bırakın ve bir doktora danışın.
- Göz altı bölgesini temizlerken özen gösterin ve cihazın göz ya da göz kapağınız ile temasından kaçının.
- Hijyen nedeniyle LUNA mini 3'ünüzü başka biriyle paylaşmamanızı öneririz.
- LUNA mini 3 cihazınızı doğrudan güneş ışığına, aşırı ısıya veya aşırı sıcak suya maruz bırakmayın.
- Bu cihaz sadece 8 yaş üzeri kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Bu cihaz, çocuklar veya fiziksel ve zihinsel yetenekleri sınırlı kişiler tarafından ya da yakınında kullanıldığında yakın denetim gerektirir.
- Bu ürün herhangi bir şekilde hasar görmüşse kullanmayı bırakın. Bu üründe servis bakımı gerektirecek bir parça bulunmamaktadır.
- FOREO temizleme rutininin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda LUNA mini 3'ü tek seferde 3 dakikadan uzun süre kullanmamanızı öneririz.
- Bu cihazı yalnızca bu kılavuzda açıklanan kullanım amacına uygun olarak kullanın. Sorunuza cevap bulamazsanız veya cihazın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa, lütfen foreo.com/support adresini ziyaret edin.


UYARI:

- Tecrübe ve bilgi birikimine sahip olmayan kişilere bu cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ile ilgili denetim veya bilgi verilmelidir ve tehlike oluşturabilecek durumlar belirtilmelidir.
- Çocuklar bu cihazla oynamamalı veya cihazı gözetim olmadan temizlememelidir.
- Bu cihaz sadece emniyetli ekstra düşük voltaj ile kullanılmalıdır.
- Kullanıcılar, cihazın şarjı ile ilgili bu kılavuzdaki talimatları izlemelidir.
- Cihaz atılmadan önce cihaz pili çıkarılmalıdır.
- Cihaz pili çıkarılırken cihazın elektrik bağlantısı kesilmelidir (bkz. pil çıkarma bölümü).
- Cihaz pili güvenli bir şekilde imha edilmelidir.

LUNA MİNİ 3 NASIL KULLANILIR

- 1 Makyajınızı temizleyin, cildinizi hafifçe ıslatın ve FOREO Mikro-Köpük Temizleyiciyi uygulayın.
- 2 Temizleme modu için evrensel güç düğmesine bir kez basın ya da Glow Boost modu* için iki kez hızlıca basın.
- 3 Yanak ve alın bölgenizi dairesel hareketlerle temizleyin, burun bölgenizde aşağı ve yukarı doğru gezdirin.
- 4 Cihazı kapatmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun.
- 5 Yüzünüzü durulayın ve kurulayın.

**Glow Boost modunda cihaz 30 saniye sonra otomatik olarak kapanacaktır.*



LUNA MİNİ 3'Ü TEMİZLEME

LUNA mini 3'ü her kullanımdan sonra iyice temizleyin. Fırça yüzeyini su ve sabun ile yıkayın, ardından ılık su ile durulayın. LUNA mini 3'ün yumuşak silikonuna zarar verebileceği için kil ve silikon bazlı veya taneli temizleyiciler, soyucu ya da ovucu ürünleri kullanmaktan kaçının. Tüy bırakmayan bir bez veya havlu ile kurulayın. En etkili sonuç için kullanımdan sonra cihazı FOREO Silikon Temizleme Spreyi ile temizlemenizi ve ılık su ile durulamanızı öneririz.

NOT: Alkol, benzin veya aseton içeren temizlik ürünlerini asla kullanmayın, bu ürünler cildi tahriş edebilir ve silikona zarar verebilir.

TAMAMLAYICI ÜRÜN



Mikroköpük Temizleyici

Bu kremi temizleyici, gözeneklerin derinliklerindeki kirleri temizleyen, cildi narince arındıran ve fazla yağı atan mikro kabarcıklara dönüşür. Cildi yenileyen aminoasitler ve E vitamini içeren özel formülü, cildinizin nem kazanmasına ve korunmasına yardımcı olarak yumuşak bir his ve canlı bir görünüm kazandırır.

Dermatolojik Olarak Test Edilmiştir - Parfüm İçermez - Vegan - Hayvanlar Üzerinde Denenmemiştir

SORUN GİDERME

LUNA MİNİ 3'ÜN PERFORMANSINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER.

Evrensel güç düğmesine basıldığında LUNA mini 3 etkinleşmezse:

- Cihaz pili bitmiştir. USB şarj kablosunu kullanarak tamamen şarj olana kadar 1,5 saat cihazı şarj edin ve ardından güç düğmesine basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

LUNA mini 3 kapanmazsa ve/veya arayüz düğmeleri yanıt vermezse:

- Mikroişlemci geçici olarak arızalıdır. Cihazı yeniden başlatmak için evrensel güç düğmesine basılı tutun.

LUNA mini 3 FOREO uygulaması ile senkronize olmazsa:

- Yeniden bağlanmayı denemek için Bluetooth'unuzu kapatıp tekrar açın.
- FOREO uygulamasını kapatın ve işlemi yeniden başlatmak için uygulamayı tekrar açın.
- FOREO uygulamasının, uygulama mağazasındaki son güncellemeye sahip olduğundan emin olun.

GARANTİ ŞARTLARI & KOŞULLARI

GARANTİ KAYDI

FOREO uygulaması aracılığıyla 2 Yıl-Sınırlı Garanti kaydınızı etkinleştirmek için veya daha fazla bilgi için foreo.com/product-registration adresini ziyaret edin.

2-YIL SINIRLI GARANTİ

FOREO bu cihazı, orijinal satın alma tarihinden itibaren İKİ (2) YIL süreyle (ulusal hukukun daha uzun asgari garanti gerektirdiği ülkeler hariç), cihazın normal Kullanımından kaynaklanan işçilik veya malzeme kusurlarından kaynaklanan kusurlara karşı garanti eder. Garanti, cihazın işlevini etkileyen çalışma parçalarını kapsar. Adil aşınma ve yıpranma nedeniyle meydana gelen kozmetik bozulmaları veya yanlış kullanım, kaza ya da ihmal kaynaklı hasarları KAPSAMAZ. Cihazı (veya aksesuarlarını) açma ya da parçalara ayırma girişimleri garantiyi geçersiz kılar.

Garanti süresi içinde bir kusur tespit edip FOREO'ya bildirirseniz, FOREO, incelemelere bağlı olarak cihazı ücretsiz değiştirir. Garanti kapsamındaki talepler, talep tarihinin garanti süresi içinde olduğuna dair kanıtlarla desteklenmelidir. Garantinizi doğrulamak için lütfen orijinal satın alma makbuzunuzu garanti süresi boyunca bu garanti koşulları ile saklayın.

Garantinizi talep etmek için www.foreo.com adresinden hesabınıza giriş yapmalı ve ardından garanti talebi sekmesinden talebinizi gerçekleştirmelisiniz. Teslimat masrafları iade edilmez. Bu taahhüt, tüketici olarak yasal haklarınıza ek olarak sunulur ve tüketici haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİSİ

Eski elektronik aletlerin imhası (AB ve farklı atık toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir).



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kovası sembolü, bu cihazın evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini, bunun yerine elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına getirilmesi gerektiğini belirtir. Bu cihazın doğru şekilde imha edildiğinden emin olarak, ürünün uygun olmayan imhadan kaynaklanabilecek çevre ve insan sağlığı için olası olumsuz sonuçlarının önlenmesine yardımcı olacaksınız. Materyallerin geri dönüşümü doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır.


Cihazınızın geri dönüşümü hakkında daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki evsel atık imha hizmetlerine veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

CİHAZ PİLİNİN ÇIKARILMASI

4

NOT: Bu işlem geri alınamaz. Cihazın açılması garantiyi geçersiz kılar. Bu işlem yalnızca cihaz atılmaya hazır olduğunda yapılmalıdır.

Bu cihaz lityum iyon pil içerir, cihaz atılmadan önce pil çıkarılmalı ve evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Pili çıkarmak için silikon dış tabakayı açtıktan sonra iç plastik kabuğu kaldırın ve yerel çevre düzenlemelerinize uygun olarak atılacak pili çıkarın. Bu işlem sırasında güvenliğinizi için eldiven giyin. Ayrıntılı görsel talimatlar aşağıda verilmiştir:



TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEMELER: Vücut için güvenli silikon &

ABS plastik

RENK: Mint/ Fuchsia/ Midnight/ Pearl Pink/ Sunflower Yellow

BOYUT: 80 x 78 x 38 mm

AĞIRLIK: 87g

PİL: Li-ion 530mAh 3.7V

KULLANIM: 400

kullanıma kadar

BEKLEME: 90 gün

FREKANS: 100 Hz

MAKS. SES DÜZEYİ: <50dB

ARAYÜZ: 1-düğme

Yasal Uyarı: Bu cihazın riskleri kullanıcının sorumluluğundadır. FOREO ya da perakendecileri doğrudan veya dolaylı olarak bu cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkan fiziksel veya diğer türlü yaralanma ve hasar için hiçbir sorumluluk ve yükümlülük kabul etmez. Ayrıca FOREO, herhangi bir kişiyi değişikliklerden haberdar etme zorunluluğu olmaksızın bu yayını yenileme ve içeriğinde zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

RF (Radyo Frekansı) maruz kalma bildirimi: Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Cihaz, genel RF maruz kalma koşullarını karşılayacak şekilde değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz radyo parazitine neden olmaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek radyo paraziti dahil her türlü paraziti kabul eder.

DİKKAT: Uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan bu bölümdeki değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu cihaz test edilmiştir ve FCC Kurallarının 15. bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihaz sınırlamalarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir konut alanında zararlı parazitlerine karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, ayrıca talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu cihaz, radyo veya televizyon ile alıcı iletişimde zararlı radyo parazite neden olursa, bu durum ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını alarak radyo parazitini gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcıyı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Cihazı, alıcının takılı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

SIK SORULAN SORULAR

TEMEL BİLGİLER

1. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI ALDIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?

Daha akıllıca cilt bakımını keşfettiğiniz için tebrikler! Öncelikle, ücretsiz FOREO For You uygulamasını indirerek cihazınızın kilidini açın ve kaydedin.

2. LUNA™ mini 3 CİHAZIMIN YANINDA NE GELECEK?

1 LUNA™ mini 3 Cihazı, 1 USB Şarj Kablosu, 1 Kullanım Kılavuzu, 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu ve 1 Seyahat Çantası.

3. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI NASIL AÇIP KAPATABİLİRİM?

LUNA™ mini 3 cihazınızı üzerindeki güç düğmesine basarak açabilir, aynı düğmeyi 3 saniye basılı tutarak kapatabilirsiniz. Önceden ayarlı bir rutini tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

4. GÜÇ DÜĞMESİNE BASTIĞIMDA CİHAZIM ÇALIŞMAZSA NE OLUR?

Pili boştur. Tamamen şarj olana kadar bir USB şarj kablosu kullanarak şarj edin ve ardından güç düğmesini basılı tutarak cihazınızı yeniden başlatın.

5. LUNA™ mini 3'ÜMÜ NASIL ŞARJ EDEBİLİRİM?

LUNA™ mini 3, 1,5 saat şarjla 400 defaya kadar kullanılabilen (kullanım başına 1 dakika terapi süresiyle), USB üzerinden şarj edilebilen bir cihazdır. USB şarj kablosu cihazın yanında gelir.

6. ŞARJ CİHAZIM NEDEN SONUNA KADAR GİRMİYOR?

LUNA™ mini 3 şarj kablosu, cihaza tamamen girecek şekilde tasarlanmamıştır. Cihazdan biraz çıkıntılı durması tamamen normaldir.

7. ŞARJIM 400 KULLANIM DAYANMADI.

400 kullanım, 400 dakikayı ifade eder, bu nedenle şarj süresi, cihazın ne sıklıkta ve ne kadar süreyle kullanıldığına bağlıdır.

8. LUNA™ mini 3 ŞARJ NOKTASI SU GEÇİRMEZ MİDİR?

Evet şarj noktası su geçirmezdir, yani duşta da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şarj etmeden önce cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun ve şarj olurken kullanmayın. Cihazınızı kullanmayı bitirdikten sonra kuru bir yerde saklayın. Cihazı suya batırılmış halde bırakmayın.

UYGULAMA

9. NEDEN LUNA™ mini 3'Ü KULLANMADAN ÖNCE UYGULAMAYI İNDİRMEM GEREKİYOR?

Uygulama etkin tüm FOREO ürünlerini ilk defa açtığınızda FOREO For You uygulaması üzerinden etkinleştirip kilidini açmanız gerekir. Bu, sizi sahte/kopya FOREO ürünlerine karşı korumamıza ve garanti kaydınızı yaptırıp yatırımınızı korumanıza yardımcı olur.

10. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI FOREO UYGULAMASIYLA NASIL EŞLEŞTİREBİLİRİM?

FOREO For You uygulamasını akıllı telefonunuza veya tabletinize indirin ve Bluetooth'u açın. Açmak için cihazınızdaki evrensel düğmeye bir kez basın. Yanıp sönen beyaz ışık, cihazınızın eşleştirme modunda olduğunu gösterir. LUNA™ mini 3 cihazınızı kaydetmek ve eşleştirmek için uygulamadaki talimatları uygulayın.

11. LUNA™ mini 3 UYGULAMA OLMADAN DA ÇALIŞIR MI?

Evet! Uygulama cihaz ayarlarınızı yönetmenize yardımcı olur ancak LUNA™ mini 3'ü elle de kullanabilirsiniz. Temizleme modunu başlatmak için güç düğmesine basmanız, Işıltı Artırma Moduna erişmek içinse hızlıca çift basmanız yeterlidir.

12. CİHAZIMI KAYDEDEMİYORUM VEYA CİHAZIMIN SÜREKLİ BAĞLANTISI KOPUYOR. NE YAPMALIYIM?

FOREO For You uygulamasında sorun gidermek için şu adımları uygulayın:

- 1) Uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin - uygulamanın sadece güncellenmesi gerekiyor olabilir
- 2) Mobil cihaz işletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun (cep telefonunuzun en son yazılım güncellemelerini almasını sağlayın)
- 3) Uygulamayı silip yeniden yükledikten sonra telefonunuzu yeniden başlatın
- 4) Telefonunuzdaki çerezleri ve önbelleği temizleyin
- 5) Cihazınızın tamamen şarj olduğundan ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun

LUNA™ mini 3 KULLANIMI

13. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI NE SIKLIKLA KULLANABİLİRİM?

LUNA™ mini 3 cihazları her gün sabah veya akşam kullanılabilecek kadar emniyetli ve hassastır. Cildinizin daha derin bir temizliğe ihtiyaç duyduğu her zaman LUNA™ mini 3 cihazınızı kullanmanızı öneririz.

14. GÜNDE NE KADAR SÜRE KULLANABİLİRİM?

Temizleme etkinliği göz önüne alındığında, LUNA™ mini 3'ü günde 3 dakikadan fazla kullanmamanızı öneririz.

15. LUNA™ mini 3'ÜMÜ AİLE ÜYELERİM GİBİ DİĞER İNSANLARLA PAYLAŞABİLİR MİYİM?

Hijyen nedeniyle, LUNA™ mini 3'ünüzü başkalarıyla paylaşmanızı önermiyoruz.

16. LUNA™ mini 3 MAKYAJI ÇIKARMAK İÇİN KULLANILABİLİR Mİ?

Cihazlarımızdan herhangi biriyle temizleme rutini yapılmadan önce tüm makyaj temizlenmelidir.

17. LUNA™ mini 3'ÜMÜ HAREKET ETTİRİRKEN NE KADAR BASTIRMALIYIM?

LUNA™ mini 3'ü kullanırken herhangi bir şekilde bastırmanıza gerek yoktur. Yanak ve alında dairesel hareketlerle, burnunuzda aşağı yukarı kaydırma hareketleriyle yüzünüzü temizleyin.

18. FOREO LUNA™ mini 3'Ü GÖZ ÇEVRESİNE KULLANABİLİR MİYİM?

Evet, LUNA™ mini 3'ünüzü göz çevresinde kullanabilirsiniz. Kullanırken göz altı bölgesinde çok dikkatli olun ve cihazı göz kapaklarına veya gözlere temas ettirmeyin.

19. NASIL BİR YÜZ TEMİZLEYİCİ KULLANABİLİRİM?

Cihazınızın silikonuna zarar verebilecek bir madde içermediği sürece dilediğiniz temizleyiciyi kullanabilirsiniz. Lütfen cihazın silikon uçlarına zarar verebileceğinden dolayı kil bazlı, silikon bazlı veya tanecikli temizleyiciler, peeling amaçlı kullanılan tanecikli veya taneciksiz ürünler kullanmaktan kaçının. En iyi sonuçlar için FOREO Micro-Foam Cleanser kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

20. AKNE VEYA EGZAMA GİBİ CİLT RAHATSIZLIKLARIM VARSA VEYA BOTOKS GİBİ KOZMETİK BİR İŞLEM YAPTIRDIYSAM LUNA™ mini 3'Ü KULLANABİLİR MİYİM?

Ciddi bir cilt rahatsızlığı olan veya kozmetik bir işlem geçirmiş olan herkesin, cihazı kullanmadan önce doktoruna veya cilt bakımı uzmanına danışmasını öneririz.

21. LUNA™ mini 3 CİHAZIMI HAMİLELİK SIRASINDA KULLANABİLİR MİYİM?

Evet, LUNA™ mini 3 hamilelik sırasında ve emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

LUNA™ 3 mini CİHAZI

22. T-SONIC™ TİTREŞİMLERİN YOĞUNLUĞUNU NASIL AYARLAYABİLİRİM?

LUNA™ mini 3, arasından seçim yapabileceğiniz 12 temizleme yoğunluğuyla tasarlanmıştır. Cihazınızı Bluetooth üzerinden FOREO uygulamasına bağlayarak kendi kullanıcı ayarlarınızı seçebilirsiniz.

23. İŞİLTİ ARTIRMA MODUNA NASIL ERİŞEBİLİRİM?

İşıltı Artırma moduna erişmek için güç düğmesine çift basmanız yeterlidir. Tercih ettiğiniz ayarları belirlemek için cihazınızı Bluetooth üzerinden FOREO uygulamasına bağlayın ve Düşük, Orta veya Yüksek yoğunluklu T-sonic™ titreşimleri arasından seçim yapın.

24. LUNA™ mini 3 FIRÇA BAŞLIĞI KENARLARI ARASINDA NE FARK VAR?

LUNA™ mini 3'ün bir tarafı hassas ve normal ciltler için ince ve diğer tarafı da T bölgesi gibi yüzünüzün daha yağlı kısımları için daha kalın olmak üzere 2 bölgesi fırça başlığı bulunur.

25. LUNA™ mini 3 VE LUNA™ mini 2 ARASINDA NE FARK VAR?

Her iki cihaz da cildi daha pürüzsüz ve genç görünen sıkılaştırıcı yüz masajları sunarken 1 dakikalık temizleme rutini ile kiri, yağı ve fazla serumu temizlemede harikadır. Her iki cihaz arasındaki temel farklar şunlardır:

- LUNA™ mini 3, 12 T-Sonic™ titreşimi yoğunluk seviyesine sahiptir; LUNA™ mini 2'de 8 seviye bulunur.
- LUNA™ mini 3 uygulamaya bağlıdır, böylece kişiselleştirilmiş temizlik rutininizi ayarlayabilir ve kaydedebilirsiniz; ayrıca temizliği yaparken mobil cihazınızı ayna olarak kullanmanızı sağlayan Ayna moduna da sahiptir. LUNA™ mini 3'ünüzü, cihazınızın dizin sayfasındaki "Cihazımı bul" bölümüne giderek de takip edebilirsiniz.
- LUNA™ mini 3'ün silikon kılları, LUNA™ mini 2'dekilere göre %30 daha uzun ve %25 daha yumuşaktır.
- LUNA™ mini 3, birer dakikalık 400 kullanıma kadar pil ömrü sunar; LUNA™ mini 2, birer dakikalık 300'e kadar kullanım sunar.

26. LUNA™ mini 3 VE LUNA™ 3 ARASINDAKİ FARK NEDİR?

LUNA™ 3 ve LUNA™ mini 3, uygulama ile kullanılabilen akıllı cihazlarımızdır.

- LUNA™ 3, LUNA™ mini 3'ten daha büyüktür. Her birinin belirli bir cilt tipi için tasarlanmış 3 farklı rengi bulunur: karma ciltler için mavi, hassas ciltler için mor ve normal ciltler için pembe. LUNA™ mini 3'ün farklı renkleri bulunur, ancak hepsinde tüm cilt tiplerine uygun aynı 2 bölgesi fırça vardır. Cihazın önündeki fırça hassas ila normal ciltler için, arkadaki fırça ise yüzünüz ve T bölgeniz gibi daha yağlı bölgeler içindir.
- LUNA™ 3'ün sıkılaştırıcı masajda kullanabileceğiniz bir kenarı varken LUNA™ mini 3'ün iki kenarında da temizlik için kıllar bulunur.
- LUNA™ 3'ün 16 yoğunluk seçeneği vardır ve tek bir şarjla 650 kullanıma kadar dayanırken, LUNA™ mini 3'ün 12 yoğunluğu vardır ve tek bir şarjla 400 kullanıma kadar dayanır.

MODEL, GELİŞTİRMELER İÇİN HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR.

©2019 FOREO LTD ŞTİ. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

AB İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO LTD ŞTİ, KARLAVÄGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, İSVEÇ

ABD İTHALATÇI VE DAĞITICI: FOREO A.Ş., 1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, ABD

AU İTHALATÇI VE DAĞITICI: SUITE 10, 1014 DONCASTER ROAD, DONCASTER EAST VICTORIA 3109, AVUSTRALYA.

FOREO LTD. ŞTİ. İÇİN ÜRETİLMİŞTİR. FOREO İSVEÇ TARAFINDAN TASARLANMIŞ VE GELİŞTİRİLMİŞTİR.

WWW.FOREO.COM